

Descrição Complementar: BISTURI ELETRÔNICO 120W

1. Bisturi eletrônico **microprocessado** com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado;
2. Potência máxima de 120W (0 a 120W);
3. Frequência de trabalho: 4,0 MHz (alta frequência);
4. Rede: Bivolt automático 110/220V - 50/60Hz;
5. Tela de LCD do tipo “Touch Screen” sensível ao toque com indicação digital da potência em Watts com precisão de 001 Watt;
6. Ajuste e memória independente para cada uma das Sete funções;
7. Operação em 7 modos:
 - a. Corte "CUT" (CORTE PURO);
 - b. Corte/Coagulação mista "BLEND1" (90% de corte e 10% de hemostasia);
 - c. Corte/Coagulação mista "BLEND2" (70% de corte e 30% de hemostasia);
 - d. Corte/Coagulação mista "BLEND3" (50% de corte e 50% de hemostasia);
 - e. Coagulação pura "COAG" (Coagulação Pura);
 - f. Coagulação Spray “FULGURAÇÃO” (Coagulação Pura);
 - g. Sistema de cauterização “BIPOLAR”;
8. Ajuste de potência no painel ou através da caneta porta eletrodos ou pelo pedal ativador;
9. Um jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7 cm de comprimento;

10. Acessórios:

11. Placa Neutra;
12. Pedal duplo comando (corte e coagulação);
13. Caneta porta Eletrodo 2 metros;
14. Cabo de alimentação;
15. Manual de instrução;
16. Garantia de 24 meses;
17. Modelo de Referência: Wavetronic 6000 Touch.

Todos os custos dos itens descritos a seguir serão a cargo da empresa vencedora do certame:

18. A empresa deverá conferir o equipamento e seus respectivos acessórios junto com a equipe de recebimento designada por cada Organização Militar de Saúde (OMS), após a entrega do material na unidade.

19. A empresa realizará a instalação e os testes operacionais a fim de comprovar o perfeito funcionamento do equipamento. Em caso de falha durante os testes operacionais, a empresa está obrigada a reparar ou substituir o equipamento defeituoso.
20. A equipe de recebimento da OMS só assinará o termo de recebimento definitivo após a confirmação do funcionamento em perfeitas condições do equipamento e da entrega de todos os acessórios previstos no descritivo.
21. Em caso de defeito durante a garantia do equipamento, a empresa terá até 2 dias úteis após o recebimento do chamado para realizar o primeiro atendimento e até 3 dias úteis após o primeiro atendimento para concluir a devida manutenção.
22. Durante o tempo de garantia, a empresa deverá realizar pelo menos 02 (duas) manutenções preventivas por ano.
23. A empresa realizará treinamento operacional do equipamento com os profissionais designados por cada OMS a fim de garantir o bom uso e a utilização de todos os recursos do material permanente.
24. O treinamento operacional será agendado previamente e será dividido em pelo menos 03 (três) turmas a fim de abranger a maior quantidade de profissionais, incluindo a equipe de Engenharia Clínica da OMS.