

		Anexo C - Série Histórica					
ITEM	CATMAT	DESCRIPTIVO	APRESENTAÇÃO	QTD	CLÍNICA	CONSUMO 2025	OBSERVAÇÃO
		Grupo 01 - Hematologia (itens 01 e 02)					
1	399552	Hemograma completo - Kit reagente completo para a realização de hemograma em analisador automático acoplado a um preparador e corador de lâminas do mesmo fabricante com software de triagem e interfaceamento, contendo hemolisantes, diluentes, soluções de limpeza, calibradores e controles. Deverá ter acoplado um sistema de morfologia digital.	Teste	36.000	LAC Hematologia	35.667	
2	353073	Reticulócitos - Kit reagente para diagnóstico clínico, características adicionais para equipamento automatizado de hematologia, composto por solução para contagem de reticulócitos.	Teste	5.000	LAC Hematologia	4.800	
		Grupo 02 - Coagulação (itens 3 ao 5)					
3	442196	Kit reagente para determinação automatizada de Tempo de Atividade Protrombínica (TAP) , com calibradores e controles.	Teste	18.000	LAC Hematologia	16.850	
4	442195	Kit reagente para determinação automatizada de Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa) , com calibradores e controles.	Teste	18.000	LAC Hematologia	16.300	
5	442071	Kit reagente para determinação automatizada de Dímero D em suspensão de partículas de látex de poliestireno, anticorpo monoclonal específico contra o D-Dímero, com calibradores e controles.	Teste	3.000	LAC Hematologia	2.500	
		Grupo 03 - Marcadores de Emergência (Imunofluorescência) (Itens 6 ao 11)					
6	442301	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE CK-MB , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	200	LAC Imunologia	350	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.
7	442300	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE MIOGLOBINA , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	200	LAC Imunologia	290	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.
8	480830	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOS, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE TROPONINA I , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	300	LAC Imunologia	843	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.
9	369813	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO CEREBRAL , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	300	LAC Imunologia	750	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.

10	369814	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE DÍMERO D , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	700	LAC Imunologia	2.500	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.
11	426362	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE PROCALCITONINA , APRESENTAÇÃO: TESTE	teste	600	LAC Imunologia	2.141	Equipamento auxiliar (backup), uso em média de 30% do consumo total.
		Itens avulsos LAC – CAF					
12	383109	Kit para coloração hematológica automatizada , composto por 03 reagentes : 01 frasco contendo solução corante Eosina Azul de Metileno (Wright Giemsa) 0,25% p/v em metanol ; 01 frasco Sol. Aquosa tamponada pH 6,8 e 01 frasco contendo solução hidrometanólica tamponada em pH 6,8, conservantes e surfactante. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conjunto com 1000 testes.	Conjunto	10	LAC Hematologia	7	
13	351012	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: velocidade de hemossedimentação (VHS) , apresentação: teste. Descrição complementar: Teste VHS Automatizado. Amostra em EDTA.	Teste	8.000	LAC Hematologia	7.500	
14	392369	Álcool isopropílico, concentração: 70% v,v, apresentação: em lenço umedecido.	Sachê	10.000	LAC REAGENTES CAF	10.000	
15	433509	Álcool Etílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil , Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5 °Gl (99,5% V/V) A 20 °C , Fórmula Química: C2h5oh , Peso Molecular: 46,07 G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 99,5% P/P Inpm , Característica Adicional: Anidro,	Frasco 1 L	400	LAC REAGENTES CAF	400	
16	359273	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO POLIMIXINA B , DOSAGEM 0,064 A 1024 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO .	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	
17	330853	ANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO VANCOMICINA , DOSAGEM 0,016 A 256 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COM GRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO .	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	
18	341879	Antibiograma, princípio ativo: bacitracina, dosagem: 10 UI.	Unidade	150	LAC REAGENTES CAF	150	
19	396257	Antibiograma, princípio ativo: cefoxitina, dosagem: 30 mcg.	Unidade	300	LAC REAGENTES CAF	300	
20	446123	Antibiograma, principio ativo: ceftarolina, dosagem 1: 0,002 a 32 mg,l, características adicionais 1: tira com gradiente de concentração	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	

21	340898	Antibiograma, princípio ativo: optoquina, dosagem: 5 mcg.	Unidade	150	LAC REAGENTES CAF	150	
22	339706	Antibiograma, princípio ativo :Novobiocina, Dosagem: 5 mcg.	Unidade	150	LAC REAGENTES CAF	150	
23	339537	Antibiograma, princípio ativo: sulfametoxazol + trimetroprima, dosagem: 23,75 + 1,25 mcg.	Unidade	150	LAC REAGENTES CAF	150	
24	424704	Antibiograma., princípio ativo: gram negativo, características adicionais: conjunto completo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme BRCAS.	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	
25	424705	Antibiograma., princípio ativo: gram positivo, características adicionais: conjunto completo. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Conforme BRCAS.	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	
26	367941	Cepa padrão, tipo: escherichia coli, características adicionais: atcc 25922	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
27	367942	Cepa padrão, tipo: escherichia coli, características adicionais: atcc 35218	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
28	367940	Cepa padrão, tipo: pseudomonas aeruginosa, características adicionais: atcc 27853	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
29	367936	Cepa padrão, tipo: staphylococcus aureus, características adicionais: atcc 25923	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
30	367935	Cepa padrão, tipo: staphylococcus aureus, características adicionais: atcc 29213	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
31	367938	Cepa padrão, tipo: Enterococcus Faecalis, características adicionais: atcc 29212	Unidade	2	LAC REAGENTES CAF	2	
32	454810	Corante, tipo : para coloração de leucócitos, aspecto físico : líquido, componentes: ácido acético e violeta genciana (turk).	Frasco 500 Mililitro	8	LAC REAGENTES CAF	8	
33	357757	Corante, tipo: azul de cresil brilhante, aspecto físico: líquido.	Frasco 100 Mililitro	8	LAC REAGENTES CAF	8	

34	353661	Corante, tipo: conjunto coloração ziehl-neelsen , aspecto físico: líquido, composição: álcool-ácido, fucsina fenicada e azul de metileno.	Conjunto	8	LAC REAGENTES CAF	8	
35	327536	Corante, tipo: conjunto corante hematológico panótico rápido, aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: 0,1% de ciclohexadienos, 0,1% de azobenzosulfônicos, componentes adicionais: 0,1% de fenotiazinas	Conjunto	15	LAC REAGENTES CAF	10	
36	327534	Corante, tipo: conjunto reagente para coloração de gram , aspecto físico: líquido, características adicionais: frascos separados contendo, composição: cristal violeta, lugol, etanol-acetona, fucsina básica.	Conjunto	8	LAC REAGENTES CAF	8	
37	327212	Corante, tipo: lugol forte, aspecto físico: líquido, características adicionais: solução a 5%	Frasco 500 Mililitro	20	LAC REAGENTES CAF	20	
38	332349	Indicador biológico, tipo: segunda geração, apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura, espécie: bacillus stearothermophilus, características adicionais: para esterilização a vapor.	Unidade	300	LAC REAGENTES CAF	300	
39	412644	Indicador de pH, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14. Caixa com 100 unidades	Unidade	10	LAC REAGENTES CAF	10	
40	357684	Óleo de imersão, uso: para microscopia, aspecto físico: líquido límpido, transparente, densidade: 1,515 g,cm3	Frasco 100 Mililitro	15	LAC REAGENTES CAF	15	
41	352088	Reagente para diagnóstico clínico , tipo de análise: qualitativo de oxidase bacteriana, apresentação: tira	Unidade	200	LAC REAGENTES CAF	200	
42	412407	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: qualitativo toxinas a e b de clostridium difficile, método: imunocromatografia, apresentação: teste, características adicionais: para amostra de fezes. DESCRIÇÃO	Unidade	300	LAC REAGENTES CAF	300	
43	353742	Reagente para diagnóstico clínico , tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti dengue vírus igg e igm , método: imunocromatografia, apresentação: teste	teste	2.000	LAC REAGENTES CAF	2.000	
44	467047	Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo, tipo de análise : qualitativo antígeno coronavírus covid-19 , apresentação : teste, método : imunocromatografia	teste	3.000	LAC REAGENTES CAF	3.000	
45	467048	Reagente para diagnóstico clínico 7, tipo: conjunto completo, tipo de análise : qualitativo anti coronavírus covid-19 igg e igm , apresentação : teste, método : imunocromatografia	teste	500	LAC REAGENTES CAF	500	
46	396034	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: suspensão de antígenos para triagem de VDRL , método: floculação, características adicionais: pronto para uso, apresentação: teste	teste	20.000	LAC REAGENTES CAF	20.000	
47	339560	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: uroanálise , características adicionais: 10 parâmetros, apresentação: tira	Unidade	3.000	LAC REAGENTES CAF	3.000	

48	435823	Reagente para diagnóstico clínico,, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo anti zika vírus igg e igm , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	500	LAC REAGENTES CAF	500	
49	361446	Reagente para diagnóstico clínico., tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anticorpos anti-treponema pallidum , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	1.000	LAC REAGENTES CAF	1.000	
50	356905	Reagente para diagnóstico clínico., tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de beta hcg , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	300	LAC REAGENTES CAF	300	
51	334484	Reagente para diagnóstico clínico., tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de hiv i e ii , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	3.000	LAC REAGENTES CAF	3.000	
52	335034	Reagente para diagnóstico clínico., tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de sangue oculto em fezes , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	300	LAC REAGENTES CAF	300	
53	448558	Reagente para diagnóstico clínico', tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anti chikungunya vírus igg,igm , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	500	LAC REAGENTES CAF	500	
54	446363	Reagente para diagnóstico clínico', tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo oxa-48, kpc e ndm, método: imunocromatografia, apresentação: teste, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: método imunocromatográfico, detecção de carbapenemases KPC, OXA, VIM, IMP	Teste	500	LAC REAGENTES CAF	300	
55	435854	Reagente para diagnóstico clínico°, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo antígeno ns1 de dengue vírus , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	2.000	LAC REAGENTES CAF	2.000	
56	368340	Reagente para diagnóstico clínico°, tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anti plasmodium sp , método: imunocromatografia, apresentação: teste	Teste	300	LAC REAGENTES CAF	300	
57	372732	Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Composição Básica: Com Swab , Método: Imunocromatografia , Tipo De Análise: Qualitativo Antígenos A E B Vírus Influenza Humano , Tipo: Conjunto Completo , Apresentação: Teste	Teste	1.500	LAC REAGENTES CAF	700	Por se tratar de uma doença sazonal, é necessário uma IRP que contemple essa particularidade.