

4. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Ausência de furos, rasgos, dobras ou variações de espessura no Tyvek®			
Identificação imediata da coloração do Indicador Químico tipo 1 presente no envelope, antes e depois do processo de esterilização			
Mudança nítida de cor do Indicador tipo 1, após o processo de esterilização			
Uniformidade da cor de viragem em todos os indicadores químicos presentes no envelope			
Alta resistência do filme e Tyvek®, após o processo de esterilização			
Filme laminado não rasga ou delamina à abertura, possibilitando abertura asséptica			
Ausência de liberação de partículas à abertura			
Permite selagem completa e uniforme, sem formação de canais de vazamento			
Resistência da selagem lateral (fábrica), após o processo de esterilização			
Resistência da selagem superior (CME), após o processo de esterilização			

5. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas	Sim	Não	Não se aplica
Apresenta registro, na face anterior do envelope, de informações como lote e datas de fabricação e validade			
Apresenta embalagem que garanta a integridade do produto até a sua utilização			
Apresentação do Catálogo, contendo informações do produto			
Apresentação de Laudos BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) e VFE (Eficiência de Filtração Viral)			

6. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade