

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Ácido peracético em solução. Bactericida , virucida, fungicida e esporicida - para desinfecção de alto nível em produtos para a saúde, em no máximo 10 minutos. Odor leve e não irritativo, atóxico; biodegradável; com anticorrosivo na formulação; sem efeito residual. Composição: concentração de 2000 ppm, ph entre 5,0 e 7,0. Apresentação: galão de 5 litros. Solução com descarte em água corrente (dispensa diluição). Deve estar de acordo com as legislações: RDC 15/2012 , RDC 31/2011 e RDC 35/2010. Apresentar ficha FISPQ e laudos com comprovação de eficácia microbiológica.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Concentração do ácido peracético conforme solicitado			
pH entre 5.0 e 7.0			
Função bactericida, virucida, fungicida e esporicida			
Possui anticorrosivo na formulação			
Apresentação em galão com 5 litros			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Tempo de ação com eficácia microbiológica em até 10 minutos			
Odor leve e não irritativo			
Possibilidade de descarte da solução sem necessidade de diluição			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Queixas durante os testes: processo alérgico agudo, dor de cabeça, outros:.....			
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui instruções de uso na embalagem			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____ / ____ / ____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LUBRIFICANTE A BASE DE ÓLEO MINERAL E ÁGUA – PARA USO EM TERMODESINFECTADORAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Lubrificante a base de óleo mineral e água, não iônico, permeável ao vapor para instrumentais cirúrgicos, para uso em processo automatizado ou manual, que não deixe resíduos, não deixe aspecto gorduroso, contendo informações precisas acerca da diluição do produto em mL por litro de água. Que atenda aos ciclos validados dos equipamentos. Apresentação: embalagem de 5 litros, compatível com as dimensões das termodesinfetadoras; medidas aproximadas: 20cm largura x 58cm altura x 26cm profundidade. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

Avaliação das especificações do produto comparadas ao descritivo	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Lubrificante a base de óleo mineral e água			
Compatível com limpeza manual e automatizada			
Diluição em mL/L de água			
Apresentação em galão contendo 5 litros do produto			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

Avaliação do Produto	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Possui odor característico, não irritativo			
Atende aos ciclos validados das lavadoras termodesinfetadoras do Instituto			
Produto eficiente na lubrificação de instrumentais cirúrgicos			
Presença de mancha no produto para saúde (PPS) após o uso do lubrificante			
Persistência de residual de gordura no PPS após o uso do lubrificante			
Enxague fácil			
Presença de resíduo de lubrificante após o uso do mesmo			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Embalagem com as dimensões compatíveis com as dos compartimentos das lavadoras termodesinfetadoras do Instituto			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa da reprovação:

DATA: / / .

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

DESINCRUSTANTE ÁCIDO PARA LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Desincrustante ácido, removedor de crostas e depósitos minerais alcalinos de lavadoras termodesinfectoras, instrumentais e equipamentos em aço inox, a base de ácido fosfórico. Deve ser eficiente na remoção das incrustações de água dura, depósitos minerais alcalinos, ferrugem, manchas e resíduos orgânicos das paredes internas de lavadoras automáticas. Não deixar resíduos ou manchas na superfície interna das lavadoras ou instrumentais cirúrgicos. Deve conter informações precisas acerca da diluição do produto em mL por litro de água. Que atenda aos ciclos validados dos equipamentos. Apresentação: embalagem de 4 litros, compatível com as dimensões das termodesinfectoras, medidas aproximadas: 20 cm largura x 58 cm altura x 26 cm profundidade. A abertura do frasco deve ter em torno de 3,5 cm de diâmetro, para permitir o acesso do sensor do equipamento. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE LAVAGEM:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Lavagem Automatizada			

3.2. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Solução concentrada			
pH ácido			
Diluição em mL/L de água			
Apresentação em galão contendo 4 litros do produto			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Possui odor característico, não irritativo			
Produto formador de espuma			
Produto eficiente na remoção de ferrugem, manchas e depósitos minerais em lavadoras termodesinfectoras e			

instrumentais de aço inoxidável, por meio de lavagem automatizada			
Tempo de ação conforme descrito no rótulo do produto			
Não deixa resíduos nas superfícies			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Embalagem com as dimensões compatíveis com as dos compartimentos das lavadoras termodesinfectoras do Instituto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 7 ENZIMAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Detergente enzimático para limpeza de artigos médicos hospitalares composto por 7 enzimas: protease, lipase, amilase, celulase, peptidase, carbohidrase e mananase, tensoativos não iônicos, pH neutro, biodegradável, não corrosivo, para ser utilizado diluído em temperatura ambiente ou aquecida, para processos em limpeza manual e automatizado, em até 5 minutos. Diluição 01 mL por litro, sem formação de espuma, sem odor agressivo, que atenda aos ciclos validados dos equipamentos. Apresentação: embalagem de 5 litros, compatível com as dimensões das termodesinfectoras; medidas aproximadas: 20cm largura x 58cm altura x 26cm profundidade. Deve estar de acordo com a RDC 55/2012. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das especificações do produto comparadas ao descritivo	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Detergente composto pelas enzimas : amilase, lipase, protease, carbohidrase, celulase, peptidase e mananase			
Possui propriedade anticorrosiva			
pH neutro			
Compatível com limpeza manual e automatizada			
Diluição 1mL/L de água			
Apresentação em galão contendo 5 litros da solução			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Detergente 7 Enzimas	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Possui odor característico, não irritativo			
Produto formador de espuma na limpeza manual			
Produto formador de espuma na limpeza automatizada			
Diluição e tempo de imersão validados em temperatura ambiente ou alta temperatura (45° a 85°)			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de fácil remoção			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de difícil remoção			

Persistência de odor biológico após a limpeza com o detergente 7 enzimas			
Enxague fácil			
Manutenção do brilho do instrumental após o uso do detergente 7 enzimas			
Presença de mancha no produto para saúde (PPS) após o uso do detergente 7 enzimas			
Persistência de residual de gordura no PPS após o uso do detergente 7 enzimas			
Presença de oxidação no PPS após o uso do detergente 7 enzimas			
Houve necessidade de segunda lavagem após inspeção visual do PPS, sem dispositivo auxiliar			
Houve necessidade de segunda lavagem após inspeção do PPS, por meio de lupa iluminada			

4. **CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:**

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Embalagem com as dimensões compatíveis com as dos compartimentos das lavadoras termodesinfectoras do Instituto			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. **PARECER TÉCNICO:**

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa da reprovação:

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

TESTE DESAFIO COM INDICADOR QUÍMICO TIPO 5 (LIBERADOR DE CARGA)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Teste desafio para liberação de carga esterilizada, com indicador químico tipo 5, auto adesivo, em tira dobrável, na cor amarela reagindo para a cor preta se aprovado o processo, projetado para desafiar os processos de esterilização a vapor, atendendo aos ciclos validados dos equipamentos, com desafios por dispositivos (pcd) permanentes, com ciclos de uso ilimitado, confeccionado em espiral interno em aço inoxidável e teflon, multinível, em acordo com a recomendação técnica da ABNT/CB-026/CE 026 090 001, simulando cargas de instrumentais canulados, que permita arquivamento e rastreamento por 5 anos.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização a vapor saturado sob pressão			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Teste Desafio com Indicador Químico Tipo 5			
Apresentação em tiras para dispositivos permanentes			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Teste simula os ciclos validados nas autoclaves do Instituto			
Teste auto-adesivo			
Teste de fácil entendimento			
Resultado de fácil interpretação, conforme o manual de instruções do produto			
Produto apresenta critérios de sustentabilidade, com menor impacto ambiental em relação aos seus similares			
Produto permite o arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização do produto			
A empresa disponibilizou o PCD para teste			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

TESTE DESAFIO COM INDICADOR BIOLÓGICO - VAPOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Teste desafio com indicador biológico, com indicador químico tipo 5, com antecipação de leitura em até 24 minutos por meio de fluorescência ou leitura de indicador químico tipo 5 no interior da ampola, compatível com autoclave a vapor e autoclave de mesa (statim). Etiqueta de identificação externa com indicador tipo 1, contendo minimamente informações acerca do lote e validade. Deve atender aos ciclos validados nos equipamentos, com desafios por dispositivos (pcd) permanentes, com ciclos de uso ilimitado, confeccionado em espiral interno em aço inoxidável e teflon, multinível, em acordo com a recomendação técnica da ABNT/CB-026/CE 026 090 001, simulando cargas de instrumentais canulados. Que permita anexar o resultado para registros de rastreabilidade e arquivamento em documento por 5 anos. OBS: apresentar incubadora compatível com o indicador biológico.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização a vapor saturado sob pressão			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Teste Desafio com Indicador Biológico			
Ampola com meio de cultura e disco inoculado com esporos do Bacillus stearothermophilus			
Apresenta indicador químico tipo 1 na ampola do indicador biológico			
Apresentação em caixa, contendo ampolas de indicador biológico com informações sobre lote, validade e fórmula termocrômica			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Atende os ciclos validados dos equipamentos do Instituto			

Resultado de leitura com coloração precisa e de fácil entendimento			
Resultado com liberação imediata			
Liberação de resultado de incubação em até 24 minutos			
Indicador químico no rótulo da ampola apresenta indicação instantânea de exposição			
Permite rastreamento e arquivamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização do produto			
A empresa disponibilizou o PCD para teste			
Apresentação de incubadora para teste			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, CONCENTRADO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Detergente neutro líquido, concentrado, para uso em produtos para saúde contendo em sua composição Lauril Éter Sulfosuccinato de Sódio, sem odor agressivo, validado para uso manual em temperatura ambiente. Com diluição apresentada em mL por litro. Apresentação em embalagem com capacidade de 1 litro. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

Avaliação das especificações do produto comparadas ao descritivo	Adequado	Não adequado	Não se aplica
O rótulo indica que em sua composição contém Lauril Éter Sulfosuccinato de Sódio			
Compatível com limpeza manual			
Validado para uso em temperatura ambiente			
Diluição em mL/L			
Apresentação em embalagem contendo 1 litro da solução			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Detergente Neutro	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Possui odor característico, não irritativo			
Produto formador de espuma na limpeza manual			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de fácil remoção			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de difícil remoção			
Enxague fácil			
Persistência de odor biológico após a limpeza com o produto			
Presença de mancha no produto para saúde (PPS) após o uso do detergente neutro			
Persistência de residual de gordura no PPS após o uso do detergente neutro			

Manutenção do brilho do instrumental após o uso do detergente neutro			
Presença de oxidação no PPS após o uso do detergente neutro			
Houve necessidade de segunda lavagem após inspeção visual do PPS, sem dispositivo auxiliar			
Houve necessidade de segunda lavagem após inspeção do PPS, por meio de lupa iluminada			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa da reprovação:

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ETIQUETA PARA CONTAINER COM RASTREABILIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Etiqueta para rastreabilidade à vapor, compatível com container rígido, dimensões aproximadas 4cm x 9cm. Apresentando indicador tipo 1; para preenchimento manual; resistente ao manuseio; com adesividade. Que seja customizada e contenha campos para informações sobre os produtos para saúde de acordo com a RDC 15/2012.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Etiqueta para container rígido			
Apresenta indicador químico tipo 1			
Etiqueta auto-adesiva			
Apresenta dimensões compatíveis com as do descritivo do produto			
Apresenta campos customizáveis para informações sobre os produtos para a saúde			
Compatível com preenchimento manual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Compatível com esterilizador a vapor			
Fácil utilização			
Resistente ao manuseio			
Indicador químico presente na etiqueta apresenta viragem com coloração precisa e de fácil leitura			
Apresenta intercorrência quanto ao preenchimento manual após o processo de esterilização Qual:			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo o nome do produto, quantidade, data de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS – HASTE DE LIGA METÁLICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de materiais canulados com cerdas de nylon e haste de liga metálica. Ponta ativa em uma das extremidades.

Medidas Aproximadas:

Item 24 – 60 cm (comprimento) por 2 mm (diâmetro)

Item 25 – 60 cm (comprimento) por 3 mm (diâmetro)

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de materiais canulados com haste de liga metálica			
Apresenta dimensões (escovas e cerdas) compatíveis com o descritivo do produto			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na remoção de matéria orgânica em materiais canulados			
Eficiente na limpeza de canulados delicados			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos PPS canulados			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE MATERIAIS CANULADOS – HASTE PLÁSTICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de materiais canulados com cerdas de nylon e haste plástica. Ponta ativa em uma das extremidades.

Medidas Aproximadas:

Item 26 – 60 cm (comprimento) por 5 mm (diâmetro)

Item 27 – 60 cm (comprimento) por 7 mm (diâmetro)

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de materiais canulados com haste plástica			
Apresenta dimensões (escovas e cerdas) compatíveis com o descritivo do produto			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na remoção de matéria orgânica em materiais canulados			
Eficiente na limpeza de canulados delicados			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos PPS canulados			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de endoscópios com cerdas de nylon nas duas extremidades e pontas protegidas. Haste flexível.

Medidas Aproximadas:

Item 28 – 200 cm (comprimento) por 1 mm (diâmetro)

Item 29 – 160 cm (comprimento) por 2 mm (diâmetro)

Item 30 – 240 cm (comprimento) por 3 mm (diâmetro)

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de endoscópios com haste flexível			
Apresenta dimensões (escovas e cerdas) compatíveis com o descritivo do produto			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na remoção de matéria orgânica em endoscópios			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos canais dos endoscópios			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. **PARECER TÉCNICO:**

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR QUÍMICO PARA TESTE DE CAVITAÇÃO ULTRASSÔNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador químico para teste de desempenho de cavitação ultrassônica. Apresentação: ampola, constituída de frasco de vidro, contendo solução de cor verde e esferas. Aplicação: uso em lavadoras ultrassônicas. Deve apresentar mudança precisa de cor em caso de teste positivo. Uso único. Deve atender à RDC 15/2012 e ABNT NBR ISO 15883.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador químico para teste de desempenho de cavitação em lavadoras ultrassônicas			
Apresentação em ampola			
Uso único			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Atende aos ciclos validados das lavadoras ultrassônicas do Instituto			
Teste de fácil entendimento			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no manual de instruções do produto			
Resultado de leitura com coloração precisa			
Resultado de fácil interpretação, conforme o manual de instruções do produto			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação do suporte para realização dos testes superficiais			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____ / ____ / ____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORIZAÇÃO DE TERMODESINFECÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador químico para monitorização de desinfecção térmica em lavadoras termodesinfectoras. Condições de emulação: 5 minutos, temperatura de 90°C e A0: 3000. Atóxico. Apresentação em tiras, constituídas de laminação impermeável, contendo as condições de emulação, lote, validade e fórmula termocrômica de viragem. Deve atender à RDC 15/2012 e ABNT NBR ISO 15883.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador químico para monitorização de desinfecção térmica			
Compatível com lavadoras termodesinfectoras			
Apresentação em tiras impermeáveis			
O indicador contém todos os parâmetros solicitados			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Atende aos ciclos validados das lavadoras termodesinfectoras do Instituto			
Teste de fácil entendimento			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no manual de instruções do produto			
Resultado de leitura com coloração precisa e de fácil interpretação			
Apresenta mancha na tira após o processo de desinfecção			
Permite o arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização			
Apresentação do suporte para realização dos testes superficiais			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____ / ____ / ____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR PARA TESTE DE EFICIÊNCIA DAS SELADORAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador de selagem, para avaliar a qualidade da termosselagem em seladoras hospitalares automáticas. Apresentação em tira de papel. Deve ser compatível com uso em papel grau cirúrgico e polietileno de alta densidade (Tyvek®). Deve indicar falhas como canais, pressão insuficiente, baixa temperatura, presença de bolhas, manchas e rugas. A tira de papel deve conter campos identificados para registro de data, equipamento testado, operador e resultado do teste, em português. Além disso, deve conter dados como lote e fabricação do produto. Deve estar em conformidade com a ABNT NBR ISO 11607-2.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador de selagem			
Apresentação em tira de papel			
Contém campos identificados em português			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Compatível com papel grau cirúrgico e tyvek			
Fácil utilização			
Resistente ao manuseio			
Resultado de leitura de fácil entendimento			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo o nome do produto, quantidade, data de fabricação e validade			

Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização do produto			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

DETERGENTE REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAIS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Removedor de oxidação de instrumentais e remoção de oxidação em lavadoras termo desinfetadoras, à base de ácido fosfórico e não iônico. Utilização manual e automatizada. Apresentação: embalagem de 5 litros, compatível com as dimensões das termodesinfetadoras; medidas aproximadas: 20cm largura x 58cm altura x 26cm profundidade. Embalagem contendo informações precisas acerca da diluição do produto em mL por litro de água, atendendo aos ciclos validados dos equipamentos. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE LAVAGEM:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Lavagem Manual			
Lavagem Automatizada			

3.2. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Detergente concentrado			
pH ácido			
Diluição em mL/L de água			
Apresentação em galão contendo 5 litros do produto			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Possui odor característico, não irritativo			
Produto formador de espuma			
Diluição e tempo de imersão validados em temperatura ambiente e alta temperatura (45° a 85°)			
Produto eficiente na remoção de ferrugem e manchas em instrumentais de aço inoxidável, por meio de lavagem manual			

Produto eficiente na remoção de ferrugem e manchas em instrumentais de aço inoxidável, por meio de lavagem automatizada			
Tempo de ação conforme descrito no rótulo do produto			
Enxague fácil			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Embalagem com as dimensões compatíveis com as dos compartimentos das lavadoras termodesinfectoras do Instituto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

TESTE DESAFIO BOWIE DICK

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Teste desafio para monitorização de autoclaves a vapor, tipo 2 (Bowie Dick), autoadesivo, em tira dobrável, na cor amarelo reagindo para a cor preta se aprovado, pronto uso, padrão 7 kg ou 7 kg com carga adicional, atendendo aos ciclos validados dos equipamentos, com desafios por dispositivos (pcd) permanentes, com ciclos de uso ilimitado, confeccionado em espiral interno em aço inoxidável e teflon, permitindo arquivamento e rastreamento por 5 anos.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Teste desafio compatível com PCD de uso permanente			
Teste Bowie Dick padrão 7 Kg ou 7 Kg com carga adicional			
Pronto Uso			
Indicador auto-adesivo			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Teste desafio simula o ciclo validado na Intuição			
Teste de fácil entendimento			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no manual de instruções do produto			
Resultado de leitura com coloração precisa			
Resultado de fácil interpretação, conforme o manual de instruções do produto			
Produto apresenta critérios de sustentabilidade, com menor impacto ambiental em relação aos seus similares			
Permite arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação PCD permanente para realização do teste			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Detergente enzimático composto de 4 tipos de enzimas (amilase, lipase, protease, carbohidrase), não iônico, não corrosivo, pH neutro, não formador de espuma, sem odor agressivo na forma concentrada ou diluída, para limpeza manual. Diluição e tempo de imersão validados em temperatura ambiente, diluição em mL por litro de água, de ação rápida, de acordo com a RDC 55/2012. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTO:

Avaliação das especificações do produto comparadas ao descritivo	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Detergente composto pelas enzimas: amilase, lipase, protease e carbohidrase			
Possui propriedade anticorrosiva			
pH neutro			
Compatível com limpeza manual			
Diluição em mL por litro de água			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

Avaliação do Detergente 4 Enzimas	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Possui odor característico, não irritativo			
Produto formador de espuma			
Diluição e tempo de imersão validados em temperatura ambiente			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de fácil remoção			
Produto eficiente na remoção de sujidade aparente, de difícil remoção			
Persistência de odor biológico após a limpeza com o detergente 4 enzimas			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui instruções de uso na embalagem			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação de Catálogo			
Apresentação da Ficha FISPQ			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa da reprovação:

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

LUBRIFICANTE MINERAL COM TAMPA APLICADORA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Lubrificante mineral, de óleo branco grau médio, base em parafina, com tampa aplicadora, comprovado para uso em motores a bateria, sem silicone e flúor, com propriedade anticorrosiva, 90% biodegradável.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Lubrificante contendo Óleo Parafínico Branco			
Aplicação do produto compatível com método de esterilização à vapor			
Produto livre de silicone e flúor			
Apresentação em frasco com volume compatível ao descritivo			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Odor característico, não irritativo			
Fácil aplicação			
Absorção adequada, sem comprometimento da esterilização			
Apresenta propriedade anticorrosiva			
Eficiente na lubrificação de instrumentais cirúrgicos e motores			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			

Possui instruções de uso na embalagem			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

FITA REAGENTE PARA ÁCIDO PERACÉTICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Fita reagente para Ácido Peracético - para monitoração da concentração de ácido peracético em solução, de interpretação precisa através de mudança de coloração, correlacionada com a concentração do ácido peracético do item 16.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Fita teste compatível com a concentração do ácido peracético em uso			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no rótulo do produto			
Produto pronto uso			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Teste de fácil entendimento			
Resultado de leitura com coloração precisa			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Possui instruções de uso na embalagem			
Apresentação de Catálogo			

5. **PARECER TÉCNICO:**

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

SOLUÇÃO PRÉ-LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Gel umectante, pré-limpeza, para artigos médicos, a base de surfactante, atóxico, não aerossol, com pH neutro, não irritante para pele e mucosas, não corrosivo, biodegradável, que não provoque oxidação e manchas nos produtos para saúde. Solução pronta para uso. Apresentação da ficha FISPQ.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Produto Umectante a base de surfactantes			
Pronto Uso			
Embalagem livre de liberação de aerossóis			
Apresentação em frasco com volume compatível ao solicitado			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Possui odor característico, não irritativo			
Produto eficiente no impedimento de ressecamento e aderência da matéria orgânica no instrumental			
Presença de mancha no produto para saúde (PPS) após o uso da solução pré-limpeza			
Manutenção da umidade no instrumental pelo tempo indicado no rótulo do produto			
Produto com bom rendimento			
Enxague fácil			
Presença de resíduos do produto no instrumental após enxague			

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMULADOR QUÍMICO, TIPO 6 – 7 MINUTOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Emulador químico, tipo 6, simulador para processo de esterilização a vapor, em tiras, com marcador de 134°C em 07 minutos. Atendendo ao ciclo validado e qualificado dos equipamentos existentes, que não libere partículas e não manche na viragem. As tiras devem conter informações sobre lote e referência de viragem. Que permita o arquivamento e rastreamento por 5 anos.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização a vapor saturado sob pressão			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Emulador Químico Tipo 6			
Marcador de 134° C em 7 minutos			
Apresentação em tiras, contendo informações sobre lote, parâmetros de esterilização, datas de fabricação e validade e fórmula termocrômica			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Emulador atende ao ciclo validado nas autoclaves do Instituto			
Resultado de leitura com coloração precisa e de fácil entendimento			
Produto libera partículas após o processo de esterilização			
Produto mancha após o processo de esterilização			
Produto permite o arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização do produto			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA EM LAVADORA TERMODESINFECTADORA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador químico para monitoração e validação do processo de limpeza em lavadoras termodesinfetadoras, fabricado a base de corante alimentício, não patogênico. Validado com base na ABNT NBR 15883 e deve atender à RDC 15/2012. Indicador multiparamétrico (ação do jato de água, temperatura, detergente enzimático e fluxo de processo). Apresentação em formato duplo, na cor amarela, autoadesivo para facilitar o arquivamento e rastreamento, bem como a possibilidade de ser afixado nos suportes para teste (compatível com pcd de canulados, inclusive), tanto quanto na superfície dos instrumentais. Que atenda aos racks de instrumentais, canulados e inalatórios da termodesinfetadora. Que atenda aos ciclos validados dos equipamentos.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- ☐ Sim
☐ Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador químico para monitorização e validação do processo de limpeza das lavadoras termodesinfetadoras, fabricado à base de corante alimentício			
Apresenta indicadores multiparamétricos: ação do jato de água, temperatura, detergente enzimático e fluxo de processo			
Apresentação em formato duplo e auto-adesivo, para facilitar o arquivamento e rastreamento			
Possibilidade de ser afixado nos suportes para teste			
Atende aos racks das lavadoras termodesinfetadoras: instrumentais, inalatórios e canulados			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Atende aos ciclos validados das lavadoras termodesinfetadoras do Instituto			
A propriedade de adesividade é mantida durante e após submissão ao processo de lavagem			
Teste de fácil entendimento			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no manual de instruções do produto			
Resultado de leitura com coloração precisa			

Resultado de fácil interpretação, conforme o manual de instruções do produto			
Permite arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação do suporte para realização dos testes superficiais			
Apresentação do suporte para realização dos testes em racks de canulados e inalatórios			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE LIMPEZA EM LAVADORA ULTRASSÔNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Indicador químico para monitoração e validação do processo de limpeza em lavadoras ultrassônicas, fabricado a base de corante alimentício, não patogênico. Validado com base na ABNT NBR 15883 e deve atender à RDC 15/2012. Deve apresentar indicadores multiparamétricos e multinível, deve ser capaz de monitorar todas as variantes do ciclo de sinner: tempo, temperatura, ação química e ação mecânica/cavitação/ação do jato de água. Apresentação na cor amarela, autoadesivo para facilitar o arquivamento, com a possibilidade de ser afixado na superfície dos instrumentais e afixar no tripé de imersão. Deverá ser compatível com tripé de imersão e com pcd para desafiar o fluxo de canulados da lavadora ultrassônica.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTQ:

Avaliação das Especificações do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Indicador químico para monitorização e validação do processo de limpeza das lavadoras ultrassônicas			
Apresenta indicadores multiparamétricos e multinível, capaz de monitorar: tempo, temperatura, ação química e ação mecânica/cavitação			
Auto-adesivo, para facilitar o arquivamento e rastreamento			
Possibilidade de ser afixado nos suportes para teste			
Atende às cargas de instrumentais e canulados			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO DURANTE OS TESTES:

Avaliação do Produto	Sim	Não	Não se aplica
Atende aos ciclos validados das lavadoras ultrassônicas do Instituto			
Teste de fácil entendimento			
Leitura do teste realizada por meio da mudança de coloração indicada no manual de instruções do produto			
Resultado de leitura com coloração precisa			
Resultado de fácil interpretação, conforme o manual de instruções do produto			

Permite arquivamento e rastreamento por 5 anos			
--	--	--	--

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização e descarte do produto			
Apresentação do suporte para realização dos testes superficiais			
Apresentação do suporte para realização dos testes em canulados			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

EMULADOR QUÍMICO, TIPO 6 – 3 MINUTOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	Nº Licitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Emulador químico, tipo 6, simulador para processo de esterilização a vapor, em tiras, com marcador 134°C em 3 minutos. As tiras devem conter informações sobre lote e referência de viragem. Atendendo aos ciclos validados dos equipamentos existentes, permitindo o arquivamento e rastreamento pelo período mínimo de 5 anos.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização a vapor saturado sob pressão			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Emulador Químico Tipo 6			
Marcador de 134° C em 3 minutos			
Apresentação em tiras, contendo informações sobre lote, parâmetros de esterilização, datas de fabricação e validade e fórmula termocrômica			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Emulador atende aos ciclos validados nas autoclaves do Instituto			
Resultado de leitura com coloração precisa e de fácil entendimento			
Produto libera partículas após o processo de esterilização			
Produto mancha após o processo de esterilização			
Produto permite o arquivamento e rastreamento por 5 anos			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem resistente, com lacre de segurança e de fácil manuseio			
Possui manual de instruções			
As instruções de uso ou modo de usar facilitam a compreensão e a utilização do produto			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PPS (ROLO) - VAPOR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Etiqueta para identificação de embalagens para pps com indicador químico tipo 1, sensível ao vapor, apresentando dupla adesividade, medidas aproximadas: 70 mm (largura) x 35 mm (altura), cor branca, lisa, compatível com inserção de código de barras. Atendendo à RDC 15/2012. Apresentação: rolo.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

() Sim

() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização a vapor saturado sob pressão			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Etiqueta para identificação de embalagens para PPS com indicador tipo 1			
Permite 11 campos de informação por meio de impressão			
Compatível com inserção de código de barras			
Etiqueta auto-adesiva			
Apresenta dupla adesividade			
Apresentação em rolo			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Boa aderência às embalagens antes do processo de esterilização			
Fácil utilização			
Indicador químico presente na etiqueta apresenta viragem com coloração precisa e de fácil leitura			
Apresenta mancha na impressão após o processo de esterilização			

Manutenção da boa adesividade após o processo de esterilização			
--	--	--	--

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem lacrada e de fácil manuseio			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

--

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA PPS (ROLO) – PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Etiqueta para identificação de embalagens para pps com indicador químico tipo 1, compatível com processo de esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio, apresentando dupla adesividade, medidas aproximadas: 70 mm (largura) x 35 mm (altura), cor branca, lisa, compatível com inserção de código de barras. Atendendo à RDC 15/2012. Apresentação: rolo.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO À COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Avaliação da Compatibilidade	Sim	Não	Não se aplica
Compatível com esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogênio			

3.2. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Etiqueta para identificação de embalagens para PPS com indicador tipo 1			
Permite 11 campos de informação por meio de impressão			
Compatível com inserção de código de barras			
Etiqueta auto-adesiva			
Apresenta dupla adesividade			
Apresentação em rolo			

3.3. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Boa aderência às embalagens antes do processo de esterilização			
Fácil utilização			
Indicador químico presente na etiqueta apresenta viragem com coloração precisa e de fácil leitura			

Apresenta mancha na impressão após o processo de esterilização			
Manutenção da boa adesividade após o processo de esterilização			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Rótulo em português, contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Embalagem lacrada e de fácil manuseio			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ACETABULARES – DUAS EXTREMIDADES

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de instrumentais acetabulares, aproximadamente 21 cm de comprimento, com cerdas de nylon nas duas extremidades, uma com formato circular e aproximadamente 5cm de diâmetro e outra extremidade reta com cerdas em nylon rígidas em espiral, formato cônico com 80 mm de diâmetro na menor extremidade, 120 mm na maior extremidade e 50 mm de comprimento.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de instrumentais acetabulares			
Apresenta dimensões compatíveis com o descritivo do produto			
Apresenta cerdas de nylon nas duas extremidades, uma com formato circular e outra reta com cerdas em nylon rígidas em espiral			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na limpeza de instrumentais com o perfil específico da escova			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos instrumentais			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL – DUPLA EXTREMIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de instrumentais em geral, com cerca de 18cm de comprimento, cerdas de nylon nas duas extremidades, uma com declive com 3 fileiras de cerdas e outra com uma fila de cerdas rígidas para limpeza de materiais delicados, com cabo antiderrapante.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INT:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de instrumentais em geral			
Apresenta dimensões compatíveis com o descritivo do produto			
Apresenta cerdas de nylon nas duas extremidades, uma com declive com 3 fileiras de cerdas e outra com uma fila de cerdas rígidas para limpeza de materiais delicados			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na limpeza de instrumentais comuns			
Eficiente na limpeza de instrumentais delicados			
Apresenta cabo original antiderrapante			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos instrumentais			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL – EXTREMIDADE ÚNICA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Item	NºLicitação	Fabricante	Marca	Lote	Validade

1.1 DESCRITIVO (CONFORME EDITAL):

Escova para limpeza de instrumentais, com 18 cm de comprimento aproximadamente, cerdas de nylon semi rígidas em 03 ou 04 fileiras, com cabo anatômico e antiderrapante.

2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DO PRODUTO COM O DESCRITIVO INTTO:

2.1 O produto apresentado está de acordo com as especificações presentes no Termo de Referência?

- () Sim
() Não

2.2 Em caso de resposta negativa, não haverá teste com a amostra.

3. AVALIAÇÃO DO PRODUTO:

3.1. QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Escova para limpeza de instrumentais em geral			
Apresenta dimensões compatíveis com o descritivo do produto			
Apresenta cerdas de nylon semirrígidas em 3 ou 4 fileiras			
Apresentação individual			

3.2. QUANTO À AVALIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TESTES:

Avaliação do Produto	Adequado	Não adequado	Não se aplica
Eficiente na limpeza de instrumentais			
Apresenta cabo original antiderrapante			
Apresenta memória de utilização			
Apresenta boa resistência			
Causa abrasão aos instrumentais			
Apresenta desprendimento das cerdas ao uso			

4. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:

Outras características importantes observadas no produto	Sim	Não	Não se aplica
Embalagem contendo nome do produto, tamanho, fabricante, lote, datas de fabricação e validade			
Apresentação de Catálogo			

5. PARECER TÉCNICO:

() APROVADO

() REPROVADO

Justificativa (em caso de reprovação):

DATA: ____/____/____.

Avaliador

Chefe da Unidade