

fieldset { width: 100%; min-width: 0; }fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0; }legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important; }.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold; }.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto; }td, th { padding: 3px !important; } Pedido de esclarecimento Os presentes autos versam sobre eventuais aquisições de Bens e Materiais de Frasco estéril utilizados para coleta e teste de presença ausência de coliformes totais e E.coli em água, com etiqueta para identificação e comprimido não tóxico de Tiossulfato de sódio para neutralizar o cloro presente na amostra, fechamento com tampa contendo lacre de segurança e a prova de vazamentos. Cor: transparente Capacidade: 120mL com marcação de 100 mL Material: polipropileno A sessão da licitação do procedimento aquisitivo em questão está marcada para o dia 24/06/2024 às 09:00 h. Recebemos um pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2024, referente ao item 01 (Frasco , estéril utilizado para coleta e teste de presença /ausência de coliformes totais e escherichia coli em água). O licitante questionana se "para o item 001 será aceito proposta com o descritivo abaixo: Frasco de tampa rosca, descartável, estéril, com lacre de vedação para garantir a esterilidade, fabricado de acordo com a norma ISO11137-02. Composição: poliestireno transparente que garante a ausência de fluorescência sob lâmpada UV e possui reagente de tiossulfato de sódio pulverizado para neutralizar uma amostra de 100ml com até 15mg/L de cloro. Capacidade 120ml com marcação de 100ml. Possui marcação do lote no frasco para garantir a rastreabilidade. Embalagem: caixa com 200 unidades. Frascos - Métodos de esterilização eficientes Raios Gama ou Feixe de Elétrons." Isto posto, encaminhem-se os autos ao LABORATÓRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DR. GIOVANNI CYSNEIROS- LACEN para atendimento. Após, com a urgência que o caso requer, volvam-nos com maior brevidade possível, visto que temos prazo legal a cumprir.