

A
SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATAÇÃO Nº 79/2025 - SES
PROCESSO Nº 202400005013138

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL ITEM R\$
01	CPAP AUTOMÁTICO COM UMIDIFICADOR Especificações técnicas mínimas: CPAP automático para tratamento da apnéia obstrutiva do sono (AOS) em paciente adulto, com umidificador integrado, ajuste automático da pressão para um intervalo mínimo de 4 a 20 cm H2O com possibilidade de trabalhar com pressão fixa; tempo de rampa automático e tempo de rampa fixo; alívio da pressão expiratória (APE) em ao menos três níveis; capacidade de compensar vazamentos pela máscara; compensação de altitude; transmissão de dados via cartão SD incluso e/ou via wifi; capacidade de armazenar ao menos os seguintes parâmetros: curvas de fluxo, pressão, vazamento, taxa de apnéia e ronco; acompanha traquéia (tubo) com aproximadamente 2 m de extensão, fonte e cabo de energia, filtro de ar, bolsa de transporte, manual operação em português bem como todas e quaisquer peças, componentes, módulos, partes, filtros, adaptadores, conectores, blocos, interfaces, softwares ou acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento; Alimentação automática 100-240 VAC 60Hz, registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano. CPAP AUTO G3 A20 COM UMIDIFICADOR INTEGRADO ANVISA 81464750049 MARCA/FABRICANTE BMC Itens Inclusos: 01 Traqueia de 2m; 01 Bolsa de transporte; 01 Cabo de Força; 01 Filtro ; 01 Cartão SD; 01 Manual do Paciente;	01	Un.	R\$2.300,00	R\$2.300,00
02	MÁSCARA NASAL TAMANHO G Especificações técnicas mínimas: Máscara nasal tamanho G, completa, com armação, cotovelo, almofada substituível em silicone e fixador; apoio de testa; orifício de ventilação com	01	Un.	R\$290,00	R\$290,00

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
 TEL. 11. 3775.0732 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarсаude.com.br

cobertura tornando a máscara mais silenciosa; acompanhada de quaisquer outros elementos ou dispositivos indispensáveis à plena utilização da máscara. Registro na ANVISA. Garantia integral contra defeitos de fabricação de no mínimo 90 dias.				
KIT MASCARA NASAL N5BMC (TAM P,M,G) ANVISA 80047309208 FABRICANTE /MARCA: BMC				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$2.590,00 (dois mil e quinhentos e noventa reais)				

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Entrega: 30 (trinta) dias.

Pagamento: 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO / ATA DE REGISTRO

Nome do responsável pela assinatura do contrato: Alexsandra Ciotta

E-mail para envio de contrato: alexsandra.ciotta@lumiarсаude.com.br

E-mail Pessoal: aleciotta@hotmail.com / Telefone para contato: Celular: (13)99174-1152 –

Telefone/Fax: (11) 3775-0732

Profissão: Fisioterapeuta

Cargo na empresa: Gerente de Licitações

CPF: 222.421.438-32

RG: 34.971.911-1

Data de nascimento: 13/09/1981

Endereço: Rua Cyra nº 14 - Apto 84 Bairro: José Menino - Santos/SP

Estado Civil: Divorciada

Nacionalidade: Brasileira

Outorga por meio de: Procuração (x) Contrato Social ()

Dados bancários:

AG 0591-6 (VILA GERTI SC.SUL)

CC 83001-1

Banco do Brasil Agência 0322-0 (SÃO CAETANO)

CC 101390-4

São Caetano do Sul, 20 de fevereiro de 2025


ALEXSANDRA CIOTTA
GERENTE DE LICITAÇÕES
CPF: 222.421.438-32
RG: 34.971.911-1


05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH BUILDERS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Guido Aliberti, 3005
Jd São Caetano - CEP 09581-680
São Caetano do Sul - SP

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP

TEL. 11. 3775.0732 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarсаude.com.br



LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.652.247/0001-06 - I.E.: 636.281.938.11
AV GUIDO ALIBERTI, 3005, JARDIM SAO CAETANO - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CEP: 09581-680
TEL: (11) 3775-0876 / [E-MAIL: LICITACAO@LUMIARSAUDE.COM.BR](mailto:LICITACAO@LUMIARSAUDE.COM.BR)

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD. SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
TEL. 11. 3775.0732 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br



LUMIAR
HEALTHCARE



CPAP AUTO G3

Dispositivo que fornece pressão positiva nas vias aéreas **para tratamento da SAHOS (Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono)**

Benefícios:

- Umidificador Integrado
- Pré-aquecimento do umidificador para maior conforto
- Tubo aquecido
- Rampa automática
- Função de alívio expiratório
- Smart A (Auto) e C (CPAP) - Ajuste automático de pressão inteligente
- Baixo nível de ruído: 26 - 28 dB
- Aplicativo para acompanhamento dos relatórios
- Conectividade através do iCode e QRCode com leitura remota dos dados através do site Web e aplicativo de celular

Especificações:

Dimensões (L x W x H)	265 mm x 145 mm x 114 mm
Peso	1,7kg
Faixa de Pressão	4 a 20 cmH2O
Incrementos	0,5 cmH2O
Rampa	0 a 60 minutos ou Automática
Alívio Expiratório	Sim
Voltagem	Bivolt automático
Nível de Som	<28dB

Tempo de Garantia:

3 anos de garantia para o equipamento.
6 meses para acessórios.
3 meses máscara e traqueia.

Modos Ventilatórios disponíveis:

CPAP
AUTO



Registro na Anvisa: 81464759949

lumiar.com    /lumiarhealthcare

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26.263.959/0001-03
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.647-5
Nome do Dispositivo Médico	RESmart System
Nome Técnico do Dispositivo Médico	CPAP
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81464750049
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351260858202024
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: BMC MEDICAL CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010844 - Endereço: ROOM 110 TOWER A FENGYU BUILDING, NO. 115 FUCHENG ROAD, HAIDIAN, 100036, BEIJING, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	20/04/2020
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_G3 A20 + C20 V1.1.pdf	0725940247 - 29/05/2024 18:58:17
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_G3 BPAP V1.1.pdf	0725940247 - 29/05/2024 18:58:17

Modelo Produto Médico
G3 Auto CPAP A20
G3 BPAP B20A
G3 BPAP B25A
G3 BPAP B25S
G3 BPAP B25VT
G3 BPAP B30SV
G3 BPAP B30VT
G3 CPAP C20
G3 LAB

KIT Máscara Nasal N5 - Com 3 Bordas BMC



DESCRIÇÃO

KIT Máscara Nasal N5 - Com 3 Bordas BMC P, M e G

A Máscara N5 é a mais recente interface nasal da fabricante BMC, ultraleve e minimalista, é fácil de montar, usar e limpar.

Seu design inovador, sem apoio de testa, oferece mais movimento e flexibilidade, minimizando vazamentos, tornando a máscara leve e confortável de usar.

INDICAÇÃO:

Deve ser utilizada por pacientes adultos (> 30 kg / 66 lb) aos quais tenha sido prescrita uma terapia com pressão positiva das vias respiratórias, projetada para ser reutilizada por um único paciente em ambiente doméstico ou para ser reutilizada por vários pacientes em ambiente hospitalar/institucional.

CONTRAINDICAÇÃO:

Não há contraindicação.

IMPORTANTE: Por ser um produto médico, é ideal que seja adquirido seguindo orientação médica ou de especialista do sono. Temos uma equipe especializada e preparada para

configurar seu equipamento de acordo com a prescrição médica, solucionar suas dúvidas e auxiliar na adaptação da terapia.

ADVERTÊNCIA:

Não utilize soluções a base de óleos aromáticos ou perfumados(p. ex., óleos de essências ou de eucalipto), alvejante, álcool ou produtos com odores fortes (p. ex., limão) para limpar os componentes da máscara. Os vapores residuais dessas soluções podem ser reinalados se não forem inteiramente enxaguados. Elas também podem danificar a máscara, provocando fissuras.

ESPECIFICAÇÕES

Fabricante: BMC Medical Co;

Garantia: 90 dias (Contra defeitos de Fabricação); Registro da ANVISA: 80047309208

ITENS INCLUSOS:

01 Máscara Nasal N5 BMC ;

01 Borda grande;

01 Borda média;

01 Borda pequena; 01 Suporte de Cabeça (Arnês); 01

Manual de Utilização.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03.580.620/0001-35
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.00.473-0
Nome do Dispositivo Médico	iVolve Mask
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Mascaras
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80047309208
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351532603202311
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: BMC MEDICAL CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C010844 - Endereço: ROOM 110 TOWER A FENGYU BUILDING, NO. 115 FUCHENG ROAD, HAIDIAN, 100036, BEIJING, CHINA
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	28/08/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F4.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F5+.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F5.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F5A+.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F5A.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F5AS.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	N5+.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	N5.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	NM4.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:52
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BMC-FM1A.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:51
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BMC-FM2.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:51
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	BMC-NM2.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:51

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	F1B.pdf	0971187231 - 13/09/2023 10:10:51
--	---------	----------------------------------

Modelo Produto Médico
BMC FM2
BMC-FM1A
BMC-NM2
F1B
F4
F5
F5+
F5A
F5A+
F5AS
N5
N5+
NM4