



AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS – RESULTADO

PROCESSO LICITATÓRIO 279/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (CONSUMO) EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS - MS EM TODAS AS SUAS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇO DE ATENÇÃO EM SAÚDE DIRETAMENTE À POPULAÇÃO.


ITEM	PRODUTO	EMPRESA	RESULTADO
29	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 40G - MANGA LONGA - COR BRANCO Avental cirúrgico descartável branco manga longa, medindo aproximadamente 1,25m x 1,40, confeccionado em TNT (SMS) gramatura 40G, com viés, aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço.	MOLIMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	A AMOSTRA ENVIADA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES
70	DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO MULTIUSO Desinfetante Hospitalar Concentrado de Nível Intermediário multiuso para ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Formulação a base de Peróxido de Hidrogênio 10% e quaternário de amônio 6%, compatível com superfícies em aço inoxidável, alumínio, cobre, ferro, latão, acrílico, látex, nylon, polietileno, polipropileno, PVC, silicone, vinil, porcelanato, porcelanato polido, piso vinílico. O produto deverá possuir 4 diluições sendo: 1 litro do produto para 16 litros de água para Desinfecção de Nível Intermediário com estabilidade de 30 dias, limpeza e Desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos em uma única etapa será 1 litro do produto para 64 litros com estabilidade de 15 dias, limpeza pesada de pisos e superfícies em geral 1 litro do produto para 128 litros e para limpeza diária e de pisos e superfícies 1 litro do produto para 256 litros. Apresentar Laudos Reblas para Toxidade oral e aguda e laudos que comprovem a eficácia contra os microrganismos Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Mycobacterium smegmatis, Mycobacterium bovis, Candida albicans, Tricophyton mentagrophytes, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae KPC, Enterococcus Faecium, Staphylococcus MRSA, Candida auris, Clostridium difficile, e contra os vírus Adenovírus, Rhinovírus, Vírus da Hepatite A, Norovirus, Coronavírus e H1N1. Efeito residual de no mínimo 9 dias e ação mínima de 5 minutos para Clostridium. A apresentação deverá ser em galão de 5L. Apresentar registro do produto na ANVISA, autorização de funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas práticas de fabricação para Saneantes, Certificação da ISO 13485/2016 e atender a RDC 700/22. O produto deverá ser acompanhado de diluidor resistente aos	MOLIMED HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	A AMOSTRA ENVIADA ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES

	concentrados químicos, conexão de água simplificada e operando com baixa pressão de água. O fornecedor contratado deverá entregar frascos borrifadores para utilização da solução diluída e realizar treinamento com a equipe a ser definida pela Secretaria Municipal de Saúde.		
--	--	--	--

1 – DA ANÁLISE DO MATERIAL

Foi recebido na Secretaria de Saúde, em 18/10/2024, amostras enviadas pela empresa MOLIMED HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, referente aos itens 29 e 70 do pregão eletrônico 125/2024, sendo o produto recebido AVENTAL DESCARTAVEL 40G, do fabricante ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, e DESINFETANTE HOSPITALAR INTERMEDIARIO OXIRIO PLUS, do fabricante RIOQUIMICA INDUSTRIA FARMACÊUTICA. Produtos entregues intactos, de acordo com as especificações, aprovados, de acordo com imagens abaixo:

ETIQUETA DE AMOSTRA



ETIQUETA DE AMOSTRA



ETIQUETA DO PRODUTO





Conforme etiqueta, produto composto de peróxido de hidrogênio e quaternário de amônio, conforme solicitado nas especificações.

COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO

FINALIDADE: O OXIRIO® PLUS é um limpador desinfetante de nível intermediário multiuso para ambientes hospitalares, clínicas, consultórios médicos e odontológicos. Formulado a base de peróxido de hidrogênio e quaternário de amônio, limpa, alveja e desinfeta em uma única etapa. Pode ser aplicado em pisos, paredes, mobílias e artigos não críticos. **Eficácia:** Bactericida: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Enterococcus hirae*. Fungicida: *Candida albicans*, *Candida auris* e *Trichophyton mentagrophytes*. Tuberculocida: *Mycobacterium bovis* e *Mycobacterium smegmatis*. Esporocida: *Clostridium difficile*. Virúcida.

RECOMENDAÇÕES: Qualidade da água utilizada no preparo da solução, seguindo padrões de potabilidade: Pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou purificada. **Parâmetros:** pH da água: 6,0 – 9,5. Dureza: <500mg/L. Condutividade: <100µS. Preparar e armazenar a solução em um recipiente limpo.

MODO DE USAR: Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas e de artigos não críticos em uma única etapa: Aplique a solução à 1,56%, ou seja, 15,6 mL de OXIRIO® PLUS para cada 1 litro de água (1 litro do OXIRIO® PLUS para 64 litros de água) e deixe agir pelo tempo mínimo de 1 minuto. Aguarde secar. Não é necessário enxágue. Não aplique o produto diretamente nos eletrônicos, aplique no tecido e espalhe sobre a superfície. Utilize o mais breve possível.

Para desinfecção de nível intermediário: Lave, enxágue e seque os artigos de inaloterapia e assistência ventilatória. Imersão de artigos na solução à 6,25%, ou seja, 62,5 mL de OXIRIO® PLUS para cada 1 litro de água (1 litro do OXIRIO® PLUS para 16 litros de água) e deixe em contato pelo tempo mínimo de 20 minutos. Enxágue e seque. Utilize o mais breve possível.

Para limpeza pesada de pisos e superfícies em geral: Aplique a solução à 0,78%, ou seja, 7,8 mL de OXIRIO® PLUS para cada 1 litro de água (1 litro do OXIRIO® PLUS para 128 litros de água). Deixe secar ao ar ou enxágue, se necessário.

Para limpeza diária de pisos e superfícies em geral: Aplique a solução à 0,39%, ou seja, 3,9 mL de OXIRIO® PLUS para cada 1 litro de água (1 litro do OXIRIO® PLUS para 256 litros de água). Deixe secar ao ar ou enxágue, se necessário.

O processo de limpeza e desinfecção deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou protocolos existentes. **ÁGUA PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.** Informações técnicas adicionais estão detalhadas na Ficha Técnica do Produto.

CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em temperatura ambiente (15–30°C), em local seco e ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de calor e umidade.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. **PERIGO! O PRODUTO EM SUA FORMA PURA PROVOCA LESÕES OCULARES GRAVES.** Impeça contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Usar equipamentos de proteção adequados durante a diluição, tais como luvas, máscaras, avental e óculos de proteção. Não misturar com outros produtos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não ingerir. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

PRIMEIRO SOCORROS: Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para mais informações entre em contato com a

CENTRAL DE INTOXICAÇÃO OU SERVIÇO DE SAÚDE mais próximo.

COMPOSIÇÃO: Peróxido de hidrogênio, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, cloreto de octil decil dimetil amônio, cloreto de dioctil dimetil amônio, cloreto de didecil dimetil amônio, lauril éter sulfato de sódio, álcool isopropílico, coadjuvante, estabilizante, antioxidante, sequestrante, tamponante, alcalinizante e veículo. **PRINCÍPIO ATIVO:** Peróxido de Hidrogênio (10% p/p) e quaternário de amônio (6,0% p/p).

Telefone Centro de Intoxicações- 0800 0148110
Responsável Técnico: José Antonio de Oliveira
(11) 04407179 - IV Região-SP

Fabricado por: RIOQUÍMICA S.A.
Avenida Tietê, 2590/2600 - Jardim Anice
São José do Rio Preto - SP - CEP: 15057-441
Fone: (17) 4009 4288 - SAC: 0800 011 4288
CNPJ: 55.643.595/0001-43 - Indústria Brasileira
www.rioquimica.com.br

REGISTRO NO MS Nº 3.1329.0370.002-7
AUT. FUNC. NO MS Nº 3.01329-1
VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação.
Lote e fabricação impressos na embalagem.

7 897780 211930

 **Rioquímica**
Indústria Farmacêutica | desde 1979

FECHAMENTO E PUNHOS









2 - RESULTADO

De acordo com o exposto e laudos em anexo, aprovamos os produtos ofertado pela licitante.

Sendo só para o momento, ficamos disponíveis para eventuais esclarecimentos.

Três Lagoas, na data da assinatura digital.

ERIC CÉZAR DA SILVA SOUZA

Responsável pela elaboração do Termo de Referência