

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	DISPENSA PARECER TÉCNICO 1580/2025 PROCESSO Nº 24001.067376/2025-19 DATA: 28/10/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA		
Item	Código	Especificação
01	390762	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA INFANTIL – DORSO DE PAPEL MICROPOROSO, OU DE ESPUMA REVESTIDO COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO NA FACE INTERNA COM ADESIVIDADE GARANTIDA EM PRESENÇA DE UMIDADE, COM GEL SÓLIDO ELETROLÍTICO FIRME AO ELETRODO, ELEMENTO SENSOR EM AÇO INOXIDÁVEL PRATA . NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
EMPRESA: DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
MARCA: MAXCOR		REFERÊNCIA: MX 11 INFANTIL
FABRICANTE: SHANGHAI INTCO ELECTRODE MANUFACTURING CO. LTD		REGISTRO MS: 10299800057
LOTE: 024-010		VALIDADE: 30/10/2027

CONCLUSÃO	
(X) FAVORÁVEL	() DESFAVORÁVEL
Justificativa: Após análise da amostra, constatamos que o eletrodo para monitorização cardíaca infantil, é confeccionado em espuma, com aplicação de gel de celulose sólido no centro do eletrodo, sensor em Ag/AgCl na base (área diretamente em contato com o gel), em aço inox na parte superior. Concluimos que o produto ofertado está de acordo com as especificações do termo de referência da dispensa de licitação. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:
Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira COREN 52659
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 28/10/2025, às 17:23 PATRICE CHAVES SALMITO em 28/10/2025, às 16:38 e OUTROS: (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 49E8-26DE-3CFE-1E05.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

DISPENSA

PARECER TÉCNICO 1580/2025

PROCESSO Nº 24001.067376/2025-19

DATA: 28/10/2025

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILIA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 28/10/2025, às 17:23 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 28/10/2025, às 16:38 e OUTROS;
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suíte.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 49E8-26DE-3CFE-1E05.

PRECAUÇÕES

ADVERTÊNCIAS

Não abrir a embalagem antes do uso. O eletrodo não utilizado deve ser armazenado na embalagem original e fechada com uma dobra após aberta (observar a validade do produto em embalagem aberta). Deve ser usado com cautela em pacientes alérgicos e idosos. Trocar o eletrodo e local de aplicação após 24 horas de uso para evitar irritação da pele e lesão cardíaca.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada ou com o prazo de validade vencido. O produto deve ser utilizado por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente habilitados para a execução dos procedimentos envolvendo este tipo de produto. Este produto é de uso único, descartar após o uso. Proibido reprocessar, recondicionado para testes de esforço. Não use o eletrodo no mamilo, dobras cutâneas, articulações, processos ósseos, tecido cicatricial ou inflamação no local, regiões engorçadas, pele lesionada, cortes, feridas abertas, queimaduras, cirurgias, aplicar longe das incisões, para evitar desvios de condutividade e irritação da pele.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO

TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO

1) Mantido na embalagem original aberta com uma dobra - 30 dias

2) Fora da embalagem original - 15 dias depois de aberta a embalagem

... e a abertura da embalagem

Fabricado por
Shanghai Intco Electrode Manufacturing Co., Ltd
n° 1358, Hubin Road, Fengxian District Shanghai 204427

Detentor do registro

MAXICOR PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Rua Iolanda Túlio Borba, 243 - Pinhais - Paraná - Brasil
CEP 83.200-000

Fone (41) 3033-3091

www.maxicor.com.br
Farmacêutico Responsável: Hamilton T.

ANVISA 10299800057



30102024

DISPENSA
PARECER TÉCNICO 1580/2025
PROCESSO Nº 24001.067376/2025-19
DATA: 28/10/2025



 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	DISPENSA PARECER TÉCNICO 1580/2025 PROCESSO Nº 24001.067376/2025-19 DATA: 28/10/2025
--	---



Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILIA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 28/10/2025, às 17:23 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 28/10/2025, às 16:38 e OUTROS;
(horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 49E8-26DE-3CFE-1E05.