

PARECER TÉCNICO Nº 183/2026**PE 90296/2025****P194577/2025****MATERIAL TESTADO****TESTE BOWIE E DICK****EMPRESA / MARCA****NEKTAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA / 21****QUANTIDADE****01 unidade****SETOR: NUEST****DATA: 13/03/2026****ITEM****ESPECIFICAÇÕES****1**

TESTE BOWIE E DICK pacote para pronto uso, classe ou tipo 2, com simulação de carga com densidade de 7kg. Que apresente uma folha com indicador químico tipo 2, mudando a coloração quando exposto ao vapor saturado sob pressão de 134º C por 3,5 a 4 minutos e 121º C por 19 a 20 minutos, atóxico, isento de chumbo e metais pesados, dispostos entre camadas de folhas, acondicionado em embalagem que forma um pacote. O pacote deve possuir um rotulo que indica a exposição ao vapor através de um indicador químico impresso. O teste deve avaliar a eficiência da bomba de vácuo em autoclaves pré-vácuo na remoção do ar do interior da câmara interna do esterilizador, identificando falhas na remoção do ar, bolhas e vazamento de ar, gases não condensáveis, vapor superaquecido, erro de temperatura e tempo de exposição. Não estéril e descartável. O pacote deve acompanhar de um guia de interpretação de resultados. Local para indicação de data, número do esterilizador e identificação do operador.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?☒ Sim☐ Não

Justificativa: _____

2. Identificação do material?☒ Boa☐ Ruim**3. Quanto à mudança de coloração à exposição?**☒ Boa☐ Ruim**4. Quanto à detecção do processo de esterilização?**☒ Boa☐ Ruim**5. Resultado do teste:**☒ Aprovado☐ Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27/03/26

Telma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN-CE 61494

Ass./Carimbo do Responsável


Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 6687
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 12/03/2026.