



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



RELATORIO DE ANÁLISE TÉCNICA DOS DESCRITIVOS CONSTANTES DO EDITAL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2025, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME APRESENTAÇÃO DOS PROSPECTOS DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM 67: Potencial Evocado Auditivo de tronco Ence fálico- triagem

MARCA: PATH MEDICAL **MODELO:**

VENCEDORA:

CNPJ:

ANALISE CATALOGO / MANUAL	
EXIGENCIA DO EDITAL	PROSPECTO APRESENTADO
Apresentar os testes	POTENCIAL AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO ABR (PEATE-A)
Técnicas presentes no equipamento	Verificação da impedância do eletrodo: Monitoramento contínuo da impedância dos eletrodos. Inicie automaticamente se a impedância for OK (opcional): $R \leq 4 \text{ k}\Omega$, $\Delta R \leq 2 \text{ k}\Omega$ • Permitir iniciar manualmente: $R \leq 6 \text{ k}\Omega$, $\Delta R \leq 3 \text{ k}\Omega$; deixar omitir: $R \leq 12 \text{ k}\Omega$, $\Delta R \leq 6 \text{ k}\Omega$; interromper o teste: $R > 7 \text{ k}\Omega$, $\Delta R > 4 \text{ k}\Omega$; interromper o teste (se omitido): $R > 13 \text{ k}\Omega$, $\Delta R > 7 \text{ k}\Omega$ - Taxa de amostragem: 48 kHz (estímulo), 16 kHz (resposta) • Medição simultânea da orelha esquerda / direita (com licença ABR-BIN)
Memória	Capacidade de memória: até 1000 pacientes, cerca de 1000 testes (dependendo do tipo de teste)
Software	Software Mira Print para impressão dos exames. Software Mira para arquivamento, tratamento e gerenciamento de dados. Upload e Download dos pacientes.
Estímulos realizados	Tipo de estímulo: Chirp (banda larga, 1 a 8 kHz) Taxa de estimulação: 85 Hz Nível de estimulação: 25 a 55 dB eHL (incremento: 5 dB), perguntar antes do teste (permitir níveis adicionais de estimulação 25 e 30 dB eHL) (ECC:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
Secretaria Municipal de Saúde



	nível máximo 40 dB eHL) Observe: dB eHL = dB nHL + 10 dB (limite usual de detecção de ABR para pacientes com audição normal a 0 dB eHL)
Acessórios necessários para o funcionamento do aparelho	- Software Bera triagem; - Transdutores: Fone de inserção; - Cabo de bera- Electrode; - Olivas; - Cabo USB e pendrive - Manual em português; - Tensão de alimentação bivolt; - Bateria recarregá

Pela análise realizada do prospecto/manual encaminhado, conclui-se que o equipamento ofertado atende as exigências de descritivo mínimos do edital, conforme quadro acima.

Januária, 08 de abril de 2025

Luan Gonçalves dos Santos
Coordenado de Almoxarifado
Hospital Municipal de Januária