

ENC: SESA ES - Nº 254/2026 - ITEM 01 MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS**De :** Djessica Sousa <djessica.sousa@getinge.com>

qua., 29 de abr. de 2026 12:03

Assunto : ENC: SESA ES - Nº 254/2026 - ITEM 01 MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS 1 anexo**Para :** Secretaria de Estado da Saude / SESA - CPL
<sesacpl@saude.es.gov.br>**Cc :** Débora David <debora.david@getinge.com>, Helisa Almeida <licita@rtsrio.com.br>, COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES, CEAPÉH <ceapeh@saude.es.gov.br>

Bom dia, prezados.

Segue questionamentos:

“- O tampo deve ser radiotransparente e 100% de fibra de carbono,assegurando imagens nítidas com menor dose de radiação durante o uso de arco cirúrgico.”

Uma vez que possuímos o tampo em material compatível com o uso do Arco em C, sem nenhuma interrupção de imagem por possíveis hastes metálicas ou material inapropriado na confecção do tampo, perguntamos se será aceitável uma mesa que não seja 100% constituída em fibra de carbono, mas material baquelite que também permite visualização de imagem através do uso do Arco em C.

Enfatizamos que, o uso da fibra de carbono torna-se uma mesa de alto valor agregado imprescindível para o uso de imagens em 360°, o qual não foi citado no descritivo e que não se faz necessário para a utilização do Arco em C apenas com intensificador de imagens.

“- Inclinação Trendelenburg e reverso de pelo menos 30°.”

Uma vez que a mesa não limite a carga utilizada tanto na posição normal quanto reversa, será aceito uma mesa que atenda trendelenburg de 25° e trendelenburg reverso de 35°, superando o solicitado pela instituição e não gerando qualquer tipo de restrição em seu uso?

“- O elevador de cintura integrado deve permitir elevação de até 120 mm.”

Uma vez que a mesa cirúrgica realize movimentação para facilitar o acesso a área desejada (Flex de 220°), tendo livre acesso para a área necessária a ser exposta, gostaríamos de questionar se uma mesa sem o elevador será aceito, sendo que nada impossibilitará o movimento e posicionamento do paciente para determinado posicionamento cirúrgico?

Atenciosamente,

Djessica Caroline
Intern | Licitações

Brazil

Phone: +55 11 2608-7376

Mobile: +55 11 9 6905-8387

djessica.sousa@getinge.com



Getinge

Av. Manuel Bandeira, 291 – Bloco B – Conj. 33 e 34

São Paulo, SP 05317-020

Brazil

www.getinge.com/br

De: COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES - CEAPÉH
<ceapeh@saude.es.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2026 10:28

Para: Djessica Sousa <djessica.sousa@getinge.com>

Cc: Débora David <debora.david@getinge.com>; Helisa Almeida <licita@rtsrio.com.br>; Secretaria de Estado da Saúde / SESA - CPL <sesacpl@saude.es.gov.br>

Assunto: [EXT] Re: [ESCLARECIMENTOS] SESA ES - Nº 254/2026 - ITEM 01 MESA CIRÚRGICA - EQUIPAMENTOS GETINGE - RTS

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Prezados,

Informamos que iremos analisar o questionamento apresentado e solicitamos que o referido questionamento seja encaminhado para o e-mail sesacpl@saude.es.gov.br, conforme regras do edital.

Atenciosamente,

COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES
- CEAPÉH

De: "djessica sousa" <djessica.sousa@getinge.com>

Para: "COMISSÃO ESTADUAL DE AQUISIÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIALARES, CEAPÉH" <ceapeh@saude.es.gov.br>

Cc: "debora david" <debora.david@getinge.com>, "Helisa Almeida" <licita@rtsrio.com.br>

Enviadas: Terça-feira, 28 de abril de 2026 14:50:57

Assunto: [ESCLARECIMENTOS] SESA ES - Nº 254/2026 - ITEM 01 MESA CIRÚRGICA -

Boa tarde, prezados.

Segue questionamentos:

“- O tampo deve ser radiotransparente e 100% de fibra de carbono,assegurando imagens nítidas com menor dose de radiação durante o uso de arco cirúrgico.”

Uma vez que possuímos o tampo em material compatível com o uso do Arco em C, sem nenhuma interrupção de imagem por possíveis hastes metálicas ou material inapropriado na confecção do tampo, perguntamos se será aceitável uma mesa que não seja 100% constituída em fibra de carbono, mas material baquelite que também permite visualização de imagem através do uso do Arco em C.

Enfatizamos que, o uso da fibra de carbono torna-se uma mesa de alto valor agregado imprescindível para o uso de imagens em 360°, o qual não foi citado no descritivo e que não se faz necessário para a utilização do Arco em C apenas com intensificador de imagens.

“- Inclinação Trendelenburg e reverso de pelo menos 30°.”

Uma vez que a mesa não limite a carga utilizada tanto na posição normal quanto reversa, será aceito uma mesa que atenda trendelenburg de 25° e trendelenburg reverso de 35°, superando o solicitado pela instituição e não gerando qualquer tipo de restrição em seu uso?

“- O elevador de cintura integrado deve permitir elevação de até 120 mm.”

Uma vez que a mesa cirúrgica realize movimentação para facilitar o acesso a área desejada (Flex de 220°), tendo livre acesso para a área necessária a ser exposta, gostaríamos de questionar se uma mesa sem o elevador será aceito, sendo que nada impossibilitará o movimento e posicionamento do paciente para determinado posicionamento cirúrgico?

Atenciosamente,

Djessica Caroline
Intern | Licitações

Brazil

Phone: +55 11 2608-7376

Mobile: +55 11 9 6905-8387

djessica.sousa@getinge.com

GETINGE 

Getinge

Av. Manuel Bandeira, 291 – Bloco B – Conj. 33 e 34

Brazil

www.getinge.com/br

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.
