



MAGAZINE MÉDICA.COM

(/)



Entre (/accounts/registro/login/)

OU

(/accounts/registro/login/) **cadastre-se** (/accounts/registro/login/)



Meus

pedidos (/historico/)



Meus

favoritos (/lista-de-desejos/)



**Entrar em
contato**
(/ajuda/)



O que você procura?




INICIAL (/) / DESCARTÁVEIS (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/) / CAMPO CIRÚRGICO (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/CAMPO-CIRURGICO/)
/ CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL SMS NÃO FENESTRADO AZUL PROTDESC

Campo Cirúrgico Estéril Sms Não Fenestrado Azul PROTDESC (140X120Cm)

Cód.: 14968

campo-cirurgico-sms-nao-fenestrado-standard-protdesc

x



Compartilhe esse produto

(https://magazinemedica.com.br/produtos/campo-cirurgico-esteril-sms-nao-fenestrado-azul-protdesc_140x120cm)



(/marcas/protdesc/)

★★★★★

É revenda e tem inscrição estadual?

De R\$ 13,43

Por R\$ 11,00 no pix -7% OFF Já calculado

No cartão em 1x de R\$ 11,35 sem juros

FORMAS DE PAGAMENTO

Escolha dentre as opções

TAM

140X120CM

Restam apenas 161 UNIDADES em estoque!
(Precisa de uma quantidade maior? Clique aqui!)

-1+

Comprar

Comprar Pack
com 50 UNIDADES

Baixar App

Frete e Prazo

Informe seu CEP

Não sabe seu CEP? Clique aqui. (https://buscacepinter.correios.com.br/app/localidade_logradouro/index.php)

Campo cirúrgico estéril em SMS não fenestrado de tamanho 140 x 120 cm Standard PRODESC.

Descrição do produto

Indicações

O que é o campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC?

O campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC é um tipo de tecido ideal em procedimentos cirúrgicos para favorecer a esterilidade do ambiente, fabricado em cor azul, uma vez que ajuda a reduzir a fadiga visual dos cirurgiões e equipe médica. Ele é feito de um material resistente, como polipropileno, e possui propriedades antifúngicas e bactericidas para prevenir infecções. A ausência de fenestração, por sua vez, significa que ele não possui aberturas.

Para que serve o campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC?

O campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC é utilizado em procedimentos cirúrgicos para criar uma barreira física e estéril entre o paciente e o ambiente externo. Ele é colocado sobre o paciente, garantindo que apenas a área a ser operada fique exposta, enquanto o restante do corpo é coberto. O campo operatório SMS é indicado para uso em procedimentos cirúrgicos, com a função de:

- o Cobrir e proteger áreas do corpo;
- o Delimitar e isolar áreas integradas;
- o Prevenir contaminações cruzadas;
- o Evitar contaminações bacterianas;
- o Cobrir e proteger superfícies, tais como mesas e bancadas.

Composição

100% Não-Tecido de Polipropileno com barreira bacteriana. Barreira externa: spundbond e barreira interna: meltblown.



Diferenciais e benefícios	Quais os benefícios do campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC? - o SMS Standard; - o Não libera fios; - o Gramatura 40 g; - o Tamanho 140 cm x 120 cm; - o Ideal em área medica, clínicas e hospitais; - o Baixo desprendimento de partículas; - o Não propaga chamas; - o Alta repelência a fluidos; - o Alta resistência química; - o Alta eficiência de filtração bacteriológica; - o Alta resistência, conforto e maleabilidade; - o Não tecido respirável; - o Atóxico e hipoalergênico; - o Isento de látex; - o Esterilizado a óxido de etileno; - o Produto descartável pronto para uso; - o Hidro-repelente; - o Possui microfibras que agem como uma excelente barreira microbiana; - o Fácil manuseio; - o Fabricado com material de primeira, tornando-o muito mais qualidade e resistência inigualável.
Modo de Usar	Como usar o campo cirúrgico não fenestrado em SMS Standard PRODESC? 1. Abrir o pacote sobre a mesa e levantar as abas do material plástico para obter acesso ao produto; 2. Colocar o campo sobre a superfície a ser coberta e desdobrá-lo de modo que fique totalmente estendido; 3. Certificar-se que a área a receber o campo cirúrgico tenha passado por assepsia e esteja seca; 4. Posicionar o campo sobre o paciente de modo que fique completamente estendido; 5. Executar o procedimento e descartar após o uso (caso haja contaminação com fluido biológico infectado ou líquido perigoso, o material deve ser esterilizado antes do descarte).
Itens inclusos	01 Campo cirúrgico de 140x120 cm estéril em SMS não fenestrado azul Standard PRODESC.
Altura da embalagem (cm)	29,50
Largura da embalagem (cm)	20,00
Profundidade da embalagem (cm)	1,50
Peso bruto com embalagem (Kg)	0,069
Higiene e Conservação	- o Conservar em temperatura ambiente (15 - 30 °C); - o Conservar na embalagem original; - o Manter protegido do sol e do calor, local seco, bem ventilado e protegido da luz; - o Não exceder o prazo de validade impresso na embalagem; - o Atentar a integridade da embalagem, caso violada, não utilizar.
Contraindicações	- o Produto de uso único, reprocessador proibido; - o Não utilizar em caso de prazo de validade vencido; - o Não utilizar em caso de embalagem violada ou úmida.
Garantia	3 meses
Registro ANVISA/M.S.	80404440007
EAN	7898467284711

Arquivos

- o Ficha técnica - Campo cirúrgico não fenestrado SMS Standard PRODESC em PDF. (https://storage.googleapis.com/ballke-bucket/media/images/ProductFile/6881b14666fdc381c31d4c0f53a3a729_EeSGipF.pdf?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=ballke-user-bucket%40grupoballke.iam.gserviceaccount.com%2F20260525%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20260525T143610Z&X-Goog-Expires=86400&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=882241a3a78a4a34dfd84ba265b93005c11f1681ed02fc306c58e6ed984ff7168884ee42a3674f2a80a89a552563058e5cc2c2d433016e8e29e1)
- o Instruções de uso - Campo cirúrgico não fenestrado SMS Standard PRODESC em PDF. (https://storage.googleapis.com/ballke-bucket/media/images/ProductFile/2f26b5634002152565db4b728192f1ba_4qZDCKM.PDF?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=ballke-user-bucket%40grupoballke.iam.gserviceaccount.com%2F20260525%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20260525T143610Z&X-Goog-Expires=86400&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=203f1e7d667b1e69c8b66bb4547668bc0bd1e0eb293ebf4c4b159fa222a76ff35cd6d5d5db204c0f01bfd5fe6eda4f09232391814717f7354df4d4)
- o Detalhes do produto - Campo cirúrgico não fenestrado SMS Standard PRODESC em PDF. (https://storage.googleapis.com/ballke-bucket/media/images/ProductFile/36b4f6b9176b03ec2f2b22b2a1e894bb_ZjPXF7V.pdf?X-Goog-Algorithm=GOOG4-RSA-SHA256&X-Goog-Credential=ballke-user-bucket%40grupoballke.iam.gserviceaccount.com%2F20260525%2Fauto%2Fstorage%2Fgoog4_request&X-Goog-Date=20260525T143610Z&X-Goog-Expires=86400&X-Goog-SignedHeaders=host&X-Goog-Signature=77d0ca9b2f8bc1f878cd9b0f82ae47971b6aa6542f14b3b86369fdf9bca4bb5be8b84ab786d41ec4a12311133ff5778d6342dc0de586c0dff83f2cf)

Opiniões sobre o produto

Por favor, faça login para avaliar este produto. (/accounts/registro/login/?next=/produtos/visualiza/sku/14968/)



Avaliações do produto

Avaliação média: ★★★★★

Yuri da Mota — 08/03/2023 — Avaliou com: ★★★★★

Compre por marca

<

WelchAllyn®

(/mercado/welch-allyn/)

Cremer

(/mercado/cremer/)

Littmann®

Stethoscopes

(/mercado/littmann-3m/)

CRISTÁLIA

Sempre um passo à frente.

(/mercado/cristalia/)

SUPERM

(/mercado/super/)

>

Produtos vistos recentemente

(/produtos/avental-cirurgico-esteril-descartavel-sms-40gm2-protdesc_xg/)

(/produtos/coletor-de-urina-descartavel-adulto-2000ml-c100un-mark-med/)

(/produtos/sistema-aberto-p-coleta-de-secrecoes-e-urina-1200ml-medsonda/)

(/banner_rotator/click/952/?place=12)

(/banner_rotator/click/953/?place=14)

(/banner_rotator/click/954/?place=13)

Institucional ▾

Dúvidas Frequentes ▾

Certificações



(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/?cnpj=06103122000270>)



Google Safe Browsing

(<https://www.google.com.br/safebrowsing/diagnostic?site=https://magazinemedica.com.br>)

Siga-nos



(<https://www.facebook.com/magazinemedica>)



(<https://www.instagram.com/magazinemedica>)

Baixe nosso APP



(<https://apps.apple.com/pt/app/magazinemedica/id6736991773>)



(<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.twa.magazinemedica>)



(<https://twitter.com/magazinemedica>)

© 2026 Magazine Médica | Maior e Mais Completa em Produtos Médico Hospitalares – Todos os direitos reservados. – CNPJ: 06.103.122/0002-70 – Inscrição Estadual: 255128606
<https://magazinemedica.com.br> BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA I 06103122000270 - Fone/Whats: (11) 5199-0688 - E-mail: falecom@magazinemedica.com.br - Travessa Sinamomo 70, Bairro Arvoredo, Concórdia/SC, 89701-494. São 22 Anos de Referência na Distribuição de Produtos Médico Hospitalares para todo o Brasil. Consulte Frete Grátis para sua região com 80% das entregas em até 24/48 horas para Sul e Sudeste. Responsável Técnica: Farmacêutica Kátia Paula de Geus Zardo - CRF/SC 3964 – As informações contidas neste site não devem ser usadas para automedicação e não substituem, em hipótese alguma, as orientações dadas pelo profissional da área médica. Somente o médico está apto a diagnosticar qualquer problema de saúde e prescrever o tratamento adequado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Licença ou Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa podem ser acessados através da nossa Área de Downloads. (/downloads/) Preços e condições de pagamento exclusivos para compras realizadas através do site. Os estoques são limitados e os valores não se aplicam à nossa rede de lojas físicas podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de divergência, o preço válido é o do carrinho. As imagens exibidas neste site são meramente ilustrativas. Uma empresa do GRUPO BALLKE.

