

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA/ES**

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024.

Processo Administrativo nº 29.455/2024

ID(TCEES): 2024.069E0500001.02.0016

Assunto: Desclassificação Equivocada do Certame.

BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, por meio de seu escritório administrativo, estabelecido à Rua Mario Passos Costa, número 378, Pavimento 01, Campo Grande, Cariacica-ES, devidamente inscrita no CNPJ sob o n 28.345.933/0001-30, por intermédio de seu representante legal, o Sr. LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA, vem, respeitosamente perante V. Senhoria, apresentar:

RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO

Em face da declaração da empresa **GTMED** para o lote 03, considerando que o produto apresentado não atende às especificações do edital, conforme iremos demonstrar.

1) DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, anteriormente à exposição dos motivos de fato e de direito que circundam a presente conjectura de direito material, imprescindível atestar sua tempestividade.

Este Recurso foi protocolado no prazo legal, na medida em que se recebeu o comunicado em **20/08/2024**. Contado o lapso temporal a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento, demonstra-se a fruição do requisito da admissibilidade temporal.

Portanto, requer-se a submissão deste recurso a análise do órgão competente, a fim de que se casse a decisão que declarou a manifestante desqualificada.

2) DOS FATOS

O órgão definiu as seguintes especificações técnicas para item 03 no edital:

LOTE 03 – AMPLA CONCORRÊNCIA								
ITEM	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO	QTDE TOTAL	UNID	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)	VALOR ESTIMADO TOTAL (R\$)	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	LANCETA ESTERIL PARA PUNCAO MANUAL. A Lanceta estéril para punção manual, em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso, que atendam as exigências da NR32 , Agulha28G e 1,4mm a 1,8mm de profundidade. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo na embalagem os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	4.132.500	UN	0,1133	468.212,25			

No decorrer da fase de propostas, a GTMED DISTRIBUIDORA se posicionou na melhor colocação ofertando, o menor valor unitário.

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Não - Documento 39.707.683/0001-57 - Endereço: Rua Asa-branca - CEP: 86030470 - UF: PR - Município: - Telefone: (43) 3336-9222

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003		LANCETA ESTÉRIL PARA PUNÇÃO MANUAL					
	0001	LANCETA ESTÉRIL PARA PUNÇÃO MANUAL. A Lanceta estéril para punção manual, em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso, que atendam as exigências da NR32, Agulha 28G e 1,4mm a 1,8mm de profundidade, Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo na embalagem os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	g tech - anvisa 0,080,275.310.04-3	g tech - anvisa 0,080,275.310.04-3	4,132,500,0000 UND	0,0500	206,625,0000
TOTAL DO LOTE							R\$ 206,625,0000
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 206,625,0000	

Após as análises necessárias, o responsável pela licitação classificou a GTMED, sob a argumentação de que o produto oferecido está em acordo com o descritivo.

Contudo, o produto oferecido pela GTMED, não atende ao descritivo do certame, na medida em que este apresentou lancetas **PARA LANCETADOR sem** o sistema de segurança da NR 32, motivo pelo qual a R. Decisão que desclassificou a recorrente deve ser cassada.


Para entender, basta breve análise da imagem do produto e do registro da anvisa apresentada pela própria GTECH.

Lancetas para lancetador não atendem ao descritivo do edital na medida em que não possuem dispositivo de segurança. Lancetas que possuem tal dispositivo, que atendem

à NR 32 são também conhecidas como **AUTOLANCETAS**, e possuem **sistema de retração** que recobre a agulha após o uso, sendo este o material descrito no edital.

Neste momento, é importante salientar que o fabricante da marca G-TECH, marca apresentada pela empresa GTMED, possui o modelo correto de lanceta que atende ao descritivo, embora a empresa vencedora tenha cotado o produto errado:

Produto correto:



Produto apresentado pela GTMED:



Lancetas para lancetador

A Lanceta cotada erroneamente pela empresa ora vencedora, LANCETA PARA LANCETADOR, são **mais suscetível a acidentes e contaminações sanguíneas.** Ou seja, não atende à NR32.

É por isso que o órgão, acertadamente, optou por lancetas com dispositivo de segurança conforme NR32.


Vejamos algumas diferenças entre os produtos:

LANCETAS DE SEGURANÇA RETRÁTIL



Perceba que nesse tipo de LANCETA, a agulha está totalmente protegida, basta pressionar gentilmente a lanceta de segurança contra a área de teste para ativação, e logo em seguida a agulha será recolhida não gerando qualquer risco antes, durante ou depois do uso, facilitando muito o descarte seguro e evitando que seja reutilizada.


INSTRUÇÃO DE USO



1- Segure firmemente a lanceta com sistema de segurança e gire a tampa de proteção; **2-** Remova a tampa de proteção; **3-** Posicione o dispositivo no local da punção e pressione para o disparo, obtendo uma amostra de sangue adequada, a agulha é retraída automaticamente, evitando sua reutilização; **4-** Após o uso descarte a lanceta em um recipiente para objetos perfurocortantes.

LANCETA PARA LANCETADOR






Passo 1. Puxe a tampa do lancetador

Passo 2. Encaixe a nova lanceta Accu-Chek SoftClix.


Passo 3. Retire a tampa de proteção da lanceta.

Passo 4. Coloque novamente a tampa do lancetador no mesmo numero de profundidade já ajustado e pressione a tampa até escutar um clique.



Passo 5. Pressione o botão de cima para armar o lancetador.

Passo 6. Posicione a ponta do lancetador onde será realizada a punção. Então, pressione o botão central do lancetador para disparar a lanceta. Aguarde alguns segundos até que se forme uma pequena gota de sangue



Passo 7. Depois de utilizar a lanceta, você precisará trocá-la, para isso retire a tampa do lancetador

Passo 8. Encaixe uma nova lanceta Accu-Chek SoftClix

Passo 9. Gire e retire a tampa de proteção da lanceta

Passo 10. Coloque novamente a tampa do lancetador no mesmo numero de profundidade já

ajustado e pressione a tampa até escutar um clique.

Mediante a demonstração de que o produto ofertado pela atual vencedora não atende ao especificado no Pregão Eletrônico, principalmente em relação a **NR 32**, a R. Decisão Administrativa que declarou o recorrente desclassificado deve ser cassada, procedendo-se com a habilitação da **BRAMED COMÉRCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA.**



4) DOS REQUERIMENTOS

Diante das sólidas razões supramencionadas, requer-se que se digne Vossa Senhoria em:

- a) Receber o presente recurso administrativo com aferição de efeito suspensivo, em razão da indubitável exposição de justificativa, solidificada no tópico que antecede o presente;
- b) No mérito, requerer, **desclassificação da empresa GTMED no lote 03**, ante a inquestionável demonstração de que o produto ofertado NÃO ATENDE AO DESCRITIVO DO EDITAL, com a cassação da Decisão Administrativa que declarou vencedora a GTMD, **e promovendo-se a convocação do próximo colocado**

Nestes termos,
pede e espera deferimento.

Cariacica/ES, 22/08/2024

LUIZ FREDERICO FEITOSA OLIVEIRA
BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
28.345.933/0001-30