



Prefeitura Municipal de Nova Odessa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

Nova Odessa, 31 de março de 2025

A/C Sra. Sandra Bortot Silva

Departamento de Suprimentos e Licitações

Referente: Avaliação técnica Pregão Eletrônico PE 10/2025

Empresa: **CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA**

A amostra enviada pela empresa, referente ao item **04** do **PE 10/2025** foi **REPROVADA.**

JUSTIFICATIVA: De acordo com o edital, a amostra **NÃO** atende às especificações exigidas. Nas páginas 21/22 do edital do PE 10/2025, está descrito que o equipamento não deve sofrer interferência com equipamentos eletrônicos:

- A empresa vencedora do item 04, deverá ainda fornecer os seguintes materiais, conforme descrito abaixo:

A) MONITORES

A empresa vencedora do item 04 deverá fornecer em caráter de **DOAÇÃO 1.200 monitores** para leitura, compatíveis com o a tira reagente ofertada, com as seguintes características:

Av. Eddy de Freitas Criciúma, 150 – Centro – Nova Odessa/SP – CEP 13380-039 Fone (19)



MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
SECRETARIA DE SAÚDE

1. Codificação automática **SEM NECESSIDADE DE CHIP OU TIRA DE CALIBRAÇÃO** ou outros tipos de procedimentos manuais.
2. Memória para armazenar no mínimo 350 medições, com resultado, data e hora;
3. Controle de uso de operação na faixa de temperatura de 10°C a 40°C aceitando faixas de temperatura menores a 10°C e superiores a 40°C, caso esteja fora da faixa para operação o monitor deverá alertar o usuário;
4. O monitor deverá possuir alerta para tamanho de amostras de sangue insuficiente;
5. Proteção contra reutilização de tira usada;
6. Não interferência com equipamento eletromagnético de uso domiciliar (celulares, controles, etc),

Porém, na bula da amostra apresentada, está descrito que o equipamento pode sofrer interferências devido a proximidade de equipamentos eletrônicos:



Prefeitura Municipal de Nova Odessa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

OKmeter
Match II
Sistema de
Monitoramento de
Glicemia

Guia do Usuário



Antes de Começar

"Leia cuidadosamente as instruções de uso antes de realizar o teste. Autoteste para monitoramento de glicose no sangue, sem fins de diagnósticos"


As seguintes precauções de segurança básicas devem ser sempre tomadas.

1. Sugerimos supervisão quando o dispositivo for usado em crianças ou pessoas portadoras de necessidades especiais.
2. Não use tiras de teste e soluções de controle que não sejam fornecidas pelo fabricante.
3. O autoteste não substitui as consultas regulares com seu médico. Antes de utilizar o autoteste, leia o manual do usuário ou procure um profissional da saúde qualificado.
4. Evite realizar seu teste próximo a aparelhos, equipamentos elétricos ou eletrônicos que sejam fontes de radiação eletromagnética, pois podem interferir no bom funcionamento do medidor.
5. **GUARDE ESTE GUIA DO USUÁRIO COM VOCÊ.**

O aparelho de glicemia Okmeter – Math II é utilizado na Prefeitura de Nova Odessa atualmente, e tem sido observado vários tipos de falhas ou erros de leitura que pode estar relacionados com este tipo de interferência causada por equipamentos eletromagnéticos. Por se tratar de um equipamento utilizado em ambiente doméstico, não é possível ter a garantia de que o teste é realizado longe das fontes de interferência que prejudicam a leitura do equipamento. Para garantir a confiabilidade dos testes, é essencial que a exigência de que o aparelho não sofre interferências seja cumprida.

Portanto, a amostra não atende os requisitos descritos no edital do PR 10/2025.

Sem mais, me coloco a disposição para esclarecimentos.


Lilian Cristina Pelusch Martinelli

Farmacêutica

CRF – SP 46.960