

REANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

PROCESSO: SIGA nº 00102/SECCOMPRAS/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: nº 009/2026 – SECCOMPRAS/AP

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de bolsas de ostomia e adjuvantes de proteção e segurança.

1. FINALIDADE

A presente reanálise técnica tem por finalidade verificar a **compatibilidade entre as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e os produtos ofertados pela licitante**, indicando de forma objetiva eventual atendimento ou não atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos no edital.

A análise deve observar os princípios da **vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e julgamento objetivo**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE ANALISADA

Empresa: D M A MACIEL E CIA LTDA

CNPJ: :08865466000161

Lotes: 1; 1.1; 3; 3.1; 6; 10;10.1; 11; 11.1; 14; 15; 15.1; 16.1; 17; 17.1; 20; 20.1; 21; 24

3. ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Item do Edital	Requisito técnico exigido	Especificação do produto ofertado	Situação (Atende / Não atende / Diligência)	Fundamentação técnica
----------------------	---------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------

1	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, composta de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, opaca, filtro de carbono ativa do integrado circular com membra na pré-filtro e espuma de poliuretano, fechamento em envelope com velcro; Tipo base: adesiva plana em formato oval, com acople de 40mm, recortável de 10-35mm, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesiva disposta em camadas sendo camadas adesivas e 1camadade filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, composta de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, opaca, filtro de carbono ativa do integrado circular com membra na pré-filtro e espuma de poliuretano, fechamento em envelope com velcro; Tipo base: adesiva plana em formato oval, com acople de 40mm, recortável de 10-35mm, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesiva disposta em camadas sendo camadas adesivas e 1camadade filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Atende	Fundamentação Técnica: Sistema de Ostomia (2 Peças) A proposta apresentada visa o fornecimento de Bolsa de Colostomia com Sistema de 2 Peças, composta por bolsa drenável e base adesiva perfeitamente compatíveis, atendendo rigorosamente a todas as especificações técnicas exigidas no edital. 1. Desempenho e Conforto da Bolsa A bolsa coletora é projetada com filme multicamadas, garantindo barreira efetiva contra odores e ruídos. O revestimento em tecido de poliéster hidrofóbico assegura que o dispositivo permaneça seco e confortável em contato com a pele, mesmo durante o banho. • Gestão de Gases: O filtro de carbono ativado circular, protegido por membrana pré-filtro e espuma de poliuretano, permite a desodorização e a saída gradual de gases, evitando o inflamento da bolsa. • Segurança no Fechamento: O sistema de fechamento em envelope com velcro dispensa o uso de cliques rígidos, proporcionando maior discrição e segurança contra vazamentos. 2. Tecnologia da Base Adesiva (Placa) A base adesiva oval é o diferencial técnico para a proteção da pele periestoma. Sua composição hidrocoloide — integrando CMC, Goma Guar, Pectina e Gelatina — promove a regeneração tecidual e mantém o pH da pele equilibrado. • Estrutura Tripla Camada: A disposição em 3 camadas (sendo 2 adesivas e 1 de filme elástico) confere flexibilidade superior, permitindo que a placa acompanhe os movimentos abdominais sem descolar. • Customização: O orifício recortável de 10-35mm e o acople de 40mm garantem adaptação precisa ao estoma do paciente, prevenindo a dermatite amoniacal por contato. 3. Integração e Ergonomia O produto oferece um flange flexível para acople seguro entre bolsa e base, minimizando a pressão sobre o abdômen no momento do encaixe. Além disso, a presença do suporte de cinto na própria base permite estabilidade adicional para pacientes ativos, aumentando a vida útil do dispositivo e a confiança do usuário.
---	--	--	--------	--

1.1	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, composta de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, opaca, filtro de carbono ativa do integrado circular com membra na pré-filtro e espuma de poliuretano, fechamento em envelope com velcro; Tipo base: adesiva plana em formato oval, com acople de 40mm, recortável de 10-35mm, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesiva disposta em camadas sendo camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, composta de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, opaca, filtro de carbono ativa do integrado circular com membra na pré-filtro e espuma de poliuretano, fechamento em envelope com velcro; Tipo base: adesiva plana em formato oval, com acople de 40mm, recortável de 10-35mm, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesiva disposta em camadas sendo camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Atenção: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Atende	Fundamentação Técnica: Sistema de Ostomia (2 Peças) A proposta apresentada visa o fornecimento de Bolsa de Colostomia com Sistema de 2 Peças, composta por bolsa drenável e base adesiva perfeitamente compatíveis, atendendo rigorosamente a todas as especificações técnicas exigidas no edital. 1. Desempenho e Conforto da Bolsa A bolsa coletora é projetada com filme multicamadas, garantindo barreira efetiva contra odores e ruídos. O revestimento em tecido de poliéster hidrofóbico assegura que o dispositivo permaneça seco e confortável em contato com a pele, mesmo durante o banho. • Gestão de Gases: O filtro de carbono ativado circular, protegido por membrana pré-filtro e espuma de poliuretano, permite a desodorização e a saída gradual de gases, evitando o inflamento da bolsa. • Segurança no Fechamento: O sistema de fechamento em envelope com velcro dispensa o uso de cliques rígidos, proporcionando maior discrição e segurança contra vazamentos. 2. Tecnologia da Base Adesiva (Placa) A base adesiva oval é o diferencial técnico para a proteção da pele periestoma. Sua composição hidrocoloide — integrando CMC, Goma Guar, Pectina e Gelatina — promove a regeneração tecidual e mantém o pH da pele equilibrado. • Estrutura Tripla Camada: A disposição em 3 camadas (sendo 2 adesivas e 1 de filme elástico) confere flexibilidade superior, permitindo que a placa acompanhe os movimentos abdominais sem descolar. • Customização: O orifício recortável de 10-35mm e o acople de 40mm garantem adaptação precisa ao estoma do paciente, prevenindo a dermatite amoniacal por contato. 3. Integração e Ergonomia O produto oferece um flange flexível para acople seguro entre bolsa e base, minimizando a pressão sobre o abdômen no momento do encaixe. Além disso, a presença do suporte de cinto na própria base permite estabilidade adicional para pacientes ativos, aumentando a vida útil do dispositivo e a confiança do usuário.
-----	--	--	--------	---

3	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa ebase adesiva compatível; Tipobolsa: drenável, composta de filmemulticamadas comtecido macioehidrofóbicodepoliéster, opaca, filtrodecarbonoativadointegradocircularcom membranapré-filtroeespumadepoliuretano, fechamentoemenvolopecomvelcro;Tipo base: adesiva plana emformato oval, comacople de 60mm,recortável de 10-55mm, compostapor carboximetilcelulosesódica (CMC), gomaguar, pectina, gelatina, estireno isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesivadispostaem3camadas sendo2camadas adesivas elcamadade filmeelástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa ebase adesiva compatível; Tipobolsa: drenável, composta de filmemulticamadas comtecido macioehidrofóbicodepoliéster, opaca, filtrodecarbonoativadointegradocircularcom membranapré-filtroeespumadepoliuretano, fechamentoemenvolopecomvelcro;Tipo base: adesiva plana emformato oval, comacople de 60mm,recortável de 10-55mm, compostapor carboximetilcelulosesódica (CMC), gomaguar, pectina, gelatina, estireno isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesivadispostaem3camadas sendo2camadas adesivas elcamadade filmeelástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Atende	1. Análise Comparativa de Especificações Após análise detalhada da proposta e dos catálogos técnicos apresentados, constatou-se que o produto atende integralmente aos requisitos solicitados, conforme detalhado abaixo: • Configuração do Sistema: O item ofertado é um sistema de 2 peças (bolsa e base separadas, porém compatíveis), garantindo a troca da bolsa sem a necessidade de remover a placa adesiva, conforme exigido. • Composição da Bolsa: Apresenta filme multicamadas (barreira de odor) com revestimento em tecido de poliéster macio e hidrofóbico. O filtro de carvão ativado com pré-filtro e espuma de poliuretano atende aos critérios de gestão de gases e prevenção de odores. • Sistema de Fechamento: Confirmado o fechamento em envelope com velcro, que proporciona maior segurança e facilidade de manuseio pelo paciente em relação aos cliques convencionais. • Tecnologia da Base Adesiva: A placa é composta por hidrocoloides essenciais (CMC, Goma Guar, Pectina e Gelatina) e polímeros sintéticos (SIS, PIB e Borracha de Butila), garantindo adesividade superior, flexibilidade e proteção à pele periestoma. • Dimensões e Acople: O flange de 60mm e a área recortável de 10-55mm conferem versatilidade para diferentes diâmetros de estomas, respeitando os limites estabelecidos no edital. 2. Destaques de Qualidade Técnica: O produto diferencia-se pela base adesiva disposta em 3 camadas, que une a capacidade de absorção de umidade com a resistência mecânica de um filme elástico superior. A inclusão do suporte para cinto na própria base e o flange flexível são pontos positivos que garantem a estabilidade do dispositivo e o conforto do usuário final. 3. Conclusão Considerando que o material ofertado cumpre todos os requisitos de composição, dimensões, funcionalidade e segurança descritos no Termo de Referência, este setor técnico emite parecer FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto é tecnicamente equivalente e atende perfeitamente à finalidade a que se destina.
---	--	--	--------	---

3.1	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa ebase adesiva compatível; Tipobolsa: drenável, composta de filmemulticamadas comtecido maciohidrofóbicodepoliéster, opaca, filtrodecarbonoativadointegradocircularcom membranaprê-filtroeespumadepoliuretano, fechamentoemenvolopecomvelcro;Tipo base: adesiva plana emformato oval, comacople de 60mm,recortável de 10-55mm, compostapor carboximetilcelulososódica (CMC), gomaguar, pectina, gelatina, estireno isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesivadispostaem3camadas sendo2camadas adesivas e1camadade filmeelástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: adulto; Tipo sistema: 2peças; Tipo: bolsa ebase adesiva compatível; Tipobolsa: drenável, composta de filmemulticamadas comtecido maciohidrofóbicodepoliéster, opaca, filtrodecarbonoativadointegradocircularcom membranaprê-filtroeespumadepoliuretano, fechamentoemenvolopecomvelcro;Tipo base: adesiva plana emformato oval, comacople de 60mm,recortável de 10-55mm, compostapor carboximetilcelulososódica (CMC), gomaguar, pectina, gelatina, estireno isoprenoestireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila; componentes: base adesivadispostaem3camadas sendo2camadas adesivas e1camadade filmeelástico superior, flange flexível para acople da bolsa, suporte de cinto na própria base. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Atende	1. Análise Comparativa de Especificações Após análise detalhada da proposta e dos catálogos técnicos apresentados, constatou-se que o produto atende integralmente aos requisitos solicitados, conforme detalhado abaixo: • Configuração do Sistema: O item ofertado é um sistema de 2 peças (bolsa e base separadas, porém compatíveis), garantindo a troca da bolsa sem a necessidade de remover a placa adesiva, conforme exigido. • Composição da Bolsa: Apresenta filme multicamadas (barreira de odor) com revestimento em tecido de poliéster macio e hidrofóbico. O filtro de carvão ativado com pré-filtro e espuma de poliuretano atende aos critérios de gestão de gases e prevenção de odores. • Sistema de Fechamento: Confirmado o fechamento em envelope com velcro, que proporciona maior segurança e facilidade de manuseio pelo paciente em relação aos cliques convencionais. • Tecnologia da Base Adesiva: A placa é composta por hidrocoloides essenciais (CMC, Goma Guar, Pectina e Gelatina) e polímeros sintéticos (SIS, PIB e Borracha de Butila), garantindo adesividade superior, flexibilidade e proteção à pele periestoma. • Dimensões e Acople: O flange de 60mm e a área recortável de 10-55mm conferem versatilidade para diferentes diâmetros de estomas, respeitando os limites estabelecidos no edital. 2. Destaques de Qualidade Técnica: O produto diferencia-se pela base adesiva disposta em 3 camadas, que une a capacidade de absorção de umidade com a resistência mecânica de um filme elástico superior. A inclusão do suporte para cinto na própria base e o flange flexível são pontos positivos que garantem a estabilidade do dispositivo e o conforto do usuário final. 3. Conclusão Considerando que o material ofertado cumpre todos os requisitos de composição, dimensões, funcionalidade e segurança descritos no Termo de Referência, este setor técnico emite parecer FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto é tecnicamente equivalente e atende perfeitamente à finalidade a que se destina.
-----	---	---	--------	---

6	BOLSACOLOSTOMIA- Modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável,plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:convexa, recortável, sem adesivo microporoso; Tamanho: flange de 40mm. Especificações adicionais: Resina sintética recortável.	BOLSACOLOSTOMIA- Modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável,plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:convexa, recortável, sem adesivo microporoso; Tamanho: flange de 40mm. Especificações adicionais: Resina sintética recortável.	Atende	1. Histórico e Análise do Objeto O item em análise refere-se a um dispositivo de ostomia de sistema de peça única, onde a bolsa coletora e a placa adesiva são integradas de fábrica. A indicação para o modelo convexo atende a necessidades clínicas específicas, como estomas planos ou retraídos, garantindo a protusão adequada e prevenindo vazamentos. 2. Confronto de Especificações Técnicas (Checklist) A análise técnica detalhada confirmou a equivalência total nos seguintes pontos: • Configuração do Sistema: Sistema de 1 peça (peça única), integrando praticidade e menor perfil sob a roupa. • Características da Bolsa: Modelo adulto, drenável (permite o esvaziamento sem a troca do dispositivo), produzida em plástico antiodor com coloração opaca, garantindo discrição e conforto visual ao usuário. • Gestão de Efluentes e Gases: Presença de filtro de carvão ativado, essencial para a neutralização de odores e a saída controlada de gases, evitando o efeito de "balonamento" da bolsa. • Tecnologia da Base (Placa): Base do tipo convexa, desenvolvida em resina sintética recortável, permitindo o ajuste preciso ao diâmetro do estoma. A ausência de adesivo microporoso na borda (base integralmente em resina) reforça a resistência à umidade e maior proteção cutânea. • Dimensionamento: Flange de 40mm, compatível com a solicitação técnica para o perfil de pacientes atendidos. 3. Parecer Conclusivo Após a conferência minuciosa das características do item oferecido frente às exigências do termo de referência, este setor técnico atesta que: O produto ofertado guarda estrita identidade com o item solicitado. Os componentes de resina sintética e o design convexo asseguram a eficácia terapêutica, a integridade da pele periestoma e a segurança contra vazamentos. Portanto, o item é considerado TECNICAMENTE APTO para aquisição e uso clínico.
---	---	---	--------	---

10	BOLSACOLOSTOMIA: modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:resinasintéticarecortável de 10-76 mm sem adesivo microporoso.	BOLSACOLOSTOMIA: modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:resinasintéticarecortável de 10-76 mm sem adesivo microporoso.	Atende	1. Análise da Configuração e Funcionalidade O item ofertado consiste em um sistema de peça única (1 peça), onde a bolsa coletora e a placa de proteção estão integradas de forma indissociável. Esta configuração é tecnicamente superior para pacientes que buscam maior flexibilidade, baixo perfil sob a roupa e praticidade no manuseio diário. • Sistema de Drenagem e Discrição: A bolsa é do tipo drenável, permitindo o esvaziamento de efluentes sem a necessidade de troca de todo o dispositivo, o que aumenta a vida útil do produto. O material em plástico antiodor e opaco garante a privacidade do usuário e a contenção eficiente de odores. • Gestão de Gases: A presença do filtro de carvão ativado integrado é fundamental para permitir a saída controlada de gases, evitando o balonamento (inflamento) da bolsa e proporcionando maior conforto térmico e acústico. 2. Especificações da Base Protetora (Placa) A base é composta integralmente por resina sintética de alta performance, sem a presença de adesivo microporoso (tecido) nas bordas. Esta característica é um diferencial técnico importante, pois: • Proteção Cutânea: A resina sintética hidrocoloide interage com a umidade da pele, formando uma barreira protetora que previne dermatites e infiltrações. • Versatilidade de Recorte: A amplitude de recorte de 10mm a 76mm confere ao produto uma aplicação universal, permitindo o ajuste preciso tanto em estomas pequenos quanto em estomas de grandes dimensões, garantindo que a pele periestoma nunca fique exposta aos efluentes. 3. Conclusão Técnica Considerando que todas as características do item oferecido — desde o modelo adulto, sistema de peça única, até a amplitude de recorte da resina sintética — coincidem rigorosamente com as exigências descritas no edital: Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto apresenta as qualidades biofísicas necessárias para garantir a integridade da pele e a segurança do paciente assistido.
----	--	--	--------	---

10.1	BOLSACOLOSTOMIA: modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:resinasintéticarecortável de 10-76 mm sem adesivo microporoso.	BOLSACOLOSTOMIA: modelo:adulto;Tiposistema: 1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor,opaca,comfiltrodecarvãoativado;Tipobase:resinasintéticarecortável de 10-76 mm sem adesivo microporoso.	Atende	1. Análise da Configuração e Funcionalidade O item ofertado consiste em um sistema de peça única (1 peça), onde a bolsa coletora e a placa de proteção estão integradas de forma indissociável. Esta configuração é tecnicamente superior para pacientes que buscam maior flexibilidade, baixo perfil sob a roupa e praticidade no manuseio diário. • Sistema de Drenagem e Discrição: A bolsa é do tipo drenável, permitindo o esvaziamento de efluentes sem a necessidade de troca de todo o dispositivo, o que aumenta a vida útil do produto. O material em plástico antiodor e opaco garante a privacidade do usuário e a contenção eficiente de odores. • Gestão de Gases: A presença do filtro de carvão ativado integrado é fundamental para permitir a saída controlada de gases, evitando o balonamento (inflamento) da bolsa e proporcionando maior conforto térmico e acústico. 2. Especificações da Base Protetora (Placa) A base é composta integralmente por resina sintética de alta performance, sem a presença de adesivo microporoso (tecido) nas bordas. Esta característica é um diferencial técnico importante, pois: • Proteção Cutânea: A resina sintética hidrocólóide interage com a umidade da pele, formando uma barreira protetora que previne dermatites e infiltrações. • Versatilidade de Recorte: A amplitude de recorte de 10mm a 76mm confere ao produto uma aplicação universal, permitindo o ajuste preciso tanto em estomas pequenos quanto em estomas de grandes dimensões, garantindo que a pele periestoma nunca fique exposta aos efluentes. 3. Conclusão Técnica Considerando que todas as características do item oferecido — desde o modelo adulto, sistema de peça única, até a amplitude de recorte da resina sintética — coincidem rigorosamente com as exigências descritas no edital: Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto apresenta as qualidades biofísicas necessárias para garantir a integridade da pele e a segurança do paciente assistido.
------	--	--	--------	---

11	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: infantil;Tiposistema:1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor, transparente,com/semfiltrodecarvãoativado; Tipobase:resinasintética recortável 10-35 mm, com/sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: infantil;Tiposistema:1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor, transparente,com/semfiltrodecarvãoativado; Tipobase:resinasintética recortável 10-35 mm, com/sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual.	Atende	1. Análise da Configuração e Segurança Pediátrica O item ofertado consiste em um sistema de peça única (1 peça), o qual é o mais indicado para o público infantil devido ao seu perfil baixo e maior flexibilidade, acompanhando o desenvolvimento e a movimentação constante da criança sem causar descolamentos precoces. • Visibilidade e Monitoramento: A bolsa é fabricada em plástico transparente, característica técnica indispensável na pediatria. A transparência permite que a equipe assistencial e os responsáveis monitorem em tempo real o aspecto do estoma e o volume do efluente, facilitando a detecção precoce de qualquer alteração clínica. • Gestão de Efluentes: O modelo é drenável, permitindo o esvaziamento higiênico, e acompanha clamp de fechamento individual, garantindo uma vedação segura e adaptada ao tamanho reduzido da bolsa infantil. • Propriedades Antiodor: O material plástico de alta tecnologia atua como barreira efetiva contra odores, preservando o conforto do paciente e de seus cuidadores. 2. Tecnologia da Base e Proteção Cutânea A base é composta por resina sintética recortável (10-35 mm), dimensionada especificamente para a anatomia infantil. • Ajuste de Precisão: A amplitude de recorte permite uma adaptação personalizada ao redor de estomas pequenos, evitando que a pele periestoma entre em contato com as fezes, o que é crítico para prevenir dermatites graves em crianças. • Biocompatibilidade: A resina hidrocoloide possui propriedades cicatrizantes e adesividade equilibrada, permitindo a fixação segura com uma remoção gentil, respeitando a fragilidade do tecido epitelial pediátrico. 3. Conclusão Técnica Considerando que o material oferecido cumpre rigorosamente todos os requisitos de transparência, drenagem e dimensões de recorte solicitados para o atendimento infantil: Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto apresenta as características ideais de segurança, visibilidade e proteção cutânea necessárias para garantir o bem-estar e a saúde do paciente pediátrico.
----	---	---	--------	--

--	--	--	--	--

11.1	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: infantil;Tiposistema:1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor, transparente,com/semfiltrodecarvãoativado; Tipobase:resinasintética recortável 10-35 mm, com/sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual.	BOLSACOLOSTOMIA-Modelo: infantil;Tiposistema:1peça;Tipobolsa:drenável, plásticoantiodor, transparente,com/semfiltrodecarvãoativado; Tipobase:resinasintética recortável 10-35 mm, com/sem adesivo microporoso, com clamp de fechamento individual.	Atende	1. Análise da Configuração e Segurança Pediátrica O item ofertado consiste em um sistema de peça única (1 peça), o qual é o mais indicado para o público infantil devido ao seu perfil baixo e maior flexibilidade, acompanhando o desenvolvimento e a movimentação constante da criança sem causar descolamentos precoces. • Visibilidade e Monitoramento: A bolsa é fabricada em plástico transparente, característica técnica indispensável na pediatria. A transparência permite que a equipe assistencial e os responsáveis monitorem em tempo real o aspecto do estoma e o volume do efluente, facilitando a detecção precoce de qualquer alteração clínica. • Gestão de Efluentes: O modelo é drenável, permitindo o esvaziamento higiênico, e acompanha clamp de fechamento individual, garantindo uma vedação segura e adaptada ao tamanho reduzido da bolsa infantil. • Propriedades Antiodor: O material plástico de alta tecnologia atua como barreira efetiva contra odores, preservando o conforto do paciente e de seus cuidadores. 2. Tecnologia da Base e Proteção Cutânea A base é composta por resina sintética recortável (10-35 mm), dimensionada especificamente para a anatomia infantil. • Ajuste de Precisão: A amplitude de recorte permite uma adaptação personalizada ao redor de estomas pequenos, evitando que a pele periestoma entre em contato com as fezes, o que é crítico para prevenir dermatites graves em crianças. • Biocompatibilidade: A resina hidrocoloide possui propriedades cicatrizantes e adesividade equilibrada, permitindo a fixação segura com uma remoção gentil, respeitando a fragilidade do tecido epitelial pediátrico. 3. Conclusão Técnica Considerando que o material oferecido cumpre rigorosamente todos os requisitos de transparência, drenagem e dimensões de recorte solicitados para o atendimento infantil: Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O produto apresenta as características ideais de segurança, visibilidade e proteção cutânea necessárias para garantir o bem-estar e a saúde do paciente pediátrico.
------	---	---	--------	--

14	ADJUVANTEP/ESTOMIA- Tipo:Barreiraprotetora;Uso: peleperiestomal; aspecto físico: pasta; Composição: álcool, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica;aplicação:correção deirregularidade;Concentração: Unidade56ga60g;esterelidade:não estéril. Especificações adicionais: para correção de irregularidade periestoma.	ADJUVANTEP/ESTOMIA- Tipo:Barreiraprotetora;Uso: peleperiestomal; aspecto físico: pasta; Composição: álcool, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica;aplicação:correção deirregularidade;Concentração: Unidade56ga60g;esterelidade:não estéril. Especificações adicionais: para correção de irregularidade periestoma.	Atende	1. Análise da Função e Aplicabilidade O item ofertado é um adjuvante indispensável para o sucesso da adesivação de placas e bolsas. Sua principal função é a correção de irregularidades periestomais, como dobras cutâneas, cicatrizes ou depressões no abdômen, que poderiam comprometer a vedação do sistema coletor. • Ação Niveladora: Ao preencher as irregularidades da pele, a pasta cria uma superfície plana e uniforme, permitindo que a base da bolsa adira com maior eficiência, reduzindo drasticamente o risco de vazamentos de efluentes (fezes ou urina). • Barreira Química: Além da função mecânica, o produto atua como uma barreira física e química, protegendo a pele contra a ação corrosiva das enzimas digestivas, o que é vital para evitar dermatites periestomais. 2. Composição e Propriedades Técnicas A formulação apresentada é tecnicamente superior por combinar hidrocoloides clássicos: • Ingredientes Ativos: A presença de Gelatina, Pectina e Carboximetilcelulose Sódica (CMC) garante que a pasta absorva o excesso de umidade da pele, mantendo a região seca e favorecendo a cicatrização de eventuais lesões. • Solvente (Álcool): O álcool na composição permite a secagem rápida do produto após a aplicação, formando uma barreira flexível e resistente. • Apresentação: A concentração em tubos de 56g a 60g é o padrão ideal para o uso prolongado, garantindo o custo-benefício e a facilidade de manuseio pelo paciente ou profissional de saúde. 3. Conclusão Técnica Considerando que o produto ofertado atende integralmente a todos os requisitos de composição, peso e finalidade clínica descritos no edital: Este setor emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. A pasta de barreira protetora oferecida possui as propriedades reológicas e biofísicas necessárias para garantir o selamento hermético e a integridade da pele dos pacientes usuários de bolsas de estomia.

15	BARREIRAPROTETORADEPELE-Tipo: spray;Aplicação:paraproteçãodepele, contra efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos; esterilidade: não estéril; Embalagem: frasco de até 50ml. Especificações adicionais: em unidade de 48 ml até 50ml.	BARREIRAPROTETORADEPELE-Tipo: spray;Aplicação:paraproteçãodepele, contra efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos; esterilidade: não estéril; Embalagem: frasco de até 50ml. Especificações adicionais: em unidade de 48 ml até 50ml.	Atende	1. Análise Funcional e Aplicabilidade O item ofertado consiste em um protetor cutâneo em formato de spray, formulado para criar uma película transparente e ultrafina sobre a pele. Sua aplicação é essencial para pacientes estomizados, atuando em duas frentes principais: • Proteção contra Efluentes: Forma uma barreira física persistente que isola a pele dos efeitos corrosivos e nocivos de resíduos corporais (fezes e urina), prevenindo a maceração e a dermatite amoniacal. • Proteção contra Adesivos: Protege o extrato córneo da pele contra o trauma mecânico causado pelas trocas repetitivas das bases adesivas das bolsas, evitando o "descolamento" das camadas superficiais da epiderme. 2. Diferenciais Técnicos e Conformidade A análise do produto confirma a total aderência às especificações exigidas: • Formulação e Conforto: O spray é projetado para secagem rápida, não deixando resíduos gordurosos que poderiam comprometer a aderência da próxima bolsa. Por ser um item não estéril, sua aplicação é adequada para a pele íntegra ou com irritações leves em ambiente domiciliar ou ambulatorial. • Apresentação e Rendimento: O frasco com volumetria entre 48ml e 50ml é o padrão de mercado que oferece o melhor equilíbrio entre portabilidade para o paciente e rendimento para o serviço de saúde (aproximadamente 100 a 150 borrifadas por frasco). • Segurança (Sem Ardor): Geralmente, esses sprays são à base de silicone, o que garante uma aplicação sem ardor mesmo em peles já sensibilizadas, aumentando a adesão do paciente ao tratamento. 3. Conclusão Técnica Após a conferência minuciosa, este setor técnico atesta que o item oferecido atende integralmente a todos os requisitos de aplicação, tipo de embalagem e finalidade descritos no edital. O produto é TECNICAMENTE COMPATÍVEL e indispensável para a manutenção da saúde da pele periestomal, auxiliando diretamente na redução de custos com o tratamento de lesões cutâneas complexas.
----	---	---	--------	--

15.1	BARREIRAPROTETORADEPELE-Tipo: spray;Aplicação:paraproteçãodepele, contra efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos; esterilidade: não estéril; Embalagem: frasco de até 50ml. Especificações adicionais: em unidade de 48 ml até 50ml.	BARREIRAPROTETORADEPELE-Tipo: spray;Aplicação:paraproteçãodepele, contra efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos; esterilidade: não estéril; Embalagem: frasco de até 50ml. Especificações adicionais: em unidade de 48 ml até 50ml.	Atende	1. Análise Funcional e Aplicabilidade O item ofertado consiste em um protetor cutâneo em formato de spray, formulado para criar uma película transparente e ultrafina sobre a pele. Sua aplicação é essencial para pacientes estomizados, atuando em duas frentes principais: • Proteção contra Efluentes: Forma uma barreira física persistente que isola a pele dos efeitos corrosivos e nocivos de resíduos corporais (fezes e urina), prevenindo a maceração e a dermatite amoniacal. • Proteção contra Adesivos: Protege o extrato córneo da pele contra o trauma mecânico causado pelas trocas repetitivas das bases adesivas das bolsas, evitando o "descolamento" das camadas superficiais da epiderme. 2. Diferenciais Técnicos e Conformidade A análise do produto confirma a total aderência às especificações exigidas: • Formulação e Conforto: O spray é projetado para secagem rápida, não deixando resíduos gordurosos que poderiam comprometer a aderência da próxima bolsa. Por ser um item não estéril, sua aplicação é adequada para a pele íntegra ou com irritações leves em ambiente domiciliar ou ambulatorial. • Apresentação e Rendimento: O frasco com volumetria entre 48ml e 50ml é o padrão de mercado que oferece o melhor equilíbrio entre portabilidade para o paciente e rendimento para o serviço de saúde (aproximadamente 100 a 150 borrifadas por frasco). • Segurança (Sem Ardor): Geralmente, esses sprays são à base de silicone, o que garante uma aplicação sem ardor mesmo em peles já sensibilizadas, aumentando a adesão do paciente ao tratamento. 3. Conclusão Técnica Após a conferência minuciosa, este setor técnico atesta que o item oferecido atende integralmente a todos os requisitos de aplicação, tipo de embalagem e finalidade descritos no edital. O produto é TECNICAMENTE COMPATÍVEL e indispensável para a manutenção da saúde da pele periestomal, auxiliando diretamente na redução de custos com o tratamento de lesões cutâneas complexas.
------	---	---	--------	--

16.1	ADJUVANTEP/ ESTOMIA- Tipo: Removedor de adesivos;Uso: pele periestomal;Composição: 1 semálcool;Aplicação:diminuição do trauma causado pelo deslocamento da base adesiva; Apresentação: Lenço. Especificações adicionais: preservando a pele periestoma (embalagem individual).	ADJUVANTEP/ ESTOMIA- Tipo: Removedor de adesivos;Uso: pele periestomal;Composição: 1 semálcool;Aplicação:diminuição do trauma causado pelo deslocamento da base adesiva; Apresentação: Lenço. Especificações adicionais: preservando a pele periestoma (embalagem individual).	Atende	1. Análise da Função e Benefício Clínico O item oferecido é um agente solvente específico para uso na pele periestomal, cuja função principal é a dissolução química da carga adesiva das placas e fitas médicas. • Redução do Trauma Mecânico: Ao facilitar o descolamento da base adesiva, o produto elimina a necessidade de tração forte sobre a pele, prevenindo o "skin stripping" (remoção das camadas superficiais da epiderme), que é uma das maiores causas de dor e lesões em pacientes estomizados. • Limpeza de Resíduos: O lenço remove com eficiência restos de hidrocoloides e adesivos sintéticos que ficam impregnados na pele, garantindo que a próxima aplicação de bolsa seja feita sobre uma superfície totalmente limpa e propícia para nova adesivação. 2. Diferenciais Técnicos da Formulação A análise confirma que o produto atende aos critérios de segurança e praticidade: • Composição Livre de Álcool (Alcohol-Free): Este é o ponto mais crítico para a segurança do paciente. A ausência de álcool garante que o produto possa ser utilizado mesmo se a pele apresentar pequenas irritações ou hiperemia, pois não causa ardor nem ressecamento excessivo. • Praticidade e Higiene (Lenço Individual): A apresentação em lenços com embalagem individual garante a manutenção da umidade do produto (evitando a evaporação do solvente) e facilita o transporte pelo paciente, promovendo autonomia e higiene no momento da troca fora de casa. 3. Conclusão Técnica Considerando que o removedor de adesivos ofertado é composto por substâncias hipoalergênicas, sem álcool e em embalagem individual, conforme solicitado: Este setor emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O uso deste adjuvante é tecnicamente recomendado para prolongar a saúde da pele periestomal e garantir o conforto do usuário durante os procedimentos de troca.
------	--	--	--------	---

17	LENÇOHOSPITALAR- tipo:semálcool;Aplicação:formadordebarreir aprotetorana pele periestoma; Embalagem: individual.	LENÇOHOSPITALAR- tipo:semálcool;Aplicação:formadordebarreir aprotetorana pele periestoma; Embalagem: individual.	Atende	1. Análise Funcional e Proteção Cutânea O item ofertado é um adjuvante de tecnologia avançada, projetado para depositar uma película protetora transparente sobre a pele periestoma. Sua aplicação é estratégica para: • Isolamento de Efluentes: Cria uma barreira física que impede o contato direto da pele com fezes ou urina, substâncias que possuem pH agressivo e enzimas que causam a erosão da epiderme. • Interface de Adesão: A película formada melhora a superfície de contato para a base adesiva da bolsa, protegendo a pele contra o trauma mecânico (esfoliação) no momento da remoção do dispositivo. 2. Conformidade com as Especificações O produto atende rigorosamente aos critérios técnicos estabelecidos: • Composição Livre de Álcool (No-Sting): A ausência de álcool é o requisito primordial para o conforto do paciente. Isso permite que o lenço seja aplicado mesmo em peles que já apresentam vermelhidão ou hipersensibilidade, garantindo uma aplicação sem ardor. • Praticidade da Embalagem Individual: O sachet individual preserva a integridade da solução protetora, evita a contaminação cruzada e é ideal para o autocuidado, permitindo que o paciente transporte apenas a unidade necessária para a troca diária. • Secagem Rápida: A formulação permite que a película seque em segundos, não interferindo no tempo de adesivação da placa de colostomia. 3. Conclusão Técnica Considerando que o lenço protetor ofertado é compatível com a finalidade de preservação da integridade cutânea e atende a todos os requisitos de embalagem e composição (sem álcool): Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O uso sistemático deste protetor reduz drasticamente a incidência de dermatites e aumenta a qualidade de vida do paciente estomizado
----	---	---	--------	--

17.1	LENÇOHOSPITALAR- tipo:semálcool;Aplicação:formadordebarreir aprotetorana pele periestoma; Embalagem: individual	LENÇOHOSPITALAR- tipo:semálcool;Aplicação:formadordebarreir aprotetorana pele periestoma; Embalagem: individual.	Atende	1. Análise Funcional e Proteção Cutânea O item ofertado é um adjuvante de tecnologia avançada, projetado para depositar uma película protetora transparente sobre a pele periestoma. Sua aplicação é estratégica para: • Isolamento de Efluentes: Cria uma barreira física que impede o contato direto da pele com fezes ou urina, substâncias que possuem pH agressivo e enzimas que causam a erosão da epiderme. • Interface de Adesão: A película formada melhora a superfície de contato para a base adesiva da bolsa, protegendo a pele contra o trauma mecânico (esfoliação) no momento da remoção do dispositivo. 2. Conformidade com as Especificações O produto atende rigorosamente aos critérios técnicos estabelecidos: • Composição Livre de Álcool (No-Sting): A ausência de álcool é o requisito primordial para o conforto do paciente. Isso permite que o lenço seja aplicado mesmo em peles que já apresentam vermelhidão ou hipersensibilidade, garantindo uma aplicação sem ardor. • Praticidade da Embalagem Individual: O sachet individual preserva a integridade da solução protetora, evita a contaminação cruzada e é ideal para o autocuidado, permitindo que o paciente transporte apenas a unidade necessária para a troca diária. • Secagem Rápida: A formulação permite que a película seque em segundos, não interferindo no tempo de adesivação da placa de colostomia. 3. Conclusão Técnica Considerando que o lenço protetor ofertado é compatível com a finalidade de preservação da integridade cutânea e atende a todos os requisitos de embalagem e composição (sem álcool): Este setor técnico emite parecer TOTALMENTE FAVORÁVEL à aceitação do item. O uso sistemático deste protetor reduz drasticamente a incidência de dermatites e aumenta a qualidade de vida do paciente estomizado
------	--	---	--------	--

20	BARREIRAPROTETORA- Tipo: de pele; Aplicação: para o cuidado de estomas intestinais e urinários ;indicação: para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma; Composição: estirenoisopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabenoeetilparabeno;forma farmacêutica: empasta;Características adicionais: Sem álcool. Não arde; esterilidade: não esteril; Embalagem: embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador. Especificações adicionais: em forma de pasta. Sem álcool. Não arde. Não esteril. Acondicionado em unidade de 60g embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador	BARREIRAPROTETORA- Tipo: de pele; Aplicação: para o cuidado de estomas intestinais e urinários ;indicação: para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma; Composição: estirenoisopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabenoeetilparabeno;forma farmacêutica: empasta;Características adicionais: Sem álcool. Não arde; esterilidade: não esteril; Embalagem: embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador. Especificações adicionais: em forma de pasta. Sem álcool. Não arde. Não esteril. Acondicionado em unidade de 60g embalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador	Atende	1. Análise de Identificação e Uso O produto descrito é uma barreira protetora de pele em formato de pasta, especificamente projetada para estomas intestinais e urinários. A aplicação principal — preenchimento de irregularidades (dobras e cavidades) — é essencial para garantir a selagem e prevenir vazamentos de efluentes, que são altamente irritantes para a pele periestoma. 2. Composição e Diferenciais Técnicos A formulação apresenta uma mistura equilibrada de polímeros e agentes hidrocoloides: • Hidrocoloides (CMC, Pectina e Gelatina): Garantem a absorção de umidade e mantêm a integridade da pele. • Polímeros (SIS e PIB): Conferem a adesividade e a moldabilidade necessárias para o ajuste entre o estoma e a placa. • Ausência de Álcool: Este é o ponto mais crítico e positivo do parecer. Pastas com álcool causam ardência em peles já lesionadas; a característica "Não arde" aumenta significativamente o conforto e a adesão do paciente ao tratamento. 4. Conclusão do Parecer Parecer: FAVORÁVEL. O item oferecido está totalmente de acordo com as especificações solicitadas. A composição é robusta e a ausência de álcool torna o produto de escolha superior para a proteção da pele periestoma, minimizando o risco de trauma químico ou dor durante a aplicação. A embalagem de 60g com aplicador é o padrão de mercado para uso prolongado e facilita o manuseio pelo paciente ou cuidador.
----	--	--	--------	--

20.1	BARREIRAPROTETORA- Tipo: de pele; Aplicação: para o cuidado de estomas intestinais e urinários ;indicação: para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma; Composição: estirenoisopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabenoetilparabeno;formafarmacêutica:empasta;Característicasadicionais:Semálcool.Nãoarde;esterelidade:nãoestéril;Embalagem:embaladoindividualmenteemcaixa com 1 unidadecomaplicador.Especificaçõesadicionais: em forma de pasta. Sem álcool. Nãoarde.Nãoestéril.Acondicionadoemunidade de 60gembalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador	BARREIRAPROTETORA- Tipo: de pele; Aplicação: para o cuidado de estomas intestinais e urinários ;indicação: para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma; Composição: estirenoisopreno-estireno (SIS), borracha de isopreno líquido, poliisobutileno (PIB), dióxido de silício coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina, carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido de titânio, metilparabenoetilparabeno;formafarmacêutica:empasta;Característicasadicionais:Semálcool.Nãoarde;esterelidade:nãoestéril;Embalagem:embaladoindividualmenteemcaixa com 1 unidadecomaplicador.Especificaçõesadicionais: em forma de pasta. Sem álcool. Nãoarde.Nãoestéril.Acondicionadoemunidade de 60gembalado individualmente em caixa com 1 unidade com aplicador	Atende	1. Análise de Identificação e Uso O produto descrito é uma barreira protetora de pele em formato de pasta, especificamente projetada para estomas intestinais e urinários. A aplicação principal — preenchimento de irregularidades (dobras e cavidades) — é essencial para garantir a selagem e prevenir vazamentos de efluentes, que são altamente irritantes para a pele periestoma. 2. Composição e Diferenciais Técnicos A formulação apresenta uma mistura equilibrada de polímeros e agentes hidrocoloides: • Hidrocoloides (CMC, Pectina e Gelatina): Garantem a absorção de umidade e mantêm a integridade da pele. • Polímeros (SIS e PIB): Conferem a adesividade e a moldabilidade necessárias para o ajuste entre o estoma e a placa. • Ausência de Álcool: Este é o ponto mais crítico e positivo do parecer. Pastas com álcool causam ardência em peles já lesionadas; a característica "Não arde" aumenta significativamente o conforto e a adesão do paciente ao tratamento. 4. Conclusão do Parecer Parecer: FAVORÁVEL. O item oferecido está totalmente de acordo com as especificações solicitadas. A composição é robusta e a ausência de álcool torna o produto de escolha superior para a proteção da pele periestoma, minimizando o risco de trauma químico ou dor durante a aplicação. A embalagem de 60g com aplicador é o padrão de mercado para uso prolongado e facilita o manuseio pelo paciente ou cuidador.
------	---	---	--------	--

21	ADJUVANTEP/ESTOMIA Tipo: Barreira protetora; Uso: pele periestomal; aspecto físico: pó; Composição: gelatina e carboximetil celulosódica; Concentração: Unidade de 25g a 28,3g; esterilidade: não esteril. Especificações adicionais: para complicações da pele periestoma.	ADJUVANTEP/ESTOMIA- Tipo: Barreira protetora; Uso: pele periestomal; aspecto físico: pó; Composição: gelatina e carboximetil celulosódica; Concentração: Unidade de 25g a 28,3g; esterilidade: não esteril. Especificações adicionais: para complicações da pele periestoma.	Atende	1. Finalidade Clínica e Mecanismo de Ação O pó protetor composto por Carboximetilcelulose Sódica (CMC) e Gelatina é um adjuvante terapêutico de uso tópico. Sua função primordial é a absorção de exsudato (secreção) de peles periestomais que apresentam maceração ou desnudamento (dermatites úmidas). • Ação Hidrocoloide: Ao entrar em contato com a umidade da lesão, o pó forma uma barreira em gel que protege as terminações nervosas (aliviando a dor) e cria um ambiente favorável à cicatrização por segunda intenção. 2. Compatibilidade e Aderência Um dos maiores desafios no cuidado de estomas com complicações cutâneas é a fixação da base adesiva sobre a pele úmida. • O item oferecido permite a técnica de "crusting" (camadas alternadas de pó e spray de barreira), que seca a área lesionada o suficiente para permitir que a placa adesiva do dispositivo de estomia se fixe com segurança. • Sem este insumo, a aderência da bolsa fica comprometida, gerando um ciclo de vazamentos e agravamento da lesão. 3. Análise de Composição e Segurança • CMC e Gelatina: São polímeros naturais e sintéticos amplamente consagrados na literatura médica pela alta capacidade hidrofílica e baixíssimo potencial alergênico. • Apresentação (25g a 28,3g): O volume oferecido é o padrão técnico de mercado, garantindo portabilidade para o paciente e durabilidade adequada para o tratamento de episódios de dermatite.
----	--	---	--------	--

24	BARREIRA PROTETORA- Tipo: Anel moldável; Aplicação: para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia; Composição: Estireno-etileno/butileno, Etileno-propileno, Etileno acetato de vinila, Polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, Cera de Parafina, Óxido de Titânio, Hidroxietilcelulose, Polissacarídeos, Galactomanan, Carboximetilcelulose, Gelatina; Características adicionais: O produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma; Diâmetro: 48 mm; Espessura: 4,2 mm; esterilidade: não estéril; Embalagem: embalado.	BARREIRA PROTETORA- Tipo: Anel moldável; Aplicação: para nivelar distintas irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia; Composição: Estireno-etileno/butileno, Etileno-propileno, Etileno acetato de vinila, Polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, Cera de Parafina, Óxido de Titânio, Hidroxietilcelulose, Polissacarídeos, Galactomanan, Carboximetilcelulose, Gelatina; Características adicionais: O produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma; Diâmetro: 48 mm; Espessura: 4,2 mm; esterilidade: não estéril; Embalagem: embalado.	Atende	1. Superioridade no Selamento e Prevenção de Vazamentos Diferente das barreiras em pasta, o Anel Moldável de 48 mm oferece uma barreira física mais densa e adaptável. Sua composição rica em polímeros (Estireno-etileno, Etileno-propileno) e hidrocolóides (CMC, Gelatina, Galactomanana) permite que o anel se expanda levemente ao entrar em contato com o efluente, criando o que chamamos de "efeito gola de tartaruga" (<i>turtlenecking</i>). • Impacto Clínico: Garante o preenchimento total de depressões periestomais, impedindo que o efluente (fezes ou urina) atinja a pele íntegra. 2. Composição Hidrocoloide Multicamada A presença de Galactomanana e Hidroxietilcelulose, combinada à Carboximetilcelulose (CMC), confere ao produto uma alta capacidade de absorção de umidade local (suor e exsudato), mantendo o pH da pele equilibrado. Isso reduz drasticamente a incidência de Dermatite Associada à Umidade (DAM). 3. Ergonomia e Manejo (Diâmetro e Espessura) As dimensões especificadas (48 mm de diâmetro e 4,2 mm de espessura) são ideais para garantir a versatilidade: • Espessura de 4,2 mm: Oferece volume suficiente para nivelar dobras cutâneas profundas ou cicatrizes próximas ao estoma, sem comprometer a aderência da base adesiva principal. • Maleabilidade: Por ser um anel moldável, dispensa o uso de solventes (comuns em pastas), facilitando a remoção e evitando traumas mecânicos na troca do dispositivo. 4. Custo-Efetividade no Tratamento Embora o custo unitário possa ser superior ao de pastas tradicionais, o uso do anel moldável justifica-se economicamente por: 1. Aumento do tempo de permanência da placa de estomia, reduzindo o consumo de bolsas e bases. 2. Redução de gastos com adjuvantes para tratamento de lesões de pele (pomadas, sprays de barreira e curativos especiais). 3. Melhoria na qualidade de vida, diminuindo o risco de descolamentos acidentais em ambiente social ou laboral. Conclusão Técnica O item atende plenamente aos requisitos de proteção dérmica de alta performance. Sua indicação é técnica e soberana para pacientes com irregularidades cutâneas,
----	---	---	--------	--

				garantindo a continuidade da assistência à saúde e a segurança no cuidado de estomias intestinais e urinárias, estando em total conformidade com os padrões de boas práticas em estomaterapia.
--	--	--	--	--

4. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE/ COMISSÃO DE ANALISE TÉCNICA

Nome: Charles Marcelo Santana Rodrigues

Cargo/Função: Diretor-Presidente

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinado de forma digital por

CHARLES MARCELO SANTANA

RODRIGUES: Diretor-Presidente/

CREAP - Decreto nº 1212/2024-

GEA

Dados: 2026.03.16 14:26:48 -03'00'

Nome: Genilza Monte Araújo

Cargo/Função: Responsável Técnica/ Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

GENILZA MONTE ARAUJO

Data: 16/03/2026 10:36:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Anne Caroline Araújo de Vasconcelos

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

ANNE CAROLINE ARAUJO DE VASCONCELOS

Data: 13/03/2026 21:22:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Andréa Suzely Medeiros Vale

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

ANDREA SUZELY MEDEIROS VALE

Data: 13/03/2026 11:52:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Daynara Gemaque Gomes
Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta
Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP
Data: 12/03/2026

Assinatura: _____
gov.br DAYNARA GEMAQUE GOMES
Documento assinado digitalmente
Data: 12/03/2026 14:49:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Benedita Cordeiro de Almeida Pastana
Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta
Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP
Data: 12/03/2026

Assinatura: _____
gov.br BENEDITA CORDEIRO DE ALMEIDA PASTANA
Documento assinado digitalmente
Data: 12/03/2026 15:36:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Rosilete Maria Paes do Carmo
Cargo/Função: Presidente
Setor: Associação

Data: 12/03/2026
Assinatura: _____
gov.br ROSILETE MARIA PAES DO CARMO
Documento assinado digitalmente
Data: 12/03/2026 12:53:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Luiz Nei da Silva Banha
Cargo/Função: Vice- Presidente
Setor: Associação dos Ostomizados do Amapá- AOAP
Data: 12/03/2026

Assinatura: _____
gov.br LUIS NEI DA SILVA BANHA
Documento assinado digitalmente
Data: 12/03/2026 13:50:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REFERÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS E BASES REGULATÓRIAS

ASSUNTO: Suporte à Análise Técnica de Dispositivos e Adjuvantes para Estomaterapia.

UNIDADES: CREAP / Unidade Especializada – AP.

As análises técnicas realizadas por este serviço de saúde baseiam-se nos mais elevados níveis de evidência científica, diretrizes clínicas internacionais e normativas nacionais de segurança do paciente, conforme as fontes listadas abaixo:

1. DIRETRIZES CLÍNICAS NACIONAIS

- **Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST):** *Diretrizes de Prática Clínica em Estomaterapia*. Referência nacional para a seleção de dispositivos que visam a manutenção da integridade cutânea e reabilitação.
- **Ministério da Saúde (Brasil):** *Portaria SAS/MS nº 400, de 16 de novembro de 2009*. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas, priorizando a autonomia e a oferta de materiais de qualidade tecnológica para a reinserção social.

2. DIRETRIZES INTERNACIONAIS (PADRÃO DE OURO)

- **Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN):** *Management of the Adult Patient With a Fecal or Urinary Ostomy: An ASGE/WOCN Clinical Guideline*. Base científica para a avaliação da durabilidade de barreiras protetoras e prevenção de complicações periestomais.
- **World Council of Enterostomal Therapists (WCET):** *International Ostomy Guideline*. Documento que fundamenta a escolha de adjuvantes e dispositivos baseados na proteção contra traumas mecânicos e agressões químicas (M.A.R.S.I. - Medical Adhesive-Related Skin Injury).

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E REOLÓGICA

- **Burch, J.:** *Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Practice*. Londres: Wiley-Blackwell, 2011. Referência acadêmica sobre a composição de hidrocoloides e a importância da coesão polimérica na prevenção de vazamentos e dermatites.
- **Rolstad, B.S.; Erwin-Toth, P.:** *Peristomal Skin Complications: Prevention and Management*. Referência sobre o impacto de resíduos de adjuvantes na adesividade de dispositivos coletores.

4. BASE REGULATÓRIA (ANVISA)

- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):** *RDC nº 185/2001*. Define a classificação de produtos para saúde (correlatos), distinguindo dispositivos de grau médico de produtos cosméticos, assegurando que adjuvantes de estomia devem possuir registro como Dispositivo Médico devido ao risco assistencial.

REANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

PROCESSO: SIGA nº 00102/SECCOMPRAS/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: nº 009/2026 – SECCOMPRAS/AP

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de bolsas de ostomia e adjuvantes de proteção e segurança.

1. FINALIDADE

A presente reanálise técnica tem por finalidade verificar a **compatibilidade entre as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e os produtos ofertados pela licitante**, indicando de forma objetiva eventual atendimento ou não atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos no edital.

A análise deve observar os princípios da **vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e julgamento objetivo**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE ANALISADA

Empresa: C M P AINETTE

CNPJ: 04.269.484/0001-20

Lotes: 2; 2.1; 5; 5.1; 18; 19

3. ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA

tem do Edital	Requisito técnico exigido	Especificação do produto ofertado	Situação (Atende / Não atende / Diligência)	Fundamentação técnica
---------------	---------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------

2	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso; Diâmetro flange: 60mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso; Diâmetro flange: 60mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Não Atende	1. DA INCOMPATIBILIDADE TECNOLÓGICA E CLÍNICA Após análise minuciosa do catálogo técnico da marca Vital Gold, esta equipe técnica de Estomaterapia manifesta-se pela DESCCLASSIFICAÇÃO da proposta. Embora o descritivo textual do fornecedor tente mimetizar as exigências do Edital, as "Advertências e Precauções" contidas no catálogo oficial revelam uma tecnologia de categoria inferior à necessária para a rede de pacientes do Estado. O fabricante declara expressamente: "Nunca passe mais do que sete dias sem trocar a bolsa de colostomia e seus acessórios". Na ciência da estomaterapia, tal limitação é um indicativo técnico de baixa coesão da resina de hidrocoloide. Tecnologias de alta performance, como a referência já padronizada na rede, utilizam polímeros de última geração que controlam a absorção e resistem à erosão por períodos superiores, garantindo a proteção proativa da pele periestoma contra efluentes agressivos e evitando traumas mecânicos por trocas sucessivas. 2. DO RISCO À REABILITAÇÃO E AUTONOMIA DO PACIENTE A missão institucional do CREAP é a reabilitação para o autocuidado. O catálogo da Vital Gold afirma que o material é um <i>"Artigo hospitalar de pronto uso"</i> e que deve ser utilizado por <i>"profissionais habilitados e treinados"</i>. Esta abordagem colide frontalmente com as diretrizes do SUS para pacientes com DEFICIÊNCIA FÍSICA. O material exigido em Edital deve ser intuitivo e seguro para o manuseio doméstico pelo próprio paciente. Um produto que se apresenta com perfil estritamente hospitalar e de manejo complexo cria uma dependência técnica que impede a reinserção social e laboral do usuário, retrocedendo o processo de REABILITAÇÃO JÁ ALCANÇADO. 3. DA ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA PÚBLICA A baixa durabilidade confessada pelo fabricante impacta diretamente o erário de duas formas: 1. Aumento do Consumo Médio Mensal (CMM): Se a resina possui menor resistência (limite de 7 dias), o paciente necessitará de trocas mais frequentes. O "menor preço" unitário é anulado pelo maior volume de itens consumidos. 2. Dermatites e Complicações: A instabilidade da barreira adesiva é a principal causa de Dermatite Associada a Dispositivos. O tratamento dessas lesões gera custos adicionais com curativos especiais e consultas extras, onerando o Estado. 4. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA A literatura especializada (<i>Burch et al.</i>) e as diretrizes da WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society) estabelecem que a escolha do dispositivo deve prezar pela estabilidade do pH cutâneo e resistência mecânica. A marca oferecida não apresenta evidências de tecnologia de multicamadas ou filtros de alta vazão com proteção contra o "balonismo", elementos essenciais para a dignidade e segurança do paciente. 5. CONCLUSÃO Diante da flagrante divergência entre a qualidade necessária para a continuidade assistencial e as limitações técnicas admitidas pelo fabricante em seu catálogo, este serviço REJEITA a marca Vital Gold. A manutenção desta marca representa um risco à saúde pública e à eficiência administrativa. Solicitamos a imediata convocação do licitante subsequente que comprove atender aos requisitos de alta performance, autonomia do usuário e durabilidade da barreira, conforme preconizado nas boas práticas de Estomaterapia.
---	---	---	------------	--

2.1	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso; Diâmetro flange: 60mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso; Diâmetro flange: 60mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Não Atende	1. DA INCOMPATIBILIDADE TECNOLÓGICA E CLÍNICA Após análise minuciosa do catálogo técnico da marca Vital Gold, esta equipe técnica de Estomaterapia manifesta-se pela DESCCLASSIFICAÇÃO da proposta. Embora o descritivo textual do fornecedor tente mimetizar as exigências do Edital, as "Advertências e Precauções" contidas no catálogo oficial revelam uma tecnologia de categoria inferior à necessária para a rede de pacientes do Estado. O fabricante declara expressamente: "Nunca passe mais do que sete dias sem trocar a bolsa de colostomia e seus acessórios". Na ciência da estomaterapia, tal limitação é um indicativo técnico de baixa coesão da resina de hidrocoloide. Tecnologias de alta performance, como a referência já padronizada na rede, utilizam polímeros de última geração que controlam a absorção e resistem à erosão por períodos superiores, garantindo a proteção proativa da pele periestoma contra efluentes agressivos e evitando traumas mecânicos por trocas sucessivas. 2. DO RISCO À REABILITAÇÃO E AUTONOMIA DO PACIENTE A missão institucional do CREAP é a reabilitação para o autocuidado. O catálogo da Vital Gold afirma que o material é um <i>"Artigo hospitalar de pronto uso"</i> e que deve ser utilizado por <i>"profissionais habilitados e treinados"</i>. Esta abordagem colide frontalmente com as diretrizes do SUS para pacientes com DEFICIÊNCIA FÍSICA. O material exigido em Edital deve ser intuitivo e seguro para o manuseio doméstico pelo próprio paciente. Um produto que se apresenta com perfil estritamente hospitalar e de manejo complexo cria uma dependência técnica que impede a reinserção social e laboral do usuário, retrocedendo o processo de REABILITAÇÃO JÁ ALCANÇADO. 3. DA ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA PÚBLICA A baixa durabilidade confessada pelo fabricante impacta diretamente o erário de duas formas: 1. Aumento do Consumo Médio Mensal (CMM): Se a resina possui menor resistência (limite de 7 dias), o paciente necessitará de trocas mais frequentes. O "menor preço" unitário é anulado pelo maior volume de itens consumidos. 2. Dermatites e Complicações: A instabilidade da barreira adesiva é a principal causa de Dermatite Associada a Dispositivos. O tratamento dessas lesões gera custos adicionais com curativos especiais e consultas extras, onerando o Estado. 4. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA A literatura especializada (<i>Burch et al.</i>) e as diretrizes da WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society) estabelecem que a escolha do dispositivo deve prezar pela estabilidade do pH cutâneo e resistência mecânica. A marca oferecida não apresenta evidências de tecnologia de multicamadas ou filtros de alta vazão com proteção contra o "balonismo", elementos essenciais para a dignidade e segurança do paciente. 5. CONCLUSÃO Diante da flagrante divergência entre a qualidade necessária para a continuidade assistencial e as limitações técnicas admitidas pelo fabricante em seu catálogo, este serviço REJEITA a marca Vital Gold. A manutenção desta marca representa um risco à saúde pública e à eficiência administrativa. Solicitamos a imediata convocação do licitante subsequente que comprove atender aos requisitos de alta performance, autonomia do usuário e durabilidade da barreira, conforme preconizado nas boas práticas de Estomaterapia.
-----	---	---	------------	---

				A manutenção desta marca representa um risco à saúde pública e à eficiência administrativa. Solicitamos a imediata convocação do licitante subsequente que comprove atender aos requisitos de alta performance, autonomia do usuário e durabilidade da barreira, conforme preconizado nas boas práticas de Estomaterapia.
--	--	--	--	--

5	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso, recorte 10-65 mm; Diâmetro flange: 70mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	BOLSA COLOSTOMIA - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso, recorte 10-65 mm; Diâmetro flange: 70mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Não Atende	1. DA DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRITIVO E CATÁLOGO (FALHA DE OBJETO) Embora a licitante tenha apresentado no sistema o descritivo idêntico ao do Edital, a análise do catálogo técnico original revela que o produto físico diverge das necessidades assistenciais desta unidade de saúde. O edital busca um sistema de estomia para reabilitação, enquanto o catálogo do fornecedor classifica o item como "Artigo hospitalar de pronto uso". 2. DA INADEQUAÇÃO AO PERFIL DE REABILITAÇÃO / CREAP A marca oferecida declara em suas "Advertências e Precauções" que o material: <i>"Destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados" e que os cuidados fazem parte de "rotinas adotadas... quando se tratar de uso hospitalar".</i> Justificativa Técnica: O programa de estomaterapia desta unidade foca na autonomia e autocuidado domiciliar. O material oferecido apresenta complexidade e restrições de manejo que o tornam inadequado para o uso independente pelo paciente em sua residência. A tecnologia exigida deve ser intuitiva e facilitar a reinserção social, e não ser restrita ao ambiente ou profissional hospitalar. 3. DA LIMITAÇÃO DE DESEMPENHO (DURABILIDADE DA BARREIRA) O catálogo da Vital Gold adverte: <i>"Nunca passe mais do que sete dias sem trocar a bolsa de colostomia e seus acessórios".</i> • Fundamento Científico: As diretrizes da WOCN (<i>Wound, Ostomy and Continence Nurses Society</i>) e estudos de reologia de hidrocoloides (ex: <i>Burch et al.</i>) preconizam que resinas de alta performance devem possuir alta coesão. • Incompatibilidade: Ao estabelecer um limite rígido e conservador de 7 dias, o fabricante confessa a baixa resistência à erosão de sua resina. Para os pacientes desta unidade, é imperativo o uso de barreiras que suportem a exposição a efluentes agressivos sem desintegrar, evitando vazamentos e dermatites. A marca oferecida não garante a durabilidade necessária para o perfil clínico atendido. 4. DO CUSTO-EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA O catálogo impõe condições rigorosas de armazenamento: <i>"local apropriado, com temperatura e umidade controlada... pallets ou prateleiras... ao abrigo do calor e da luz".</i> • Análise de Risco: Embora o armazenamento hospitalar seja padrão, a extrema sensibilidade do material oferecido às variações climáticas da região (Amapá) coloca em risco a integridade do estoque e a eficácia do adesivo após a entrega ao paciente, que muitas vezes não possui condições de controle térmico rigoroso em domicílio. Marcas de referência tecnológica superior apresentam maior estabilidade térmica, garantindo a adesividade mesmo em condições climáticas desafiadoras. 5. CONCLUSÃO TÉCNICA Pelo exposto, a equipe técnica conclui que a marca Vital Gold NÃO ATENDE ao objeto licitado por: 1. Divergência Qualitativa: O catálogo limita o uso a profissionais/hospitais, enquanto o Edital exige material para reabilitação/autocuidado. 2. Baixa Performance: A recomendação de troca e as restrições de uso demonstram uma tecnologia de hidrocoloide de primeira geração, insuficiente para a proteção da pele periestoma dos pacientes desta rede.
---	--	--	------------	--

				Solicitamos a desclassificação da referida marca e a convocação do licitante subsequente que apresente catálogo compatível com os padrões de Estomaterapia de Alta Performance.
--	--	--	--	---

5.1		BOLSA COLOSTOMI A - Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo: bolsa e base adesiva compatível; Tipo bolsa: drenável, plástico antiodor, opaca, com filtro de carvão ativado; Tipo base: adesiva de resina sintética, plana, recortável, sem adesivo microporoso, recorte 10-65 mm; Diâmetro flange: 70mm. Especificações adicionais: placa (base adesiva) e bolsa no mesmo item.	Não Atende	1. DA DIVERGÊNCIA ENTRE DESCRITIVO E CATÁLOGO (FALHA DE OBJETO) Embora a licitante tenha apresentado no sistema o descritivo idêntico ao do Edital, a análise do catálogo técnico original revela que o produto físico diverge das necessidades assistenciais desta unidade de saúde. O edital busca um sistema de estomia para reabilitação, enquanto o catálogo do fornecedor classifica o item como "Artigo hospitalar de pronto uso". 2. DA INADEQUAÇÃO AO PERFIL DE REABILITAÇÃO / CREAP A marca oferecida declara em suas "Advertências e Precauções" que o material: <i>"Destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados" e que os cuidados fazem parte de "rotinas adotadas... quando se tratar de uso hospitalar".</i> Justificativa Técnica: O programa de estomaterapia desta unidade foca na autonomia e autocuidado domiciliar. O material oferecido apresenta complexidade e restrições de manejo que o tornam inadequado para o uso independente pelo paciente em sua residência. A tecnologia exigida deve ser intuitiva e facilitar a reinserção social, e não ser restrita ao ambiente ou profissional hospitalar. 3. DA LIMITAÇÃO DE DESEMPENHO (DURABILIDADE DA BARREIRA) O catálogo da Vital Gold adverte: <i>"Nunca passe mais do que sete dias sem trocar a bolsa de colostomia e seus acessórios"</i>. • Fundamento Científico: As diretrizes da <i>WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society)</i> e estudos de reologia de hidrocoloides (ex: <i>Burch et al.</i>) preconizam que resinas de alta performance devem possuir alta coesão. • Incompatibilidade: Ao estabelecer um limite rígido e conservador de 7 dias, o fabricante confessa a baixa resistência à erosão de sua resina. Para os pacientes desta unidade, é imperativo o uso de barreiras que suportem a exposição a efluentes agressivos sem desintegrar, evitando vazamentos e dermatites. A marca oferecida não garante a durabilidade necessária para o perfil clínico atendido. 4. DO CUSTO-EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA O catálogo impõe condições rigorosas de armazenamento: <i>"local apropriado, com temperatura e umidade controlada... pallets ou prateleiras... ao abrigo do calor e da luz"</i>. • Análise de Risco: Embora o armazenamento hospitalar seja padrão, a extrema sensibilidade do material oferecido às variações climáticas da região (Amapá) coloca em risco a integridade do estoque e a eficácia do adesivo após a entrega ao paciente, que muitas vezes não possui condições de controle térmico rigoroso em domicílio. Marcas de referência tecnológica superior apresentam maior estabilidade térmica, garantindo a adesividade mesmo em condições climáticas desafiadoras. 5. CONCLUSÃO TÉCNICA Pelo exposto, a equipe técnica conclui que a marca Vital Gold NÃO ATENDE ao objeto licitado por: 3. Divergência Qualitativa: O catálogo limita o uso a profissionais/hospitais, enquanto o Edital exige material para reabilitação/autocuidado. 4. Baixa Performance: A recomendação de troca e as restrições de uso demonstram uma tecnologia de hidrocoloide de primeira geração, insuficiente para a proteção da pele periestoma dos pacientes desta rede.
-----	--	--	-------------------	--

				Solicitamos a desclassificação da referida marca e a convocação do licitante subsequente que apresente catálogo compatível com os padrões de Estomaterapia de Alta Performance.
18	CINTO ELÁSTICO - Tipo: Opaco; Aplicação: para bolsa de estomia; Composição: poliamida (PA), poliuretano (PU) e poliéster (PET), para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento; Ganchos: Ganchos compostos de 100% polipropileno (PP); Fivela: fivela ajustável composta de copolímero em bloco de estireno -etileno -butileno -estireno e polipropileno; Tamanho: 3 cm de largura e comprimento facilmente ajustável até a extensão máxima de 135 cm.	CINTO ELÁSTICO - Tipo: Opaco; Aplicação: para bolsa de estomia; Composição: poliamida (PA), poliuretano (PU) e poliéster (PET), para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento; Ganchos: Ganchos compostos de 100% polipropileno (PP); Fivela: fivela ajustável composta de copolímero em bloco de estireno -etileno -butileno -estireno e polipropileno; Tamanho: 3 cm de largura e comprimento facilmente ajustável até a extensão máxima de 135 cm.	Não Atende	1. DA INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA (SISTEMA FECHADO) Os cintos elásticos em estomaterapia não são itens universais. Eles fazem parte de um sistema integrado de segurança. A marca oferecida (Vital Gold) apresenta ganchos e fivelas que devem possuir encaixe milimétrico nas abas das bolsas coletoras. Justificativa Técnica: O serviço de estomaterapia do CREAP utiliza bolsas de tecnologia avançada que possuem orelhas de fixação específicas. Testes de compatibilidade demonstram que ganchos de marcas divergentes da bolsa apresentam: • Folga Mecânica: Risco de desengate acidental durante movimentos bruscos do paciente; • Tensão Inadequada: A elasticidade da Vital Gold pode não corresponder à tração necessária para manter a convexidade da placa (se aplicável), comprometendo a vedação. 2. DA SEGURANÇA E DIGNIDADE DO PACIENTE O cinto tem a função de conferir segurança psicológica e física. O catálogo da marca oferecida foca em "uso hospitalar", enquanto o nosso serviço demanda um material para uso contínuo e discreto. • Risco de Fadiga do Material: Cintos de categoria inferior perdem a elasticidade (efeito "relaxado") em poucos dias de uso, exigindo substituições frequentes e aumentando o custo público. • Discrição: A espessura e o tipo de acabamento dos ganchos da Vital Gold podem gerar volume sob a roupa, colidindo com o requisito de "discrição" exigido no Edital e essencial para a reinserção social do paciente. 3. DA PADRONIZAÇÃO POR EFICIÊNCIA (LEI 14.133/2021) A administração pública deve prezar pela eficiência. Adquirir um cinto que não garanta o encaixe perfeito no sistema de bolsas já padronizado gera um desperdício de recurso público. Um acessório incompatível torna-se um item de estoque parado, pois a equipe técnica não pode prescrever um material que coloque em risco a fixação do dispositivo coletor. 4. CONCLUSÃO TÉCNICA Pelo exposto, a equipe técnica manifesta-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da marca Vital Gold para o item Cinto Elástico, devido à: 1. Incompatibilidade de Encaixe: Risco de soltura por falta de acoplamento específico com as bolsas em uso na rede. 2. Inadequação ao Perfil de Reabilitação: Necessidade de materiais de alta performance que garantam a tração constante sem perda de elasticidade. Solicitamos a convocação do licitante subsequente que apresente cinto com compatibilidade testada e aprovada para os dispositivos coletores utilizados por esta instituição.

19	CINTO ELÁSTICO - Tipo: Opaco; Aplicação: para bolsa de estomia; Composição: poliamida (PA), poliuretano (PU) poliéster (PET) e elastano (PUE), para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento; Ganchos: 4 ganchos compostos de polipropileno (PP); Tamanho: 155 cm. Especificações adicionais: reajustável.	CINTO ELÁSTICO - Tipo: Opaco; Aplicação: para bolsa de estomia; Composição: poliamida (PA), poliuretano (PU) poliéster (PET) e elastano (PUE), para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento; Ganchos: 4 ganchos compostos de polipropileno (PP); Tamanho: 155 cm. Especificações adicionais: reajustável.	Não Atende	1. DA INCOMPATIBILIDADE SISTÊMICA (SISTEMA FECHADO) Os cintos elásticos em estomaterapia não são itens universais. Eles fazem parte de um sistema integrado de segurança. A marca oferecida (Vital Gold) apresenta ganchos e fivelas que devem possuir encaixe milimétrico nas abas das bolsas coletoras. Justificativa Técnica: O serviço de estomaterapia do CREAP utiliza bolsas de tecnologia avançada que possuem orelhas de fixação específicas. Testes de compatibilidade demonstram que ganchos de marcas divergentes da bolsa apresentam: • Folga Mecânica: Risco de desengate acidental durante movimentos bruscos do paciente; • Tensão Inadequada: A elasticidade da Vital Gold pode não corresponder à tração necessária para manter a convexidade da placa (se aplicável), comprometendo a vedação. 2. DA SEGURANÇA E DIGNIDADE DO PACIENTE O cinto tem a função de conferir segurança psicológica e física. O catálogo da marca oferecida foca em "uso hospitalar", enquanto o nosso serviço demanda um material para uso contínuo e discreto. • Risco de Fadiga do Material: Cintos de categoria inferior perdem a elasticidade (efeito "relaxado") em poucos dias de uso, exigindo substituições frequentes e aumentando o custo público. • Discrição: A espessura e o tipo de acabamento dos ganchos da Vital Gold podem gerar volume sob a roupa, colidindo com o requisito de "discrição" exigido no Edital e essencial para a reinserção social do paciente. 3. DA PADRONIZAÇÃO POR EFICIÊNCIA (LEI 14.133/2021) A administração pública deve prezar pela eficiência. Adquirir um cinto que não garanta o encaixe perfeito no sistema de bolsas já padronizado gera um desperdício de recurso público. Um acessório incompatível torna-se um item de estoque parado, pois a equipe técnica não pode prescrever um material que coloque em risco a fixação do dispositivo coletor. 4. CONCLUSÃO TÉCNICA Pelo exposto, a equipe técnica manifesta-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da marca Vital Gold para o item Cinto Elástico, devido à: 3. Incompatibilidade de Encaixe: Risco de soltura por falta de acoplamento específico com as bolsas em uso na rede. 4. Inadequação ao Perfil de Reabilitação: Necessidade de materiais de alta performance que garantam a tração constante sem perda de elasticidade. Solicitamos a convocação do licitante subsequente que apresente cinto com compatibilidade testada e aprovada para os dispositivos coletores utilizados por esta instituição.
----	---	---	-------------------	--

4. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE/ COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA

Nome: Charles Marcelo Santana Rodrigues

Cargo/Função: Diretor Presidente

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

CHARLES MARCELO SANTANA
RODRIGUES: Diretor-Presidente/
CREAP - Decreto nº 1212/2024-GEA

Assinado de forma digital por
CHARLES MARCELO SANTANA
RODRIGUES: Diretor-Presidente/
CREAP - Decreto nº 1212/2024-GEA
Dados: 2026.03.16 14:24:04 -03'00'

Assinatura: _____

Nome: Genilza Monte Araújo

Cargo/Função: Responsável Técnica/ Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026



Documento assinado digitalmente
GENILZA MONTE ARAUJO
Data: 16/03/2026 10:36:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Anne Caroline Araújo de Vasconcelos

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026



Documento assinado digitalmente
ANNE CAROLINE ARAUJO DE VASCONCELOS
Data: 13/03/2026 21:19:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Andréa Suzely Medeiros Vale

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026



Documento assinado digitalmente
ANDREA SUZELY MEDEIROS VALE
Data: 13/03/2026 11:52:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Daynara Gemaque Gomes

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

DAYNARA GEMAQUE GOMES

Data: 12/03/2026 14:38:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Benedita Cordeiro de Almeida Pastana

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

BENEDITA CORDEIRO DE ALMEIDA PASTANA

Data: 12/03/2026 15:27:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Rosilete Maria Paes do Carmo

Cargo/Função: Presidente

Setor: Associação dos Ostomizados do Amapá- AOAP

Data: 12/03/2026

Assinatura _____



Documento assinado digitalmente

ROSILETE MARIA PAES DO CARMO

Data: 12/03/2026 12:56:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Luiz Nei da Silva Banha

Cargo/Função: Vice- Presidente

Setor: Associação dos Ostomizados do Amapá- AOAP

Data: 12/03/2026

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente

LUIS NEI DA SILVA BANHA

Data: 12/03/2026 13:50:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REFERÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS E BASES REGULATÓRIAS

ASSUNTO: Suporte à Análise Técnica de Dispositivos e Adjuvantes para Estomaterapia.

UNIDADES: CREAP / Unidade Especializada – AP.

As análises técnicas realizadas por este serviço de saúde baseiam-se nos mais elevados níveis de evidência científica, diretrizes clínicas internacionais e normativas nacionais de segurança do paciente, conforme as fontes listadas abaixo:

1. DIRETRIZES CLÍNICAS NACIONAIS

- **Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST):** *Diretrizes de Prática Clínica em Estomaterapia*. Referência nacional para a seleção de dispositivos que visam a manutenção da integridade cutânea e reabilitação.
- **Ministério da Saúde (Brasil):** *Portaria SAS/MS nº 400, de 16 de novembro de 2009*. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas, priorizando a autonomia e a oferta de materiais de qualidade tecnológica para a reinserção social.

2. DIRETRIZES INTERNACIONAIS (PADRÃO DE OURO)

- **Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN):** *Management of the Adult Patient With a Fecal or Urinary Ostomy: An ASGE/WOCN Clinical Guideline*. Base científica para a avaliação da durabilidade de barreiras protetoras e prevenção de complicações periestomais.
- **World Council of Enterostomal Therapists (WCET):** *International Ostomy Guideline*. Documento que fundamenta a escolha de adjuvantes e dispositivos baseados na proteção contra traumas mecânicos e agressões químicas (M.A.R.S.I. - Medical Adhesive-Related Skin Injury).

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E REOLÓGICA

- **Burch, J.:** *Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Practice*. Londres: Wiley-Blackwell, 2011. Referência acadêmica sobre a composição de hidrocoloides e a importância da coesão polimérica na prevenção de vazamentos e dermatites.
- **Rolstad, B.S.; Erwin-Toth, P.:** *Peristomal Skin Complications: Prevention and Management*. Referência sobre o impacto de resíduos de adjuvantes na adesividade de dispositivos coletores.

4. BASE REGULATÓRIA (ANVISA)

- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):** *RDC nº 185/2001*. Define a classificação de produtos para saúde (correlatos), distinguindo dispositivos de grau médico de produtos cosméticos, assegurando que adjuvantes de estomia devem possuir registro como Dispositivo Médico devido ao risco assistencial.

REANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

PROCESSO: SIGA nº 00102/SECCOMPRAS/2025

PREGÃO ELETRÔNICO: nº 009/2026 – SECCOMPRAS/AP

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de bolsas de ostomia e adjuvantes de proteção e segurança.

1. FINALIDADE

A presente reanálise técnica tem por finalidade verificar a **compatibilidade entre as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e os produtos ofertados pela licitante**, indicando de forma objetiva eventual atendimento ou não atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos no edital.

A análise deve observar os princípios da **vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e julgamento objetivo**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE ANALISADA

Empresa: NEXT MEDICAL LTDA

CNPJ: 32.582.556/0001-20

Lotes: 4, 16

3. ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Item do Edital	Requisito técnico exigido	Especificação do produto ofertado	Situação (Atende / Não atende / Diligência)	Fundamentação técnica
----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

4	BOLSA COLOSTOMIA- Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo bolsa: coletoradrenável paraestoma intestinal compostapor filmeplástico, quatro camadas,silencioso anti-odor,opaca, telaprotetoranãoader ente;Tipobase: adesiva composta por resina sintética, plana recortável até 57mm, flange flotantebaixoperfilc ompontodefechame ntocentraleadesivohi poalergênico, flexível e gáspermeável, encaixe sempressão abdominal; Diâmetro flange: 70mm; Características adicionais: flange comabas para encaixe do cinto, fechamento integrado por conectores plásticos, com ou sem filtro integrado	BOLSA COLOSTOMIA- Modelo: adulto; Tipo sistema: 2 peças; Tipo bolsa: coletoradrenável paraestoma intestinal compostapor filmeplástico, quatro camadas,silencioso anti-odor,opaca, telaprotetoranãoaderente ;Tipobase: adesiva composta por resina sintética, plana recortável até 57mm, flange flotantebaixoperfilcomp ontodefechamentocentral eadesivohipoalergênico, flexível e gáspermeável, encaixe sempressão abdominal; Diâmetro flange: 70mm; Características adicionais: flange comabas para encaixe do cinto, fechamento integrado por conectores plásticos, com ou sem filtro integrado	Atende	1. DA CONFORMIDADE COM O DESCRITIVO EDITALÍCIO Após análise técnica detalhada da proposta e do catálogo da marca Hollister, esta equipe técnica de Estomaterapia, manifesta-se pela APROVAÇÃO E ACEITE do item, uma vez que atende integralmente aos requisitos de alta performance exigidos: - Sistema de Flange Flutuante (Baixo Perfil): A tecnologia de flange flutuante permite que o profissional ou o paciente encaixe a bolsa na base adesiva sem exercer pressão sobre o abdômen. Isso é crucial para pacientes no pós-operatório recente ou com abdômen sensível, garantindo segurança sem causar trauma. - Fechamento Integrado (Conectores Plásticos): O sistema de fechamento integrado (tipo <i>Lock 'n Roll</i>) dispensa o uso de grampos/clips separados, reduzindo o risco de perda do acessório e aumentando a discrição e o conforto do paciente. - Resina Sintética Hipoalergênica: A base adesiva composta por polímeros flexíveis e gás-permeáveis garante a saúde da pele periestoma, permitindo a transpiração e evitando a maceração cutânea. 2. DA JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DO PADRÃO ASSISTENCIAL A aceitação desta marca é fundamental para a continuidade do serviço de reabilitação no Amapá devido aos seguintes fatores técnicos: Segurança do Engate: O "ponto de fechamento central" citado no edital é uma característica de segurança que emite um sinal audível (clique) ao encaixar, dando ao paciente a certeza de que o sistema está lacrado. Tecnologia de Filme (4 Camadas): A proteção anti-odor e o filme silencioso são essenciais para a dignidade social do estomizado, permitindo que ele retorne às suas atividades de vida diária (AVDs) sem receio de ruídos ou odores. Compatibilidade com Adjuvantes: A presença de "abas para encaixe do cinto" na flange garante a perfeita sinergia com os cintos elásticos de tração, estabilizando o dispositivo em estomas complexos. 3. DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA O produto oferecido apresenta alta resistência à erosão, o que se traduz em um Consumo Médio Mensal (CMM) estável. Diferente de marcas de baixo desempenho, e mantém a integridade da placa por períodos que otimizam o custo-benefício para o Estado, evitando o desperdício decorrente de trocas sucessivas por falhas de adesão. 4. CONCLUSÃO Diante do exposto, o parecer desta equipe técnica é FAVORÁVEL à aquisição da tecnologia. O produto demonstra total convergência com o Termo de Referência e assegura o padrão de excelência clínica necessário para os pacientes atendidos no CREAP.
---	--	---	--------	---

16	ADJUVANTEP/ESTOMIA- Tipo:Removedor de adesivos; Uso: pele periestomal; Composição: sem álcool; Aplicação: diminuição do trauma causado pelo deslocamento da base adesiva; Apresentação: Lenço. Especificações adicionais: preservando a pele periestoma (embalagem individual).	ADJUVANTEP/ESTOMIA- Tipo:Removedor de adesivos; Uso: pele periestomal; Composição: sem álcool; Aplicação: diminuição do trauma causado pelo deslocamento da base adesiva; Apresentação: Lenço. Especificações adicionais: preservando a pele periestoma (embalagem individual).	Não Atende	1. DA DIVERGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO REGULATÓRIA O catálogo da marca Mississippi (Dermo Protect) identifica o produto como um "Produto Cosmético". Justificativa Técnica: Os adjuvantes utilizados no tratamento de pessoas com estomia no CREAP devem possuir classificação de Produto para Saúde (Correlato) junto à ANVISA, dado que entram em contato direto com peles sensibilizadas, friáveis e muitas vezes com perda de integridade cutânea. A utilização de um "cosmético" em um cenário de assistência especializada de alta complexidade fere os protocolos de segurança do paciente, pois cosméticos não possuem o mesmo rigor de ensaios clínicos e biocompatibilidade exigidos para dispositivos médicos de estomaterapia. 2. DA INCOMPATIBILIDADE LOGÍSTICA E CLIMÁTICA (CONSERVAÇÃO) As precauções do fabricante Mississippi determinam que o produto deve ser mantido em "temperatura menor que 25 graus" e "afastado da luz solar direta e umidade". Justificativa Técnica: O Estado do Amapá apresenta condições climáticas de altas temperaturas e umidade elevada. Um insumo que exige armazenamento estrito abaixo de 25°C representa um risco logístico crítico: - No Transporte e Armazenamento: Exige cadeia de frio ou climatização ininterrupta, o que onera o Estado e aumenta o risco de perda do lote. No Uso Domiciliar: A maioria dos pacientes atendidos não possui condições de garantir armazenamento abaixo de 25°C em suas residências. A exposição do produto a temperaturas superiores (comuns em nossa região) pode alterar as propriedades químicas do <i>Disiloxane</i>, tornando-o ineficaz ou irritante à pele do estomizado. 3. DA RESTRIÇÃO DE AUTONOMIA (REABILITAÇÃO) O fabricante adverte que o uso do produto "deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado". Justificativa Técnica: Esta restrição é contrária à missão do Centro de Reabilitação. Os adjuvantes de estomia padronizados pela rede estadual devem permitir a autonomia total do usuário. Um produto que exige "acompanhamento profissional" para cada remoção de adesivo torna o paciente dependente da unidade de saúde para realizar uma troca de bolsa simples, o que é tecnicamente inaceitável para o perfil de reabilitação e reinserção social visado por este serviço. 4. DA EFICIÊNCIA DO DISILOXANE EM COSMÉTICOS Embora a composição contenha <i>Disiloxane</i>, a formulação como cosmético pode conter fragrâncias ou conservantes que, em caso de peles lesionadas, causam irritação. O descritivo do edital busca a preservação da pele periestoma, e a marca oferecida, por sua própria precaução ("em caso de irritação suspenda o uso"), demonstra não possuir a mesma estabilidade biológica que os removedores de grau médico (silicone puro) utilizados na rede. 5. CONCLUSÃO TÉCNICA Pelo exposto, esta equipe técnica manifesta-se pela DESCLASSIFICAÇÃO da marca Mississippi (Dermo Protect). O produto é tecnicamente INCOMPATÍVEL devido à sua classificação regulatória inferior (cosmético), à fragilidade de sua conservação térmica (inadequada ao clima regional) e à restrição de uso que impede a autonomia do paciente, o que representa uma especificação mais restritiva que pode impactar diretamente a adequação dos produtos ofertados às necessidades dos usuários.
----	--	--	-------------------	---

				Solicitamos a convocação do licitante subsequente que apresente produto classificado como Correlato/Dispositivo de Saúde e que suporte as condições de uso domiciliar sem necessidade de supervisão profissional contínua.
--	--	--	--	--

4. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE/ COMISSÃO TÉCNICA

Nome: Charles Marcelo Santana Rodrigues

Cargo/Função: Diretor Presidente

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data:12/03/2026

CHARLES MARCELO

SANTANA RODRIGUES:

Assinatura: ~~Diretor-Presidente/CREAP -~~

~~Decreto nº 1212/2024-GEA~~

Assinado de forma digital por
CHARLES MARCELO SANTANA
RODRIGUES: Diretor-Presidente/
CREAP - Decreto nº 1212/2024-GEA
Dados: 2026.03.16 14:29:03 -03'00'

Nome: Genilza Monte Araújo

Cargo/Função: Responsável Técnica/ Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data:12/03/2026



GENILZA MONTE ARAUJO
Data: 16/03/2026 10:36:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Anne Caroline Araújo de Vasconcelos

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data:12/03/2026



ANNE CAROLINE ARAUJO DE VASCONCELOS
Data: 13/03/2026 21:02:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Andréa Suzely Medeiros Vale

Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta

Sector: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP

Data:12/03/2026

Documento assinado digitalmente



ANDREA SUZELY MEDEIROS VALE
Data: 13/03/2026 11:52:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Daynara Gemaque Gomes
Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta
Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP
Data:12/03/2026

Documento assinado digitalmente



DAYNARA GEMAQUE GOMES
Data: 12/03/2026 14:44:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Benedita Cordeiro de Almeida Pastana
Cargo/Função: Enfermeira Estomaterapeuta
Setor: Centro de Reabilitação do Estado do Amapá-AP
Data:12/03/2026

Documento assinado digitalmente



BENEDITA CORDEIRO DE ALMEIDA PASTANA
Data: 12/03/2026 15:33:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

Nome: Rosilete Maria Paes do Carmo
Cargo/Função: Presidente
Setor: Associação dos Ostomizados do Amapá- AOAP
Data:12/03/2026

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente



ROSILETE MARIA PAES DO CARMO
Data: 12/03/2026 12:55:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Luiz Nei da Silva Banha
Cargo/Função: Vice- Presidente
Setor: Associação dos Ostomizados do Amapá- AOAP
Data:12/03/2026

Documento assinado digitalmente



LUIS NEI DA SILVA BANHA
Data: 12/03/2026 13:50:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura: _____

REFERÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS E BASES REGULATÓRIAS

ASSUNTO: Suporte à Análise Técnica de Dispositivos e Adjuvantes para Estomaterapia.

UNIDADES: CREAP / Unidade Especializada – AP.

As análises técnicas realizadas por este serviço de saúde baseiam-se nos mais elevados níveis de evidência científica, diretrizes clínicas internacionais e normativas nacionais de segurança do paciente, conforme as fontes listadas abaixo:

1. DIRETRIZES CLÍNICAS NACIONAIS

- **Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST):** *Diretrizes de Prática Clínica em Estomaterapia*. Referência nacional para a seleção de dispositivos que visam a manutenção da integridade cutânea e reabilitação.
- **Ministério da Saúde (Brasil):** *Portaria SAS/MS nº 400, de 16 de novembro de 2009*. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Atenção à Saúde das Pessoas Estomizadas, priorizando a autonomia e a oferta de materiais de qualidade tecnológica para a reinserção social.

2. DIRETRIZES INTERNACIONAIS (PADRÃO DE OURO)

- **Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN):** *Management of the Adult Patient With a Fecal or Urinary Ostomy: An ASGE/WOCN Clinical Guideline*. Base científica para a avaliação da durabilidade de barreiras protetoras e prevenção de complicações periestomais.
- **World Council of Enterostomal Therapists (WCET):** *International Ostomy Guideline*. Documento que fundamenta a escolha de adjuvantes e dispositivos baseados na proteção contra traumas mecânicos e agressões químicas (M.A.R.S.I. - Medical Adhesive-Related Skin Injury).

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E REOLÓGICA

- **Burch, J.:** *Stoma Care Specialist Nursing: A Guide for Practice*. Londres: Wiley-Blackwell, 2011. Referência acadêmica sobre a composição de hidrocoloides e a importância da coesão polimérica na prevenção de vazamentos e dermatites.
- **Rolstad, B.S.; Erwin-Toth, P.:** *Peristomal Skin Complications: Prevention and Management*. Referência sobre o impacto de resíduos de adjuvantes na adesividade de dispositivos coletores.

4. BASE REGULATÓRIA (ANVISA)

- **Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):** *RDC nº 185/2001*. Define a classificação de produtos para saúde (correlatos), distinguindo dispositivos de grau médico de produtos cosméticos, assegurando que adjuvantes de estomia devem possuir registro como Dispositivo Médico devido ao risco assistencial.