



Infra-estrutura necessária Consultório Odontológico

REDE ELÉTRICA

Cabo de alimentação elétrica 3 x 1,5 mm²

Tensão de alimentação 110/127/220/240 V

Frequência 50 / 60 Hz

- Instalar na sala disjuntor para proteção do equipamento e compressor;

- Providenciar a instalação do fio terra na alimentação elétrica do equipamento;

REDE DE ÁGUA

Pressão de entrada de água 2,0 - 6,0 bar

Vazão de entrada de água 5 l/min

- Instalar registro de água em local de fácil acesso, para manutenção e fechamento a cada final de expediente;

REDE DE ESGOTO

Ligação do esgoto Ø 40 mm

acima do chão 20 mm

Vazão de esgoto máx. 5 l/min

Declive do tubo de esgoto de água 10 mm por metro.

REDE DE AR COMPRIMIDO

Ligação de ar R 1/2

acima do chão mín. 40 mm / máx. 75 mm

Pressão de entrada de ar 5,2 - 7 bar.

CONVENÇÕES

☐ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA

☐ LÂMPADA FLUORESCENTE

➔ TOMADA BAIXA 0,30 DO PISO

➔ TOMADA MÉDIA 1,20 DO PISO

➔ TOMADA ALTA 2,10 DO PISO

➔ TOMADA PI TELEFONE

● INTERRUPTOR SIMPLES

○ INTERRUPTOR PARALELO

● INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES

☑ PONTO DE REDE

PLANTA BAIXA LUMINOTÉCNICO

Esc.:1/50

Aprovações e Despachos

Projeto **LUMINOTÉCNICO**



Referência
PLANTA BAIXA LUMINOTÉCNICO

FOLHA

UN

Revisões
REVISÃO_R01

Data
3 dezembro 2025

Responsável Técnico

Ivolnéia Alves de Freitas
CREA/SC 145.089-0

Área **235,77 m²**

Escala **ESCALA INDICADA**

Desenho **Ivolnéia**

Arquivo C:\Users\User\Desktop\URB Municipios\URB_MUNICIPIOS_arquitetonico_2d.dwg