

Análise propostas pregão eletrônico nº 150/2024.

1 - Adesivo em rolo, - composto por material de poliéster elástico, branco e poroso, com adesivo hipoalergênico a base de poliacrilato, protegido por papel siliconado branco com planimetria de 1cm². TAMANHO 10,0 cm X 10,0 metros. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	OK
2- Atadura de longa elasticidade - Com alta pressão em repouso. Composta de algodão, poliamida e elastano, de forte compressão e com extensibilidade de aproximadamente 160%. Fácil de lavar e limpar. Devido a sua facilidade de uso, pode ser aplicada por pessoas com pouca experiência. Tamanho: 10 cm x 5 m. - Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	OK
3-Azul de metileno 0,05%. Caixa com 10 seringas de 1ml -	Não cotado
4 - Bandagem flexível de gase branca - 70% poliéster e 30% algodão impregnada com pasta não solidificável com no mínimo 23% de óxido de zinco, glicerina, acácia, óleo de rícino e vaselina, água (Bota de Unna). Embalagem individual com dados de identificação, procedência data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro na Anvisa. Tamanho 10,2cmX9,14m.	1ª Curatec/Curatec Bota de unna: Conforme composição da bota de unna marca curatec não possui petrolato branco, componente importante para a manutenção da hidratação. Também não especifica porcentagem dos compostos da bandagem pedidos em 70% poliéster e 30% algodão, ou óxido de zinco solicitado na porcentagem mínima de 23%. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Casex/Unna Heal: Em avaliação de composição indicada no edital para esta marca, não possui óleo de rícino e nem vaselina. Também não especifica porcentagem dos compostos da bandagem pedidos em 70% poliéster e 30% algodão, ou óxido de zinco solicitado na porcentagem mínima de 23%. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 3ª Casex/Unna Heal: Em avaliação de composição indicada no edital para esta marca, não possui óleo de rícino e nem vaselina. Também não especifica porcentagem dos compostos da bandagem pedidos em 70% poliéster e 30% algodão, ou óxido de zinco solicitado na porcentagem mínima de 23%. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 4ª Casex/Unna Heal: Em avaliação de composição indicada no edital para esta marca, não possui óleo de rícino e nem vaselina. Também não especifica porcentagem dos compostos da bandagem pedidos em 70% poliéster e 30% algodão,

	ou óxido de zinco solicitado na porcentagem mínima de 23%. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
5 - Cobertura cicatrizante - Cobertura cicatrizante antibiofilme, estéril, formado por núcleo acrílico absorvente perfurado envolto de polímeros de poliacrilato de amônio, sistema anti-fluido e matriz cicatrizante não aderente composta partículas lipofílicas e sulfato de prata. Tamanho aproximado 10cm x10cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal	1º lugar: Silvercare - Vitalmedical – conforme solicitado no descritivo, trata-se apenas de um curativo estéril, não tecido, composto de partículas de alginato de cálcio com íons de prata, não possuindo os demais solicitados(poliacrilato de amônio, sistema anti-fluido , matriz cicatrizante e sulfato de prata), portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 2º Lugar: Mepilex Ag – Mepilex Ag – trata-se apenas de espuma antimicrobiana, não possuindo as demais especificações solicitadas no edital, portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
6 - Cobertura composta por camada auto adesiva - Cobertura composta por camada auto adesiva perfurada de silicone; espuma de poliuretano, estéril, macia, com capacidade de absorção superior e vertical. Impregnada com íons de prata com dispensação sustentada e sistema tranca fluido para retenção do exsudato mesmo sob compressão e que se conforma ao leito da ferida. Face superior com filme de poliuretano impermeável a água e bactérias, que permite as trocas gasosas. Formato sacral 15 x 19 cm.Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.	1º Lugar: Genial – Silicare Ag - NÃO apresenta formato sacral conforme solicitado em descritivo. A região sacral possui curvatura e contornos específicos que exigem um curativo com formato adequado para garantir a aderência e cobertura eficaz da área. Um curativo que não possui o formato sacral pode não se moldar corretamente à área, resultando em espaços vazios ou dobras que podem comprometer a proteção e a eficácia do tratamento. Curativos que não são projetados para a região sacral podem causar desconforto ao paciente, especialmente em áreas onde há maior movimento, como ao sentar ou deitar. Isso pode levar ao descolamento do curativo ou à necessidade de trocas mais frequentes, prejudicando o processo de cicatrização. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
7 - Cobertura de poliéster não aderente - Cobertura de Poliéster não aderente, com uma camada de algodão impregnada com PHMB - polihexametileno de biguanida a 0,2%. Contém uma película de poliuretano semipermeável (permeável ao vapor d'água, e impermeável a líquidos e contaminantes externos); A interface de contato com a lesão é coberta por um polímero tipo teflon que assegura as propriedades não aderentes da cobertura. Sem bordas adesivas. Tamanho aproximado 7,5 X 10,2 cm . Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal	OK
8 - Cobertura Macia - Cobertura macia, absorvente e adaptável composta de 90% de colágeno e 10% de alginato de cálcio. É indicado para o tratamento de feridas de baixo a elevado nível de exsudato (secreção) Tamanho aprox. 10 x 10 cm . Registro na	1º Melgisorb Plus – Molnlycke - trata-se de curativo com fibras de alginato de cálcio e sódio, não contendo colágeno que é responsável por fornecer um apoio estrutural para o crescimento celular, e a formação de tecido de granulação,

ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal	epitelização e rápida cicatrização da ferida. <i>Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto</i> 2º kanglisorb – Ynemed - trata-se de curativo com fibras de alginato de cálcio e sódio, não contendo colágeno que é responsável por fornecer um apoio estrutural para o crescimento celular, a formação de tecido de granulação, epitelização e rápida cicatrização da ferida. <i>Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto</i>
9 - Cobertura para tratamento e prevenção - de lesões, composta de camada auto adesiva perfurada de silicone 15 x15 cm, multicamadas de espuma de poliuretano, macia, esteril, com capacidade de absorção superior e vertical, camada com sistema tranca-fluido e camada extra de retenção do exsudato e que proporcionam meio úmido ideal para processo de cicatrização. Face superior apresenta filme de poliuretano impermeável a água e bactérias. Tamanho da espuma 10 x 10 cm	1º Lugar: Genial – Fibrasol Foam - NÃO apresenta conforme solicitado em edital <i>espuma com capacidade de absorção superior e vertical e sistema tranca-fluido. Curativos com espuma de alta absorção são projetados para gerenciar grandes quantidades de exsudato, mantendo o ambiente da ferida úmido e promovendo a cicatrização. Sem esse recurso, o curativo pode não ser capaz de absorver adequadamente o exsudato, resultando em vazamentos, maceração da pele ao redor e aumento do risco de infecção. Curativos sem espuma de alta absorção podem exigir trocas mais frequentes, o que pode interromper o processo de cicatrização, aumentar o desconforto do paciente e elevar os custos associados ao tratamento. A espuma de alta absorção também atua protegendo a pele ao redor da ferida, evitando a maceração. Um curativo sem essa característica pode deixar a pele perilesional vulnerável a danos, comprometendo ainda mais o processo de cicatrização. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto</i> 2º Lugar: Anelo- Allevyn adhesive - NÃO está de acordo com o solicitado em edital pois não apresenta o sistema tranca fluido. O uso de espumas de poliuretano no tratamento de lesões está ligado à sua capacidade de absorção e retenção de exsudato. Quando uma cobertura não apresenta camada de retenção que e uma camada de polímeros absorventes e fibras de celulose que formam um gel quando em contato com exsudato, bloqueando o fluido e o mantendo em sua estrutura, mesmo sob pressão poderá tornar o leito da ferida excessivamente úmido e o exsudato poderá extravasar da cobertura para pele perilesão, desta forma ocorrerá maceração e consequente atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e aumento do tamanho a ferida. O sistema tranca fluídos é uma característica

	<i>importante, pois a espuma necessariamente precisa reter o exsudato sem extravasar para a borda da lesão, o extravasamento ocasiona maceração da borda da ferida. Borda da lesão macerada não permite a migração celular da pele perilesão no sentido do leito da ferida, não permitindo assim, a cicatrização. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto</i>
10 - Compressa 100% algodão - Compressa 100% algodão impregnada com phmb (polihexametileno de biguanida 0,2%). Tamanho: 15 x 17 cm . Embalagem com 2 unidades . Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal	OK
11 -Compressa de tule, - não aderente, com ação antimicrobiana, estéril, composta por filamentos de poliamida em forma de malha hidrófoba, revestida com íons de prata e impregnada por pomada hidrófila de triglicerídeos (ácidos graxos).Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal. Tamanho 10cm X 10cm.	OK
12–Creme barreira, estabilizador de ph - Creme barreira, estabilizador de ph, para peles expostas a secreções agressivas , sem fragrância e livre de parabenos. Tamanho aproximado 30 gramas. Promove proteção única e duradoura contra fluidos corporais ao mesmo tempo que hidrata e condiciona a pele por até 2 dias. Uso adulto, crianças, bebês acima de 1 mês de vida .	OK
13 -Creme hidratante branco - viscoso, não estéril, composto por água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. Indicado para hidratação e esfoliação de pés ressecados em pacientes diabéticos, Sem conservantes, corantes ou perfume, Tamanho : 75 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal	1º Lugar: Genial – Hydrage 10 - NÃO apresenta a composição solidada: água, 10% ureia (carbamida), palmitato de isopropilo, palmitato de octila, estearato de glicerila, 4% de alfa hidroxiácido (ácido láctico), álcool, estearílico, sorbitol, lactato de amônio, ácido esteárico, cetearate-25 e cetearate-6. <i>Para cumprir a finalidade de prevenção e tratamento de hiperqueratoses nos pacientes diabéticos é necessário que seja aplicado a solução igual ou similar ao solicitado no edital. Principalmente com a porcentagem de ácido láctico (4% de a alfa hidroxiácido). O ácido láctico promove a renovação celular ao estimular a eliminação de células mortas, isso é crucial para prevenir a hiperqueratose, onde há um acúmulo anormal de células no extrato córnea da pele, um espessamento excessivo da epiderme. Em áreas de feridas ou lesões crônicas, a hiperqueratose pode dificultar a cicatrização e o tratamento, tornando essencial a prevenção desse processo. O ácido láctico também é um</i>

	<i>umectante, ou seja, ele atrai e retém a umidade na pele. A hidratação adequada é fundamental para prevenir o endurecimento e espessamento da pele. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i>
14 - Curativo antimicrobiano - composto de tecido acetato impregnado com DACC (Cloreto de Dialquil Carbamoila), Esterilizado por Radiação Gama. Tamanho: Swabs 7,0cm X9,0cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	OK
15 - Curativo de fibras de alginato de cálcio e sódio - derivado de algas marinhas, composto por duas moléculas de ácido gúlrônico para cada de ácido manurônico, com capacidade de absorção de no mínimo 22g/1g, no tamanho de 10cm x 10cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal; e possuir registro na ANVISA.	1º Lugar: GENIAL – Algicare - O curativo ALGICARE, oferecido pela Genial e fabricado pela Casex, possui uma absorção insuficiente do exsudato, inferior ao solicitado no edital, um fator crucial para prevenir a maceração das bordas da ferida. A maceração pode não apenas atrasar o processo de cicatrização, mas também aumentar o risco de infecção, comprometendo o sucesso do tratamento. Além disso, o curativo se desintegra facilmente, o que dificulta sua remoção completa e pode deixar resíduos na ferida, resultando em complicações adicionais e prolongando o tempo de recuperação. <i>Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i> 2º Lugar: Nutri-ele – Missner- o edital preconiza curativo rico em ácido gúlrônico, entretanto, o curativo Missner não apresenta essa característica. A razão desse ácido é importante na determinação da performance da troca de íons e, na capacidade do alginato tornar-se um gel de maneira satisfatória. O curativo que contém concentração alta de ácido gúlrônico forma um gel com estrutura mais estável e permite a remoção em única peça, o que é clinicamente muito importante pois diminui o risco de deixar resíduos e fibras no leito da ferida. <i>Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i> 3º Lugar: DUMALE – Wound Care- Curativo ofertado pela DUMALE, o Wound Care da marca Polar Fix apresenta baixa absorção do exsudado que é essencial para que não ocorra a maceração de bordas o que consequentemente atrasa o processo de cicatrização e aumenta o risco de infecção. Nota-se também que se desmancha com facilidade o que dificulta a remoção do produto por completo. <i>Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i>

	4º Lugar: Molnlycke – Melgisorb Plus - O curativo Melgisorb Plus, ofertado pela Molnlycke, apresenta uma baixa capacidade de absorção do exsudato, inferior ao solicitado no edital, o que é essencial para evitar a maceração das bordas da ferida. A maceração pode atrasar significativamente o processo de cicatrização e aumentar o risco de infecção, comprometendo a eficácia do tratamento. Além disso, o curativo tende a se desmanchar com facilidade, dificultando sua remoção completa e deixando resíduos na ferida, o que pode agravar a ferida e retardar a cicatrização. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 5º Lugar: Cirúrgica Lajeadense – Casex- O curativo ALGICARE, fabricado pela Casex, possui uma absorção insuficiente do exsudato, um fator crucial para prevenir a maceração das bordas da ferida. A maceração pode não apenas atrasar o processo de cicatrização, mas também aumentar o risco de infecção, comprometendo o sucesso do tratamento. Além disso, o curativo se desintegra facilmente, o que dificulta sua remoção completa e pode deixar resíduos na ferida, resultando em complicações adicionais e prolongando o tempo de recuperação. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 6º Lugar: MCW – Casex - O curativo ALGICARE, fabricado pela Casex, possui uma absorção insuficiente do exsudato, um fator crucial para prevenir a maceração das bordas da ferida. A maceração pode não apenas atrasar o processo de cicatrização, mas também aumentar o risco de infecção, comprometendo o sucesso do tratamento. Além disso, o curativo se desintegra facilmente, o que dificulta sua remoção completa e pode deixar resíduos na ferida, resultando em complicações adicionais e prolongando o tempo de recuperação. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
16 -Curativo de hidrofibra - de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 10cmx10cm. Registro na ANVISA e	1º Lugar: LM – SILVER IV - NÃO atende ao solicitado no edital, um curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose com alginato de cálcio. Ele não se caracteriza como uma hidrofibra de carboximetilcelulose, mas sim como uma alginato de cálcio, com adição de carboximetilcelulose. A hidrofibra de carboximetilcelulose traz benefícios como:

validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal	• <i>Menor risco de maceração, pois, com a adição de carboximetilcelulose, há maior absorção vertical;</i> • <i>Menor risco de vazamento devido à maior capacidade de absorção pela adição de carboximetilcelulose;</i> • <i>Favorece a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio.</i> <i>Sendo assim o curativo em questão não apresenta gel coeso em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. Ainda, o gel com coesão cria um ambiente ideal no leito da ferida favorecendo a cicatrização e auxilia na redução da dor durante a remoção da cobertura. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i> 2º Lugar: GENIAL – Algicare AG - NÃO apresenta coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. A formação do gel coeso retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Outro fator importante que descaracteriza o produto em questão é o fato de ser um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede o edital “curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato”. As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 3º Lugar: MCW –Casex - NÃO apresenta coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. A formação do gel coeso retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Outro fator importante que descaracteriza o produto em questão é o fato de ser um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede
---	--

o edital “curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato”. As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto.

4º Lugar: Cirúrgica Lajeadense – Algicare AG - NÃO apresenta coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. A formação do gel coeso retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Outro fator importante que descaracteriza o produto em questão é o fato de ser um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede o edital “curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato”. As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto.

5º Lugar: Nutri-ele – Missner - NÃO está de acordo com o solicitado no edital. Em sua composição há alginato de cálcio e sódio, sendo que edital preconiza apenas cálcio. Este aspecto é fundamental pois o curativo será utilizado em feridas cavitárias, e neste tipo de lesão pode ter tecidos viáveis como veias, artérias, tendões e ossos não podendo estes ficarem em exposição com curativos que contenham agentes desbridantes não seletivos (Sódio). Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto

6º Lugar: Molnlycke – Exufiber Ag - NÃO atende às especificações do edital, pois não é uma hidrofibra de carboximetilcelulose com alginato de cálcio e prata iônica, como solicitado. Trata-se, na verdade, de um curativo de não tecido

	<i>fabricado com fibras de álcool polivinílico, que não possui as características de uma hidrofibra nem contém alginato de cálcio em sua composição.</i> <i>A presença de alginato de cálcio é essencial no tratamento de feridas exsudativas, pois promove uma cicatrização rápida e eficaz. Além disso, ao liberar íons cálcio, o alginato contribui para a hemostasia, auxiliando na coagulação do sangue. Essa propriedade é particularmente útil em feridas que apresentam sangramento, sendo crucial tanto para o controle do sangramento quanto para a criação de um ambiente propício à regeneração tecidual. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i>
17 -Curativo de hidrofibra - de carboximetilcelulose, estéril, com alginato de cálcio e prata iônica que libera íons de prata na presença do exsudato da lesão provocando cicatrização rápida, e que forma um gel coeso no leito da lesão que auxilia o desbridamento autolítico, e mantém um ambiente úmido ideal para cicatrização. Tamanho 15cmx15cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	1º Lugar: Genial– Algicare Ag - NÃO apresenta coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. A formação do gel coeso retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Outro fator importante que descaracteriza o produto em questão é o fato de ser um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede o edital “curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato”. As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto 2º Lugar: Cirúrgica Lajeadense – Algicare AG - NÃO apresenta coesão em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. A formação do gel coeso retém (tranca) o exsudato no interior do gel coeso assegurando menor risco de vazamento e danos à pele perilesão. Outro fator importante que descaracteriza o produto em questão é o fato de ser um curativo de alginato de cálcio, acrescido de carboximetilcelulose, diferente do que pede o edital “curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose acrescido de alginato”. As hidrofibras de carboximetilcelulose proporcionam uma absorção vertical e

absorção superior, ocasionando menor risco de maceração de borda de ferida, favorecendo a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio, desta forma a adição de alginato tem a função de auxiliar no desbridamento autolítico. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto

3º Lugar: LM Farma – Silver IV Curatec - NÃO atende ao solicitado no edital, um curativo de hidrofibra de carboximetilcelulose com alginato de cálcio. Ele não se caracteriza como uma hidrofibra de carboximetilcelulose, mas sim como uma alginato de cálcio, com adição de carboximetilcelulose.

A hidrofibra de carboximetilcelulose traz benefícios como:

- Menor risco de maceração, pois, com a adição de carboximetilcelulose, há maior absorção vertical;
- Menor risco de vazamento devido à maior capacidade de absorção pela adição de carboximetilcelulose;
- Favorece a cicatrização em meio ambiente úmido através da formação de um gel macio.

Sendo assim o curativo em questão não apresenta gel coeso em contato com o exsudato conforme solicitado em edital, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário sendo necessária reaplicações frequentes. Ainda, o gel com coesão cria um ambiente ideal no leito da ferida favorecendo a cicatrização e auxilia na redução da dor durante a remoção da cobertura. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto

4º Lugar: Molnlycke – Exufiber Ag - NÃO atende às especificações do edital, pois não é uma hidrofibra de carboximetilcelulose com alginato de cálcio e prata iônica, como solicitado. Trata-se, na verdade, de um curativo de não tecido fabricado com fibras de álcool polivinílico, que não possui as características de uma hidrofibra nem contém alginato de cálcio em sua composição.

A presença de alginato de cálcio é essencial no tratamento de feridas exsudativas, pois promove uma cicatrização rápida e eficaz. Além disso, ao liberar íons cálcio, o alginato contribui para a hemostasia, auxiliando na coagulação do sangue. Essa propriedade é particularmente útil em feridas que apresentam sangramento, sendo crucial tanto para o controle do sangramento quanto para a criação de um ambiente

	<i>propício à regeneração tecidual. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.</i>
18 - Curativo de hidrofibra antimicrobiana altamente absorvente, - composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio (com capacidade de absorção e retenção de exsudato por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluídos) e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Apresentação individual em embalagem opaca, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho 15cm x 15cm.	1ª Casex/Hidrocare AG: Conforme avaliado em bula, o produto não corresponde ao que foi solicitado, pois não apresenta camada dupla de carboximetilcelulose sódica para melhor absorção de grandes quantidades de exsudato em feridas complexas. Além disso, também não apresenta substâncias com ação para quebra de biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio) Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Polar Fix/Wound Care Acqua AG: Conforme avaliado em bula, o produto não corresponde ao que foi solicitado, pois não apresenta substâncias com ação para quebra de biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio) que garantem melhor ação bactericida nas feridas complexas e infectadas. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
19 -Curativo de hidrofibra antimicrobiano - altamente absorvente, composto por fibras de 100% carboximetilcelulose sódica EDTA e cloreto de benzetônio com capacidade de absorção e retenção de exsudato, por meio de ação hidrofílica em até 22 vezes seu peso em fluídos e 1,2% de prata iônica com ação antimicrobiana para amplo espectro de organismos patogênicos. Tamanho 20cm x 30cm, embalagem individual opaca. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal; e possuir registro na ANVISA.	1ª Mölnlycke/Exufiber AG+ : Conforme avaliado das descrições do produto, não apresenta composição conforme solicitado em edital. A composição gelificante não é composta por Carboximetilcelulose sódica, a prata apresentada é composição de Sulfato e não formato iônico. Também não apresenta substâncias com ação para quebra de biofilme surfactante e quelante (EDTA e Cloreto de Benzetônio). Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Casex/Hidrocare AG: Conforme avaliado em bula, o produto não corresponde ao que foi solicitado, pois não apresenta camada dupla de carboximetilcelulose sódica para melhor absorção de grandes quantidades de exsudato em feridas complexas. Além disso, também não apresenta substâncias com ação para quebra de biofilme (EDTA e Cloreto de Benzetônio). Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
20 -Curativo de poliuretano, extrafino, revestido com adesivo - acrílico e com sistema indicativo de aplicação através de setas e em 3 etapas. Impermeável a bactérias, mas permeável a vapor d'água e oxigênio com MVTR de 677g/m ² em 24 horas. Estéril por radiação gama, embalado individualmente em plástico e papel grau cirúrgico. Tamanho 10cm x 12cm. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	OK

21 -Curativo estéril de espuma, constituído – por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Sacral. Tamanho 20cm x 16,9cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	1ª Fibrosol Foam AG: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca o produto não apresenta em sua composição interface de 100% Carboximetilcelulose sódica ambiente de cicatrização em meio úmido ao redor da ferida e o controle do número de bactérias contribuem com o processo de cicatrização do próprio organismo e ajudam a reduzir o risco de infecção. Além deste fato, em se tratando de prevenção a carboximetilcelulose sódica auxilia na manutenção do microclima ideal (umidade e temperatura), reduzindo a permeabilidade da pele à maceração dos fatores que levam a lesões de Dermatite por Umidade ou mesmo feridas mais profundas como em Lesões por pressão. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto.
22 -Curativo estéril de espuma, constituído - por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Curativo Calcâneo. Tamanho 19,8cm x 14cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	1ª Fibrosol Foam Gentle: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca o produto não apresenta em sua composição interface de 100% Carboximetilcelulose sódica ambiente de cicatrização em meio úmido ao redor da ferida e o controle do número de bactérias contribuem com o processo de cicatrização do próprio organismo e ajudam a reduzir o risco de infecção. Além deste fato, em se tratando de prevenção a carboximetilcelulose sódica auxilia na manutenção do microclima ideal (umidade e temperatura), reduzindo a permeabilidade da pele à maceração dos fatores que levam a lesões de Dermatite por Umidade ou mesmo feridas mais profundas como em Lesões por pressão. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto.
23 -Curativo estéril de espuma, constituído - por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e bacteriana para controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias camadas absorventes composta por uma camada de espuma de poliuretano, uma camada em contato com a ferida de 100% de carboximetilcelulose sódica com 1,2% de prata iônica e bordas adesivas de silicone. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	1ª Fibrosol Foam Ag: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca o produto não apresenta em sua composição interface de 100% Carboximetilcelulose sódica ambiente de cicatrização em meio úmido ao redor da ferida e o controle do número de bactérias contribuem com o processo de cicatrização do próprio organismo e ajudam a reduzir o risco de infecção. Além deste fato, em se tratando de prevenção a carboximetilcelulose sódica auxilia na manutenção do microclima ideal (umidade e temperatura), reduzindo a permeabilidade da pele à maceração dos fatores que levam a lesões de Dermatite por Umidade ou mesmo feridas mais profundas como em Lesões por pressão.

	Confiro PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Vitalmedical: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca o produto não apresenta em sua composição interface de 100% Carboximetilcelulose sódica ambiente de cicatrização em meio úmido ao redor da ferida e o controle do número de bactérias contribuem com o processo de cicatrização do próprio organismo e ajudam a reduzir o risco de infecção. Em sua composição há apenas camada de espuma. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto.
24 -Curativo hidrocolóide extrafino, translúcido, - flexível e moldável. Curativo estéril composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados à fórmula, com uma camada externa de poliuretano oferecendo uma barreira antimicrobiana. Tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.	1ª Casex/Casex Curative: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: não possui camada externa de poliuretano. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Casex/Casex Curative: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: não possui camada externa de poliuretano. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 3ª Polar Fix/Wound Care H (FP0107): Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 4ª Vita Medical/Kangli Derm: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 5ª Vitalderme/Vitalderme: Conforme avaliação da composição apresentada em

	Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 6ª Curatec/Hidrocolóide Plus Extra Fino: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é um curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 7ª Vitalderme/Vitalderme: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 8ª Coloplast/Confeel Plus (Ref 33533): Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta a composição solicitada no edital: é um curativo composto apenas por um hidrocoloide – carboximetilcelulose sódica. Curativos compostos apenas por um tipo de hidrocolóide apresentam menor capacidade de absorção de exsudato, exigindo trocas mais frequentes e aumentando os custos com o tratamento. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
25 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano - estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluído para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 10cm x 10cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de	1º Lugar: Fufamed – Duoderm CGF -CGF NÃO se trata de uma espuma de poliuretado impregnada com prata sim um hidrocolóide com espuma de poliuretano não tendo assim ação antibacteriano. A prata possui propriedades antimicrobianas contra uma ampla gama de patógenos. Em feridas crônicas, onde a infecção é uma

18 meses a contar da emissão da NF.	<i>preocupação constante, o uso de curativos contendo prata ajudar a prevenir infecções e controlar as já existentes, reduzindo a carga bacteriana na ferida. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto</i> 2º Lugar: Genial – Silver Soft - NÃO possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital. Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto 3º Lugar: IMPERIUM – Vita Medical - NÃO possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital. Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
26 - Curativo hidropolímero de espuma de poliuretano - estéril, com membrana de permeabilidade seletiva, não adesiva, bordas biseladas, antibacteriano, impregnado com prata iônica que é dispensada continuamente, sistema tranca fluído para evitar vazamentos e maceração da pele, tamanho 15cm x 15cm. Registro na ANVISA e validade no mínimo de 18 meses a contar da emissão da NF	1º Lugar: Genial – Silversoft - NÃO possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital. Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 2º Lugar: IMPERIUM – Vita Medical - NÃO

	possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital. Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 3º Lugar: YNEMED – Silversoft - NÃO possuem bordas biseladas conforme solicitado em descritivo do edital. Espumas de poliuretano são coberturas altamente absorventes e devido a esta característica apresentam-se mais espessas comparadas as demais, em úlceras de perna são utilizadas associando com ataduras compressivas ou bota de unna, se a cobertura não apresentar bordas biseladas a ferida aumenta de circunferência devido a pressão que ocorre na pele periférica, uma vez que pacientes com úlceras de perna apresentam a pele fragilizada por comprometimento vascular e/ou neuropático. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
27 - Gaze em Rayon não aderente - indicada para cicatrização de lesões agudas e crônicas e que evite aderência no tecido cicatricial, embebida em Lecitina de soja, ácidos graxos essenciais, vitaminas A e E, óleos de Copaíba e Melaleuca, tamanho 7,5cm x 15cm, embalagem individual. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal; e possuir registro na ANVISA.	OK
28 - Gel coeso para desbridamento autolítico - de feridas, composto de carboximetilcelulose, alginato de cálcio com aplicador. Bisnaga de 25g. O produto deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 18 meses a contar da emissão da nota fiscal; e possuir registro na ANVISA.	1º Lugar: LM – Curatec - O curativo Curatec hidrogel possuiu em sua composição alginato de cálcio e sódio, edital solicita alginato de cálcio, a isenção do sódio é importante pois o curativo será utilizado em feridas cavitárias, e neste tipo de lesão pode apresentar tecidos viáveis não podendo estes ficar em exposição com curativos que contenham agentes desbridantes não seletivos como o sódio. Também não apresenta coesão, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, sendo necessária reaplicações diárias ou mais de uma vez ao dia. Também deve ser levado em consideração que o curativo que não tem

coesão (consistência) não fica em contato direto no tecido desvitalizado, sendo este necrótico de liquefação ou necrótico de coagulação e desta forma não tem sua ação efetiva do desbridamento atrasando assim a cicatrização. Também não possui o frasco com aplicador o que no momento da realização dos curativos agiliza e facilita a aplicação evitando contaminação cruzada. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto.

2º Lugar: Cirúrgica Lajeadense – Ally Gel

O curativo Ally Gel da marca Casex possuiu em sua composição alginato de cálcio e sódio, edital solicita alginato de cálcio, a isenção do sódio é importante pois o curativo será utilizado em feridas cavitárias, e neste tipo de lesão pode apresentar tecidos viáveis não podendo estes ficar em exposição com curativos que contenham agentes desbridantes não seletivos como o sódio. Também não apresenta coesão, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, sendo necessária reaplicações diárias ou mais de uma vez ao dia. Também deve ser levado em consideração que o curativo que não tem coesão (consistência) não fica em contato direto no tecido desvitalizado, sendo este necrótico de liquefação ou necrótico de coagulação e desta forma não tem sua ação efetiva do desbridamento atrasando assim a cicatrização. Também não possui o frasco com aplicador o que no momento da realização dos curativos agiliza e facilita a aplicação evitando contaminação cruzada. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto.

3º Lugar: Genial – Cavidagel - NÃO

atende integralmente às exigências técnicas contidas no edital. O edital solicita produtos que contenham carboximetilcelulose e alginato de cálcio em sua composição. Ocorre que o produto ofertado possuiu em sua composição propilenoglicol e carbômero, produtos estes que possuem potencial alergênicos. A isenção de produtos com potenciais alergênicos é importante, pois o curativo será utilizado em feridas crônicas que apresentam pele periférica sensível. Já foi utilizado e apresentou em diversos pacientes alergia. Portanto **PARECER NEGATIVO** para esse produto.

4º Lugar: DUMALE – Casex- O curativo Ally Gel da marca Casex possuiu em sua composição alginato de cálcio e **sódio**, edital solicita alginato de cálcio, a isenção

	do sódio é importante pois o curativo será utilizado em feridas cavitárias, e neste tipo de lesão pode apresentar tecidos viáveis. Também não apresenta coesão, desta forma quando aplicado é absorvido pelo curativo secundário, sendo necessária reaplicações diárias ou mais de uma vez ao dia. Também deve ser levado em consideração que o curativo que não tem coesão (consistência) não fica em contato direto no tecido desvitalizado, sendo este necrótico de liquefação ou necrótico de coagulação e desta forma não tem sua ação efetiva do desbridamento atrasando assim a cicatrização. Também não possui o frasco com aplicador o que no momento da realização dos curativos agiliza e facilita a aplicação evitando contaminação cruzada. Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto. 5º Lugar: YNEMED – Pharmaplast - NÃO atende integralmente às exigências técnicas contidas no edital. O edital solicita produtos que contenham carboximetilcelulose e alginato de cálcio em sua composição. Ocorre que o produto ofertado possuiu em sua composição propilenoglicol e carbômero, produtos estes que possuem potencial alergênicos. A isenção de produtos com potenciais alergênicos é importante, pois o curativo será utilizado em feridas crônicas que apresentam pele periférica sensível. _ Portanto PARECER NEGATIVO para esse produto.
29 - Gel composto de carboximetilcelulose sódica, alginato de - cálcio e sódio e propilenoglicol, hidantoína e sorbato de potássio e ácido bórico, substância com capacidade de hidratar feridas secas e capacidade de absorver exudato da ferida, concomitantemente, e também capacidade para o desbridamento autolítico. Tubo de 85 gramas	1ª Curatec/Hidrogel com Alginato: O produto vencedor da primeira colocação, já foi testado anteriormente, apresenta consistência muito líquida com insatisfatório desempenho no tratamento de lesões. O produto também não indica em bula qual perfil de conservantes solicitado no edital. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Casex/Allygel G085: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta substâncias conservantes para uso prolongado da bisnaga de 85 gramas, após aberta (hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico). Dessa forma não fica garantida uso para além de 24 horas, sem contaminação da composição. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 3ª Casex/Allygel G085: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta substâncias

	conservantes para uso prolongado da bisnaga de 85 gramas, após aberta (hidantoína, sorbato de potássio e ácido bórico). Dessa forma não fica garantida uso para além de 24 horas, sem contaminação da composição. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
30 - Gel composto por água, glicerol, hidroxietilcelulose, - 0,1% de polihexanida. Esterilizado por radiação gama com sistema asséptico de abertura. Tamanho 30ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	1ª Curatec/Gel com PHMB: Conforme avaliação do produto vencedor em site da marca, o produto Curatec não apresenta Esterilização por radiação gama com sistema asséptico de abertura, conforme solicitado em edital. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Helianto/Polihexan Solugel: Conforme avaliação do produto vencedor em site da marca, o produto Polihexan não apresenta Esterilização por radiação gama com sistema asséptico de abertura, conforme solicitado em edital. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
31 - Gel hidratante absorvente - Gel hidratante absorvente, composto de alginato de sódio, ácidos graxos e vitaminas A e E. Tamanho: 30 Gramas. Indicado para promover o desbridamento autolítico e auxiliar a cicatrização em feridas secas e exsudativas, com necrose ou esfacelo, causadas por: úlceras venosas, arteriais e por pressão, queimaduras de primeiro e segundo graus com perda parcial ou total de tecidos, abrasões e lacerações e também para estimular a granulação e epitelização. Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal	1º ALLYGEL/GENIAL – conforme avaliação da composição no site de referencia da marca, trata-se de Hidrogel amorfo feito de alginato de cálcio e sódio, carboximetilcelulose, propilenoglicol, água desionizada, não contendo os demais compostos solicitados (ácidos graxos, vitaminas A e E). Confiro PARECER NEGATIVO para este produto. 2º hidrogel com alginato /LM FARMA- conforme avaliação da composição no site de referencia da marca, trata-se de hirogel com alginato, não contendo os demais compostos solicitados(ácidos graxos, vitaminas A e E). Confiro PARECER NEGATIVO para este produto.
32 - Loção hidratante composta por AGE(Ácidos Graxos Essenciais) - Aloe Vera, D-Pantenol, Leticina de Soja, TCM(Triglicerídeos de Cadeia Média), Uréria, Vitamina A e Vitamina E que hidrata e revitaliza a pele. Tam: 200ml.	1ª Trol Cosméticos/Dermatros Almotolia: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca, o produto apresenta parabenos em sua composição e perfume. Para maior segurança do uso em pacientes com patologias específicas nos membros lesionados com feridas crônicas não é possível uso destas substâncias. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Dermaex/Dermaex: Conforme avaliação da composição no site de referência da marca, o produto não apresenta aloe vera e D-pantenol em sua composição. Componentes importantes para uma adequada revitalização, tratamento e ação terapêutica em peles frágeis. Confiro

	PARECER NEGATIVO para este produto.
33 - Material não tecido - Material não tecido macio de visco/poliéster impregnado com cloreto de sódio 20 % . Contém 20% em peso de cloreto de sódio. Tamanho: 10 X 10 CM Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.	OK
34 -Óleo dermoprotetor a base de ácidos graxos essenciais - triglicerídeos de cadeia média, vitaminas A e E, óleo de copaíba e melaleuca para tratamento de feridas agudas e crônicas. Tamanho 200ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após a emissão da nota fiscal.	
35 -Sabonete líquido antisséptico à base - de Biguanida 0,1% (PHMB), de uso hospitalar, clínico e residencial, com ação microbicida. Sem parabenos e corantes, com ação residual, não gerando resistência bacteriana. Tamanho: 250ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após emissão da nota fiscal.	OK
36 - Solução para limpeza e, ou, irrigação de feridas - composto de 0,1% de undecilaminopropil betaina, 0,1% de polihexanida e 99,8% de água purificada. Embalagem transparente em sistema fechado, estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco. Tamanho 350 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo 18 meses após emissão da nota fiscal.	1ª Casex/Clean Hex: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta-se estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco, que também não é transparente. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 2ª Casex/Clean Hex: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta-se estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco, que também não é transparente. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto. 3ª Casex/Clean Hex: Conforme avaliação da composição apresentada em Site da Marca, o produto não apresenta-se estéril e livre de endotoxinas, com sistema asséptico de abertura do frasco, que também não é transparente. Confiro portanto, PARECER NEGATIVO para este produto.
37- Spray barreira protetora - Spray barreira protetora, com líquido incolor e inodoro 100% silicone que formam um filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, embalado individualmente em frasco contendo aproximadamente 28 ml. Registro na ANVISA e validade de no mínimo de 18 meses após	1ª Missner/Derma protect: Conforme avaliação, o produto não apresenta a composição em silicone conforme exigido em edital. Composição Derma: - Hexametildisiloxano, Methyl Trimethicone/ Acrylates/ Dimethicone Copolymer. Confiro PARECER NEGATIVO para este

emissão da nota fiscal	produto. 2ª Cosmoderma/Dermilon: Conforme avaliação, o produto não apresenta a composição em silicone conforme exigido em edital. Composição Dermilon: Hexametildisiloxano, Methyl Trimethicone / Acrylates / Dimethicone. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto. 3ª Helianto/Previderm: Conforme avaliação, o produto não apresenta a composição em silicone conforme exigido em edital. Composição Previderm: ciclopentasiloxano, hexametildisiloxano e sílica trimetilada; Confiro PARECER NEGATIVO para este produto. 4ª Essity/Cutimed Protect Spray: Conforme avaliação, o produto não apresenta a composição em silicone conforme exigido em edital. Composição Cutimed Protect Spray: 93% disiloxano, 7% copolímero de acrilato. Confiro PARECER NEGATIVO para este produto.
------------------------	--