

Lajeado, 26 de março de 2026.

Ao Setor de Licitações
MUNICÍPIO DE VÍCTOR GRAEF/RS

Ref.: Esclarecimento referente ao item 185 do PE 09/2026

CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 21.112.395/0001-94 por intermédio de seu representante legal o Sr. Welton Everson Lüdtke, portador da Carteira de Identidade nº 5053073093 e do CPF nº 62109600063, endereço Rua General Flores da Cunha, 496 Bairro Florestal, Lajeado, RS, CEP 95900-626, na forma de seu contrato social, vem, tempestivamente e respeitosamente, solicitar a aprovação para cotarmos o seguinte item:

No edital do PE 09/2026, item 185, onde consta:

185.	30.000	Unid	FITAS HGT ON CALL PLUS II	0,48
-------------	---------------	-------------	----------------------------------	-------------

Gostaríamos de ofertar as tiras reativas para medição de glicose da marca **MEDISIGN**. Estas tiras de glicemia contam com características similares as apresentadas pela On Call Plus II.

Seguem características da marca que pretendemos ofertar:




- O princípio de teste de glicose no sangue reage com a **glicose FAD desidrogenase (FAD-GDH)** na tira de teste gerando uma corrente elétrica.
- Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µL amostra de sangue.
- O glicosímetro calibra o código automaticamente.
- Armazena até 500 testes em sua memória.
- Acompanha botão ejetor de tiras.
- Faixa de medição: 10-600 mg/dL
- Hematócrito 10-65%
- Volume de sangue: 0.5µL
- Fornecimento gratuito do lancetador, juntamente com o monitor.
- Possibilidade de fornecimento de software para gestão dos dados do monitor, que permite controle da quantidade de tiras utilizadas e obtenção das informações das dosagens dos pacientes.

As tiras **MEDISIGN** contam com todas as características apresentadas pela On Call Plus, inclusive são indicadas para faixas mais amplas no hematócrito (10 a 65%) e permitem realizar dosagens em limites menores de glicemia (10 a 600 mg/dl).

A forma de utilização do equipamento e das tiras reagentes pelos pacientes e profissionais da saúde é equivalente ao equipamento da marca On Call Plus, pois a gota de sangue é absorvida através da ponta da fita e o volume de sangue é menor. Segue o passo para a realização do teste, com a tira Medisign




Executando um teste de glicose





1. Gire a tampa do frasco no sentido anti-horário para abri-lo.
2. Coloque a lanceta no lancetador firmemente e aperte até estar totalmente encaixada. Não gire a lanceta.
3. Gire o disco de proteção até separar-se da lanceta. Remova a tampa do dispositivo lancetador. Gire em sentido horário de forma confortável.

14



4. Coloque uma tira de teste para ligar o glicosímetro. Tenha certeza que foi inserido completamente sem dobrar a tira.
5. O glicosímetro identifica o código automaticamente. Compare o código que aparece na tela LCD com label no frasco das tiras. Se eles não forem iguais, tente novamente com outra tira. Se o caso problema persistir comunicar o SAC. O número do código na imagem acima é apenas para exemplo. O número do código pode ser diferente para cada lote de tiras de teste.
6. Quando o símbolo do sangue aparecer, você pode proceder o teste.

15



7. Ajuste a profundidade da punção se necessário girando a tampa do dispositivo lancetador, número 1 é a profundidade mais rasa enquanto que o número 5 é o mais profundo. Se não fixar, o lancetador, o dispositivo poderia estar engatilhado quando a lanceta foi inserida.
8. Segure o lancetador firmemente contra o seu dedo. Aperte o botão de liberação.
9. Gentilmente aperte seu dedo para auxiliar no fluxo sanguíneo. Não aperte seu dedo excessivamente no local da punção.

16



10. Segure a ponta da tira de teste para pingar o sangue, a tira de teste automaticamente puxará o sangue para dentro da tira. Quando a quantidade de sangue for suficiente, o glicosímetro emitirá um som e iniciará uma contagem a partir de 6(seis) segundos. Depois de seis segundos seu resultado na tela LCD.

AVISO:

Quando a quantidade da amostra sangue não for suficiente, a tela mostrará a mensagem "Er 4" (favor verificar "mensagens da tela" neste manual).

17




AVISO:

- Não pingue o sangue diretamente na ponta da tira de teste
- A canal de amostra da tira de teste deve ser completa. Quando ouvir o aviso, você colocou sangue suficiente na tira de teste.
- Resultados imprecisos podem ocorrer para indivíduos ou pacientes em choque. Imprecisão pode ocorrer para indivíduos em estado de hiperglicemia-hiperosmolar, com ou sem cetose. Pacientes com doenças críticas não poderão ser testados com glicosímetros.

18



11



11. O resultado do teste aparecerá após o contar 6 (seis) segundos. Mantenha o glicosímetro ligado na contagem.

12. Após 6 (seis) segundos você ouvirá um aviso e seu resultado de teste aparecerá na tela LCD. Você pode remover a tira de teste apertando o botão ejedor do lado direito do glicosímetro, que desligará automaticamente.

19

AVISO:

Se o resultado do teste for anormal, por favor refaça o teste com uma nova tira de teste. Se o resultado também tiver problema, por favor verifique a sessão de Resolução de Problemas neste manual.

12



Tela com unidade 'mg/dL'



Tela com unidade 'mmol/L'

ATENÇÃO:

- Nunca use uma lanceta que já foi usada por outra pessoa.
- Nunca deixe a lanceta no lancetador após o uso e sempre descarte a lanceta usada em coletores apropriados.
- Os glicosímetros tem um alto risco de serem contaminados por patógenos sanguíneos como Vírus da hepatite B (HBV), Vírus da hepatite C (HCV) e vírus da imunodeficiência (HIV). A transmissão destes vírus de indivíduo para indivíduo já foram documentadas em sangue contaminados nesses aparelhos. Adequadamente, limpar e desinfetar o glicosímetro pode evitar a transmissão destes vírus por contato indireto.
- Todas as partes do kit são consideradas com risco biológico e potencialmente podem transmitir doenças infecciosas, mesmo depois de feito a limpeza e a desinfetação.
- Se tirou a tampa da lanceta e a lanceta caiu no chão, não a use. Tenha certeza que a descartou e substitua por uma nova lanceta.
- Mantenha seu glicosímetro, tiras de teste, solução controle, lancetador e lanceta fora do alcance de crianças.
- Não reutilize as lancetas, lancetas são para uso único.
- O glicosímetro e o lancetador são para um único usuário. Não os compartilhe com ninguém, incluindo familiares. Não o utilize em múltiplos pacientes.
- Usuários devem lavar suas mãos completamente com água e sabão depois de manusear o glicosímetro, o lancetador ou as tiras.
- Favor verificar a seção "limpando seu glicosímetro" para limpar o aparelho e o lancetador.

20

Além disso, caso nossa empresa vença o processo licitatório, podemos realizar treinamentos aos usuários e enviar os equipamentos já configurados com data e horário, minimizando o trabalho dos servidores do município.

Desta forma, não assiste razão a manutenção da marca predeterminada sob o argumento de que a Administração já possui os respectivos aparelhos e que os pacientes já estão acostumados a usar a marca On Call Plus, visto que é de costume, nas licitações para aquisição de Tiras de Glicemia, o edital exigir o fornecimento, em comodato ou doação, de quantitativo preestabelecido de Glicosímetros (aparelho responsável pelo cálculo e verificação do resultado) baseado na demanda do ente licitador.

Como exemplo podemos citar o Edital do Pregão Eletrônico n. 008/2026 da Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS, que oferece a opção de caso seja ofertado outra marca, onde o fornecedor deverá oferecer os aparelhos de glicose em regime de comodato, como segue:



**CIRÚRGICA
LAJEADENSE**

98	100	UNID	PEROXÍDO DE HÍDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO: 10 VOLUMES (LITRO).
			GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPILAR, APRESENTAÇÃO: PREFERENCIALMENTE TIRA CAIXA ON CALL PLUS COM 50 APARELHOS CONSIGNADOS.
			A EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS APARELHOS DE GLICEMIA JÁ EXISTENTES NA REDE MUNICIPAL, ATUALMENTE EM NÚMERO MÍNIMO DE 300 (TREZENTOS) EQUIPAMENTOS EM USO, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS, CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EVITANDO A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
			TAL EXIGÊNCIA ESTÁ ALINHADA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA, CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E INTERESSE PÚBLICO, NÃO CARACTERIZANDO DIRECIONAMENTO, UMA VEZ QUE SE ADMITE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS EQUIVALENTES, DESDE QUE ATENDAM INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS.
			CONDIÇÃO ALTERNATIVA – FORNECIMENTO DE APARELHOS (COMODATO/CONSIGNAÇÃO)
			NA HIPÓTESE DE O PRODUTO OFERTADO NÃO SER COMPATÍVEL COM OS APARELHOS ATUALMENTE UTILIZADOS, A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER, EM REGIME DE COMODATO OU CONSIGNAÇÃO, NO MÍNIMO 300 (TREZENTOS) APARELHOS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE, PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM AS TIRAS REAGENTES FORNECIDAS, EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A TOTALIDADE DA DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL.
99	120.000	UNID	

Vale ressaltar que nossa empresa, se vencedora, irá fornecer os aparelhos glicosímetros, tantos quantos forem necessários, para suprir a demanda de usuário da Secretaria de Saúde do município.

Tal alteração de marca não causará nenhum prejuízo a Administração Pública, apenas benefício já que aumentará a competição, com consequente redução de custos para o município.

Ante ao exposto, haveria a possibilidade de cotarmos o nosso produto? Sendo que nossa empresa se compromete a disponibilizar os aparelhos glicosímetros configurados, tantos quanto forem necessários para substituição dos atuais aparelhos, bem como disponibilizar treinamentos presenciais, caso sejam necessários.

Cordialmente.

Welton Everson Lüdtke
CPF nº: 62109600063
Representante Legal