



Pregão Eletrônico nº 187/2025
Registro de Preços nº 151
Processo Administrativo nº 566/2025

Ao: Município de Bento Gonçalves

Objeto: Aquisição de camas hospitalares elétricas.

Empresa: RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Endereço: Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial Honorina de Almeida Pacheco, Capivari-SP-CEP: 13.368-100

C.N.P.J.: 02.377.937/0001-06 **Inscrição Estadual:** 253.038.306.118 **Inscrição Municipal:** 17.115

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608

Telefone: (19) 99288-5159/ (19) 2119-9000

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br **e-mail:** licitacoes@rcmoveis.com.br / vendas@rcmoveis.com.br

Dados Bancários: Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP

Responsável pela assinatura da ATA/ Contrato:

1) Eloisa Pelegrini RG: 47.646.306-3 CPF: 383.804.878-42



PROPOSTA DE PREÇO

Lote	Item	Marca	Modelo	Unid.	Quant.	Cadastro Anvisa nº	Validade Cadastro
-	25	RC Móveis	RC 203-E	Unid.	10	80316080019	Vigente conforme RDC 751/2022
Valor Unitário: R\$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais)							
Valor Total do Item: R\$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais)							
Especificação / Descrição							
Equipamento: Cama Hospitalar Elétrica Adulto							
Leito: Estruturado em tubos, revestidos com tampos em material termoplástico de alta resistência, removíveis, dividido em quatro seções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida parcialmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com travas de segurança, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de 4 (quatro) motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lado interno – paciente e externos- enfermagem), sendo o lado interno possibilitando executar os movimentos de dorso, perna e elevação de altura e o externo proporcionando os movimentos de fawler (60°), semi-fawler, cabeceira, sentado, cadeira, cardíaco, vascular, joelhos/pernas (21°), flexão, movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente com a elevação das costas para que o paciente não deslize, Função CPR elétrico e mecânico acionado através de alavancas nas laterais da cama, luz noturna, auto contorno, elevação de altura, volta zero, poltrona, trendelemburg (12°) e reverso de trendelemburg (12°) com um único toque e bloqueio total dos movimentos. O movimento de descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 12cm, blindados, com freio central acionado por pedal acionado por pedal permitindo o travamento simultâneo dos quatro rodízios em ambos os lados e 5° roda. Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, antioxidante, secagem em estufa. Dimensões Internas: 1,88 x 0,88 (C x L). Dimensões Externas: 2,19 x 1,03 (C x L). Altura: min.: 0,40 cm e max.: 0,76 cm (A). Capacidade: 250 kg. Acessórios Inclusos: ✓ Suporte para bolsas coletoras adaptável nos quatro cantos da cama; ✓ Suporte de soro adaptável nos quatro cantos da cama; ✓ Bateria interna recarregável; com vida útil de 2anos; ✓ Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, com prevenção de úlceras, sendo revestido em courvim impermeável, com cobertura retardante de fogo; Características Elétricas: ✓ Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 220V) ✓ Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52							



- ✓ Grau de proteção: IPX4/ IP66
- ✓ Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos;
- ✓ **Produto Certificado pelo INMETRO**

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado



As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível no site da ANVISA para os produtos obrigatórios de cadastro.

Fabricante: RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.

O objeto ofertado acompanha todos os itens e acessórios necessários para o perfeito funcionamento

Condições de Fornecimento

- ✓ **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data da sessão pública.
- ✓ **Prazo de Entrega:** 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
- ✓ **Local de Entrega:** Rua Goiânia, nº 590, Bairro Botafogo, São Bento-RS.
- ✓ **Garantia:** 24 (vinte e quatro) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento.
- ✓ **Frete:** Por conta da RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA.
- ✓ **Condições de Pagamento:** 30 (trinta) dias, devendo ter emissão prévia do empenho e mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à forma de entrega definida previamente (se parcelado ou não), após a conferência e confirmação de que a mercadoria/serviço atende todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, através de depósito bancário.
- ✓ **Prazo de Instalação:** As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 187/2025, acompanhada de comissão designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que a CONTRATANTE caiba qualquer ônus.

Para fins de participação no processo licitatório, DECLARA que:

1) Aceitação dos Critérios do Edital:



- Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 187/2025, às quais submete-se incondicionalmente e integralmente.
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
- A empresa RC Móveis Hospitalares compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com as especificações solicitadas em edital.
- Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratada.
- Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela empresa licitante RC Móveis e Equipamentos Hospitalares LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando a licitante plenamente de acordo.
- Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos.
- Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital.

2) Assistência Técnica:

- A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades da Instituição.
- O pedido de Serviço de Assistência Técnica deverá ser acionado através do e-mail sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 2119-9000.
- A empresa **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**, portadora do CNPJ sob nº 36.999.842/0001-46, com endereço Rua Ricalde Marques, 119, Jardim São Pedro, Porto Alegre - RS, CEP: 91040-280, telefone (51) 3208-1282 é **Representante de nossa linha de fabricação**, e, **está autorizada a prestar Assistência Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação**, atuando conforme as diretrizes e sob a supervisão e orientação do Responsável Técnico da empresa RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA, engenheiro Danilo da Rocha, portador do CREA nº 5070526663;

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento:

- Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.
- Na garantia ofertada, 24 (vinte e quatro) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade.
- Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
- As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 10 (dez) anos, **a contar do recebimento definitivo do equipamento**, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante solicitação e aprovação do comprador.
- Realizará treinamento operacional adequado aos usuários da unidade na qual os equipamentos foram instalados, sem ônus para a entidade.
- Entregará juntamente com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço.



- Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em condições normais de utilização.


4) **Idoneidade:**

- Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação;
- Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021;
- Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V. da Lei nº 9.605/1998;
- Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública.

5) **Do Atendimento a Lei 12.846/2013**

- Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis Hospitalares, é norteadada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção e Suborno da RC Móveis.
- Repudiamos:** oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno; qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma das ações repudiadas.

Capivari/SP, 03 de Dezembro de 2025


RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

Eloísa Pelegrini
Analista de Licitações
CPF: 383.804.878-42
RG: 47.646.306-3



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	02.377.937/0001-06
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.03.160-8
Nome do Dispositivo Médico	Cama Fawler Elétrica RC Móveis
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Cama Hospitalar
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80316080019
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351659006201876
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL - CNPJ / Código Único: 02377937000106 - Endereço: AVENIDA MOISES FORTI, N ° 1230 DISTRITO INDUSTRIAL 13360000
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03/12/2018
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
ROTULAGEM OU MODELO DE ROTULAGEM	Tabela Comparativa_Cama Fawler Elétrica.pdf	0970999241 - 16/07/2024 17:01:23
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual Técnico_Cama Elétrica.pdf	0970999241 - 16/07/2024 17:01:22

Modelo Produto Médico
RC 200
RC 200-E
RC 200-O
RC 201
RC 201-E
RC 201-O
RC 202
RC 202-E
RC 202-O
RC 203
RC 203-E

Impresso dia 23 de julho de 2024 às 15h37 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351659006201876>"

RC 203-O
RC 204
RC 204-E
RC 204-O
RC 205
RC 205-E
RC 205-O
RC 206
RC 206-E
RC 206-O
RC 207
RC 207-E
RC 207-O
RC 208
RC 208-E
RC 208-O
RC 209
RC 209-E
RC 209-O

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0879299182
KIT CIRURGICO MÉDICO
25351.634368/2018-54 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0879246181

EMERGÔ BRÁZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA / 04.967.408/0001-98
g-Cath and g-Prox System
25351.604482/2018-06 /
8542 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico / 0837747181

Evandro Alberto rosa 30739587897 / 28.889.800/0001-24
MEDIMA LINE
25351.637293/2018-63 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0883204188

FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP / 00.947.389/0001-87
EXTENFLEX - EXTENSÃO FLEXÍVEL DESCARTÁVEL ESTÉRIL
25351.476383/2014-84 / 10342310039
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro / 0887322184

FLEXIV INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME / 10.940.423/0001-45
Micro Cânulas + Agulha de punção
25351.660005/2018-74 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0915568186
Sapatilha descartável (Propé)
25351.660055/2018-51 /
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 0915729188

GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 71.957.310/0001-47
AGULHA PARA COLETA A VACUO VACUETTE
25000.001294/98-41 / 10290310013
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro / 0883447184

HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA / 58.619.131/0001-31
SISTEMA DE FIXAÇÃO RÍGIDA DE PLACAS DIÁFISO-EPIFISIÁRIAS PARA GRANDES FRAGMENTOS
25351.553083/2011-67 / 10209780082
8541 - MATERIAL - Alteração/ Inclusão de componente/acessório em Registro de sistema de material de uso médico / 0842323187

HUMMER DO BRASIL - COMERCIAL IMP. E EXP. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA / 09.553.187/0001-25
EXTRATORA DE CÁLCULOS HUMMER DORMIA
25351.111140/2012-90 / 80603600048
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro / 0910047184

INALAMED HOSPITALAR EIRELI / 23.478.737/0001-10
FRASCO
25351.648111/2018-80 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0898668181

INNOVA TECNOLOGIA PARA SAÚDE LTDA ME / 26.727.391/0001-34
Kit Cânula de Bloqueio e Viscosuplementação UltraLief
25351.647936/2018-87 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0898402186

IRON WORKS BRASIL EIRELI / 10.223.629/0001-54
PIGMENTOS COLORIDOS IRON WORKS BRASIL
25351.241764/2010-13 / 80590410001
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro / 0091510186

ITM S/A - Indústria de Tecnologias Médicas / 88.303.433/0001-67
GRAMPEADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL
25351.757847/2018-48 /
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 0809227183

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 54.516.661/0001-01
Gerador Eletro Cirúrgico MEGAPOWER
25351.078791/2017-04 / 80145901850
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação - Correção pela ANVISA / 1048854189

LYSANDA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. / 60.397.965/0001-91
Hidróxido de Cálcio P.A.
25351.653247/2018-10 /
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 0906222180

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA- EPP / 13.533.397/0001-29
KIT CÂNULA SPINE FIBER
25351.198934/2018-51 /
8054 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0280451184
ELETRODO DE COLUMA SETORMED
25351.198985/2018-82 /
8054 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0280509180

TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUICAO LTDA - ME / 11.172.836/0001-90
Tubo extensor multivias
25351.657091/2018-38 /
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0911628181

Nº de Processos : 24

Total de Empresas : 20

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.143, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

O Gerente-Geral Substituto de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Transferência de Titularidade de Registro ou Cadastro e por consequente, cancelar o Registro ou Cadastro dos Produtos para Saúde na conformidade do anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua publicação.

AUGUSTO BENCKE GEYER

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA / 02.887.124/0001-66
Sementes Permanentes de Iodo-125
25351.688839/2018-44 / 80012590224
80060 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Registro de Produto / 0958896185
SEMENTES DE IODO-125
25351.688833/2018-77 / 80012590222
80060 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Registro de Produto / 0958865185
Aplicadores Oftálmicos de Rutênio - 106
25351.688857/2018-26 / 80012590223
80060 - EQUIPAMENTO - Transferência de Titularidade de Registro de Produto / 0958886188

REM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA / 47.334.701/0001-20
Sementes Permanentes de Iodo-125
25351.002037/2015-76 / 80144950534
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência de Titularidade / 0953481184
SEMENTES DE IODO-125
25351.125047/2014-94 / 80144950533
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência de Titularidade / 0953452181
Aplicadores Oftálmicos de Rutênio - 106
25351.391011/2013-19 / 80144950464
80083 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro por Transferência de Titularidade / 0953433184

Nº de Processos : 6

Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.254, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 383, de 8 de março de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade do anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

A&B - PRODUTOS DE SAÚDE EIRELI - ME / 09.514.629/0001-24
Polidores TOR VM
25351.693555/2018-70 / 81481070013
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0966747184
Tira de Polimento Dental TOR VM
25351.693634/2018-81 / 81481070014
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0966840183

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA / 56.998.701/0001-16
ALINITY C DIGOXIN REAGENT KIT
25351.645405/2018-50 / 80146502179
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0894866186

ADLIN PLÁSTICOS LTDA / 95.799.201/0001-07
KIT LAB CL
25351.618176/2018-09 / 10370230055
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0857657182

ALPHARAD INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP / 11.367.066/0001-30
AGULHA SEMI-AUTOMÁTICA PARA BIÓPSIA COM INTRODUTOR COAXIAL
25351.089464/2018-35 / 80634880051
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0127366183

Alur Medical Ltda - ME / 28.716.179/0001-05
Bio-Curette
25351.665587/2018-85 / 81676070005
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0923712187
MesoDerm
25351.665535/2018-17 / 81676070004
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0923642182

ARGOSLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA / 09.377.976/0001-52
Novalisa Candida albicans IgA - ELISA
25351.573337/2018-10 / 80464810617
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0794712187
D-Vital ID®- Vitamin D Status- Carrier for Dried Blood
25351.627238/2018-65 / 80464810621
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0870030183
Novalisa Candida albicans IgG - ELISA
25351.573457/2018-17 / 80464810618
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0794869187
Novalisa Candida albicans IgM - ELISA
25351.573473/2018-18 / 80464810619
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0794888183
Lysozyme Serum, Urine, Liquor ELISA
25351.392736/2018-81 / 80464810620
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0558736181

ARTHREX DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / 18.272.616/0001-87
Kit Instrumental para transferência de Enxerto (Bio-Uni) - AR-4080S
25351.691012/2018-18 / 80978563717
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0962133184



25351.656702/2018-21 / 81050760053
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0911070184

H V COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 00.338.208/0001-15
Laser Oftalmológico LightLas
25351.622156/2018-24 / 10354340107
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0863234181

HEALTH CARE SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME / 26.443.446/0001-84
Impactor HCS
25351.613695/2018-72 / 81585019001
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 0850507181

HEMAGEN DIAGNÓSTICOS COMERCIO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA / 64.002.686/0001-32
Buffer OC-Auto Micro 80 iFOB
25351.631166/2018-51 / 10280220202
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0875124182
OC-Auto® Sampling Bottles
25351.631186/2018-21 / 10280220204
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0875177183
Wash Concentrate OC-Auto Micro 80 iFOB Test
25351.631174/2018-05 / 10280220203
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0875154184

HTS - TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 66.437.831/0001-33
Conjunto de cânulas com trocar descartável com lâmina para procedimentos endoscópicos Geyi Medical
25351.682343/2018-67 / 10289680186
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0948793180
Conjunto de Canulas com trocar descartável para procedimentos endoscópicos Geyi Medical
25351.682296/2018-51 / 10289680185
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0948779184

IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI / 00.133.418/0001-77
SONOPULSE
25351.319036/2018-42 / 10360310039
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0454944189

INDUMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 01.985.366/0001-20
Sistema de Auxílio à Ressuscitação Cardiopulmonar ResQCPR System.
25351.638984/2018-84 / 10429990059
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para Saúde / 0885631181

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA / 59.309.302/0001-99
SCALP COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA INJEX SAFETY
25351.672712/2018-11 / 10160610099
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0934142181
AGULHA INJEX PARA CANETA
25351.672732/2018-84 / 10160610098
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0934154184

INTERCIÊNCIA COMÉRCIAL LTDA / 09.154.000/0001-10
membrana beauty spell
25351.668386/2018-30 / 81669400001
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0927546181
ICEPROTECTION MEMBRANA ANTICONGELANTE
25351.668401/2018-40 / 81669400002
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0927573188

ITS MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI - EPP / 00.581.295/0001-37
BROCA ITS-MC
25351.668343/2018-54 / 80454550014
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0927444188
BROCA ESTÉRIL ITS-MC
25351.668333/2018-19 / 80454550015
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0927487181

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 54.516.661/0001-01
Aplicador Endoscópico SURGICEL
25351.309634/2018-02 / 80145909087
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico / 0441450189
Eletrodos Eletrocirúrgicos E-Z Clean
25351.691844/2018-02 / 80145901890
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0963661184
Lápis Eletrocirúrgico de Ligação Manual
25351.691809/2018-05 / 80145901889
8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Família de Equipamentos para Saúde, de Médio e Pequeno Porte / 0963613186

KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / 84.683.556/0001-10
Caixas e Bandejas Esterilizáveis Nobel
25351.663283/2018-83 / 10064010264
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0920540183

KLneamed - produtos médico-hospitalares Ltda / 73.736.811/0001-29
KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL BÁSICO
25351.601032/2018-13 / 806622990012
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0832940181

KOLPLAST C I S.A. / 59.231.530/0001-93
KOLPOFIX FIXADOR CELULAR KOLPLAST
25351.640214/2018-00 / 10237610142
8434 - IVD - Cadastro de produto nacional / 0887395180

MANDALÁ BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA / 09.117.476/0001-81
FAMÍLIA DE SISTEMA DE CPAP
25351.674944/2018-04 / 80686360206
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0937715188

MEDCENTER COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA / 06.805.845/0001-30
Sonda Vesical VILAR CATI
25351.695076/2018-98 / 80687440001
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico / 0969400185

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA / 10.268.780/0001-09
MEDIX BRASIL CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
25351.682711/2018-77 / 80495510054
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0949449189

MEDTRONIC COMÉRCIAL LTDA / 01.772.798/0001-52
Sistema de hastes femorais NeoGen
25351.620629/2018-01 / 10339190804
80096 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia / 0861270189
Piton (Adaptador em Y e Agulha de Inserção)
25351.661342/2017-06 / 10339190803
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 2224129179

MERCUR S/A / 93.896.397/0014-47
MULETA
25351.313954/2018-68 / 81284250010
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0447914189

META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. / 01.866.388/0001-70
ESTATIVA PORTA - TUBO
25351.395652/2018-08 / 80581990010
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0563157182

M.M. CAPELLARO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME / 08.665.289/0001-70
Motor Cirúrgico Odontológico Implante / Endodontia
25351.638550/2018-84 / 81627660001
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0885002180

NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA / 54.858.014/0001-70
Actimove® Air Walker
25351.719454/2017-55 / 10224000160
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 2306944179
Actimove® Walker
25351.719453/2017-19 / 10224000159
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 2306943171

NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA / 18.271.934/0001-23
Allegro UACR Control Solution Level 1
25351.640983/2018-08 / 81175310086
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0888554181
Allegro UACR Control Solution Level 2
25351.640986/2018-33 / 81175310087
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0888558183
ALLEGRO® CAPILLARY BLOOD ANALYZER
25351.640999/2018-11 / 81175310088
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família / 0888606187

Novatech Comércio e Representações Ltda / 13.503.335/0001-74
KIT INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL
25351.563022/2018-64 / 80865020005
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0781666189

NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA / 06.172.459/0001-59
RENNOVA® DIAMOND
25351.122967/2018-20 / 80451960209
8026 - MATERIAL - Registro de Material de Uso Médico / 0175602188
RENNOVA® SKIN LIDO
25351.122964/2018-96 / 80451960208
8026 - MATERIAL - Registro de Material de Uso Médico / 0175557189

OLTRAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP / 14.829.987/0001-66
GRAMPEADOR ENDOSCÓPICO CORTANTE DESCARTÁVEL OLTRAMED
25351.069200/2018-65 / 81425780021
8542 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico / 0097983180

ORTHOFIX DO BRASIL LTDA. / 02.690.906/0001-00
Sistema D.A.F. Azul Pequeno (SMALL BLUE D.A.F.)
25351.031584/2018-43 / 10392060097
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico / 0042393189

ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA / 60.856.937/0001-95
Kit de Cimentação SYRFIX
25351.614625/2018-31 / 10314800165
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0851886186

PERSONAL VISION IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE LENTES LTDA. / 21.138.761/0001-84
Lupas Exam-Vision
25351.598332/2018-08 / 81666460001
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0828892185

Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a / 13.612.214/0001-60
Agulha Gengival AllPrime
25351.663296/2018-52 / 80801630047
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0920560188

RANDOX BRASIL LTDA / 05.257.628/0001-90
Ig M
25351.640665/2018-39 / 80158990310
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0888100186
Ig A
25351.640667/2018-28 / 80158990311
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0888104189
CALIBRADOR DE PROTEÍNA LÍQUIDA DE IMUNOGLOBULINA
25351.640618/2018-95 / 80158990312
8436 - IVD - Cadastro de produto importado / 0888116182

RC ARTIGOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 02.377.937/0001-06
Cama Fawler Elétrica RC Móveis
25351.659006/2018-76 / 80316080019
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0914245182

SALVAPE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA / 60.883.741/0005-13
Órteses para Coluna
25351.693875/2018-20 / 81218560013



CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO MAINTENANCE CONFIRMATION

BRC-23.5028.01

SOLICITANTE APPLICANT

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100
RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100
Cama Hospitalar Elétrica

FABRICANTE LEGAL LEGAL MANUFACTURER

FABRICANTE CONTRATADO CONTRACT MANUFACTURER

TIPO DE PRODUTO PRODUCT TYPE

MODELO(S) MODEL

NORMAS APLICÁVEIS APPLICABLE STANDARD

RC 200; RC 200-E; RC 200-O; RC 201; RC 201-E; RC 201-O;
RC 202; RC 202-E; RC 202-O; RC 203; RC 203-E; RC 203-O;
RC 206; RC 206-E; RC 206-O; RC 208; RC 208-E; RC 208-O;
RC 209; RC 209-E; RC 209-O.

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-2-52: 2013 + Emenda 1: 2020
ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 + Emenda 1: 2020
ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014*

*Somente itens: 4.1; 4.5.2; 4.5.3.

CICLO DE MANUTENÇÃO MAINTENANCE CYCLE 1º ciclo

DATA DA MANUTENÇÃO MAINTENANCE DATE 14/03/2025

DATA LIMITE PRÓX. MANUTENÇÃO NEXT MAINTENANCE DEADLINE 18/06/2026


DATA DA AUDITORIA AUDIT DATE 27 e 28/02/2025

REGULAMENTO REGULATION Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021 Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

MODELO DE CERTIFICAÇÃO CERTIFICATION MODEL Modelo 5

Campinas, 14 de março de 2025




Robson Carlos Cardoso Moreira
Diretor Técnico – BraCert
Technical Director - BraCert
ROBSON CARLOS CARDOSO MOREIRA:05869971640
Assinado de forma digital por ROBSON CARLOS CARDOSO MOREIRA:05869971640
Dados: 2025.03.14 15:36:10 -03'00'

Esta declaração é válida apenas para os modelos de produto relacionados acima, e caso sejam realizadas quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a autorização prévia do BraCert – Brasil Certificações, o certificado será invalidado. *This statement is valid only for the product models listed above, and if they made any changes in the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the product, without the prior permission of BraCert – Brasil Certificações, the certificate will be invalidated.*

A BraCert – Brasil Certificações, na qualidade de Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, vem por meio desta confirmar a realização da etapa de Avaliação de Manutenção, validando desta forma, o certificado emitido para os produtos. *The BraCert – Brasil Certificações, as a Product Certification Body accredited by Cgcre, hereby confirm the completion of the maintenance assessment stage, validating this way, the certificate issued for the products.*

ANEXO I – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ANNEX I - ADDITIONAL INFORMATION

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTO			
PRODUCT FAMILY IDENTIFICATION			
MARCA	MODELO(S)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO(S) MODELO(S)	CÓDIGO DE BARRAS
TRADEMARK	MODEL(S)	TECHNICAL DESCRIPTION OF MODEL(S)	BAR CODE
RC Moveis	RC 200	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 200-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 200-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado

INFORMAÇÕES DE ENSAIOS		
TEST INFORMATION		
LABORATÓRIO DE ENSAIOS	NÚMERO DO RELATÓRIO	DATA DE EMISSÃO
TEST LABORATORY	TEST REPORT NUMBER	ISSUE DATE
N/A	N/A	N/A

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

LIST OF DOCUMENTS

IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCTIONS FOR USE IDENTIFICATION	REVISÃO/VERSÃO REVISION/VERSION
Manual do Usuário – Cama Fawler Elétrica	Revisão 08 – dezembro 2024
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (RHProj) PROJECT DESCRIPTION	REVISÃO/VERSÃO REVISION/VERSION
Registro Histórico de Projeto - RHP	FORM 45 – Revisão: 06 - Data: 29/11/2023
IDENTIFICAÇÃO DO SOFTWARE SOFTWARE IDENTIFICATION	REVISÃO/VERSÃO REVISION/VERSION
---	---

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPLEMENTARY OBSERVATIONS

N/A

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

DOCUMENT HISTORY

REVISÃO REVISION	DATA DE EMISSÃO ISSUE DATE	MOTIVO REASON
00	14/03/2025	Emissão inicial

A ÚLTIMA REVISÃO SUBSTITUI E CANCELA AS ANTERIORES

THE LAST REVIEW REPLACES AND CANCELS THE PREVIOUS ONES

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

BRC-23.5028.01

SOLICITANTE APPLICANT

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100

FABRICANTE LEGAL LEGAL MANUFACTURER

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100

FABRICANTE CONTRATADO CONTRACT MANUFACTURER

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 02.377.937/0001-06
Avenida Moisés Forti, 1230, Distrito Industrial,
Capivari/SP, Brasil - CEP: 13.368-100
Cama Hospitalar Elétrica

TIPO DE PRODUTO PRODUCT TYPE

MODELO(S) MODEL

RC 200; RC 200-E; RC 200-O; RC 201; RC 201-E; RC 201-O;
RC 202; RC 202-E; RC 202-O; RC 203; RC 203-E; RC 203-O;
RC 206; RC 206-E; RC 206-O; RC 208; RC 208-E; RC 208-O;
RC 209; RC 209-E; RC 209-O.
ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-2-52: 2013 + Emenda 1: 2020
ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 + Emenda 1: 2020
ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014*

NORMAS APLICÁVEIS APPLICABLE STANDARD

*Somente itens: 4.1; 4.5.2; 4.5.3.

DATA DE EMISSÃO
ISSUE DATE
18/12/2023

DATA DE VALIDADE
VALID UNTIL
Indeterminada

DATA DA AUDITORIA
AUDIT DATE
29 e 30/06/2023

DATA DE ACEITE
ACCEPTANCE DATE
09/02/2023

REGULAMENTO
REGULATION
Portaria Inmetro nº 200, de 29 de abril de 2021
Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020

MODELO DE CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION MODEL
Modelo 5

Campinas, 14 de março de 2025



Robson Carlos Cardoso Moreira
Diretor Técnico – BraCert
Technical Director - BraCert
ROBSON CARLOS CARDOSO MOREIRA:05869971640
Assinado de forma digital por ROBSON CARLOS CARDOSO MOREIRA:05869971640
Dados: 2025.03.14 15:33:50 -03'00'

A BraCert - Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro N° OCP-0172 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.
BraCert – Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register N° OCP-0172 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Programs or Decrees above mentioned.

Concessão para ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado. Concession to bear the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

ANEXO I – INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ANNEX I - ADDITIONAL INFORMATION

IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA DE PRODUTO			
PRODUCT FAMILY IDENTIFICATION			
MARCA	MODELO(S)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO(S) MODELO(S)	CÓDIGO DE BARRAS
TRADEMARK	MODEL(S)	TECHNICAL DESCRIPTION OF MODEL(S)	BAR CODE
RC Moveis	RC 200	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 200-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 200-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 201-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 202-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 203-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 206-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 208-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 180 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209-E	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 250 kg	Não Informado
RC Moveis	RC 209-O	100-240 Vc.a. 50/60 Hz Hz 400 VA Classe II Parte aplica B IPX4 Modo de operação: Não Contínuo (2 min. ON / 18 min. OFF) Carga de Trabalho Segura: 400 kg	Não Informado

INFORMAÇÕES DE ENSAIOS		
TEST INFORMATION		
LABORATÓRIO DE ENSAIOS	NÚMERO DO RELATÓRIO	DATA DE EMISSÃO
TEST LABORATORY	TEST REPORT NUMBER	ISSUE DATE
INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE – IBEC [CRL 0143]	IBEC 232541	(20/10/2023)
	IBEC 172264-Rev.1.0	(27/12/2017)
	IBEC 172264-1-Rev.1.0	(10/07/2018)
TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA [CRL 0142]	BR237JNQ 001	(13/12/2023)
	BR23TPMG 001	(28/11/2023)
	BR23XFQP 001	(21/11/2023)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS	
LIST OF DOCUMENTS	
IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES	REVISÃO/VERSÃO
INSTRUCTIONS FOR USE IDENTIFICATION	REVISION/VERSION
Manual do Usuário – Cama Fawler Elétrica	Revisão 08 – dezembro 2024
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (RHProj)	REVISÃO/VERSÃO
PROJECT DESCRIPTION	REVISION/VERSION
Registro Histórico de Projeto - RHP	FORM 45 – Revisão: 06 - Data: 29/11/2023
IDENTIFICAÇÃO DO SOFTWARE	REVISÃO/VERSÃO
SOFTWARE IDENTIFICATION	REVISION/VERSION
---	---

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS
ACCESSORIES IDENTIFICATION
LISTA DE ACESSÓRIOS E PARTES ENSAIADAS
LIST OF ACCESSORIES AND PARTS TESTED
- Cabeceira - Peseira - Colchão
OUTROS ACESSÓRIOS DECLARADOS
OTHER DECLARED ACCESSORIES
N/A

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
COMPLEMENTARY OBSERVATIONS
N/A

1. Condição de Emissão: Modelo 5 – Avaliação inicial consistindo de ensaios de tipo, avaliação e aprovação de requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias nos fabricantes e solicitantes da certificação, e ensaios em amostra(s) retiradas do fabricante ou condicionadas pelo fabricante por determinação do Organismo de Certificação de Produto (OCP), em conformidade com a Portaria Inmetro nº 384, de 18 de dezembro de 2020, rastreável(eis), representativa(s) do projeto e produção piloto, condicionado por avaliação, auditoria e aprovação do Gerenciamento de Risco do produto realizado pelo fabricante, seguida de avaliação de manutenção periódica através de auditorias no fabricante e no solicitante, bem como, se necessário, de ensaios em amostras retiradas no fabricante e/ou comércio. A avaliação de manutenção tem por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes e devem ser concluídas em até quinze meses. Emission Condition: Model 5- Initial evaluation consisting of type tests, evaluation and approval of requirements of the manufacturer's Quality Management System, monitoring through audits of manufacturers and certification applicants, and tests on sample(s) taken of the manufacturer or conditioned by the manufacturer by determination of the Product Certification Body (OCP), in accordance with Inmetro Ordinance No. 384, of December 18, 2020, traceable, representative(s) of the project and pilot production, conditioned by assessment, audit and approval of the product's Risk Management carried out by the manufacturer, followed by periodic maintenance assessment through audits at the manufacturer and the applicant, as well as, if necessary, tests on samples taken from the manufacturer and/or trade. The maintenance assessment aims to verify whether the items produced after attestation of initial conformity (issuance of the Certificate of Conformity) remain compliant and must be completed within fifteen months.
2. É obrigatória a afixação do respectivo selo de Conformidade no produto, segundo regulamentação do INMETRO, bem como a implementação da tratativa de reclamações, antes de sua entrega ao mercado, conforme determinado na referida portaria. Estas obrigações completam o processo de Certificação do produto acima e são passíveis de fiscalização e punições conforme a regulamentação vigente. It is compulsory the affixation of the respective Compliance label on the product, according to regulations of INMETRO, as well as the implementation of the complaint's dealings, before its delivery to the market, as determined in the Ordinance. These obligations complement the product certification process above and are subject to inspection and punishment according to current regulations.
3. Os equipamentos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação. The equipment supplied to the Brazilian market must comply with the definition of the product and the documentation approved in this certification process.
4. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste Certificado estarão cobertas por esta certificação. Only the units sold during the validity of this Certificate are covered by this certification.

5. A validade deste Certificado está condicionada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da BraCert - Brasil Certificações e previstas nos procedimentos específicos, bem como da conformidade com as atualizações nas regulamentações da ANVISA que estabelecem as normas técnicas aplicáveis à certificação. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. *The validity of this Certificate is subject to maintenance assessments and treatment of possible non-conformities in accordance with the guidelines of BraCert - Brazil Certifications and provided for in specific procedures, as well as compliance with updates to ANVISA regulations that establish technical standards applicable to certification. To check the updated condition of regularity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.*
6. Este Certificado de Conformidade Técnica é válido apenas para os modelos de produto relacionados acima, e caso sejam realizadas quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos produtos, sem a autorização prévia da BraCert - Brasil Certificações, o certificado será invalidado. *This Technical Certificate of Conformity is valid only for the product models listed above, and if they made any changes in the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the product, without the prior permission of BraCert – Brazil Certificates, the certificate will be invalidated.*

HISTÓRICO DO DOCUMENTO		
DOCUMENT HISTORY		
REVISÃO REVISION	DATA DE EMISSÃO ISSUE DATE	MOTIVO REASON
00	18/12/2023	Emissão Inicial
01	14/03/2025	Atualização da razão social e da versão de manual

A ÚLTIMA REVISÃO SUBSTITUI E CANCELA AS ANTERIORES
THE LAST REVIEW REPLACES AND CANCELS THE PREVIOUS ONES

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	02.377.937/0001-06
Autorização	[sem dados cadastrados]
Produto	COLCHÃO HOSPITALAR RC MOVEIS

Modelo Produto Médico
RC 001 - Colchão Hospitalar RC 002 - Colchão Hospitalar Infantil RC 003 - Colchonete Hospitalar RC 004 - Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica RC 005 - Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras RC 006 - Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras RC 007 - Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Manual_colchões e colchonetes RC Móveis.pdf	0576516244 - 02/05/2024 08:32:14
IMAGENS DO(S) PRODUTO(S)	Catálogo.pdf	0576516244 - 02/05/2024 08:32:14

Nome Técnico	Colchao Hospitalar
Registro	80316080020
Processo	25351300103201936
Fabricante Legal	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	R.C - MOVEIS LTDA	CNPJ	02.377.937/0001-06
----------------	-------------------	-------------	--------------------

Processo

25351.300103/2019-36

Nº do Protocolo

25352.350519/2019-95

Expediente

0456172/19-4

Data de Entrada

22/05/2019

Assunto

80193 - MATERIAL – Notificação de Dispositivo Médico Classe I

Encontra-se na

GGTPS - GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

Desde: 10/06/2019**Situação**

Foi publicado em veículo oficial manifestação da ANVISA favorável ao pedido da empresa em 13/06/2019.

Publicação (RE - Data Resolução)

NOTIFICA - 13/06/2019

DOU - Data Publicação

PORTAL - 13/06/2019 ()

[Voltar](#)



CATÁLOGO

COLCHÃO E COLCHONETE HOSPITALAR



MÓVEIS HOSPITALARES

CONFORTO E TECNOLOGIA
QUE TRANSFORMAM

MODELOS QUE COMPÕEM A FAMÍLIA DE COLCHÕES E COLCHONETES HOSPITALARES RC MÓVEIS:

RC 001 | RC 002 | RC 003 | RC 004 | RC 005 | RC 006 | RC 007

DESCRIÇÃO: COLCHÃO HOSPITALAR

ANVISA nº: 80316080020

Equipamento de Fabricação Nacional





CATÁLOGO

COLCHÃO E COLCHONETE HOSPITALAR

A EMPRESA:

A empresa **RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda – RC Móveis Hospitalares**, fundada em 1999, conquistou no cenário nacional, uma posição privilegiada como uma das melhores fábricas de móveis e equipamentos hospitalares, ganhando reconhecimento ao longo de sua história por sua política ética e dinâmica, buscando sempre a melhoria contínua de seus processos e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos seus clientes e colaboradores.

A empresa **RC Móveis** tem como objetivo principal atender todas as necessidades de nossos clientes; em virtude deste compromisso, desenvolveu uma linha de Colchões Hospitalares que atendem os mais variados tipos de necessidades do nosso cliente.

Nossos produtos atendem todas as normas vigentes junto a **ANVISA e INMETRO**, conforme rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Risco, garantindo assim a segurança que a equipe técnica merece e o conforto que o paciente necessita, atendendo ainda aos **Protocolos do Ministério da Saúde do Programa Nacional de Segurança do Paciente** para a prevenção de quedas e controle de úlceras por pressão.

RC MÓVEIS HOSPITALARES

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.368-100

Fone: (19) 2119-9000  (19) 99304.9035

email: rcmoveis@rcmoveis.com.br

Site: www.rcmoveis.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@rcmoveis.com.br



CATÁLOGO

COLCHÃO E COLCHONETE HOSPITALAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1) MODELOS

- RC 001 - Colchão Hospitalar
- RC 002 - Colchão Hospitalar Infantil
- RC 003 - Colchonete Hospitalar
- RC 004 - Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica
- RC 005 - Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras
- RC 006 - Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras
- RC 007 - Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras

2) IMAGENS

RC 001 - Colchão Hospitalar

RC 002 - Colchão Hospitalar Infantil



RC 003 – Colchonete Hospitalar




RC 004 – Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica



RC 005 – Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras

RC 006 – Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras

RC 007 – Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras





CATÁLOGO

COLCHÃO E COLCHONETE HOSPITALAR

3) DESCARTE

Para a consolidação efetiva de um processo de desenvolvimento sustentável, é imprescindível a participação coletiva, e a empresa RC Móveis é ciente que a participação de todas as pessoas é indispensável para melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras.

Incorporando um novo modo de produzir sem comprometer o meio ambiente, utilizamos materiais que são ambientalmente compatíveis, não contém substâncias perigosas a base de cádmio, mercúrio, amianto, PCP e CFC, cujas, emissões de ruído e vibrações atendem às diretrizes para as unidades de saúde.

Descarte o produto de acordo com os regulamentos e leis locais.



Atenção!

O equipamento é biocompatível ao final de sua vida útil realize o descarte de peças, acessórios e carcaça em local apropriado para reaproveitamento ou reciclagem, ou devolva-o ao fabricante.



Importante

Assim como o papelão e o plástico bolha, o descarte e reciclagem das caixas de compensado é de responsabilidade do cliente.

Verifique atentamente a existência de acessórios e partes avulsas, caso seja constatado o extravio ou dano dos mesmos contate imediatamente o transportador e o fabricante para instruções quanto às providências a serem tomadas.

4) SIMBOLOGIA



Empilhamento máximo de 02 caixas



Produto frágil



Proteger da chuva



Manter em temperatura ambiente e sem umidade



Não subir no produto



Não girar o produto



Este lado para cima



Rótulo de Identificação



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA



MÓVEIS

HOSPITALARES

CONFORTO E TECNOLOGIA
QUE TRANSFORMAM

MODELOS QUE COMPÕEM A FAMÍLIA DE CAMAS FAWLER ELÉTRICA RC MÓVEIS:

RC 200, RC 200-E, RC 200-O | RC 201, RC 201-E, RC 201-O |
RC 202, RC 202-E, RC 202-O | RC 203, RC 203-E, RC 203-O |
RC 206, RC 206-E, RC 206-O | RC 208, RC 208-E, RC 208-O |
RC 209, RC 209-E, RC 209-O

DESCRIÇÃO: CAMA HOSPITALAR FAWLER COM ACIONAMENTO ELÉTRICO

ANVISA nº: 80316080019

Equipamento de Fabricação Nacional



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

A empresa **RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda – RC Móveis Hospitalares**, fundada em 1999, conquistou no cenário nacional, uma posição privilegiada como uma das melhores fábricas de móveis e equipamentos hospitalares do Brasil, ganhando reconhecimento ao longo de sua história por sua política ética e dinâmica, buscando sempre a melhoria contínua de seus processos e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos seus clientes e colaboradores.

A empresa **RC Móveis Hospitalares** tem como objetivo principal atender as necessidades de seus clientes; em virtude deste compromisso, desenvolveu uma linha de Camas Fowler Elétrica que pode ser configurada de acordo com as necessidades do cliente no ato da compra.

Neste MANUAL estão descritas todas as instruções para funcionamento dos equipamentos que compõem a família de Camas Fowler Elétrica RC Móveis.

Nossos produtos são fabricados atendendo as normas vigentes junto a **ANVISA, ABNT e INMETRO**, conforme rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Risco, garantindo assim a segurança que a equipe técnica merece e o conforto que o paciente necessita.

O equipamento Cama Fowler Elétrica RC Móveis possui **CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA INMETRO**, assegurado por uma OCP – Organismo de Certificação de Produto, ensaiado conforme as diretrizes das normas **NBR IEC 60601-1** (requisitos gerais para ensaios de segurança elétrica), suas normas colaterais, e, a norma particular **ABNT NBR IEC 60601-2-52** compulsória para camas hospitalares motorizadas (requisitos particulares para segurança básica e o desempenho essencial das camas hospitalares), atendendo ainda aos **Protocolos do Ministério da Saúde do Programa Nacional de Segurança do Paciente** para a prevenção de quedas e controle de úlceras por pressão.

Os equipamentos são entregues embalados e pré-montados, bastando o encaixe das cabeceiras e pesseiras, sendo esta uma operação padrão dos profissionais da área.

Todas as peças que compõem o equipamento são passíveis de substituição, para tal basta apenas acionar o departamento de VENDAS e/ou SAC RC Móveis.

Recomendamos que as peças que eventualmente necessitem serem substituídas sejam adquiridas em nossa fábrica, podendo ser substituídas por qualquer pessoa mediante a orientação técnica do nosso setor de engenharia.

RC MÓVEIS HOSPITALARES

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.368-100

Fone: (19) 2119-9000  (19) 99304.9035

email: rcmoveis@rcmoveis.com.br

Site: www.rcmoveis.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@rcmoveis.com.br

 (19) 98387-0300

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

1) IMAGENS DE CONFIGURAÇÕES DAS CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS



Todas as imagens dos equipamentos são ilustrativas, podendo ser alteradas de acordo com o pedido do cliente, modificando-se partes, acessórios e/ou opcionais.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

2) PRAZO DE VALIDADE E VIDA ÚTIL DO PRODUTO

- Validade Indeterminada.
- Vida útil de 15 anos, desde que operado em condições normais e realizadas as manutenções preventivas e corretivas.

3) CAPACIDADE DE CARGA

- 180kg - Modelos: RC 200, RC 201, RC 202, RC 203, RC 206, RC 208, RC 209
- 250kg – modelos: RC 200-E, RC 201-E, RC 202-E, RC 203-E, RC 206-E, RC 208-E, RC 209-E
- Até 400kg – modelos: RC 200-O, RC 201-O, RC 202-O, RC 203-O, RC 206-O, RC 208-O, RC 209-O

Obs.: Dotada de Estabilidade lateral: suporta a capacidade de carga nos quatro cantos sem inclinar num dos lados.

4) DIMENSÕES:

- **Comprimento (mm):** do Leito interno/externo: de 800 à 2.400mm – conforme dimensões solicitadas pelo cliente.
- **Largura (mm):** do Leito interno/externo: de 400 à 1.200mm – conforme dimensões solicitadas pelo cliente.
- **Altura (mm):** (mínima/máxima): de 330 à 1.000mm – conforme dimensões solicitadas pelo cliente.

Obs.: As distâncias entre espaçamentos das partes móveis evitam retenções e pontos de aprisionamento, de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-2-52

5) INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

- Indicada para repouso do paciente dentro dos ambientes hospitalar (enfermaria, apartamento, UTI, CTI, outros), clínico ou residencial (neste último caso conforme prescrição médica).
- Acomoda de forma segura os pacientes, em situações em que necessitem de internação para tratamento, pré-operatório, pós operatório e recuperação.
- Indicada para pacientes: infantil e adulto; com mobilidade normal ou mobilidade reduzida; gestantes; idosos.
- Cama com Balança integrada, destina-se a leitos de UTI, para pacientes adulto e infantil.

6) PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO: conforme o modelo, partes/acessórios solicitados

- Articulação do Leito:** os movimentos articulam o leito nas posições fowler, semifowler, sentado, cardíaco, trendelemburg, reverso do trendelemburg, elevação e outros.
- Leito Radio Transparente:** dotado com suporte para écran, funcionando para procedimentos radiográficos.
- Grades Laterais:** componente de segurança, funciona como uma barreira para evitar a queda do paciente, o acionamento é realizado através de sistema mecânico.
- Rodízios:** sistema de locomoção da cama com mecanismos de travamento.
- Para-choque:** nos quatro cantos, confeccionado em material que inibe o excesso de atrito da cama com demais partes de contato do hospital com a cama.
- Suporte para Soro:** haste que eleva o soro para melhorar o escoamento gravitacional do produto.
- Suporte para Dreno:** gancho para suporte das bolsas de coleta de material (coletor de urina, etc).
- Quadro balcânico:** funciona através de suportes, cordas e roldanas para recuperação ortopédica.
- Trapézio:** Haste de levantamento para melhor acomodação do paciente.
- Indicador de Ângulo:** mostra visualmente o ângulo de inclinação dos movimentos do dorso.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

- k) **Sistema de Quinta Roda:** facilita o transporte da cama sendo acionado por alavanca manual. Este sistema minimiza o esforço realizado no deslocamento e torna o manuseio do equipamento muito mais fácil e prático, reduzindo consideravelmente os riscos de lesões osteomusculares ou por esforço repetitivo.
- l) **Alça para transporte:** sistema de apoio e segurança para transporte da cama.
- m) **Balança:** Incorporada à cama para pesagem do paciente, elimina a necessidade de remoção do paciente para uma balança separada; a capacidade de carga suportada é a mesma definida para a Cama.

7) CARACTERÍSTICA DOS MATERIAIS: conforme o modelo, partes/acessórios solicitados

- Espessura: variação de 0,5 à 3,2mm. chapas, tubos, outros.
- Aço nos formatos: quadrado, retangular, perfil “U” (longarina), oblongo, curvado, redondo.
- Aço do tipo: carbono, inóx, laminado, escovado.
- Aço Inox – AISI 201, 301, 302, 304, 305, 310, 316, 409, 410, 420, 430, 439, 443.
- Com sistema de profilaxia de escaras.

8) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- **Tensão de alimentação (V):** 100/240V
- **Corrente (A):** Corrente máxima de entrada 3A
- **Potência (W):** Potência Máxima de entrada 400VA
- **Requisitos de rede elétrica para instalação:**
 - ✓ Tensão Bivolt Automático: 100/240 V
 - ✓ Frequência: 50-60 Hz
 - ✓ Potência: 400 VA
 - ✓ Grau Proteção contra penetração nociva de poeira e água - IPX4 / IP66
 - ✓ Grau de Proteção contra choque elétrico - classe II
 - ✓ Modo de Operação: 2min em operação - 18 min em repouso
 - ✓ Parte aplicada: tipo B - a prova de desfibrilação
 - ✓ Seleção automática de fonte de energia (100V; 110V; 127V; 220V; 240V)
- **Outros requisitos elétricos:**
 - ✓ É recomendável que as Camas Fawler Elétricas RC Móveis sejam alimentadas por uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.
 - ✓ Para o caso de falta de energia, recomenda-se o uso de Bateria Recarregável, sempre ligada à tomada, permitindo assim a continuidade de recarga. (Bateria item Opcional).
- **Fonte da alimentação interna:** Bateria (item opcional – conforme pedido do cliente)
 - ✓ Tensão 24V - Corrente 10A – Autonomia até 06hs
 - ✓ Recarga automática: assim que o equipamento for ligado à rede um circuito flutuador é acionado iniciando a recarga. Logo que a bateria atingir seu nível máximo, a recarga é desligada protegendo a vida útil da mesma.
 - ✓ Tempo necessário para carga máxima: conforme o modelo pode variar de 04hs à 24hs.
 - ✓ Comutação automática para a bateria, nos casos de falta de energia da rede.
- **Segurança Elétrica:**
 - ✓ Plug de Alimentação conforme NBR 14136 e suas atualizações.
 - ✓ Cabos e conexões conforme IEC 60320-1:2021 e suas atualizações.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

9) PARTES

- Base
- Cabeceira e Peseira: fixa / removível / articulável / retrátil
- Comando Elétrico para Acionamento dos Movimentos
- Estrutura - Chassi
- Grades Laterais : fixa / removível / articulável / retrátil
- Leito: fixo / removível / articulável – liso ou perfurado
- Paracheque
- Motores blindados
- Rodízios com freios em diagonal
- Acessórios

10) CONFIGURAÇÕES

➤ **Acabamento:** *informações mais detalhadas - ver tabela comparativa*

- Partes em Aço Carbono: Pintura Eletrostática a Pó: Epoxi / Poliester / Híbrida (epoxi-poliester), com tratamento anterior antiferruginoso e secagem em estufa.
- Pintura realizada conforme padrão de exposição a Névoa Salina.
- Pintura com Ions de Prata – proporciona ação bactericida.
- Pintura com ação antimicrobiana.
- Partes em aço inoxidável: polimento em alto brilho / acabamento escovado / acabamento fosco / pintura eletrostática a Pó - Epoxi / Poliester / Híbrida (epoxi-poliester).
- Cor: conforme escolha do cliente nas possibilidades de branco e/ou bege

➤ **Base e Estrutura:** *informações mais detalhadas - ver tabela comparativa*

- Estrutura confeccionada em tubo de 50 x 30 x 1,50mm à 3,20mm de aço carbono ou inox.
- Estrutura confeccionada em tubo de 70 x 30 x 1,50mm à 3,20mm de aço carbono ou Inox.
- Estrutura confeccionada em longarina tipo perfil “U” de chapa de aço carbono ou Inox.
- Estrutura Tubular: Redonda / Quadrada / Retangular / Oblonga / Curvada.
- Estrutura em: Aço Carbono / Aço Inoxidável / Cromado / Cobre Antimicrobiano / Alumínio / Aço Laminado / Aço Escovado / Liga de Magnésio / Metalon.
- Estrutura: dotada de travessas de reforço estrutural do estrado.
- Tipos de revestimento para a base: fiberglass, ABS, Material Termoplástico, Aço Carbono, Aço Inóx, PEAD / Termoplástico de alta resistência / PSAl - Poliestireno / Gel coat isoftálico / Vacuum form / Aço Laminado / Aço Escovado / Tecnil / Teflon / Poliacetato / Cobre Antimicrobiano / Liga de Magnésio.
- Base Tubular: retangular / quadrada / redonda / oblonga / curvada.
- Dotado de paracheque para proteção, nos quatro cantos nas laterais da cama.
- Base revestida com carenagem para proteção de sujidades.

➤ **Cama PPP:** *informações mais detalhadas - ver tabela comparativa*

- Partes e Acessórios: fixo/ removível / ajustável / regulável / retrátil:
 - ✓ Arco de Sustentação/Esforço, Apoio para os Pés, Braços Laterais;
 - ✓ Cavalinho de Perna Bipartido, Bacia(Cuba), Barra de Apoio, Calcanheira/Peseira Bipartida, Porta coxas – altera fixa/regulável (com/sem estofamento) / assento ativo / mocho / saco de relaxamento
- Partes e Acessórios: confeccionado em aço carbono / aço inox / cobre antimicrobiano / liga de magnésio / material

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

termoplástico de alta resistência / Alumínio / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isofáltico / Tecnil / Teflon / cromado / acrílico / aço laminado / aço escovado.

- Colchão repartido adaptável para Cama PPP / 03 divisões / Leito com abertura semi-circular no centro/ Suporte lombar acolchoado.
- Dividido em dorso, assento, perneiras e complemento da perneira (removível).
- Acessórios com manoplas ergonômicas para pega.

➤ **Chassis:** informações mais detalhadas - ver tabela comparativa

- Confeccionado em tubo de aço de 50 x 30 x 1,50mm à 3,20mm, podendo ser em material inox / Aço Carbono / Cobre antimicrobiano / Alumínio;
- Confeccionado em tubo de aço carbono ou inox de 70 x 30 x 1,50mm à 3,20mm;
- Confeccionado em longarina tipo perfil "U" de chapa de aço carbono ou inox;
- Estrutura metálica tipo Quadro Balcânico;
- Confeccionado com opção de sistema extensor prolongador para dimensões.

➤ **Cabeceira e Peseira:** informações mais detalhadas - ver tabela comparativa

- Removíveis; com trava de segurança; com opção de serem fixas.
- Removíveis - passíveis de utilização como tábua de reanimação cardiopulmonar.
- Removíveis para acesso cefálico, podendo ser usada como superfície rígida para massagem cardíaca.
- Confeccionadas nas opções de material: Poliuretano Injetado / Poliestireno Injetado / Polietileno Injetado / ABS Injetado / Fiberglass / Material Termoplástico de Alta Resistência / Aço Carbono / Aço Inox / Cobre Antimicrobiano / Cromado / Aço Laminado / Aço Escovado / Injetada em Liga de Magnésio / Polietileno Retomoldado / PEAD / Poliuretano/ Polietileno/ Vacuum / Gel Coat Isofáltico / PVC / Tecnil / Teflon / Polímero / Poliacetato / Sopradas em Polietileno / Plástico reforçado de Polipropileno.
- Com painel de MDF / MDP / Acrílico transparente – decorado / Laminado Decorativo /Revestido em Fórmica / Com Acabamento em Cinta de Inox.
- Acabamento podendo ser em: Gel isofáltico / Pintura Epoxi à pó Eletrostática / Com Laminado Decorativo / Adesivo Decorativo / Com acabamento boleado e laqueado / Laminado melamínico.
- Confeccionadas com: superfície lisa - facilitando a limpeza / material retardante de chama / ação inibidora a propagação de bactérias / passíveis de utilização como tábua de reanimação cardiopulmonar.
- Cabeceira e Peseira tubular tipo grades e balaustres - Quadrado / Redondo / Retangular / Oblongo.
- Cabeceira e Peseira formando os pés da cama.
- Cabeceira, Peseira: confeccionada com ions de prata para ação bactericida.
- Cabeceira e Peseira - fácil remoção sem uso de ferramentas.
- Cabeceira com sistema articulável e independente – não se eleva com a elevação da cama.
- Pivô duplo de articulação simultâneo de cabeceira e joelhos capaz de reduzir força de tração na região do sacro (com aumento de no mínimo de 10cm da plataforma), calcanho e deslocamento involuntário do paciente em direção a peseira.
- Áreas de pega vazadas e ergonômicas na cabeceira e na peseira para a proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de acidente.

➤ **Grades:** informações mais detalhadas - ver tabela comparativa

- Confeccionadas nas opções de material de alta resistência: Poliuretano Injetado / Poliestireno Injetado / Polietileno Injetado / ABS Injetado / Fiberglass / Material Termoplástico de Alta Resistência / Polietileno Retomoldado / Cromado / CobreAntimicrobiano / Alumínio / Aço Laminado / Aço Escovado / Aço Carbono / Aço Inox / MDF / MDP / PEAD / Poliuretano/ Polietileno/ ABS/ Fiberglass / Material termoplastico de alta resistência / Gel Coat Isofáltico / Vacuum / PVC / Polímero/ Baquelit / Teflon / Tecnil / Poliacetato / Sopradas em polietileno/ plástico reforçado de Polipropileno / Injetadas em Liga de Magnésio.
- Com painel de MDF / MDP / Laminado Decorativo /Revestido em Fórmica / Com Acabamento em Cinta de Inox.
- Grades Tubular tipo grades e balaustres: Redondo / Quadrado / Retangular / Oblongo / Curvado.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.




MANUAL TÉCNICO


CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

- Grades Tubular tipo grades e balaustres, confeccionada com espaço entre os vãos da grade de 90 à 100mm e entre os vãos dos cantos (cabeceira e peseira) de 50mm, 800mm de altura
- Grades Laterais: os vãos entre as grades é de no mínimo 50mm e máximo 135mm.
- Grades Tubular tipo grades e balaustres
- Movimentação no sentido lateral da cama / com sistema de liberação do leito / abrangendo toda a extensão do leito.
- A quantidade de grades pode variar de acordo com o modelo, podendo ser: Únicas /Bipartidas / Duplas /Quádruplas / abrangendo toda a extensão do leito.
- Mecanismos de acionamento nas opções: Abaixar / Escamoteável / Tombar / Basculante / Deslizante / Giro com recolhimento total para baixo do leito / Retrátil / Semi giro / Empilhar tipo sanfonada / articulável e independente / acionamento na horizontal / de engate rápido / Semi Giro Retrátéis / Embutir com sistema de amortecimento.
- Retração linear através de acionamento único com um toque leve sustentado por pistão mola gás / sustentado por cilindro pneumático / pistão hidráulico.
- Sistema de articulação retrátil e independentes, sustentado através de cilindro pneumático, com toque leve e pressão – fácil e rápido.
- Sistema de engate rápido cobrindo toda a extensão do leito.
- Sistema avarandado que se envolvem formando a cabeceira e peseira.
- Sistema: fixo, articulável e independente / basculante / acionamento na horizontal / de engate rápido.
- Dotada de sistema deslizante e trava de segurança sem alcance do paciente.
- Dotada de comandos com botões de micro-chave / Trava Automática / Rota de Fuga.
- Dotada de mecanismos para rebaixamento lateral sem a retirada/desencaixe, com amortecimento.
- Sistema escamoteável avarandada, que se envolvem formando cabeceira e peseira.
- Sistema retrátil sustentado por: mola a gás / pistão hidráulico, pneumático.
- Confeccionada com ions de prata para ação bactericida.
- Grades confeccionadas com: superfície lisa - facilitando a limpeza / material retardante de chama / com ação inibidora a propagação de bactérias / Modelo para ser usado como tábua de massagem cardíaca.

Modelo Empilhável tipo Sanfonada: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável e balaustres em tubo de aço inoxidável, com sistema empilhável e trava com engate rápido e fácil.



Modelo Deslizante Tipo Guilhotina: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável de 1" x 1,2 mm e balaustres em tubo de aço inoxidável de $\varnothing$ 3/4" x 1,20 mm, com sistema deslizante e trava com engate rápido e fácil.




As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

Modelo Retrátil com Acionamento Único: Confeccionada em material termoplástico injetado, sendo articuláveis e independentes, dotada de cilindro pneumático com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito.



➤ **Leito:** informações mais detalhadas - ver tabela comparativa

- Dividido em dorso, assento, pernas, sendo que o encosto para pernas é dividido em 02 seções (superior e inferior).
- Confeccionado em chapa de aço carbono/aço inox, reforçado, na espessura de 1,5mm à 3,20mm, podendo ser na opção perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão.
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em material termoplástico “ABS”, sendo perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão.
- Estrado confeccionado em Aço Carbono, aço Inóx, PEAD PEAD / Termoplástica de alta resistência / Fiberglass/ Aço Carbono / Aço Inoxidável / PSAl - Poliestireno / Gel coat isoftalico / Vacuum form / Aço Laminado / Aço Escovado / Tecnil / Teflon / Poliacetato / Cobre Antimicrobiano / Liga de Magnésio
- Estruturado com tubos e revestidos com placas destacáveis em toda parte superior e lateral do estrado, em material termoplástico de alta resistência.
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em chapa de aço de carbono dobrada de 1,50mm à 3,20mm, podendo ser perfurado para melhor ventilação e respiro do colchão.
- Estruturado com tubos e revestidos com tampos em material: Radiotransparente, ABS, Polietileno, polipropileno, Acrílico, Laminado, Cobre Antimicrobiano / injetado em liga de magnésio.
- Leito radio-transparente com intensificador de imagem e de máquina de RX.
- Confeccionado com sistema de: alívio mecânico / pivotante no dorso para compensação abdominal.
- Confeccionado com abertura semi-circular no centro.
- Com pistão amortecedor.
- Dividido em 03, 04, 05, múltiplas seções (partes)
- tampo rádio-translúcido (radiotransparente).
- Confeccionado com mecanismo reforçado para movimentação e sustentação do leito.
- Dispositivo de fixação/retenção do colchão em todos os perfis do estrado para adaptar a plataforma de repouso e prevenir potenciais pontos de aprisionamento de membros.
- Confeccionado em ABS constituído de capa termoformada com ventilação e abas laterais para o colchão.
- Leito Perfurado em: PEAD / Polietileno / Poliuretano / ABS / Termoplástico de alta resistência / Aço carbono/ Aço Inoxidável / Cobre Antimicrobiano / Fenolite / Radiotransparente / Acrílico / Laminado / TX / Aço Laminado / Aço Escovado / Poliacetato / ABS em forma Curva.
- Leito equipado com sistema de profilaxia de escara.
- Estrado curvo para diminuição da pressão lombar e abdominal.
- Estrutura do leito permite a montagem de Suporte de Soro, Cilindro de Oxigênio e Haste de Trapézio
- Estrado fixo / removível / articulável.
- Dotado de Extensão na peseira até 500mm: mecânico, motorizado, elétrico.
- Dotado de Extensão ou retração elétrica da cama para evitar pé equino.
- Dotado de Extensão variável (plataforma de repouso): mecânico ou motorizado.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

➤ Movimentos:

- Os movimentos são acionados por Motores/Atuadores Elétricos blindados através de controle remoto ou teclado digital embutido (membrana) de acordo com o Modelo e escolha do Cliente.
- Motores/Autuadores Elétricos blindados - dotados de fim de curso para proteção.
 - * 02 Motores - Movimento Dorso/Pernas: RC 200, RC 200-E, RC 200-O; RC 206, RC 206-E, RC 206-O
 - * 03 Motores - Movimento Dorso/Pernas/Elevação de Altura: RC 202, RC 202-E, RC 202-O
 - * 03 Motores - Movimento Dorso / Pernas / Trendelemburg / Reverso: RC 201, RC201-E, RC-201-O
 - * 04 Motores - Elétrica Total: RC 203, RC 203-E, RC 203-O; RC 208, RC 208-E, RC 208-O
 - * 02 Colunas - Elétrica Total: RC 209, RC 209-E, RC 209-O
 - * 03 Colunas - Elétrica Total (opcional): RC 209, RC 209-E, RC 209-O
- Sistema de Comando Iconográfico dos Motores - PADRÃO: Controle Remoto a fio
- Sistema de Comando Iconográfico dos Motores - OPCIONAL: teclado embutido (membrana digital) – dorso/peseira (lado interno e externo); controle remoto sem fio; controle remoto e teclado embutido; controle satélite; membrana digital com bloqueio de funções com único toque; comando elétrico dos movimentos na peseira; comando elétrico dos movimentos na peseira e nas grades; supervisor de comando na estrutura do leito; controle para enfermagem com comando de todos os movimentos e funções elétricas da cama com bloqueio dos controles do paciente; bloqueio das teclas de comando pela equipe de enfermagem; sistema de desligamento automático dos comandos após algum tempo de inatividade - com botão de reativação; inclusive com bloqueio das teclas disponíveis no controle das grades; dotada de Comando Elétrico Geral permitindo o desligamento TOTAL do equipamento.
- Outros mecanismos Opcionais/Complementares, para movimentos complementares/falta de energia:
 - * Pistão hidráulico/Pneumático/Gás; Mola a gás; Cremalheira; Manivelas (01, 02, 03, 04).
- Movimentos, conforme a quantidade de motores:** Fowler; Semi – Fowler; Dorso - Mínimo de 0° a 70°; Joelhos/Flexão - Mínimo de 0° a 20°; Cardíaco; Sentado; Vascular – Mecânico; Elevação de altura; Trendelemburg de 0° a +12°; Reverso Trendelemburg/Proclive de 0° a -12°.
- Movimentos Opcionais, conforme a quantidade de motores e mecanismos opcionais:** CPR Manual - por alavanca; CPR Elétrico; CPR Elétrico/Manual: com sistema de amortecimento; Dorso - Mínimo de 0° a 90°; Joelhos/Flexão - Mínimo de 0° a 30°; Ajuste Fowler maior que 65°; Reverso Trendelemburg/Proclive de 0° a -30°; Declive (reverso) semi- ortostático maior ou igual a 15°; Trendelemburg de 0° a 30°; Trendelemburg/Reverso acionados por: pistão hidráulico/pneumático/gás; mola a gás; cremalheira; manivela; Elevação horizontal / hi-low; Elevação do dorso/leito/pés através de: cremalheira; pistão a gás/hidráulico/pneumático; mola a gás; manivela; Elevação do assento fixo; Lateralidade direito e esquerdo (+ /- 30°); Posição Vascular com ajuste manual para elevação dos pés - várias posições; Posição de Pés vasculares: mecânico / elétrico; Função poltrona: movimenta o dorso, perneira e reverso de trendelemburg simultaneamente; Vascular por Cremalheira tipo Rastomat - várias posições.
- Os comandos elétricos disponíveis na grade interna, acesso do paciente, não contém o movimento de elevação de altura e/ou podem ser bloqueados pela enfermagem.
- O acesso externo pelos profissionais de saúde aos controles elétricos permite no mínimo as seguintes funções: altura, dorso, fowler, flexão de joelhos, posição cadeira, trendelenburg e próclive.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

- Dotado de Indicador de ângulo de Trendeleburg e reverso embutidos nas grades laterais da cabeceira e peseira dos dois lados - para auxílio das estratégias de prevenção de IRASS.
- **Movimentos e bloqueio** total dos movimentos (funções), executados com um único toque
- **Movimento de CPR:** acionado através de alavancas na lateral do leito
 - ✓ Função CPR: Alça bilateral com destravamento mecânico/elétrico, para colocação do dorso do tampo da mesa em posição para protocolo de CPR e/ou comando de emergência.
 - ✓ Permite a compressão torácica para ressuscitação/reanimação cardiopulmonar (RCP)
- **Exemplo de movimentos** conforme a quantidade de atuadores e/ou mecanismos opcionais.



Outros Movimentos: conforme a quantidade de motores e mecanismos opcionais: *Ver tabela comparativa.*

➤ **Rodízios/Freios:** informações mais detalhadas - ver tabela comparativa

- Os rodízios são protegidos pela carenagem da base, a qual evita sujeidade.
- Diâmetro de 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm e 250mm (variação de medidas)
- Confeccionados em: zincado / termo gel / silicone / borracha / não metálico / plástico / PU / poliuretano / polietileno / termoplastico / blindado maciço.
- Dotado de Rodado (rodas) Duplo / Posicionados longe do ponto de saída do leito.
- Com sistema Direcional e com Freio Total / Freio total acionado por único pedal / Freios em Toda as Rodas.
- Dotado de Freios individuais com: dois estágios / três estágios / em todas as rodas / função de trava estacionária de rotação e translação / posição neutra (gira em todas as direções).
- Dotado de alarme de freio (quando a cama estiver conectada na rede elétrica e o freio estiver desativado, acionará alarme sonoro)
- Rodízios: com sistema de freios central com 03 movimentos/estágio (travado/acionado, livre, direcional)
- Dotado de trava eletrônica - via teclado supervisor / com aterramento
- Quinta Roda para Direcionamento.
- Memória de Posicionamento e Movimentação.
- Travamento manual ou simultâneo.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.




MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

RODÍZIOS E FREIOS: Ativação e desativação dos freios, no rodízio:


FREIOS DESATIVADOS

Pressione aqui para acionar



FREIOS ACIONADOS

Pressione aqui para desativar



➤ **Colchão - registro Anvisa nº 80316080020 – processo nº 25351300103201936:**

Os colchões hospitalares RC Móveis possuem as seguintes características, de acordo com o modelo:

- ✓ PU de alta densidade / Poliuretano / Polietileno / Poliuretano Bi-Elástico / Poliéster / Flexível / Corte tipo "waffle" parte superior ou inferior / "Caixa de Ovo" / Anti Decubito / Alveolar / Impermeável / Superfície Piramidal / Superfície Perfilada / Poliuretano Expandido / Courvim / Napa / Bagum / Impermeável (à prova de líquidos) / Antimicrobiano / Antibacteriano / PVC laminado antimicrobiano / Resistente a produtos químicos hospitalares / Anti Ácaro / Anti fungos / Anti escaras / Anti chamas / Anti Alérgico / Material anti estático / À Prova d'água / Permeável a moléculas de vapor e umidade / Lavável / Anti Inflamável / Isento de látex e PVC / Respirável / Stretch / Anti Mofo / Atóxico / Inflável / Malha de Poliéster / Cobertura retardante de fogo / Bidirecional / Translúcido a RX / Viscoelástico.
- ✓ Espuma constituída de material poliuretano e/ou viscoelástico: com alta resistência e flexível.
- ✓ Sem Costuras/ Sem aberturas / Soldado Eletronicamente / Costura Interna / Costura Vulcanizada / Zíper Lateral / Zíper Frontal / Com Ilhós / Sem Ilhós / Com Respiro - giratório / Com Respiro em Silicone / Zíper coberto / Zíper embutido / Costura Dupla / Zíper em qualquer lado / fechamento em zíper longitudinal na largura e lateral formando L recoberto.
- ✓ Composto de 35% de PU filme e 65% de Poliéster, podendo haver variação nos percentuais.
- ✓ Composto de 100% de espuma em poliuretano.
- ✓ Revestimento em Courvim 0,3.
- ✓ Confeccionado conforme padrões ambientais - ecologicamente correto.
- ✓ Inibe formação de Biofilmes.
- ✓ Não contém Metais Pesados e Tóxicos.
- ✓ Proteção contra Bactérias (Gran Positivas e Gran Negativas).
- ✓ Proteção aos Raios UV / Resistente a Lavagem em Auto Clave.
- ✓ Auto Extinguível.
- ✓ Proteção contra Bactérias e Fungos - por toda a vida útil do colchão (desde que mantidas as condições adequadas de higiene).
- ✓ Ions de Prata de ação bactericida.
- ✓ Multicamadas - de acordo com as zonas de pressão do corpo.
- ✓ Pneumático com Pressão Alternada.
- ✓ Proporciona Redução da Pressão.
- ✓ Possibilita Ativação da Circulação Sanguínea.
- ✓ Anti-compressivo.
- ✓ Redistribuição de pressão biflex.
- ✓ Revestimento Higiênico para facilitar as tarefas de higienização, minimizando riscos de contaminação cruzada entre

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

pacientes.

- ✓ Dotado de estabilidade lateral. Suportando a capacidade de carga em toda a superfície.
- ✓ Dotado de Sistema para Prevenção da Úlcera de Pressão.
- ✓ Dotado de coxins para extensão vertical e/ou horizontal do leito.
- ✓ Dotado de Controle de Odores.
- ✓ Dotado de tecnologia passiva de redistribuição de pressão anatômica.
- ✓ Dotado de: Toque Macio e Suave / fissuras para dissipação do calor / preservação da temperatura entre a pele e o colchão.
- ✓ Pode ser rotacionado/girado no sentido cabeça/pés, e/ou, no sentido lado superior e inferior.
- ✓ Dotado de zonas de redistribuição anatômica, sendo de no máximo 05 zonas.
- ✓ Densidade:
 - ✓ Mínimo:D18 - Máximo: D60
 - ✓ Multidensidade
 - ✓ Densidade com absorção de peso e pressão negativa.
- Dimensão:
 - ✓ Estruturado - adaptável a estrutura e dimensões do Leito.
 - ✓ Comprimento: de 800mm a 2400mm
 - ✓ Largura: de 400mm a 1200mm
 - ✓ Altura: de 30mm a 400mm
- Capacidade de Carga:
 - ✓ Mínimo 10kg – máximo 400kg
- Os modelos de Colchão/Colchonete Hospitalar RC Móveis, modelos RC 005, RC 006 e RC 007, atendem a classificação de risco de escaras para os graus 1, 2, 3, 4, conforme diretriz do sistema internacional de classificação de lesão por pressão definido pela NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel – organização norte-americana, sem fins lucrativos, dedicada à prevenção e ao tratamento de lesões por pressão) – endossado pela Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE).
- Colchão repartido adaptável para cama PPP; com abertura semi-circular no centro.
- Dividido em: parte única / bipartido / tripartido / múltiplas seções.
- Colchão em Estrutura tridimensional C-CORE 3D, formada por extrusão de resina especial, 100% reciclável.
- Acessórios Opcionais (de acordo com o pedido do cliente):
 - ✓ Alças laterais para facilitar o transporte e uso
 - ✓ Coxins para atender a extensão vertical e/ou horizontal do leito.
 - ✓ Velcro.

➤ **Outros Opcionais e Acessórios:** *informações mais detalhadas - ver tabela comparativa*

- Bateria de backup e/ou reserva integrada.
- Luz noturna.
- Haste com alça de trapézio
- Suporte de Soro
- Suporte de Cilindro de Oxigênio
- Balança integrada à cama com mostrador digital, permitindo a visualização do peso do paciente e da tara da balança.
- Suporte para cassete de RX na cama
- Alarme de saída do leito

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

11) APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

- Os equipamentos são acondicionados em embalagens individuais adequadas, em volumes reduzidos, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- Os equipamentos são entregues totalmente prontos, não necessitando de procedimentos especiais para sua instalação.
- Os equipamentos devem ser retirados das embalagens, encaixar as cabeceiras e peseiras, e, conectar na rede de energia elétrica (Camas Elétricas), estando prontos ao uso.

12) MÉTODO DE LIMPEZA RECOMENDADO

- Antes de efetuar a limpeza da cama, deve-se desconectá-la da rede elétrica e posicioná-la na altura mínima na horizontal.
- Fazer a limpeza usando sempre um pano macio ou uma esponja de nylon fina umedecido com água e sabão neutro, retire o excesso com outro pano macio limpo.
- Para desinfecção e esterilização use Produtos Adequados à Norma Hospitalar.

Cuidado !!!

- Não utilizar jatos de água, vapor ou equipamento de alta pressão diretamente sobre o produto, sob o risco de danos às partes eletroeletrônicas.
- Não utilize produtos a base de cloro, (Cloro de Sódio (NaCl), Hipoclorito de Sódio (NaClO) ou que libere ácido peracético, por se tratarem de agentes oxidantes.
- Não utilize produtos abrasivos como esponja de aço por exemplo, pois ela deixará resíduos sobre a superfície dos materiais, comprometendo a resistência à corrosão.
- Nunca utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar a pintura, o aço inox ou os estofados.
- Não utilizar álcool a 70% sobre superfícies acrílicas ou emborrachadas.
- Não deixar a Cama molhada para evitar manchas e corrosão das partes pintadas.
- A empresa R.C. Móveis Ltda não se responsabiliza pela utilização de preparados cujos componentes diferem das indicações apresentadas.

NOTA: Equipamento não estéril, reutilizável após limpeza e assepsia, até o final de sua vida útil.

13) CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Manter em temperatura ambiente, não expor diretamente ao sol, nem a umidade.
- Empilhamento máximo de 02 volumes, em embalagem de madeira.
- Empilhamento máximo de 01 volume, em embalagem de paleão.
- 01 produto por embalagem é o acondicionamento recomendado.

14) CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

- Ao receber os produtos, verificar suas condições.
- Caso haja algum problema comunicar imediatamente ao transportador e ao fabricante.
 - ✓ Confirmar a Tensão do Produto.
 - ✓ Conectar o equipamento na tomada.
 - ✓ Seguir as indicações do movimento desejado, nos controles e comandos
 - ✓ Seguir este Manual.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

Atenção!!!

- Antes de movimentar a cama certifique-se de:
 - ✓ Desconectar o cabo de força da tomada na parede / Enrolar o cabo de força no suporte instalado na cama. Destruar todos os rodízios.
 - ✓ Não movimentar o leito com o cabo sobre o mesmo.
 - ✓ Quando da movimentação próximo de paredes, verificar o espaçamento entre o cabo alimentador e a cabeceira e outras partes móveis, evitando-se assim o esmagamento pelas mesmas.
 - ✓ Não movimentar a cama sem antes desconectar o cabo da tomada e acondicioná-lo de modo seguro.
 - ✓ Não exercer sobrecarga no produto.
 - ✓ Uma Pessoa qualificada deve executar a instalação inicial, e também executar todos os movimentos contidos neste Manual de Instruções do Usuário.
 - ✓ Operadores/Usuários: não prestar serviços em manutenção, nem operar o equipamento sem antes ler e compreender o manual.
 - ✓ Caso algum dos movimentos citados no manual não estejam funcionando, por favor, contatar o SAC RC Móveis através do e-mail: sac@rcmoveis.com.br, caso contrário podem ser causados ferimentos pessoais e danos no equipamento.
 - ✓ Se o operador não for capaz de compreender os avisos, cuidados e instruções contidos no manual, entrar em contato com SAC RC Moveis, através do e-mail: sac@rcmoveis.com.br
 - ✓ Camas Hospitalares, como quaisquer outros equipamentos de uso hospitalar possuem vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio.
 - ✓ Importante é saber utilizá-las da melhor maneira possível respeitando seus limites e fazendo manutenções preventivas, as quais são de responsabilidade do cliente.

✓ CAMA NÃO LIGA:

O primeiro passo é verificar a conexão do cabo de energia na unidade de comando, caso o cabo esteja bem conectado deve-se verificar se o cabo possui ruptura ou algum corte que possa ter danificado algum dos componentes internos do cabo de energia. Caso nenhum dos itens listados acima sejam identificados entrar em contato com o fornecedor para envio de um novo componente ou assistência técnica especializada.

✓ COMANDO MANUAL OU MOTORES NÃO FUNCIONAM:

No caso de controle com falha no funcionamento, o primeiro passo a ser realizado é a troca do controle por um que esteja funcionando (a troca poderá ser realizada em outros lotes de camas que possuam o mesmo controle); caso a falha persistir, entrar em contato com o fornecedor para o envio de um novo componente ou assistência técnica especializada.

No caso dos motores, o mesmo processo poderá ser realizado, porém a troca poderá ser feita entre os motores da própria cama; caso a falha persistir, entrar em contato com o fornecedor para envio de um novo componente ou assistência técnica especializada.

✓ COMANDO DAS GRADES OU PESEIRA NÃO FUNCIONAM:

Em caso de falha no acionamento dos componentes o primeiro passo é verificar a conexão da interface na unidade de comando; caso a conexão esteja bem fixada, o processo seguinte é retirar o comando acoplado na grade ou peseira e verificar a conexão do cabo ou se o mesmo está rompido; caso nenhum dos itens listados acima sejam identificados entrar em contato com o fornecedor para envio de um novo comando ou assistência técnica especializada.

✓ DEMAIS EVENTUALIDADES:

Caso apareça alguma falha não listada acima, contatar o fornecedor para que o caso seja estudado e solucionado com maior assertividade, visto que os itens listados acima acontecem com maior frequência.

✓ PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

Todas as peças, seja de caráter em garantia ou de aquisição, o fornecimento é de exclusividade do fornecedor RC MOVEIS HOSPITALARES, qualquer peça adquirida por outro meio, não será de responsabilidade da RC MOVEIS.

✓ INSTRUÇÕES PARA REVISÃO:

Recomenda-se que seja realizada uma revisão diária em toda parte elétrica da cama, rodízio e grades, para evitar futuras ocorrências.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

15) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

As camas hospitalares, como qualquer outro equipamento de uso hospitalar possui uma vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio. Importante é saber utilizá-la da melhor maneira possível respeitando seus limites.

- Os motores e peças eletroeletrônica são auto-lubrificadas, nunca abrir as caixas dos motores.
- Recomenda-se que seja feita manutenção preventiva a cada 12 meses, com a lubrificação das juntas de articulação com óleo de silicone e aperto de porcas e parafusos.
- A empresa RC Móveis prestará assistência técnica, efetuando troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e opcionais que apresentem defeito de fabricação, mediante solicitação do cliente, dentro do período da garantia e após a garantia mediante aprovação do pedido.
- Verifique periodicamente ou sempre que necessárias folgas em parafusos e porcas, providenciando o reaperto.
- Evite deslocamentos diretos de níveis acima do diâmetro do rodízio.
- Respeite o limite de capacidade.

➤ Manutenção Corretiva:

O Fabricante prestará assistência técnica, efetuando troca e/ou manutenção de produtos, acessórios e opcionais que apresentem defeito de fabricação, mediante solicitação do comprador, e, após aprovação do pedido, através dos canais de atendimento Fone/Fax: (19) 2119-9000 e e-mail: sac@rcmoveis.com.br.

16) NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

- RDC 665/2022
- RDC 751/2022
- RDC 546/2021
- ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016
- ABNT NBR IEC 60601-2-52: 2013 + Emenda 1: 2020
- ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017
- ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 + Emenda 1: 2020
- ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014
- NBR 13485
- NBR 14971
- NBR 10993-1
- NBR 62366
- Lei Federal nº 6360/1976
- Lei Federal Nº 12.305/2010
- Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 01 de 19/01/2010
- NR 17
- NR 12

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

17) GARANTIA

A garantia dos materiais e componentes elétrico e mecânicos é de 12 (doze) meses, em condições normais de uso, respeitando-se todas as manutenções periódicas preventivas, a partir da data de emissão da nota fiscal.

O fabricante se reserva ao direito de submeter a parte danificada à análise, para identificar as causas do dano ou defeito. Se detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos necessários cuidados, como maus tratos, queda, descuido, ter sido aberto, sofrer modificações ou manutenção realizada por pessoas ou entidades não credenciadas conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

A Garantia cobre:

- Instrução para instalação do produto (produto é entregue pronto ao uso);
- Assistência técnica do produto quando respeitado os devidos cuidados e manutenções;
- Remoção e transporte para conserto, caso não seja possível realizar in loco;
- Deslocamento para atendimento, o qual poderá ser cobrado do cliente, taxa de locomoção do técnico, de ida e de volta.

A Garantia não cobre:

- Equipamento e peças que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte através de transportadora contratada pelo cliente;
- Equipamento e peças que tenham sido danificados em consequência de manuseio impróprio;
- Risco, amassamento ou atos e efeitos de catástrofes naturais;
- Avarias decorrentes de mau uso previsível:
 - Ultrapassar a carga máxima de segurança;
 - Utilização do produto em ambiente não indicado;
 - Utilização do produto para transporte de carga;
 - Choque proposital do produto contra paredes e outros móveis;
 - Estacionar o produto em rampas acentuadas, acima de 10º de inclinação;
 - Manter rodízios travados durante o deslocamento, (arrastar);
 - Substituição inadequada de porcas, parafusos e arruelas;
 - Utilização de produtos de assepsia oxidantes em partes metálicas;
 - Utilização de produtos ásperos e ou pontiagudos em partes metálicas;
 - Utilização de solventes químicos sobre partes pintadas e emborrachadas;
 - Armazenamento ao ar livre;
 - Empilhamento inadequado do produto;
 - Não abrigar da chuva o produto durante o transporte e a armazenagem;
 - Não realizar manutenções periódicas;
 - Adaptação indevida de peças e acessórios;
 - Ultrapassar o tempo de vida útil sem as devidas manutenções;
 - Retirar rótulos do produto;
 - Não ler o manual;
 - Não disponibilizar o manual para o usuário;
 - Utilização do produto por pessoa ou criança incapaz.
 - Utilizar incorretamente o produto não respeitando os avisos de segurança descritos no manual de instruções.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



MANUAL TÉCNICO

CAMA HOSPITALAR FAWLER ELÉTRICA

18) DESCARTE

Para a consolidação efetiva de um processo de desenvolvimento sustentável, é imprescindível a participação coletiva, e a empresa RC Móveis é ciente que a participação de todas as pessoas é indispensável para melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras.

Incorporando um novo modo de produzir sem comprometer o meio ambiente, utilizamos materiais que são ambientalmente compatíveis, não contém substâncias perigosas a base de cádmio, mercúrio, amianto, PCP e CFC, cujas, emissões de ruído e vibrações atendem às diretrizes para as unidades de saúde.

Descarte a cama ou seus componentes de acordo com os regulamentos e leis locais.



Atenção!

O equipamento é biocompatível ao final de sua vida útil realize o descarte de peças, acessórios e carcaça em local apropriado para reaproveitamento ou reciclagem, ou devolva-o ao fabricante.




Importante

Assim como o papelão e o plástico bolha, o descarte e reciclagem das caixas de compensado é de responsabilidade do cliente.

Verifique atentamente a existência de acessórios e partes avulsas, caso seja constatado o extravio ou dano dos mesmos contate imediatamente o transportador e o fabricante para instruções quanto às providencias a serem tomadas.

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, o fabricante se reserva ao direito de fazer alterações sem prévio aviso.



Cama Fawler Elétrica - Tabela Comparativa - Especificações Técnicas																					
Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200 E	RC 200 O	RC 201	RC 201 E	RC 201 O	RC 202	RC 202 E	RC 202 O	RC 203	RC 203 E	RC 203 O	RC 206	RC 206 E	RC 206 O	RC 208	RC 208 E	RC 208 O	RC 209	RC 209 E	RC 209 O

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200 E	RC 200 O	RC 201	RC 201 E	RC 201 O	RC 202	RC 202 E	RC 202 O	RC 203	RC 203 E	RC 203 O	RC 206	RC 206 E	RC 206 O	RC 208	RC 208 E	RC 208 O	RC 209	RC 209 E	RC 209 O
---------------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------

Dimensão - Padrão

Altura Máxima - mm	650	650	650	650	650	650	735	735	735	735	735	735	650	650	650	710	710	710	710	710	710
Altura Mínima - mm	650	650	650	650	650	650	538	538	538	538	538	538	650	650	650	420	420	420	420	420	420
Comprimento do leito interno - mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1510	1510	1510	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Comprimento externo - mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1660	1660	1660	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Largura do leito interno - mm	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	700	700	700	880	880	880	880	880	880
Largura externa - mm	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	860	860	860	980	980	980	980	980	980

Dimensão - Opcional

[illegible]

Motores Blindados - Padrão	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

Motores Blindados - Opcional	
1	Motor Blindado 1000cc
2	Motor Blindado 1200cc
3	Motor Blindado 1500cc
4	Motor Blindado 1800cc
5	Motor Blindado 2000cc
6	Motor Blindado 2200cc
7	Motor Blindado 2400cc
8	Motor Blindado 2600cc
9	Motor Blindado 2800cc
10	Motor Blindado 3000cc
11	Motor Blindado 3200cc
12	Motor Blindado 3400cc
13	Motor Blindado 3600cc
14	Motor Blindado 3800cc
15	Motor Blindado 4000cc
16	Motor Blindado 4200cc
17	Motor Blindado 4400cc
18	Motor Blindado 4600cc
19	Motor Blindado 4800cc
20	Motor Blindado 5000cc
21	Motor Blindado 5200cc
22	Motor Blindado 5400cc
23	Motor Blindado 5600cc
24	Motor Blindado 5800cc
25	Motor Blindado 6000cc
26	Motor Blindado 6200cc
27	Motor Blindado 6400cc
28	Motor Blindado 6600cc
29	Motor Blindado 6800cc
30	Motor Blindado 7000cc
31	Motor Blindado 7200cc
32	Motor Blindado 7400cc
33	Motor Blindado 7600cc
34	Motor Blindado 7800cc
35	Motor Blindado 8000cc
36	Motor Blindado 8200cc
37	Motor Blindado 8400cc
38	Motor Blindado 8600cc
39	Motor Blindado 8800cc
40	Motor Blindado 9000cc
41	Motor Blindado 9200cc
42	Motor Blindado 9400cc
43	Motor Blindado 9600cc
44	Motor Blindado 9800cc
45	Motor Blindado 10000cc

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
Movimentos - Padrão																					
Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Semi - Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dorso - Mínimo de 0° a 70°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Joelhos/Flexão - Mínimo de 0º a 20°	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cardíaco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sentado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vascular - Mecânico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elevação de altura							x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x
Trendelemburg de 0° a +12°				x	x	x				x	x	x				x	x	x	x	x	x
Reverso Trendelemburg/Proclive de 0° a -12°				x	x	x				x	x	x				x	x	x	x	x	x

[illegible]

Modelos - RC Móveis	RC 200	RC 200-E	RC 200-O	RC 201	RC 201-E	RC 201-O	RC 202	RC 202-E	RC 202-O	RC 203	RC 203-E	RC 203-O	RC 206	RC 206-E	RC 206-O	RC 208	RC 208-E	RC 208-O	RC 209	RC 209-E	RC 209-O
Características																					
Materias (partes/acessórios) - Espessura e Dimensão: variação de 0,5 à 25,4mm; chapas, tubos, outros.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Materiais (partes/acessórios) em: aço carbono / aço inox (201, 301, 302, 304, 305, 310, 316, 409, 410, 420,0430, 439, 443) / cobre antimicrobiano / liga de magnésio / material termoplástico de alta resistência / Alumínio / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico / Tecnil / Teflon / cromado / acrílico / aço laminado / aço escovado.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acabamento em pintura eletrostática a pó Epóxi-Poliester, antimicrobiano, com tratamento anterior antiferruginoso e secagem em estufa.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
As distâncias entre espaçamentos das partes móveis evitam retenções e pontos de aprisionamento, de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60601-2-52.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estabilidade lateral: suporta a capacidade de carga nos quatro cantos sem inclinar num dos lados.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pintura realizada conforme padrão de exposição a Névoa Salina.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dotado de sistema de amortecimento na execução dos movimentos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cama PPP (partes/acessórios) - fixo/ removível / ajustável / regulável / retrátil: Arco de Sustentação/Esforço, Apoio para os Pés, Braços Laterais; Cavalinho de Perna Bipartido, Bacia(Cuba), Barra de Apoio, Calcanheira/Peseira Bipartida, Porta coxas - altura fixa/regulável (com/sem estofamento) / assento ativo / mocho / saco de relaxamento / bola de relaxamento																x	x	x			
Cama PPP (partes/acessórios) em: aço carbono / aço inox (201, 301, 302, 304, 305, 310, 316, 409, 410, 420,0430, 439, 443) / cobre antimicrobiano / liga de magnésio / material termoplástico de alta resistência / Alumínio / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico / Tecnil / Teflon / cromado / acrílico / aço laminado / aço escovado.																x	x	x			
Cama PPP: encaixe da peseira na cabeceira quando preparada a cama para o parto																x	x	x			
Cama PPP: Colchão repartido adaptável para Cama PPP / 03 divisões / Leito com abertura semi-circular no centro / Suporte lombar acolchoado																x	x	x			

[illegible]

[illegible]

Opcionais (continuação)	
-------------------------	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Opcionais (continuação)	
-------------------------	--

[illegible]

Opcionais (continuação)

[illegible]

Opcionais (continuação)	
-------------------------	--

[illegible]

Opcionais (continuação)	
-------------------------	--

[illegible]



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR



MÓVEIS
HOSPITALARES
CONFORTO E TECNOLOGIA
QUE TRANSFORMAM

MODELOS QUE COMPÕEM A FAMÍLIA DE COLCHÕES E COLCHONETES HOSPITALARES RC MÓVEIS:

RC 001 | RC 002 | RC 003 | RC 004 | RC 005 | RC 006 | RC 007

DESCRIÇÃO: COLCHÃO HOSPITALAR

ANVISA nº: 80316080020

Equipamento de Fabricação Nacional





MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

A EMPRESA:

A empresa **RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda – RC Móveis Hospitalares**, fundada em 1999, conquistou no cenário nacional, uma posição privilegiada como uma das melhores fábricas de móveis e equipamentos hospitalares, ganhando reconhecimento ao longo de sua história por sua política ética e dinâmica, buscando sempre a melhoria contínua de seus processos e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos seus clientes e colaboradores.

A empresa **RC Móveis** tem como objetivo principal atender todas as necessidades de nossos clientes; em virtude deste compromisso, desenvolveu uma linha de Colchões Hospitalares que atendem os mais variados tipos de necessidades do nosso cliente.

Nossos produtos atendem todas as normas vigentes junto a **ANVISA e INMETRO**, conforme rigoroso Sistema de Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Risco, garantindo assim a segurança que a equipe técnica merece e o conforto que o paciente necessita, atendendo ainda aos **Protocolos do Ministério da Saúde do Programa Nacional de Segurança do Paciente** para a prevenção de quedas e controle de úlceras por pressão.

RC MÓVEIS HOSPITALARES

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.368-100

Fone: (19) 2119-9000  (19) 99304.9035

email: rcmoveis@rcmoveis.com.br

Site: www.rcmoveis.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente:

sac@rcmoveis.com.br

 (19) 98387-0300



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1) MODELOS

RC 001 - Colchão Hospitalar
RC 002 - Colchão Hospitalar Infantil
RC 003 - Colchonete Hospitalar
RC 004 - Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica
RC 005 - Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras
RC 006 - Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras
RC 007 - Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras

2) PRAZO DE VALIDADE E VIDA ÚTIL DO PRODUTO

- Validade Indeterminada.
- Vida útil de no mínimo 01 ano, desde que usado em condições normais.

3) CAPACIDADE DE CARGA

- Conforme a Capacidade de Carga do Leito:
 - ✓ Mínimo 10kg – máximo 400kg

Modelo		RC 001	RC 002	RC 003	RC 004	RC 005	RC 006	RC 007
		Colchão Hospitalar	Colchão Hospitalar Infantil	Colchonete Hospitalar	Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica	Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras	Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras	Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras
Carga	10 kg				X			
	120 kg	X	X	X		X	X	X
	180 kg	X		X		X	X	
	250kg	X		X		X	X	
	320 kg	X		X		X	X	
	400kg	X		X		X	X	

4) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os colchões/colchonetes hospitalares RC Móveis possuem as seguintes características, de acordo com o modelo:

- PU de alta densidade / Poliuretano / Polietileno / Poliuretano Bi-Elástico / Poliéster / Flexível / Corte tipo "waffle" parte superior ou inferior / "Caixa de Ovo" / Anti Decubito / Alveolar / Impermeável / Superfície Piramidal / Superfície Perfilada / Poliuretano Expandido / Courvim / Napa / Bagum / Impermeável (à prova de líquidos) / Antimicrobiano / Antibacteriano / PVC laminado antimicrobiano / Resistente a produtos químicos hospitalares / Anti Ácaro / Anti fungos / Anti escaras / Anti chamas / Anti Alérgico / Material anti estático / À Prova d'água / Permeável a moléculas de vapor e umidade / Lavável / Anti Inflamável / Isento de látex e PVC / Respirável / Stretch / Anti Mofo / Atóxico / Inflável / Malha de Poliéster / Cobertura retardante de fogo / Bidirecional / Translúcido a RX / Viscoelástico.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

- Espuma constituída de material poliuretano e/ou viscoelástico: com alta resistência e flexível.
- Sem Costuras/ Sem aberturas / Soldado Eletronicamente / Costura Interna / Costura Vulcanizada / Zíper Lateral / Zíper Frontal / Com Ilhós / Sem Ilhós / Com Respiro - giratório / Com Respiro em Silicone / Zíper coberto / Zíper embutido / Costura Dupla / Zíper em qualquer lado / Zíper longitudinal na largura e na lateral formando um L.
- Composto de 35% de PU filme e 65% de Poliéster, podendo haver variação nos percentuais.
- Composto de 100% de espuma em poliuretano.
- Revestimento em Courvim 0,3.
- Confeccionado conforme padrões ambientais - ecologicamente correto.
- Inibe formação de Biofilmes.
- Não contém Metais Pesados e Tóxicos.
- Proteção contra Bactérias (Gran Positivas e Gran Negativas).
- Proteção aos Raios UV / Resistente a Lavagem em Auto Clave.
- Auto Extinguível.
- Proteção contra Bactérias e Fungos - por toda a vida útil do colchão (desde que mantidas as condições adequadas de higiene).
- Ions de Prata de ação bactericida.
- Multicamadas - de acordo com as zonas de pressão do corpo.
- Pneumático com Pressão Alternada.
- Proporciona Redução da Pressão.
- Possibilita Ativação da Circulação Sanguínea.
- Anti-compressivo.
- Redistribuição de pressão biflex.
- Revestimento Higiênico para facilitar as tarefas de higienização, minimizando riscos de contaminação cruzada entre pacientes.
- Dotado de estabilidade lateral. Suportando a capacidade de carga em toda a superfície.
- Dotado de Sistema para Prevenção da Úlcera de Pressão.
- Dotado de coxins para extensão vertical e/ou horizontal do leito.
- Dotado de Controle de Odores.
- Dotado de tecnologia passiva de redistribuição de pressão anatômica.
- Dotado de: Toque Macio e Suave / fissuras para dissipação do calor / preservação da temperatura entre a pele e o colchão.
- Pode ser rotacionado/girado no sentido cabeça/pés, e/ou, no sentido lado superior e inferior.
- Dotado de no mínimo 05 zonas de redistribuição anatômica.
- Permite a compressão torácica para ressuscitação/reanimação cardiopulmonar (RCP)
- Densidade:
 - ✓ Mínimo:D18 - Máximo: D60
 - ✓ Multidensidade
 - ✓ Densidade com absorção de peso e pressão negativa.
- Os modelos de Colchão/Colchonete Hospitalar RC Móveis, modelos RC 005, RC 006 e RC 007, atendem a classificação de risco de escaras para os graus 1, 2, 3, 4, conforme diretriz do sistema internacional de classificação de lesão por pressão definido pela NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel – organização norte-americana, sem fins lucrativos, dedicada à prevenção e ao tratamento de lesões por pressão) – endossado pela Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE).
- Colchão repartido adaptável para cama PPP; com abertura semi-circular no centro.
- Dividido em: parte única / bipartido / tripartido / múltiplas seções.
- Colchão em Estrutura tridimensional C-CORE 3D, formada por extrusão de resina especial, 100% reciclável.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

- Acessórios Opcionais (de acordo com o pedido do cliente):
 - Alças laterais para facilitar o transporte e uso
 - Coxins para atender a extensão vertical e/ou horizontal do leito.
 - Velcro.

5) DIMENSÕES

- Estruturado - adaptável a estrutura e dimensões do Leito.
- ✓ Comprimento: de 800mm a 2400mm
- ✓ Largura: de 400mm a 1200mm
- ✓ Altura: de 30mm a 400mm

MODELO	RC 001	RC 002	RC 003	RC 004	RC 005	RC 006	RC 007
	Colchão Hospitalar	Colchão Hospitalar Infantil	Colchonete Hospitalar	Colchão Hospitalar para Cuna Acrílica	Colchão Hospitalar Anti Chamas-Escaras	Colchonete Hospitalar Anti Chamas-Escaras	Colchão Hospitalar Infantil Anti Chamas-Escaras
Comprimento: de 500mm a 2400mm	x	x	x	x	x	x	x
Largura: de 300mm a 1200mm	x	x	x	x	x	x	x
Altura: de 30mm a 400mm	x	x	x	x	x	x	x
Densidade: de 18 a 60	x	x	x	x	x	x	x

6) FORMA DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

- O Colchão e ou Colchonete é acondicionado em embalagem individual adequada, em volume reduzido, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- O material é entregue totalmente pronto, não necessitando de procedimentos especiais para sua utilização.

7) INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

- Indicado para repouso do paciente dentro do ambiente hospitalar ou clínico.
- Acomoda de forma segura os pacientes, em situações em que necessitem de internação para tratamento, pré-operatório e recuperação.
- O colchão molda-se à forma do paciente, distribuindo uniformemente o peso, aumentando o conforto.

8) MÉTODO DE LIMPEZA RECOMENDADO

- Fazer a limpeza usando sempre um pano macio ou uma esponja de nylon fina umedecido com água e sabão neutro, retire o excesso com outro pano macio limpo.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

- Para desinfecção e esterilização use Produtos Adequados à Norma Hospitalar.

Cuidado !!!

- Não utilizar jatos de água, vapor ou equipamento de alta pressão diretamente sobre o produto.
- Não utilize produtos a base de cloro, (Cloreto de Sódio (NaCl), Hipoclorito de Sódio (NaClO) ou que libere ácido peracético, por se tratarem de agentes oxidantes.
- Não utilize produtos abrasivos como esponja de aço por exemplo, pois ela deixará resíduos sobre a superfície do produto, comprometendo a resistência à corrosão.
- Nunca utilizar solventes ou componentes químicos que possam danificar o estofado.
- Não deixar colchão molhado para evitar manchas e corrosão.
- Após a limpeza, deixar secar naturalmente, mantenha em local seco, arejado, longe de poeiras e sem exposição direta à luz solar.
- Não alvejar, não passar a ferro quente.
- A empresa RC Móveis Hospitalares não se responsabiliza pela utilização de preparados cujos componentes diferem das indicações apresentadas.

NOTA: Equipamento não estéril, reutilizável após limpeza e assepsia, até o final de sua vida útil.

9) CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser mantido fora da luz solar e da umidade, em local limpo, seco e arejado.
- Manter em temperatura ambiente, não expor diretamente ao sol, nem a umidade.
- Manter longe da água, armazenando pelo menos a 10 cm do chão.
- Manter longe de superfícies sujas.

NOTA: Não empilhar mais de 10 unidades de colchões.

10) CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Ao receber os produtos, verificar suas condições.
- Caso haja algum problema comunicar imediatamente ao transportador e ao fabricante.
- Recomenda-se avaliação anual dos Colchões Hospitalares, com a verificação da superfície exterior para detectar danos, como buracos ou rasgos.
- Abrir o zíper da cobertura do colchão e verificar a existência de furos.
- Se a espuma interna do colchão estiver contaminada e apresentar riscos de infecções, descartá-la e substituí-la.
- Respeitar o limite de capacidade.
- Colchões Hospitalares, como quaisquer outros equipamentos de uso hospitalar possuem vida útil que depende muito da utilização e cuidados em seu manuseio.
- A cada 6 semanas, recomenda-se a realização de uma inspeção visual do núcleo e da capa para possível mofo e rasgos.
- Nas alas de terapia intensiva, geriatria, cuidados paliativos, recomenda-se realizar uma inspeção visual semanal.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

11) NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

- RDC 665/2022
- RDC 751/2022
- RDC 546/2021
- NBR 13485
- NBR 14971
- NBR 10993-1
- NBR 62366
- NBR 8537
- NBR 17034:2023
- Portaria Inmetro 35/2021
- EN 597-1
- EN 597-2
- Lei Federal Nº 12.305/2010
- Instrução Normativa SLTI-MPOG nº 01 de 19/01/2010

12) GARANTIA

A garantia do produto é de 12 (doze) meses, em condições normais de uso, a partir da data de emissão da nota fiscal.

O fabricante se reserva ao direito de submeter a parte danificada à análise, para identificar as causas do dano ou defeito, caso seja detectado que o problema ocorreu por mau uso, ou falta dos necessários cuidados, como maus tratos, queda, descuido, ter sido aberto, sofrer modificações ou manutenção realizada por pessoas ou entidades não credenciadas conforme orientação do fabricante, implicará na perda da garantia.

A Garantia cobre:

- Instrução para instalação do produto (produto é entregue pronto ao uso).
- Assistência técnica do produto quando respeitado os devidos cuidados e manutenções.
- Remoção e transporte para conserto, caso não seja possível realizar in loco.
- Deslocamento para atendimento, o qual poderá ser cobrado do cliente, taxa de locomoção do técnico, de ida e volta.

A Garantia não cobre:

- Equipamento e peças que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte através de transportadora contratada pelo cliente.
- Equipamento e peças que tenham sido danificados em consequência de manuseio impróprio;
- Risco, amassamento ou atos e efeitos de catástrofes naturais;
- Avarias decorrentes de mau uso previsível:
 - Usar objetos cortantes/pontagudos no colchão/colchonete, provocando rasgos.
 - Ultrapassar a carga máxima de segurança;
 - Utilização do produto em ambiente não indicado;
 - Utilização do produto para transporte de carga;



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR

- Utilização de produtos de assepsia oxidantes;
- Utilização de produtos ásperos e ou pontiagudos;
- Utilização de solventes químicos;
- Armazenamento ao ar livre;
- Empilhamento inadequado do produto;
- Não abrigar da chuva o produto durante o transporte e a armazenagem;
- Não realizar limpezas periódicas;
- Adaptação indevida de peças e acessórios;
- Ultrapassar o tempo de vida útil sem as devidas manutenções;
- Retirar rótulos do produto;
- Não ler o manual;
- Utilização do produto por pessoa ou criança incapaz.
- Utilizar incorretamente o produto não respeitando os avisos de segurança descritos no manual de instruções.

13) EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

Os colchões e colchonetes deste Manual de Instruções são usados com os produtos registrados na Anvisa pela fabricante RC Móveis, marca RC Móveis:

- ✓ Cama Fowler Elétrica – registro nº 80316080019
- ✓ Cama Fowler Manual – registro nº 80316080014
- ✓ Maca Hidráulica – registro nº 80316080018
- ✓ Maca Hospitalar – registro nº 80316080017

NOTA: podem ser usados em modelos de outras marcas/fabricantes, se compatível com as dimensões do leito.

14) DESCARTE

Para a consolidação efetiva de um processo de desenvolvimento sustentável, é imprescindível a participação coletiva, e a empresa RC Móveis é ciente que a participação de todas as pessoas é indispensável para melhoria e conservação do planeta para as gerações futuras.

Incorporando um novo modo de produzir sem comprometer o meio ambiente, utilizamos materiais que são ambientalmente compatíveis, não contém substâncias perigosas a base de cádmio, mercúrio, amianto, PCP e CFC, cujas, emissões de ruído e vibrações atendem às diretrizes para as unidades de saúde.

Descarte o produto de acordo com os regulamentos e leis locais.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

COLCHÃO E COCHONETE HOSPITALAR



Atenção!

O equipamento é biocompatível ao final de sua vida útil realize o descarte de peças, acessórios e carcaça em local apropriado para reaproveitamento ou reciclagem, ou devolva-o ao fabricante.



Importante

Assim como o papelão e o plástico bolha, o descarte e reciclagem das caixas de compensado é de responsabilidade do cliente.

Verifique atentamente a existência de acessórios e partes avulsas, caso seja constatado o extravio ou dano dos mesmos contate imediatamente o transportador e o fabricante para instruções quanto às providências a serem tomadas.

15) SIMBOLOGIA



Empilhamento máximo de 02 caixas



Produto frágil



Proteger da chuva



Manter em temperatura ambiente e sem umidade



Não subir no produto



Não girar o produto



Este lado para cima



Rótulo de Identificação

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO

25082

SÉRIE

1

RC

MÓVEIS
HOSPITALARES

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

AVENIDA MOISES FORTI,1230.

DISTRITO INDUSTRIAL HONORINA DE
ALMEIDA PACHECO

CAPIVARI - SP

C.N.P.J./C.P.F. 02.377.937/0001-06

FONE (19)2119-9000 CEP: 13368-100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25082

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1102 3779 3700 0106 5500 1000 0250 8217 5868 7082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod.do Estab.Dest PUBLICO

NÚMERO PROTOCOLO

135253428610006 11/11/2025 07:28:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253038306118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

02.377.937/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

29636-MUNICIPIO DE RAFARD

CNPJ / CPF

44.723.757/0001-89

DATA EMISSÃO

11/11/2025

ENDEREÇO

PRACA INDEPENDENCIA, 100, TERREOPREFEITURA MUNI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13370-000

DATA DE ENT / SAI

11/11/2025

MUNICÍPIO

RAFARD

FONE / FAX

(19)3496-7520

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:23:00

FATURA / DUPLICATA

00111/12/202511.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 11.185,00

VALOR DO ICMS

R\$ 2.013,30

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 10.832,93

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 352,07

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 11.185,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

AVENIDA MOISES FORTI, 11230

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

120,000

PESO LÍQUIDO

120,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE-1112	RC 203-O CAMA FAWLER ELETRICA TOTAL - Pedido Cliente: 2698	94029020	000	5101	UN	1,0000	10.832,929782	10.832,93	11.185,00	2.013,30	352,07	18,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO RC 1052 - CONTATO SRA MICHAELE (19)99624-1445 - GARANTIA: 1 ANO - PC:2698/0-2025 PROCESSO/ANO: 2173/2025
REQUISICAO: 4533/2025 - RETENCAO DE 1,2% DE IRRF NO VALOR DE R\$134,22 DE ACORDO COM DECRETO N 11.107/2022, DA LEI N 12.741/2012. << OPERACAO COM BENEFICIAMENTO DE PIS E COFINS ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 13.043 DE NOVEMBRO DE 2014 SECAO XVI ART. 70. EM CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 12.741/2012, PERCENTUAL APROXIMADO DE 49,50%. (FONTEIBPT) >>>< DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0699-8 C/C 119837-8 BANCO BRADESCO: AG. 1678 - C/C 0056760-4 CHAVE PIX02377937000106 >>>< "VERIFIQUE O PRODUTO IMEDIATAMENTE APOS O RECEBIMENTO, GARANTINDO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO SOLICITADA ANTES DA APLICACAO. QUAISQUER VICIOS APARENTES DEVERAO SER INFORMADOS IMEDIATAMENTE E ANTES DA APLICACAO DO PRODUTO PARA QUE POSSAMOS PROVIDENCIAR A SOLUCAOADEQUADA." >>>< ERP PEDIDO(S): 1052 >> << OC NRO.:2698 >> FORMA DE PAGAMENTO: MERCADO PAGO (U:475)RCMOVEIS@RCMOVEIS.COM.BR
LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 44.723.757/0001-89. Logradouro: RUA JOSE SOARES DE FARIA, 452. Bairro: CENTRO. Município: RAFARD - SP.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

NÚMERO

25117

SÉRIE

1

RC

MÓVEIS
HOSPITALARES

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

AVENIDA MOISES FORTI,1230.

DISTRITO INDUSTRIAL HONORINA DE
ALMEIDA PACHECO

CAPIVARI - SP

C.N.P.J./C.P.F. 02.377.937/0001-06

FONE (19)2119-9000 CEP: 13368-100

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 25117

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1102 3779 3700 0106 5500 1000 0251 1711 6628 1428

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. Estab. P/Nao Contrib. public

NÚMERO PROTOCOLO

135253523995821 17/11/2025 14:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253038306118

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.

CNPJ/CPF

02.377.937/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

23205-INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA

CNPJ / CPF

78.633.088/0001-76

DATA EMISSÃO

17/11/2025

ENDEREÇO

R LUCILLA BALLALAI, 212

BAIRRO / DISTRITO

JD PETROPOLIS

CEP

86015-520

DATA DE ENT / SAI

17/11/2025

MUNICÍPIO

LONDRINA

FONE / FAX

(43)3379-2723

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:03:00

FATURA / DUPLICATA

001 17/12/2025 64.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

R\$ 64.800,00

VALOR DO ICMS

R\$ 7.776,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 62.760,29

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 2.039,71

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 64.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL

RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

0- Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

AVENIDA MOISES FORTI, 11230

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

720,000

PESO LÍQUIDO

720,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE-924	RC 203 CAMA FAWLER ELETRICA TOTAL - Pedido Cliente: 219332	94029020	000	6107	UN	6,0000	10.460,0484	62.760,29	64.800,00	7.776,00	2.039,71	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO RC 1064 - CONTATO SR DANILO (43)3378-2600 - GARANTIA 1 ANO - OC:219332 << OPERACAO COM BENEFICIAMENTO DE PIS E COFINS ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 13.043 DE NOVEMBRO DE 2014 SECAO XVI ART. 70. EM CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 12.741/2012, PERCENTUAL APROXIMADO DE 49.50%(FONTEIBPT) >><< DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0699-8 C/C 119837-8 BANCO BRADESCO: AG. 1678 - C/C 0056760-4 CHAVE PIX02377937000106 >><< "VERIFIQUE O PRODUTO IMEDIATAMENTE APOS O RECEBIMENTO, GARANTINDO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO SOLICITADA ANTES DA APLICACAO. QUAISQUER VICIOS APARENTES DEVERAO SER INFORMADOS IMEDIATAMENTE E ANTES DA APLICACAO DO PRODUTO PARA QUE POSSAMOS PROVIDENCIAR A SOLUCAOADEQUADA." >><< ERP PEDIDO(S): 1064 >> << OC NRO.:219332 >> FORMA DE PAGAMENTO: MERCADO PAGO<< DIFAL DESTINO: R\$ 4.860,00 >> (U:475)RCMOVEIS@RCMOVEIS.COM.BR LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 78.633.088/0001-76. Logradouro: RUA GENERAL HORTA BARBOSA, 167. Bairro: PETROPOLIS. Município: LONDRINA - PR.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	25152
		SÉRIE	1

	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA AVENIDA MOISES FORTI,1230. DISTRITO INDUSTRIAL HONORINA DE ALMEIDA PACHECO CAPIVARI - SP C.N.P.J./C.P.F. 02.377.937/0001-06 FONE (19)2119-9000 CEP: 13368-100	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 25152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1102 3779 3700 0106 5500 1000 0251 5215 2465 1509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod. Estab. P/Nao Contrib. public		NÚMERO PROTOCOLO 135253634854122 25/11/2025 14:47:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253038306118	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ/CPF 02.377.937/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL 29765-MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		CNPJ / CPF 19.718.360/0001-51	DATA EMISSÃO 25/11/2025
ENDEREÇO AVENIDA PREF MARIO PEREIRA, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 36400-001	DATA DE ENT / SAI 25/11/2025
MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE	FONE / FAX (31)99157-2033	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:44:00

FATURA / DUPLICATA			
001	26/01/2026	11.600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 11.600,00	VALOR DO ICMS R\$ 1.392,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 11.234,87
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 365,13	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AVENIDA MOISES FORTI, 11230	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE Volume(s)	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 120,000	PESO LÍQUIDO 120,000

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE-934	RC 203-E CAMA FAWLER ELETRICA TOTAL - Pedido Cliente: 009/24-3162/25	94029020	000	6107	UN	1,0000	11.234,8668	11.234,87	11.600,00	1.392,00	365,13	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO RC 1130 - CONTATO SRA ROSANGELA (31)99157-2033 - PREGAO ELETRONICO 009/2024- PROCESSO LICITATORIO 31/2024- REGISTRO DE PRECOS 003/2024-ORDEN DE FORNECIMENTO 3162/2025-LICITACAO 14/2024-SEQUENCIAL CONTRATO 2366- RIMS 331/2025- EMPENHO 7251/2025- ATA 162/2024 - GARANTIA 24 MESES << OPERACAO COM BENEFICIAMENTO DE PIS E COFINS ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO CONFORME LEI 13.043 DE NOVEMBRO DE 2014 SECAO XVI ART. 70. EM CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL 12.741/2012, PERCENTUAL APROXIMADO DE 49,50%.(FONTEIBPT) >>><< DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 0699- 8 C/C 119837-8 BANCO BRADESCO: AG. 1678 - C/C 0056760-4 CHAVE PIX02377937000106 >><< "VERIFIQUE O PRODUTO IMEDIATAMENTE APOS O RECEBIMENTO, GARANTINDO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO SOLICITADA ANTES DA APLICACAO. QUAISQUER VICIOS APARENTES DEVERAO SER INFORMADOS IMEDIATAMENTE E ANTES DA APLICACAO DO PRODUTO PARA QUE POSSAMOS PROVIDENCIAR A SOLUCAOADEQUADA." >><< ERP PEDIDO(S): 1130 >> << OC NRO.:009/24-3162/25 >> FORMA DE PAGAMENTO: MERCADO PAGO<< DIFAL DESTINO: R\$ 696,00 >> (U:475)RCMOVEIS@RCMOVEIS.COM.BR LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 19.718.360/0001-51. Logradouro: Rua Sao Jose, 418. Bairro: Carijos - E.M Napoleao Reis. Município: CONSELHEIRO LAFAIETE - MG.	RESERVADO AO FISCO