

Cliente

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
Endereço: AV PRESIDENTE LUCENA - 3527 - CENTRO - CEP 93900-000
Contato: TIAGO
Email: faturamentosaude@ivoti.rs.com.br
Cidade/Estado: Ivoti / RS
CNPJ/CPF: 88254909000117

Peças

Peças					
Item	Peça	Modelo / Fabricante	Qtde	Valor Un.	Valor
1	Centrífuga	DA 80-2B / Daiki	1	1776.00	1776.00
Total:			R\$ 1776.00		

Dados do Orçamento

Responsável: Bruno Schenkel
Prazo de Entrega: 20 dias
Validade da proposta: 30 dias
Frete: CIF
Estado: Pendente

Informações

Informações técnicas:

Descubra a eficácia em cada rotação com a Centrífuga de Bancada Série 80. Robusta e de ótima durabilidade, sua estrutura é feita em plástico ABS de alta resistência, sendo ideal para longas rotinas laboratoriais. É a solução perfeita para pesquisa científica em biologia, química e medicina, processos de qualidade e análises ambientais. Amplamente utilizada para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos, este equipamento possui Registro na ANVISA (80815670006). Escolha entre o modelo analógico (80-2B) ou digital (80-2B-DM) para máxima precisão em seus resultados.

Características

Possui tacômetro e timer analógico.
Painel com indicador de rotação (VU).
Botão para ajuste de velocidade (0-4000rpm) e tempo.
Tempo de centrifugação ajustável de 0 a 60 minutos ou modo ininterrupto.
Especificações Técnicas


Velocidade Máxima: 4000rpm 282828
Força Máxima (RCF): 2325xg 29
Ruído: ≤ 65dba
Capacidade do Rotor: 12x10mL / 12x15mL
Tensão / Frequência: 110V ou 220V / 60Hz
Dimensões (LxCxA): 30 x 27,5 x 26cm
Peso: 8kg



Pagamento

Forma de Pagamento: Pagamento Faturado
Modo de Pagamento: Empenho
Valor total: R\$ 1776.00

Autorização para realização do serviço



Bruno Schenkel
Responsável Orçamentista

Aprovado por

Eficácia em Cada Rotação

Centrífugas para
Precisão Máxima



Centrífuga SÉRIE 80

Registro na
ANVISA

80815670006

 Equip Sul

 **DAIKI** CENTRIFUGAS

APRESENTAÇÃO

Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade.



O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrífuga 80-2B;
- ✓ 1 Rotor e 12 Caçapas de 15ml;
- ✓ 2 Fusíveis;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de Instruções.



CONFIRA O VÍDEO DA 80-2B



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



80-2B | CENTRÍFUGA ANALÓGICA

- ✓ Com tacômetro e timer analógico;
- ✓ Motor com escovas de carvão;
- ✓ Própria para rotinas de PRP, PRF, para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos;
- ✓ Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo;
- ✓ Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min. ou ininterrupto;
- ✓ Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa.

80-2B-DM | CENTRÍFUGA DIGITAL

- ✓ Totalmente digital;
- ✓ Motor com escovas de carvão;
- ✓ Própria para rotinas de PRP, PRF, para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos;
- ✓ Painel com LED que mostra velocidade (RPM) e tempo (minutos), com teclado tipo membrana;
- ✓ Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min com incremento de 1 em 1 minuto;
- ✓ Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa;
- ✓ Incremento de 100 em 100rpm, até 4000rpm;
- ✓ Alarme sonoro ao fim da centrifugação.



Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

**BOTÃO DE
SEGURANÇA**

Não permite o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa

**PÉS DE
BORRACHA**

Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável

**ALARME
SONORO**

AlarME sonoro ao final da centrifugação*

*Disponível somente no modelo 80-2B-DM.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	80-2B	80-2B-DM
VELOCIDADE	0 ~ 4000rpm (ajustável)	1000 ~ 4000rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA (RCF)	2325xg	
RUÍDO	≤ 65dba	
CAPACIDADE DO ROTOR	12x10mL / 12x15mL*	
TENSÃO / FREQUÊNCIA	110V ou 220V / 60Hz	
DIMENSÕES (LxCxA)	30 x 27,5 x 26cm	
PESO	8kg	

*Possibilidade de adaptadores de tubos de 4, 5 e 7mL. Acessórios vendidos separadamente.

**Os tubos de 15mL devem ser utilizados sem tampa.

ROTORES DISPONÍVEIS



ROTOR

Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade Máx:	4000rpm
Capacidade:	12x10ml / 12x15ml*