

Reagentes líquidos e comprimidos

Reagentes de substituição para cloro DC1500

Reagentes líquidos e comprimidos

Reagentes Líquidos

A alternativa líquida aos comprimidos DPD pode ser usada com os comparadores de cloro LaMotte ou colorímetros existentes. DPD 1A e DPD 1B são adicionados a uma amostra de 5 ou 10 mL para testar Cloro Livre Disponível. DPD 3 é adicionado à amostra reagida para medir Cloro Total.

30 mL (1 onça)	Código do pedido	Código de Envio
DPD 1A	P-6740-G	NH
DPD 1B	P-6741-G	R2
DPD 3	P-6743-G	NH

60 mL (2 oz.)	Código do pedido	Código de Envio
DPD 1A	P-6740-H	NH
DPD 1B	P-6741-H	R2
DPD 3	P-6743-H	NH

DPD Instrument Grade TestTabs®

A LaMotte desenvolveu um sistema de comprimidos DPD de dissolução rápida para instrumentos. Análises instrumentais exigem uma solução de teste clara e livre de partículas. No passado, era necessário usar um triturador para dissolver os tabletes de grau de instrumento. Agora, amostras de cloro livre e total podem ser feitas com tabletes de grau de instrumento que se dissolvem sem trituração.

Comprimido	Qtd. 50	Qtd. 100	Qtd. 1000	Envio Código
Cloro DPD #1 Instrumento* 6903A-H		6903A-J	6903A-M	NH
Cloro DPD #3 Instrumento* 6197A-H		6197A-J	6197A-M	NH
Cloro DPD #4 Instrumento* 6906A-H		6906A-J	6906A-M	NH

* Instrumento DPD com pastilhas ultra transparentes de rápida dissolução.



Código do pedido 4140-03

Padrões de cloro para DC1500 e SMART3

Padrões secundários de cloro DPD, código de pedido 4140-03

Kit de titulação FAS-DPD para titulação de cloro, código de pedido 3176-02

Solução de cloro padrão, 250 ppm, código de pedido 6973-H (60 mL),

Código do pedido 6973-L (475 mL)

Solução de permanganato, 1000 ppm, código de pedido 3858-H (60 mL)

Para uso com a série DC1500 e colorímetros de cloro SMART3. Os padrões secundários fornecem uma maneira rápida de verificar a calibração sem o fardo de fazer padrões primários. Com base nos Métodos Padrão para o Exame de Água e Efluentes, o operador pode calibrar um colorímetro usando um padrão primário de permanganato ou um padrão primário de cloro. Depois que o medidor for calibrado usando o padrão primário, o operador pode inserir padrões secundários periodicamente para avaliar a calibração do instrumento.

✓ O kit padrão secundário contém um blank e 3 padrões para baixa, média, e altas calibrações de cloro.

✓ Embalado em uma pequena caixa de plástico com Certificado de Análise informando o alcance de cada padrão.