

Manual do Sistema Hiperbárico Multiplace Seaway Diver

PLANILHA DE TESTES

ATIVIDADE	MENSALMENTE	ANUALMENTE	A CADA 2 ANOS	A CADA 5 ANOS
Teste de Estanqueidade do casco da Câmara Hiperbárica A-240		■		
Teste Hidrostático do CaSco da Câmara Hiperbárica A-240				■
Teste Hidrostático do reservatório ar/óleo do compressor SRS 3020				■
Teste Hidrostático no casco do separador de condensado SCS 1000				■
Teste Hidrostático no casco do reservatório de água SCS 1000				■
Teste do sistema antiincêndio		■		
Teste de ultras-som da espessura do casco dos separadores e do reservatório de água mod. SCS 1000				■
Calibração do pressostato, manômetro e válvula de segurança do reservatório ar/óleo compressor de ar		■		
Calibração do manômetro e válvula de segurança do separador de condensado e do reservatório de água mod. SCS 1000		■		
Calibração do manômetro e válvula de segurança do reservatório de água		■		
Calibração dos manômetros do painel de controle		■		
Calibração dos manômetros do Medical Lock		■		
Calibração dos prolundímetros do painel de controle		■		
Calibração das válvulas segurança da Câmara Hiperbàrica		■		
Calibração do anal/sador de CO2 modelo BUDD YCO2		■		
Manutenção preventiva	●			