

Dois balões realizam melhor capacidade de inserção na profundidade do trato digestivo

Há tempos o intestino delgado tem sido o órgão de acesso mais difícil na endoscopia gastrointestinal, portanto, ele é conhecido como “O Contínente Escuro”.

Com recente inovação de engenharia, o Sistema de Endoscópio de Balão Duplo da Fujinon projetado para o intestino delgado está equipado com balões exclusivamente desenvolvidos, sobretubos e controlador de bomba do balão. Dois balões melhoram a capacidade de inserção do endoscópio no intestino delgado.



ENDOSCOPIA DE
BALÃO DUPLO



Controlador de Bomba de Balão PB-20

O Controlador de Bomba de Balão PB-20 foi projetado para simplificar a operação. Os balões podem ser facilmente controlados via um controle remoto operado com a mão ou pé – sempre que for mais conveniente para o médico.

Energia	AC100V/50/60Hz 0,76A
Consumo de energia (nominal)	0,65A
Precisão da pressão configurada	±2kPa
Pressão conf. do balão	5,6kPa
Taxa máxima de fluxo da bomba	170ml ± 50ml / 10sec
Dimensões	350(W)x130(H)x420(D)mm
Peso	10kg (Corpo), 0,4kg (interruptor remoto)



Balões e Sobretubos (fornecimento consumível)

Os balões especializados exclusivamente desenvolvidos e os sobretubos garantem posicionamento completo do endoscópio no intestino delgado. Adicionalmente, a extremidade distal do escópio pode ser suavemente inserida para alcançar a área do diagnóstico.


Modelo do sobretubo	TS-12140	TS-13140	TS-S1301
Diâmetro externo	12,2mm	13,2mm	13,2mm
Comprimento total	1,450mm	1,450mm	950mm
Endoscópio aplicável			

Balão	BS-1	BS-2
Diâmetro externo	25mm	35mm

Enteroscópio – Tipo Padrão EN-450P5/20

EN-450P5/20 é um endoscópio para exame do intestino delgado. Os sobretubos relativamente finos (diâmetro externo 12,2mm) do EN-450P5/20 possibilitam inserção suave via rota anterógrada e transanal dependendo da posição da lesão.


Direção da visualização	0° (avante)
Campo de visualização	120°
Faixa de observação	5 ~ 100mm
Diâmetro da extremidade distal	8,5mm
Diâmetro da extremidade distal	8,5mm
Capacidade de curvatura	Para cima 180° / Para baixo 180° Direita 160° / Esquerda 160°
Comprimento de trabalho	2,000mm
Comprimento total	2,300mm
Diâmetro do canal do forceps	2,300mm



Enteroscópio – Tipo de Tratamento EM-450T5, EN-450TS/W

A capacidade de tratamento foi muito expandida com o EN-450TS/W e o EN-450TS/W que estão equipados com um canal de forceps de 2,8 mm que possibilita o uso de quase todos os acessórios terapêuticos e uma variedade de acessórios tais como Sonda APC, Grampo, Coagulador Diatérmico e outras intervenções terapêuticas.

Direção da visualização	T5 T5W
Campo de visualização	0° (avante)
Faixa de observação	140°
Faixa de observação	4 ~ 100mm 3 ~ 100mm
Diâmetro da extremidade distal	9,4mm
Diâmetro da porção flexível	9,3mm
Capacidade de curvatura	Para cima 180° / Para baixo 180° Direita 160° / Esquerda 160°
Comprimento de trabalho	2,000mm
Comprimento total	2,300mm
Diâmetro do canal do forceps	2,8mm



Colonoscópio – Tipo Padrão EC-450BI5

Utilizando balões, o endoscópio é estabilizado no trato intestinal, que leva a uma melhor observação e tratamento das lesões.

Direção da visualização	0° (avante)
Campo de visualização	140°
Faixa de observação	3 ~ 100mm
Diâmetro da extremidade distal	9,4mm
Diâmetro da porção flexível	9,3mm
Capacidade de curvatura	Para cima 180° / Para baixo 180° Direita 160° / Esquerda 160°
Comprimento de trabalho	1,520mm
Comprimento total	1,820mm
Diâmetro do canal do forceps	2,8mm

