

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE TAMPAS, TORNEIRINHAS E CONECTORES

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Item	Produto	Parecer	RM	Processo	NºLicitação	Modalidade

Novo	Fabricante	Marca	Registro MS	Lote	Validade	Qt.amostra

Descrição do Produto INTO

Especificação do fabricante

2. ÁREA DE PADRONIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO (ARPAQ)

3. O PRODUTO APRESENTADO ESTÁ DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO INTO?

() Sim () Não

Justificativa

4. QUANTO À EMBALAGEM

Visualize se consta na embalagem do produto	APROVADO	REPROVADO
3.1 Selagem		
3.2 Abertura		
3.3 Integridade		
3.4 Descrição da composição do material		
3.5 Data de fabricação e validade		

5. QUANTO À AVALIAÇÃO DO PRODUTO

Avalie o produto	APROVADO	REPROVADO
4.1 Qualidade da matéria-prima		
4.2 Adaptação a cateteres		
4.3 Adaptação a equipos		
4.4 Adaptação de seringas		
4.5 Vedação em cateteres e conexões		
4.6 Transparência do corpo do conector		
4.7 Transparência do corpo após flushing		

4.8 Resistência e durabilidade pelo uso		
4.9 Adaptação à extensores e dispositivos intravenosos		
4.10 Fluxo livre das infusões		
4.11 Cumprimento da função proposta		

Os itens 4.2; 4.5; 4.8; 4.9; 4.10 e 4.11 apresentam peso 2 para fins de cálculos.

6. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Outras características importantes observadas no produto	APROVADO	REPROVADO

7. PARECER TÉCNICO

- () APROVADO (70% OU ACIMA)
 () REPROVADO (ABAIXO DE 70%)

Justificativa da reprovação:

DATA: ____/____/____

Avaliador

Chefe de Área