

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 19.146.2024.0057

Em 16/08/2024

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso I do artigo 75 da 14.133/2021 ou o inciso II do artigo 75 da 14.133/2021, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 19.146.2024.0057

Órgão/Entidade : 19 - SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Gestora : 146 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL ANA NERY

Período Oficial da Disputa : das :08:30 às 10:30h de 22/08/2024

Dia da semana : Quinta-Feira

Início : 08:30 horas.

Término : 10:30 horas.

Objeto : INSUMOS PARA MAQUINA UNITARIZADORA OPUSPAC MODELO OPUS30 OPUS30X

Conforme especificação abaixo :

Descrição : EMBALAGEM, para unitizacao de Blister cortado, medindo 60mm x 100mm sem tarja de classificacao de risco, frente cristal transparente. Compatível com maquina unitarizadora OPUSPAC, modelo OPUS30, OPUS30X. Embalagem em rolo com no mínimo 10.000 un, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagens devem ser hermeticas em polipropileno bi orientado e cavitado, para barreira a gases, oxigenio e umidade, que garanta a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparencia e de 30 micras de espessura para visualizacao nitida do medicamento com verso de cor branca perolizado com aproximadamente 27,5 gramas por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem, nao deve conter entrada ou saida de ar para preservacao e conservacao do medicamento, com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificacao do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaco para impressao de desenho tecnico de identificacao visual de modo de administracao dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distancia entre cortes igual ao passo ou comprimento da embalagem com marcas para fotocelula em forma de seta a cada passo. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; A variacao da distancia entre o corte para inserir a peca e a marca de fotocelula nao pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens hermeticas devem ter sistema de abertura facil unica , ou seja, so pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rotulo e desenhos de modo de administracao, identificacao da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administracao do medicamento. Temperatura de selagem que não ultrapasse 145 °C para não prejudicar os medicamentos e equipamento.

UF : UNIDADE

Qtde : 7

Descrição : EMBALAGEM, para unitizacao de Blister cortado, medindo 60mm x 60mm sem tarja de classificacao de risco, frente cristal transparente. Compatível com maquina unitarizadora OPUSPAC, modelo OPUS30, OPUS30X. Embalagem em rolo com no mínimo 15.000 un, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Embalagens devem ser hermeticas em polipropileno bi orientado e cavitado, para barreira a gases, oxigenio e umidade, que garanta a integridade dos produtos unitarizados, com frente em cristal com 95% de transparencia e de 30 micras de espessura para visualizacao nitida do medicamento com verso de cor branca perolizado com aproximadamente 27,5 gramas por m² por cada parede, com espessura máxima de 65 micras somadas as duas paredes da embalagem, nao deve conter entrada ou saida de ar para preservacao e conservacao do medicamento, com sistema que permita o rompimento da embalagem apenas da parte frontal, para forçar a identificacao do grau de risco do medicamento antes do rompimento da embalagem, com espaco para impressao de desenho tecnico de identificacao visual de modo de administracao dos medicamentos, soldas laterais, ponto de selagem em temperatura constante; selagem inodora, com corte reto unicamente no filme cristal, com uma distancia entre cortes igual ao passo ou comprimento da embalagem com marcas para fotocelula em forma de seta a cada passo. Uma única linha selagem superior e inferior de no máximo 10mm largura, uma única linha de selagem em cada lateral direita e esquerda de no máximo 5mm de largura; As selagens laterais direita e esquerda e selagem inferior devem ser resistentes ao rasgamento impedindo a abertura fora da seta indicativa; A variacao da distancia entre o corte para inserir a peca e a marca de fotocelula nao pode ser superior a +/- 1,5 mm. As embalagens hermeticas devem ter sistema de abertura facil unica , ou seja, so pode ser aberta em uma das quatro extremidades, forçando o modo leitura do correto rotulo e desenhos de modo de administracao, identificacao da tarja de risco, minimizando assim o erro humano na administracao do medicamento. Temperatura de selagem que não ultrapasse 145 °C para não prejudicar os medicamentos e equipamento.

UF : UNIDADE

Qtde : 24

Cotação : em moeda nacional , o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 191460002 - ALMOXARIFADO DA FARMACIA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Federal nº 14.133/2021 com a redação vigente e Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto nos Artigos e incisos da Lei Federal 14.133/2021

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço “Fale Conosco”, no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA

Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608