

PARECER TÉCNICO PARA REAGENTES E SERINGA PARA GASOMETRIA
Nº 193/2024

Setor: NULAB

Data: 22/07/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>MARCA/EMPRESA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA	- REAGENTES SIEMENS E SERINGAS BD / IMPORTEC	- 01 CAIXA DE CADA

GRUPO: 01

P.E.: 90138/2024 | P. Nº: P004699/2024

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA COM ELETROLITOS, METABOLITOS E CO-OXIMETRIA. Composto de: - CARTUCHO DE MEDIÇÃO RAPIDPOINT 500 (KIT PARA 400 AMOSTRAS), RMS 10345161881, NOME TÉCNICO: PARÂMETROS COMBINADOS, NO MESMO PRODUTO-CLASSE II, MARCA SIEMENS, FABRICANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA; - RAPIDPOINT CARTUCHO DE LAVAGEM E DEJETOS EMBALAGEM COM 4 CARTUCHOS, RMS N.º 10345162054, NOME TÉCNICO: SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, MARCA SIEMENS, FABRICANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ; - CARTUCHO AUTOMÁTICO QC (NÍVEL 1X75ML – NÍVEL 2X115ML – NÍVEL 3X155ML, NÍVEIS A,BX60ML) , RMS N.º 10345160380, MARCA SIEMENS, FABRICANTE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED – UK PARA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC – EUA- ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
03	SERINGA PARA GASOMETRIA ARTERIAL EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, TRANSPARENTE GRADUADA EM 1,0 A 3 ML, SILICONIZADA, COM HEPARINA LÍTICA BALANCEADA COM CÁLCIO DE ACORDO COM AS NORMAS DO IFCC, COM BICO LUERLOCK, COM TAMPA DE VEDAÇÃO E MECANISMO QUE SIMPLIFICA A REMOÇÃO DE BOLHAS E AR. EMBALADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NO LOTE E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS OU ORGÃO COMPETENTE, ESTERELIZADAS EM OXÍDEO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES. MODELO A-LINE Ca2 LH ~ 80 U.I.-3ML, RMS N.º 10033430488, NOME TÉCNICO: FRASCO OU MATERIAL PARA COLETA, ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS, MARCA BD, FABRICANTE BECTON DICKINSON AND COMPANY-REINO UNIDO

1. Os produtos apresentados estão de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação dos materiais?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à qualidade dos materiais?

(X) Boa () Ruim

Saúde

4. Quanto à capacidade de reação?
(☒) Viragem nítida da cor () Viragem imperceptível
5. Quanto à adaptação da seringa?
(☒) Boa () Ruim
6. Resultado do teste?
(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 22 / 07 / 2024

o/p. Osilda Leite Maciel crf 1852

Ass./Carimbo do Responsável
Maria Júlia da Silva Landim
Chefe do Núcleo de Laboratório - IJF
CRF: 1963

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 22/07/24 Hora: 10:00 h