

PARECER TÉCNICO PARA CATETERES, INTRODUTORES E FIXADORES

Nº 307/2025

Setor: CAV

Data: 04/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CATETERES, INTRODUTORES E FIXADORES	BECTON / BARD	02 UNIDADES DE CADA ITEM + 1 ULTRASSON (COMODATO)

GRUPO 1

P.E.: 90064/2025 | P. Nº: 109080/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
01	CATETER CENTRAL DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, MONO LÚMEN COM, 3FR X 55CM DE COMPRIMENTO . VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE INTEGRANDO UM SISTEMA DE CONFIRMAÇÃO DE PONTA, QUE EM CONJUNTO AO ULTRASSOM FORNECE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER, MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA POR USG, FIO GUIA, BISTURI E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ANVISA: 80689090200	X	
03	CATETER CENTRAL DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, MONO LÚMEN COM, 4FR X 55CM DE COMPRIMENTO . VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE INTEGRANDO UM SISTEMA DE CONFIRMAÇÃO DE PONTA, QUE EM CONJUNTO AO ULTRASSOM FORNECE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER, MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA POR USG, FIO GUIA, BISTURI E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL,	X	

	EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ANVISA: 80689090201		
05	CATETER CENTRAL DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, MONO LÚMEN COM, 5FR X 55CM DE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE INTEGRANDO UM SISTEMA DE CONFIRMAÇÃO DE PONTA, QUE EM CONJUNTO AO ULTRASSOM FORNECE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER, MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA POR USG, FIO GUIA, BISTURI E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ANVISA: 80689090201	X	
07	CATETER CENTRAL DE LONGA PERMANÊNCIA, INSERÇÃO PERIFÉRICA, POLIURETANO BIOCOMPATÍVEL, COM SULFATO DE BÁRIO RADIOPACO, DESENHO CÔNICO REVERSO RESISTENTE À TORÇÃO, DUPLO LÚMEN COM, 5FR X 55CM DE COMPRIMENTO. VELOCIDADE MÁXIMA DE INFUSÃO COM IDENTIFICAÇÃO NO RESPECTIVO LÚMEN, COM ESTILETE DE AÇO INOXIDÁVEL E REVESTIMENTO HIDROFÍLICO COM ESTANHO REVESTIDO DE COBRE INTEGRANDO UM SISTEMA DE CONFIRMAÇÃO DE PONTA, QUE EM CONJUNTO AO ULTRASSOM FORNECE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL SOBRE A NAVEGAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA PONTA DO CATETER, MICROINTRODUTOR PARA INSERÇÃO GUIADA POR USG, FIO GUIA, BISTURI E AGULHA INTRODUTORA DE 21G, AMBOS COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ANVISA: 80689090238	X	
09	KIT GUIA DE PUNÇÃO DE ACESSO VASCULAR GUIADA POR ULTRASSOM PARA AGULHAS 21 GA, COMPOSTO POR: COBERTURA PLÁSTICA PARA TRANSDUTOR DE 10 CM DE DIÂMETRO POR APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO, ACOMPANHADO POR DOIS ELÁSTICOS	X	

	FIXADORES LIVRES DE LÁTEX, SACHÊ ESTÉRIL CONTENDO 20GR DE GEL CONDUTOR, E ANGULADORES ESTÉREIS DE PUNÇÃO ACOPLÁVEIS AO TRANSDUTOR, PARA ACESSAR VASOS DE (1.0, 1.5 E 2.0) CM DE PROFUNDIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE ANVISA/MS. ANVISA: 80689099019		
11	DISPOSITIVO ESTÉRIL PARA ESTABILIZAÇÃO DE CATETER VENOSOS CENTRAL E CATETER POR INSERÇÃO PERIFÉRICA, ESTÉRIL, ADESIVA EM ESPUMA OU MALHA DE POLIETILENO E RETENTOR PLÁSTICO MEDINDO 3CM X 1,5CM, ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, ANVISA/MS. ANVISA: 80689090186	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto a abertura do dispositivo como forma de evitar contaminação?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto à fixação do dispositivo de estabilização?

(☒) Boa fixação () Ruim/solta com facilidade

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 13 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides

Coordenadora DAV IJF

COREN-CE 329929

Ass. Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico


Dr. Denilson O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 5075

Data da entrega da amostra no IJF: 04/08/2025 Hora: 16h: 30min