

PARECER TÉCNICO PARA CONECTOR ESTERIL
Nº 302/2025

Setor: CAV

Data: 01/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CONECTOR ESTERIL	SAMTRONIC / SAMTRONIC	02 UNIDADES

ITENS: 13

P.E.: 90064/2025 | P. Nº: 109080/2025

CONECTOR ESTÉRIL PARA ACESSO SEM AGULHA A EXTENSOR E/OU CATETER DURANTE A TERAPIA INTRAVENOSA, QUE SE ENCAIXE EM TODOS OS TAMANHOS DE CATETERES E POSSA SER ACESSADO POR SERINGAS E EQUIPOS TIPO LUER-LOK E LUER SLIP, ADAPTADORES DIRETOS PARA CONJUNTOS DE AMOSTRAGEM DE SANGUE, ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS E CONJUNTOS DE EXTENSÃO. COMPATÍVEL COM INFUSÕES DE ALTA PRESSÃO, PODENDO SER MANTIDO EM INFUSÕES POR ATÉ SETE DIAS DESCRITO EM BULA. ANVISA: 10188530080

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

() Bom (X) Ruim

5. Quanto a adaptação ao acesso?

(X) Boa/sem vazamento

() Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Quanto à seringa?

(X) Boa/sem vazamento

() Não adapta bem/solta com facilidade.

7. Resultado do teste?

() Aprovado

(X) Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

A superfície de conexão, depois, conexão à seringa possui ^(crucifixo) borda arredada, não apresentando continuidade com o corpo em polister, fato que dificulta a desinfecção por meio do "scrub the hub". Além de apresentar o corpo bem maior que a região da conexão, sendo essa reentrância fator dificultador à subline.

Data: 05 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides
Coordenadora CAV IJF
COREN-CE 070993

Ass./Carimbo do Responsável


CRM 9375
Diretor Técnico - IJF
O. Couto Ribeiro

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 31/07/2025 Hora: 16h: 08min