

PARECER TÉCNICO PARA CONECTOR ESTERIL

Nº 303/2025

Setor: CAV

Data: 04/08/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CONECTOR ESTERIL	M C VITORINO / POLYMED	02 UNIDADES

ITENS: 14

P.E.: 90064/2025 | P. Nº: 109080/2025

CONECTOR ESTÉRIL PARA ACESSO SEM AGULHA A EXTENSOR E/OU CATETER DURANTE A TERAPIA INTRAVENOSA, QUE SE ENCAIXE EM TODOS OS TAMANHOS DE CATETERES E POSSA SER ACESSADO POR SERINGAS E EQUIPOS TIPO LUER-LOK E LUER SLIP, ADAPTADORES DIRETOS PARA CONJUNTOS DE AMOSTRAGEM DE SANGUE, ADMINISTRAÇÃO DE FÁRMACOS E CONJUNTOS DE EXTENSÃO. COMPATÍVEL COM INFUSÕES DE ALTA PRESSÃO, PODENDO SER MANTIDO EM INFUSÕES POR ATÉ SETE DIAS DESCRITO EM BULA. ANVISA: 10150470706

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto a adaptação ao acesso?

(☒) Boa/sem vazamento () Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Quanto à adaptação a seringa?

(☒) Boa/sem vazamento () Não adapta bem/solta com facilidade.

7. Resultado do teste?


(☒) Aprovado


() Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 05 / 08 / 25

Jessica Lima Benevides
Coordenadora CAV IJF


Ass./Carimbo do Responsável


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 01/08/2025 Hora: 14h: 53min