

PARECER TÉCNICO Nº 509/2025

Setor: NUEST

Data: 28/11/2025

MATERIAL TESTADO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	EMPRESA / MARCA SISPACK / SISPACK	QUANTIDADE 01 UNIDADE / CADA
---	--------------------------------------	---------------------------------

PE 90222/2025 - P183704/2025

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
01	EMBALAGEM DESCARTÁVEL (60 cm x 60 cm com variação de 2 CM para + ou -) para acondicionamento de artigos compatível com esterilização a vapor, óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio. Confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno com minimamente uma camada interna de material filtrante e duas camadas externas permeáveis aos agentes esterilizantes com barreira microbiana pós-esterilização. Comprovação pelo BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) e VFE (Viral) superior a 90%, gramatura entre 50G/M2 e 60G/M2, resistente, hidrorrepelente, isenta de resíduos tóxicos; antialérgica; íntegra; flexível; resistente à tração e manuseio; biodegradável. Não estéril. Uso único.	✓	
03	EMBALAGEM DESCARTÁVEL (76 cm x 76 cm com variação de 2 CM para + ou -) para acondicionamento de artigos compatível com esterilização a vapor, óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio. Confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno com minimamente uma camada interna de material filtrante e duas camadas externas permeáveis aos agentes esterilizantes com barreira microbiana pós-esterilização. Comprovação pelo BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) e VFE (Viral) superior a 90%, gramatura entre 50G/M2 e 60G/M2, resistente, hidrorrepelente, isenta de resíduos tóxicos; antialérgica; íntegra; flexível; resistente à tração e manuseio; biodegradável. Não estéril. Uso único.	✓	
05	EMBALAGEM DESCARTÁVEL (90 cm x 90 cm com variação de 2 CM para + ou -) para acondicionamento de artigos compatível com esterilização a vapor, óxido de etileno e plasma de peróxido de hidrogênio. Confeccionado em tecido SMS 100% polipropileno com minimamente uma camada interna de material filtrante e duas camadas externas permeáveis aos agentes esterilizantes com barreira microbiana pós-esterilização. Comprovação pelo BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) e VFE (Viral) superior a 90%, gramatura entre 50G/M2 e 60G/M2, resistente, hidrorrepelente, isenta de resíduos tóxicos; antialérgica; íntegra; flexível; resistente à tração e manuseio; biodegradável. Não estéril. Uso único.	✓	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à qualidade do material?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto à resistência?

(☒) Boa () Ruim

5. Quanto ao manuseio?

(☒) Boa () Ruim

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 02/12/25

Elma Maria do N. Elias
Enfermeira
COREN 614947

Ass./Carimbo do Responsável

Giovanna Eliza F. S. Freitas

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Elma Maria do N. Elias
Enfermeira
Assessora Técnica - ASO-AQ

Data da entrega da amostra no IJF: 28/11/2025 - 11H