



Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde

Escopo: Compra local

Objeto: Eletrocirurgias e Eletroprocedimentoss

Processo SEI:

Período: 2026/2027

Macrorregião	Sudeste
UF	RJ
Cidade	Rio de Janeiro

Descrição Detalhada do Objeto

Item	CATMAT	Produto	Quantidade	Apresentação	Intervalo entre Lances	Participação
1	465286	ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVALC/CANAL 230MM (DIVERSOS). ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVAL, 230MM, COM DIÂMETROS DE 13 E 30 MM, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8, OVAL, COM COMPRIMENTO 230 CM, COM MANOPLA E CONEXÃO PARA ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVALC/CANAL 230MM (DIVERSOS). ALÇA DE POLIPECTOMIA DESCARTÁVEL OVAL, 230MM, COM DIÂMETROS DE 13 E 30 MM, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8, OVAL, COM COMPRIMENTO 230 CM, COM MANOPLA E CONEXÃO PARA	600	UN	0,75%	AMPLA
2	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI DELTRONIX CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI DELTRONIX, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	250	UN	0,75%	AMPLA
3	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI LOKTAL WAVETRONIC. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI LOKTAL WAVETRONIC, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA
4	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI VALLEYLAB. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI VALLEYLAB, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA

5	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI COVIDIEN. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI COVIDIEN, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA
6	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI WEM. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI WEM, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA
7	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI LOKTAL. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI LOKTAL, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA
8	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI ERBE. CABO P/ PINÇA BIPOLAR. CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI ERBE, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006., EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	50	UN	0,75%	AMPLA

9	435589	CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COMANDO MANUAL E REPROCESSÁVEL. CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COM COMANDO MANUAL DE CORTE E COAGULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL OU ESTERELIZÁVEL, CONECTOR DE 03 PINOS 3,97 MM PARA CONEXÃO COM BISTURI. PONTO DO ELETRODO TIPO FACA. COMPATÍVEL COM GERADOR WEM, LOKTAL, COVIDIEN, ERBE E VALLEYLAB FORCE FX. CABO FIXO NA CANETA, COMPRIMENTO DE 03 METROS, ELETRODO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE HEXAGONAL, ACIONAMENTO DE CORTE (AMARELO) E COAGULAÇÃO (AZUL) ATRAVÉS DE BOTÃO NO CORPO DO INSTRUMENTO. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	300	UN	0,75%	AMPLA
10	435589	CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COMANDO MANUAL E REPROCESSÁVEL. CANETA DE BISTURI ELÉTRICO, COM COMANDO MANUAL DE CORTE E COAGULAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL OU ESTERELIZÁVEL, PARA CONEXÃO COM BISTURI. PONTO DO ELETRODO TIPO FACA. COMPATÍVEL COM GERADOR DELTRONIX CABO FIXO NA CANETA, COMPRIMENTO DE 03 METROS, ELETRODO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ENCAIXE HEXAGONAL, ACIONAMENTO DE CORTE (AMARELO) E COAGULAÇÃO (AZUL) ATRAVÉS DE BOTÃO NO CORPO DO INSTRUMENTO. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	300	UN	0,75%	AMPLA
11	435590	CANETA DE BISTURI MONOPOLAR ACIONAMENTO PEDAL/REPROCESSÁVEL. CANETA, OU PORTA ELETRODO MONOPOLAR; PARA UNIDADE ELETROCIRÚRGICA / BISTURÍ ELÉTRICO/ELETRÔNICO; EM MATERIAL ISOLANTE; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006, PELO MENOS 50 VEZES; COM DESENHO ERGONÔMICO; COM COMANDO, CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL, TAMANHO DO CABO 2,5 A 3,0 METROS, ESPESSURA DO CABO DE 4 MM; CONECTOR DO CABO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PERFEITO AOS BISTURÍS MARCAS VALLEYLAB, ERBE, LOKTAL, WEM E COVIDIEN. REPROCESSÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	150	UN	0,75%	AMPLA

12	435590	CANETA DE BISTURI MONOPOLAR ACIONAMENTO PEDAL/REPROCESSÁVEL. CANETA, OU PORTA ELETRODO MONOPOLAR; PARA UNIDADE ELETROCIURGICA / BISTURÍ ELÉTRICO/ELETRÔNICO; EM MATERIAL ISOLANTE; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO E/OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006, PELO MENOS 50 VEZES; COM DESENHO ERGONÔMICO; COM COMANDO, CORTE E COAGULAÇÃO POR PEDAL, TAMANHO DO CABO 2,5 A 3,0 METROS, ESPESSURA DO CABO DE 4 MM; CONECTOR DO CABO COMPATÍVEL COM ENCAIXE PERFEITO AO BISTURÍ MARCA DELTRONIX. REPROCESSÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	150	UN	0,75%	AMPLA
13	463018	ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO ALÇA). ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO ALÇA). PARA UTILIZAÇÃO EM UROLOGIA, RESSECÇÃO DA PRÓSTATA CORTE E COAGULAÇÃO DUAS hasteS, GUIA 24/26 CH, ESTÉRIL EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA BIPOLAR E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA COMPATÍVEIS).	200	UN	0,75%	AMPLA
14	463010	ELETRODO (TIPO ALÇA) UNIPOLAR C/ALÇA. ANGULADA ELETRODO (TIPO ALÇA) UNIPOLAR C/ALÇA. ANGULADA. ELETRODO USO MÉDICO, TIPO ALÇA DE CORTE, COM CABO UNIPOLAR, ADULTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA).	1000	UN	0,50%	AMPLA

15	462975	ELETRODO TIPO BOLA RETO 3,0X75MM , ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO BOLA RETO; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA BOLA = 3,0 MM; COMPRIMENTO DA haste = 75 MM E DIÂMETRO DA haste = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURÍS ERBE, LOKTAL, WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	200	UN	0,75%	AMPLA
16	462977	ELETRODO TIPO BOLA RETO 4,0 X 12 MM. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO BOLA RETO; COM TAMANHOS: DIÂMETRO DA BOLA = 4,0 MM; COMPRIMENTO DA haste = 12 MM E DIÂMETRO DA haste = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURÍS ERBE, LOKTAL, WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	200	UN	0,50%	AMPLA
17	463018	ELETRODO DE RESSECÇÃO BIPOLAR (TIPO BOLA). ELETRODO BIPOLAR (TIPO BOLA) DE RESSECÇÃO BIPOLAR, PARA UROLOGIA, RESSECÇÃO DA PRÓSTATA, DUAS hasteS, GUIA24/26. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER EM CARÁTER DE COMODATO PARA USO DO MATERIAL: FONTE DE ENERGIA BIPOLAR E O INSTRUMENTAL PERMANENTE (RESSECTOSCÓPIO, ÓTICA E CABOS DA FONTE DE LUZ E DA FONTE DE ENERGIA).	300	UN	0,75%	AMPLA
		ELETRODO DE FILAMENTO (TIPO ALÇA) Nº 13. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: TAMANHO DO FILAMENTO = 13 MM; TAMANHO DA haste 5 CM; DIÂMETRO DA hasteS = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL,				

18	462963	REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURÍS ERBE, LOKTAL, WEM, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	200	UN	0,75%	AMPLA
19	462954	ELETRODO TIPO ALÇA, 5 CM DERM DIVERSOS. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA; COM TAMANHOS: DIÂMETROS DAS ALÇAS = 5MM, 6MM, 7MM, 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM E 17MM. TAMANHO DA haste = 5 CM; DIÂMETRO DA haste = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURÍS WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MODELOS DE DIÂMETROS DE ALÇAS. OS MODELOS E QUANTIDADES SERÃO SOLICITADOS CONFORME DEMANDA DO HUSE-UNIRIO	200	UN	0,75%	AMPLA
20	462937	ELETRODO TIPO ALÇA, 12CM TGI DIVERSOS ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO ALÇA TGI; MODELOS: EL05, EL06, EL07, EL08, EL09 E EL10. COM TAMANHOS: 1,80 MM X 120 MM – PONTA RETANGULAR 0,2 MM X 10 MM X 10 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO N° 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURÍS WEM, LOKTAL, ERBE, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MODELOS. OS MODELOS E QUANTIDADES SERÃO SOLICITADOS CONFORME DEMANDA DO HUSE-UNIRIO	200	UN	0,75%	AMPLA

21	462999	ELETRODO TIPO FACA RETA DIVERSOS. ELETRODO ELETROCIRÚRGICO; TIPO FACA RETO; COM TAMANHOS: TAMANHOS DAS FACAS = 65MM, 75MM E 150MM; COMPRIMENTO DA haste = 5 CM E DIÂMETRO DA haste = 2,38 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL A DIVERSOS TIPOS DE CANETAS, INCLUSIVE AS USADAS NOS BISTURÍS WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA. O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MODELOS. OS MODELOS E QUANTIDADES SERÃO SOLICITADOS CONFORME DEMANDA DO HUSE-UNIRIO	200	UN	0,75%	AMPLA
22	600566	FACA CIRÚRGICA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA P/ FLUSH-KNIFE. FACA CIRÚRGICA, TIPO RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATIBILIDADE COM MODELO FLUSH -KNIFE. COMPRIMENTO DO CATETER 180 -230 CM, COMPRIMENTO DA PONTA 2 -2,5 MM. EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	20	UN	0,75%	AMPLA
23	600566	FACA CIRÚRGICA RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA P/ IT-KNIFE. FACA CIRÚRGICA, TIPO RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA SUBMUCOSA, COMPATIBILIDADE COM MODELO IT -KNIFE. PONTA DISTAL DE CERÂMICA, COMPRIMENTO DA PONTA (FACA) 4 MM, DIÂMETRO DA PONTA 2,2 MM. . EMBALAGEM COM LOTE E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	20	UN	0,75%	AMPLA
24	433061	PINÇA BIPOLAR BAIONETA. PINÇA PARA BISTURI ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO BIPOLAR, MODELO haste BAIONETA, COMPRIMENTO TOTAL 20, TIPO PONTA RETA, DIÂMETRO PONTA 0,5, TIPO USO ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	60	UN	0,75%	AMPLA
25	468106	PINÇA BIPOLAR DE CUSHING. PINÇA CIRÚRGICA, MODELO BIPOLAR DE CUSHING, TIPO PONTA DE 1,5MM – 17,5CM, APLICAÇÃO PARA USO EM EQUIPAMENTO VALLEYLAB, ERBE, WEM, LOKTAL E COVIDIEN. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	60	UN	0,75%	AMPLA

26	433064	PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM X 1,2 MM . PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 1,2 MM; COMPRIMENTO DA haste = 20 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NO BISTURÍ DELTRONIX; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	60	UN	0,75%	AMPLA
27	433064	PINÇA BIPOLAR RETA 20 CM X 1,2 MM . PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 1,2 MM; COMPRIMENTO DA haste = 20 MM; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURÍS WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	60	UN	0,75%	AMPLA
28	433210	PINÇA BIPOLAR RETA 16 CM X 2,0 MM PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO HEMASTÁTICA BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: COMPRIMENTO DA PINÇA - 160 MM; COMPRIMENTO DA PONTA - 2 MM FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURÍS WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	60	UN	0,75%	AMPLA

29	448235	PINÇA BIPOLAR RETA, PONTA CURVA 20 CM X 0,5 MM . PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 0,5 mm; COMPRIMENTO DA haste = 20 mm; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURIS WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	120	UN	0,75%	AMPLA
30	448235	PINÇA BIPOLAR RETA, PONTA CURVA 20 CM X 0,5 MM . PINÇA ELETROCIRÚRGICA; TIPO BIPOLAR RETA; COM TAMANHOS: TAMANHO DA PONTA = 0,5 mm; COMPRIMENTO DA haste = 20 mm; FEITO EM AÇO INÓX; REVESTIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA; TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006.REUTILIZÁVEL/AUTOCLAVÁVEL POR PELO MENOS 50 VEZES OU MAIS; QUE SEJA ADAPTÁVEL/USADA NOS BISTURÍ DELTRONIX; EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	120	UN	0,75%	AMPLA
31	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BAIONETA, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB. TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	200	UN	0,75%	AMPLA
32	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR DE CUSHING, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC N° 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	200	UN	0,75%	AMPLA

33	438829	CABO PARA PINÇA BIPOLAR BISTURI WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI WEM, ERBE, LOKTAL, COVIDIEN E VALLEYLAB, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	500	UN	0,75%	AMPLA
34	474377	CABO PARA PINÇA MONOPOLAR BISTURI WEM, LOKTAL, ERBE, COVIDIEN E VALLEYLAB CABO, TIPO P/ PINÇA BIPOLAR, COMPATIBILIDADE PARA USO EM BISTURI WEM, LOKTAL, ERBE, COVIDIEN E VALLEYLAB, TIPO USO REUTILIZÁVEL, REPROCESSÁVEL POR ESTERILIZAÇÃO OU AUTOCLAVAÇÃO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A BAIXA TEMPERATURA, DE ACORDO COM A RDC Nº 15/2012 E A RESOLUÇÃO Nº 2605/2006. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	500	UN	0,75%	AMPLA
35	459256	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI WEM. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

36	459257	PLACA ELETRO CIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI WEM. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	1500	UN	0,75%	AMPLA
37	459256	PLACA ELETRO CIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI ERBE. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

38	459257	PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI ERBE. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	1500	UN	0,75%	AMPLA
39	459256	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI LOKTAL. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

40	459257	PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI LOKTAL. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	1500	UN	0,75%	AMPLA
41	459256	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI VALLEYLAB. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

42	459257	PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI VALLEYLAB. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	1500	UN	0,75%	AMPLA
43	459256	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI COVIDIEN. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

44	459257	PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI COVIDIEN. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	1500	UN	0,75%	AMPLA
45	459256	PLACA ELETROCIRÚRGICA, ADULTO, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI DELTRONIX. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO SUPERIOR A 13,5KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	15000	UN	0,75%	AMPLA

46	459257	PLACA ELETROCIRÚRGICA, NEONATAL, COM GEL, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO; CONSTITUÍDA DE UMA PLACA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE SERVE DE BASE PARA O CONDUTOR LAMINADO DE ALUMÍNIO/PET (POLIETILENO TEREFTALATO); REVESTIDO COM HIDROGEL, UM GEL CONDUTOR NÃO IRRITANTE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE; BORDAS REVESTIDAS COM ADESIVO ACRÍLICO GRAU MÉDICO PROTEGIDO COM UMA CAMADA DE PET SILICONIZADO OU PAPEL; BI-PARTIDA, SEM CABO PRÉ-FIXADO; DEVEM SER FINAS, LEVES E MOLDÁVEIS; O ADESIVO DEVE FIXAR FIRMEMENTE DURANTE A CIRURGIA, SOLTANDO-SE SUAVEMENTE NO INSTANTE DA REMOÇÃO DA PLACA; FORMATO RETANGULAR COM CONTORNOS ARREDONDADOS OU EM FORMA DE MAÇA, MINIMIZANDO O AQUECIMENTO AO LONGO DE SUAS MARGENS. PARA USO EM CRIANÇAS COM PESO INFERIOR A 2,7 KG. COMPATÍVEL COM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO CONTATO REM/PPM, COMPATÍVEL COM BISTURI DELTRONIX. INDICADA PARA PACIENTES COM PESO INFERIOR A 2,7KG. EMBALAGEM INDIVIDUAL; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO; PROCEDÊNCIA; FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA.	500	UN	0,75%	AMPLA
----	--------	---	-----	----	-------	-------