



FAQ

Lidostesim[®] AD

Equipe de Vendas

Lidostesim[®] AD

Cloridrato de Lidocaina 2% com Epinefrina 1:100.000

DLA Pharma
a septodont company

1. Qual é o diferencial do Lidostesim® AD?

Formulação otimizada, a Lidocaína é considerada o anestésico padrão ouro e a epinefrina é mais estável quando comparada a outros vasoconstritores, apresentando alta potência e sendo o vasoconstritor mais utilizado na Odontologia¹

Além disso a nova formulação é livre de metilparabeno, o que torna A DLA Pharma o único fabricante de anestésico, em tubete de plástico, sem este conservante no Brasil.

2. Por que a fórmula mudou?

A DLA sempre está trabalhando para melhorar seus produtos. Com o avanço das tecnologias farmacêuticas, processo moderno e instalações mais tecnológicas permitiram que a formulação fosse melhorada.

3. Por que mudou o vasoconstritor?

Objetivo de qualidade através de melhoria contínua. A epinefrina promove:

- Excelente hemostasia (contenção de hemorragia)
- Como é mais potente que outros vasoconstritores adrenérgicos, pode ser usado mais diluído (1:100.000), sendo mais seguro ao paciente.

4. O que impacta ser livre de metilparabeno?

O metilparabeno é um conservante amplamente utilizado na indústria, desde alimentícia até farmacêutica. Alguns pacientes podem desenvolver alergia a esse conservante.

Com os avanços implementados é garantida a estabilidade, qualidade e eficácia do produto sem a necessidade deste conservante.

5. A DLA possui outros produtos com epinefrina e livre de metilparabeno?

Sim, o Mepivalem® AD (Cloridrato de Mepivacaína a 20 mg/ml com epinefrina a 0,01mg/ml).

6. Pessoas alérgicas a sulfitos não podem tomar quais anestésicos?

Anestésicos que contêm vasoconstritores adrenérgicos, como a epinefrina, norepinefrina ou fenilefrina. No caso da linha da DLA seria recomendado o uso de Mepivalem® 3% SV para essas pessoas.

7. Como sei que o paciente tem alergia aos sulfitos?

Através de uma anamnese. Existem alimentos que tem sulfitos na formulação como: geleias, salgadinhos, molhos e frutas secas. Em bebidas como: vinho, sucos, chás e cervejas. Sulfitos também são utilizados na conservação de peixes e frutos do mar. Caso a pessoa não possa consumir tais alimentos ela pode ter alergia a esse conservante.

8. O Lidostesim® AD é mais fraco que o Lidostesim® 3%?

A concentração de 2%, já é conhecida como eficaz na literatura, amplamente difundida e utilizada mundialmente, apresentando a mesma eficácia que a 3%.

9. Caso o dentista prefira o anestésico Lidocaína com Fenilefrina 1:2.500, quais argumentos posso usar?

Os estudos demonstram que a fenilefrina tem apenas 5% da potência da epinefrina, ou seja, para ter o mesmo efeito anestésico, ela precisa estar bem mais concentrada na formulação. Aumentando as possibilidades de reações adversas.

10. Por que o Lidostesim® 2% e Lidostesim® 3% foram descontinuados?

A prioridade da DLA é oferecer os melhores produtos, dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança. Sendo assim, optamos por manter somente o Lidostesim® AD em nosso portfólio, pois é uma fórmula mais moderna e a melhor opção aos consumidores, oferecendo a mesma efetividade dos anteriores.

11. Quando usar Mepivalem® AD e quando usar Lidostesim® AD?

Basicamente pode-se usar ambos para as mesmas indicações. Entretanto, o Mepivalem® AD tem o início de ação mais rápido e a duração da anestesia tende a ser um pouco mais prolongada, devido ao maior poder vasoconstrictor da mepivacaína.

Bibliografia: Malamed, S.F. Manual de anestesia local. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2013
Dados internos DLA Pharma

DLA PHARMACEUTICAL LTDA
SAC 0800 047 1020
www.dlapharma.com

