

 Ministério da Saúde Fundação Oswaldo Cruz Instituto Oswaldo Cruz	REQUISIÇÃO DE COMPRA - RCO Data: 23/05/2024 Número: 00088/2024-C
---	---

Processo 25030.000681/24-65	Projeto/Processo 006 8315 089 1084 006 8315 089 7201 006 8315 089 7225 006 8315 120 6011 006 8315 560 7310 502021BF 560 3032 502120YD 576 37213	Elemento de Despesa 339030
---------------------------------------	---	--------------------------------------

Fonte de Recurso 0151000000 1001000008	Unidade Responsável DIRETORIA DO IOC	Grupo 40	Mod. Licitação 07	Tipo Disp. Art.74-I
---	--	--------------------	-----------------------------	-------------------------------

Cod. da Subunidade 005120014 005120068 005120069 005120070 005120074 005120082 009027	Subunidade LAB. DE BIOLOGIA MOLECULAR DE INSETOS LAB. DE ARBOVÍRUS E VÍRUS HEMORRÁGICOS LAB. DE HANTAVIROSES E RICKETTSIOSES LAB. DE HEPATITES VIRAIS LAB. DE VIROLOGIA E PARASITOLOGIA MOLECULAR LAB. INTERDISCIPLINAR DE PESQUISAS MÉDICAS Serviço de Referência para Enterovirose (LVREEEV)
---	--

Item	CatMat/CatSer	Descrição do Material	Unidade	Quantidade
01	411361	TIRAS ÓPTICAS COM 8 TAMPAS MICROAMP™, PARA MICROTUBOS COM VOLUME DE 0.2 ML, MICROTUBOS EM TIRAS (0,1 OU 0,2 ML) OU PLACAS DE 48 OU 96 POÇOS, CAIXA COM 300 TIRAS. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3897 Referência: 4323032 Complemento: DESENHADAS PARA SEREM USADAS COM AS PLACAS ÓPTICAS NO SISTEMA DE PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL APPLIED BIOSYSTEMS MODELOS ABI PRISM 7000, 7900HT/7700.	cx	3
02	414185	ENZIMA TAQ DNA POLIMERASE AMPLITAQ GOLD®, COM HOT START EMBUTIDO, CONCENTRAÇÃO 5U /µL, ACOMPANHA TAMPÃO DE PCR II GeneAmp® (10 X CONCENTRADO), E SOLUÇÃO MGCL 2 (CLORETO DE MAGNÉSIO), PRODUTO FINAL ATÉ 5 KB DE TAMANHO, APRESENTAÇÃO: 250 UNIDADES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3919 Referência: N8080241 Complemento: INCLUI: 50 µL ENZIMA DE DNA POLIMERASE AMPLITAQ GOLD® (A 5U /µL, 250 UNIDADES NO TOTAL), 1,5 ML DE TAMPÃO II E 1,5 ML DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE MAGNÉSIO. TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO: -15 A -30°C.	kit	3
03	374991	KIT DE cDNA DE ALTA CAPACIDADE, CONJUNTO PARA ANÁLISE QUANTITATIVO DE RNA POR TRANSCRIPTASE REVERSA COM INIBIDOR DE RNASE, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 11931 Referência: 4374966	kit	1

		Complemento: INCLUI: 1 ML DE TAMPÃO 10X RT, 1 ML DE PRIMER RANDÔMICOS 10X RT, 0,2 ML DE MISTURA DNTP (100 MM) 25X, MULTISCRIBE REVERSE TRANSCRIPTASE, 0,1 ML (50 U/ML), INIBIDOR DE RNASE (1 X 200 ML)		
04	375718	KIT DE PURIFICAÇÃO DO SEQUENCIAMENTO AUTOMÁTICO DE DNA BIGDYE® XTERMINATOR™, COM SOLUÇÃO DE CAPTURA E SOLUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO, SUFICIENTE PARA 100 REAÇÕES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3986 Referência: 4376486 Complemento: INCLUI: 1 SOLUÇÃO XTERMINATOR™ DE 2 ML E 1 SOLUÇÃO SAM™ DE 9 ML.	kit	2
05	412714	KIT PARA PURIFICAÇÃO DE DNA/RNA DE PATÓGENOS MAGMAX™, SUFICIENTE PARA 480 REAÇÕES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 8664 Referência: 4462359 Complemento: O KIT ACOMPANHA OS ITENS DE REFERENCIAS 4462361 E 4462360	kit	1
06	432257	FILME ADESIVO PARA VEDAÇÃO DE PLACAS MICROAMP™, ÓPTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 2949 Referência: 4311971 Complemento: COMPATIBILIDADE DE PLACAS: PLACAS DE 384 POÇOS, PLACAS DE 96 POÇOS.	pct	2
07	410798	PLACA DE REAÇÃO ÓPTICA MICROAMP™ SEM CÓDIGO DE BARRAS, 48 POÇOS DE 0,1 ML, EM POLIPROPILENO, PACOTE COM 20 PLACAS. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 9818 Referência: 4375816	pct	2
08	426755	PLACA DE REAÇÃO ÓPTICA MICROAMP™ SEM CÓDIGO DE BARRAS, 96 POÇOS DE 0,2 ML, EM POLIPROPILENO, PACOTE COM 10 PLACAS. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 1343 Referência: N8010560	pct	5
09	450197	PLACA DE REAÇÃO ÓPTICA RÁPIDA MICROAMP™ COM CÓDIGO DE BARRAS, 96 POÇOS, CAPACIDADE DE 0,1 ML, EM POLIPROPILENO, PACOTE COM 20 PLACAS. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 4199 Referência: 4346906	pct	4
10	402526	MASTERMIX II PARA PCR EM TEMPO REAL TaqMan™ COM UNG (URACIL-N GLICOSILANE), MISTURA DE REAÇÃO UNIVERSAL, VELOCIDADE DE REAÇÃO PADRÃO, FRASCO COM 5 MILILITROS. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 7254 Referência: 4440038 Complemento: ESTE TAQMAN® UNIVERSAL MASTER MIX II É FORNECIDO COMO UM CONCENTRADO 2X E CONTÉM: POLIMERASE DE DNA AMPLITAQ GOLD®, UP (ULTRA PURE), DNTPS (COM DUTP), REFERÊNCIA PASSIVA ROX™, GLICOSE DE URACIL-N (UNG) E TAMPÃO OTIMIZADO COMPONENTES.	fr	3
11	423914	MASTERMIX PARA PCR EM TEMPO REAL COM POWER SYBR® GREEN, MISTURA DE REAÇÃO COM CORANTE CIANINA, VELOCIDADE DE REAÇÃO PADRÃO, FRASCO COM 5 MILILITROS, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES. -	fr	1

		Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3909 Referência: 4367659 Complemento: A MISTURA 2X CONTÉM CORANTE SYBR® GREEN 1, POLIMERASE DE DNA AMPLITAQ GOLD® LD, DNTPS COM MISTURA DUTP / DTTP, REFERÊNCIA PASSIVA 1 E COMPONENTES DE TAMPÃO OTIMIZADOS, CONTÉM 1 X 50 ML GARRAFA, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES DE 50 ML CADA.		
12	423914	MASTERMIX PARA PCR EM TEMPO REAL COM POWER SYBR® GREEN, MISTURA DE REAÇÃO COM CORANTE CIANINA, VELOCIDADE DE REAÇÃO PADRÃO, FRASCO COM 5 MILILITROS, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3902 Referência: 4309155 Complemento: OS FRASCOS DE 1 x 5 ML CONTÊM UMA MISTURA 2X DE CORANTE SYBR GREEN 1, POLIMERASE DE ADN AMPLITAQ GOLD®, DNTPS COM DUTP, REFERÊNCIA PASSIVA 1 (ROX) E COMPONENTES DE BUFFER OTIMIZADOS. REAGENTES SUFICIENTES FORNECIDOS PARA 200 REAÇÕES COM BASE EM UM VOLUME DE REAÇÃO DE 50 µL.	fr	3
13	423914	MASTERMIX PARA PCR EM TEMPO REAL TaqMan™, MISTURA DE REAÇÃO UNIVERSAL, VELOCIDADE DE REAÇÃO PADRÃO, FRASCO COM 5 MILILITROS, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES. - Marca: APPLIED BIOSYSTEMS Código: 3913 Referência: 4304437 Complemento: FORNECIDO NA CONCENTRAÇÃO 2X. A MISTURA CONTÉM DNA POLIMERASE AMPLITAQ GOLD®, URACIL-DNA GLYCOSYLASE, DNTPS COM DUTP, PASSIVE REFERENCE 1 E COMPONENTES DE TAMPÃO OTIMIZADOS. ESTE PACOTE CONTÉM UM TUBO DE 5 ML, SUFICIENTE PARA 200 REAÇÕES NO VOLUME TOTAL DE 50 UL.	fr	1

Valor Estimado da Aquisição R\$ 47.640,60	Estimado por:
---	-----------------------------

Firmas indicadas pelo solicitante (nome, telefone e contato)

Observações: Existe disponibilidade orçamentária e financeira para esta contratação.	Assinatura/Carimbo Responsável pela consolidação	Autorização/Carimbo
---	--	-----------------------------------