

ANEXO IV
ANÁLISE DE AMOSTRA
Tubos para centrifugar, tipo Falcon (itens 35 e 36)

Número do Processo	25382.000409/2025-76
Número da dispensa	
Nome do fornecedor	
Data recebimento amostra	
Depto. Responsável pela análise	

Nº do item	Descrição do item	Marca	Qtd. De amostras	Unidade de medida

Itens de verificação	C*	NC**
Análise visual		
Atendimento aos requisitos solicitados na descrição e constantes do edital		
Avaliação do Ensaio		
Teste de autoclavação dos tubos e tampas (121°C por 15 minutos, 1,2 kgf/cm ²), cada tubo contendo 2/3 do volume nominal em água destilada		
Teste de resistência da tampa e tubos por 3 centrifugações de 5 minutos cada, a uma força centrífuga relativa (FCR) de 4000x g (rotor swinging bucket) ou 5.000x g (rotor de ângulo fixo), cada tubo contendo do seu volume nominal com uma mistura de fenol-clorofórmio (1:1)		
Teste de centrifugação dos tubos com FCR de 12000 x g (por 10 minutos a temperaturas entre 4°C e 30°C), cada tubo contendo 1/5 do volume nominal em água destilada		
Teste de congelamento (até -80°C), cada tubo contendo 1/5 do volume nominal em água destilada		

*C= conforme **NC= não conforme

Resultado da análise:	() Aprovada	() Reprovada
------------------------------	----------------	-----------------

Observações:

Identificação do avaliador	Assinatura

Srs. Avaliadores,

A análise será feita com base nos critérios estabelecidos, para cada item, recebendo a indicação de “Conforme - C” ou “Não conforme - NC” e será considerado aprovado o item que receber a indicação “Conforme-C” em todos os critérios estabelecidos.

A conformidade será atribuída quando 100% das amostras atenderem ao critério.

O resultado da avaliação da amostra deverá ser fornecido pelo avaliador, que será anexada ao processo e a unidade do item avaliado, para uso do Almoxarifado, a título de referência, quando do recebimento do item.