

PARECER TÉCNICO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025
ID 70232

OBJETO: Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Mamógrafo Digital e Aparelho de Densitometria, 02 (dois) lotes, totalizando 02 (dois) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife.

Após a análise de proposta, catálogo e manual enviados e conferência com o solicitado em edital, constatou-se que:

Lote 1 Item 1 - Aparelho de Densitometria óssea			
Fornecedor: IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			
Marca (Modelo): PRIMUS OSTEOSYS	VALOR(R\$):		R\$ 754.999,98 (R\$ 66.401,00– 3 UNIDADES)
Descrição	S	N	Observação
Especificação		X	A especificação exige "Phantom necessário para controle de qualidade" e o item apresentado é ideal para uso em ultrassom conforme anexo 1. Dessa forma, o item não atende à necessidade.
RMS	X		80047300540 (equipamento) + 82197089005 (fantoma)
Assistência Local		X	Considerando: - A especificação do equipamento indica que a assistência deve ser na Região Metropolitana do Recife - O equipamento é de alta criticidade, o que significa que paradas prolongadas ou atrasos em reparos podem comprometer serviços de saúde; - O principal interesse é resguardar o interesse público, assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais e reduzir riscos à unidade de saúde; A empresa prestadora de serviços de assistência técnica é a própria IMP Equipamentos médicos LTDA. CNPJ: 10.625.395/0001-71 Endereço: Rua Engenheiro Ubatuba de Faria, N° 83, pavilhão 3, Porto Alegre/RS. Concluimos que não atende às necessidades por não ser localizada em Recife/PE colocando em risco a operacionabilidade contínua do equipamento.
Garantia	X		Garantia de 12 meses, a contar da data de instalação, contra defeitos de fabricação.
Folder	X		
APROVADO:		X	NÃO APROVADO

Recife, 14 de outubro de 2025

Kátia Bastos
Kátia Bastos Cavalcanti
Engenheira Clínica
CREA-PE 041462

Kátia Bastos

Anexo 1

USO PROFISSIONAL

Indicação de Uso/Finalidade:

Objeto simulador (fantoma) utilizado para avaliação da qualidade da imagem gerada pelo transdutor e correspondente equipamento de ultrassonografia.

Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação:

As ondas ultrassônicas interagem com o produto, o qual possui propriedades acústicas similares com o tecido mole, e, através da medição das estruturas internas, auxiliam operadores na avaliação e acompanhamento da qualidade dos exames ultrassonográficos por meio de testes de aceitação.

Composição:

Os fantasmas são compostos de: (1) gelatina balística, (2) nylon e (3) acrílico.

CQ-DC: Dimensões (Comprimento, largura e Altura (mm)): 190 x 110 x 85 mm

CQ-MP: Dimensões (Comprimento, largura e Altura (mm)): 120 x 160 x 190 mm

Fluxo ajustável / Velocidade de propagação do ultrassom do material 1430 ± 10 m/s

Trecho do manual cadastrado na Anvisa 82197089005