

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ	07.415.627/0001-52
Autorização	8.02.880-9
Produto	EQUIPO

Modelo Produto Médico

[illegible]

Impresso dia 30 de maio de 2022 às 16h29 em <http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351592685201135>

Impresso dia 30 de maio de 2022 às 16h29 em "http://consultas.anvisa.gov.br/ap7/consulta/downloadPDF/25351592685201135"

fluxo, conector luer slip c/ filtro. T-EMI 29 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock fixo s/ filtro. T-EMI 29A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock fixo c/ filtro. T-EMI 29R - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo s/ filtro. T-EMI 29RA - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/ filtro. T-EMI 30 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip s/ filtro. T-EMI 30A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y auto-cicatrizante, regulador de fluxo, conector luer slip c/ filtro. T-EMI 31 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock fixo s/ filtro. T-EMI 31A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock fixo c/ filtro. T-EMI 31R - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo s/ filtro. T-EMI 31RA - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer lock fixo c/ filtro. T-EMI 32 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip s/ filtro. T-EMI 32A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, injetor lateral-Y valvulado, regulador de fluxo, conector luer slip c/ filtro. T-EMI 33 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock fixo s/ filtro. T-EMI 33A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock fixo c/ filtro. T-EMI 33R - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo s/ filtro. T-EMI 33RA - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/ filtro. T-EMI 34 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip s/ filtro. T-EMI 34A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, pinça clamp, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip c/ filtro. T-EMI 35 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock fixo s/ filtro. T-EMI 35A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock fixo c/ filtro. T-EMI 35R - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo s/ filtro. T-EMI 35RA - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer lock rotativo c/ filtro. T-EMI 36 - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip s/ filtro. T-EMI 36A - Equipo de infusão gravitacional com ponta perfurante, câmara flexível microgotas com filtro, tubo flexível 150cm, regulador de fluxo, conector luer slip c/ filtro.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	01. Instruções de Uso - Equipo - Rev. 01.pdf	1341075222 - 23/03/2022 13:25:58

Nome Técnico	Equipos
Registro	80288090044
Processo	25351592685201135
Fabricante Legal	ANHUI TIANKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]