

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 155/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP
Objeto Registro de Preços para aquisição de MATERIAL DE LABORATÓRIO DE REGIONAL DE ITAPETININGA - PERIODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021	

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 08/10/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 26/10/2026 - 14:29	Pregoeiro Thâmiris Campitelli de Sousa
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	SACO PARA AUTOCLAVAGEM - Cartucho plástico autoclavável , capacidade p/ 20 litros (40x60cm), resistentes que possibilitem uma descontaminação higinica e esterilizaço segura. Que conste no rotulo n do lote e data de fabricaço.Pacote com 20 unidades	PCT	38	19,59	744,42
2	1	CLORETO DE SÓDIO, NA CONCENTRAÇO DE 0,85% TUBO COM 3 ML, ESTÉRIL É UMA SOLUÇO AMPLAMENTE UTILIZADA EM LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA.	UN	7.500	5,61	42.075,00
3	1	SWAB PLASTICO - Haste plástica com algodão de alta absorço para coleta de material biológico. Embalados individualmente. Pacote com 100 unidades. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	PCT	113	25,01	2.826,13
4	1	AVENTAL DESCARTAVEL - Com elástico no punho, em falso tecido, manga longa com 1,20 cm e comprimento, fechando se nas costas com amarras na altura do pesçoço e na cintura, acabamento em overloque, embalagem única com dados de identificação e procedncia, unidades	UN	750	2,53	1.897,50
5	1	TIRAS DE OXIDASE - P/ DETECTAR INDOFENOL Tiras de papel absorvente impregnadas com p. fenilindiamina, acondicionadas em frasco escuro e opaco contendo agentedessecante. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruço de uso.	UN	3	41,08	123,24
6	1	ANTI-HIV 1+2 ELISA - REAGENTE PARA DETECÇO QUALITATIVA EXCLUSIVA DE ANTICORPOS ANTI- HIV1+2 (INCLUSIVE O SUBTIPO "O") DO HIV- 1, ANTIGENO P24 EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA HUMANO;METODOLOGIA INUMOENSIMATICA (ELISA) EM MICROPLACA QUE UTILIZA EM FASE SOLIDA PEPTIDIO SINTÉTICO E OU ANTÍGENO RECOMBINANTE E OU ANTICORPO MONOCLONAL, SEM PRÉ-DILUIÇO DA AMOSTRA EM TUBO, SENSIBILIDADE 100% ESPECIFICIDADE MÍNIMO 98% IMUNOENSAIO SEMI-AUTOMATIZADO: QUE DEVERÁ INCLUIR CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS E DEMAIS REATIVOS NECESSÁRIOS EXECUÇO DOS TESTES; ARMAZENAR EM TEMPERATURA DE (+) 4C A (+)8C; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇO/ VALIDADE, COMPOSIÇO E PROCEDNCIA. A QUANTIDADE DO PRODUTO OFERECIDO SERÁ AVALIADA SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DE TAXAS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO FRENTE A UM PAINEL DE AMOSTRAS CONHECIDAS. CABERÁ FIRMA VENCEDORA A RESPONSABILIDADE PARA QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERECIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA SEJAM INSTALADOS NA UNIDADE EXECUTORA, ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇO SUBSTANCIADO E CERTIFICADO DE VERIFICAÇO/ CALIBRAÇO QUE ATENDAM AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA FORMA NORMA NIT-DICLA- 083/I TEM 7.3, DO INMETRO. CABERÁ Á FIRMA VENCEDORA APRESENTAR PLANO DE MANUTENÇO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE CALIBRAÇO DOS EQUIPAMENTOS, SENDO QUE ESTA DEVERÁ UTILIZAR PADRES RASTREÁVEIS A ÓRGÃO NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE CALIBRAÇO. CABERÁ FIRMA	UN	7.200	17,70	127.440,00

		VENCEDORA REALIZAR TREINAMENTO NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO EM COMODATO E ACOMPANHAR A ROTINA NO MÍNIMO 5 (CINCO) DIAS, CASO O LABORATÓRIO NECESSITE. A VALIDADE MÍNIMA DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO. NO ROTULO DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO M.S. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTENCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA AO LABORATÓRIO QUE ADQUIRIR O CONJUNTO DIAGNÓSTICO. A BULA DEVERÁ ESTAR ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA				
7	1	DETERGENTE NAO IONICO - Detergente concentrado, biodegradável para uso em laboratório, que produza pouca espuma, para limpeza óptica e química.Litro 1000ml. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	LT	30	43,35	1.300,50
8	1	SORO AGLUTINANTE ANTI - SALMONELLA POLIVALENTE FLAGELAR - FRASCO COM 3 ML. - Para identificação das Salmonellas em rotina, de acordo com recomendações de Edwards e Ewing (contendo anticorpos contra os antígenos H : a, b, c, d, i, 1, 2, 5). No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso.	FR	1	203,53	203,53
9	1	STAPHY TEST- CAIXA COM DOIS FRASCOS COM 3,0 ML CADA . - Hemácias de carneiro previamente sensibilizadas com hemolisina (proteína A) e fibrinogênio (clumping factor) do Staphylococcus aureus determinam aglutinação imediata das hemácias sensibilizadas. Teste p/ aglutinação em lâmina para identificação de Staphylococcus aureus. Um frasco para Controle e outro frasco para Teste. No rotulo: n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. (ENTREGA PROGRAMADA), Caixa com 02 frascos de 3.0 ml cada.	UN	4	89,99	359,96
10	1	ANTI - SORO E. COLI - Soro polivalente A preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarreia infantil (EPEC) contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas e aquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente A, contendo anticorpos contra as E.coli: 026, 055 ,0111 e 0119. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	FR	1	167,73	167,73
11	1	Anti-soro E.coli polivalente B - Soro polivalente B preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarreia infantil (EPEC)contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas e aquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente B, contendo anticorpos contra as E.coli: 0114, 0125, 0142 e 0158. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	1	182,47	182,47
12	1	SORO AGLUTINANTE ANTI- SALMONELLA POLIVALENTE SOMATICO FRASCO 3 ML - Para identificação das Salmonellas em rotina, de acordo com recomendações de Edwards e Ewing (contendo anticorpos contra os antígenos das Salmonellas dos grupos A, B, C, D, E). No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso.	FR	1	196,09	196,09
13	1	AGAR SABOURAUD DEXTROSE - Agar inclinado para isolamento de fungos. Pronto p/ uso. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Tubos. Unidade	UN	563	6,30	3.546,90
14	1	CALDO MTS - MEIO DE TOLERÂNCIA AO SAL. - CAIXA COM 10 TUBOS. - CALDO MTS- meio de tolerância ao sal Meio de cultura para diferenciação de Enterococos.Composição: infuso de cérebro de vitela 200g/l, infuso de coração de boi 250 g/l, proteose peptonada 10 g/l, dextrose 3 g/l, cloreto de sódio 65g/l, fosfato dissódico 2,5 g /l, purpura de bromocresol 0,016 g/l. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso . (ENTREGA PROGRAMADA), Caixa com 10 tubos.	TB	1	53,53	53,53
15	1	HIDROXIDO DE POTASSIO A 40% - Reativo para revelação de prova de Voges - Proskauer para identificação bacteriana.Reagente analítico para análise (KOH), No rótulo: N Lote, validade e reg. MS. Frasco com 100 ml	FR	1	64,51	64,51
16	1	TIRAS PARA LEITURA DE URINA - Fitas impregnadas para determinação semi- quantitativa de 10 parâmetros (PH, densidade, glicose, proteínas, corpos cetônicos, urobilinogênio, sangue oculto, hemoglobina, nitrito e leucócitos) .Frasco com 100 tiras.No rotulo: n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. (ENTREGA PROGRAMADA	FR	135	28,96	3.909,60
17	1	PESQUISA DIRETA - meio cromogenico para strepto B - meio seletivo para identificação de streptococcus do grupo B apresentação: Placas de 90 x 15 mm.. N rotulo N do Lote,validade,registro M.S	UN	2.625	6,51	17.088,75
18	1	ALCOOL ACIDO 3% - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen - decolorante p/ BAAR - Frasco 1000 ml. No rotulo n do lote, data de validade e reg. M.S.	FR	38	35,62	1.353,56
		KIT TESTE LATEX MENINGITE COM 25 TESTES - Para detecção de antígenos liberados no liquor pela técnica de aglutinação em lâmina, de partículas de látex sensibilizadas com anticorpos específicos para diagnóstico de meningite (N.MA, N.MB, N.MC, S. pneumoniae e Haemophilus influenzae tipo B, Soro Positivo				

19	1	liofilizado) para 25 testes. - Para detecção de antígenos liberados no liquor pela técnica de aglutinação em lâmina, de partículas de látex sensibilizadas com anticorpos específicos para diagnóstico de meningite(N.MA, N.MC, S. PNEUMONIA E HAEMOPHILOS influenzae tipo B Soro Positivo liofilizado) para 25 testes.	UN	2	3.544,39	7.088,78
20	1	FUCSINA FENICADA ZIEHL - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen Fucsina básica: 10 g/L; Fenol fundido: 50 mL/L; Álcool etílico: 100 mL/L; Água purificada: 850 mL/L. Frasco 1000 ml	FR	30	58,88	1.766,40
21	1	AZUL DE METILENO PARA ZIEHL - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen Azul de metileno: Azul de metileno: 3 g /L; Fenol fundido: 50 mL/L; Álcool etílico: 100 mL/L; Água purificada: 850 mL/L. Frasco 1000 ml	FR	30	45,49	1.364,70
22	1	ALÇA 10ul DESCARTAVEL ESTERIL - Alça 10ul descartável estéril individual. Alça plástica, cor azul. Confeccionadas em polipropileno (PP). Hastes flexíveis. Comprimento aproximado de 19cm.	UN	3.750	0,32	1.200,00
23	1	ALÇA 01ul DESCARTAVEL ESTERIL - Alça 01ul descartável estéril individual. Alça plástica, cor azul. Confeccionadas em polipropileno (PP). Hastes flexíveis. Comprimento aproximado de 19cm.	UN	3.750	0,31	1.162,50
24	1	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE GRAM - CAIXA COM 04 FRASCOS 500 ML, 1 FRASCO COM 500 ML DE CRISTAL VIOLETA, 1 FRASCO COM 500 ML DE LUGOL PARA GRAM, 1 FRASCO COM 500 ML DE DESCORANTE PARA GRAM E 1 FRASCO COM 500 ML DE FUCSINA FENICADA DE GRAM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS. - Caixa com 4 frascos 500 ML, 1 fra	CJ	1	93,75	93,75
25	1	CALDO TODD HEWITT - CALDO TODD HEWITT - MEIO DE CULTURA PARA ISOLAMENTO DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM AMOSTRAS GENITAIS, TUBOS , N LOTE, VALIDADE E REG. MS. - CALDO TODD HEWITT - MEIO DE CULTURA PARA ISOLAMENTO DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM AMOSTRAS GENITAIS, TUBOS , N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	2.625	4,73	12.416,25
26	1	Soro polivalente C - preparado em coelho para identificação dos sorogrupos de E.coli, associados a diarreia infantil (EPEC) contendo anticorpos contra antígenos O e antígenos superficiais do Tipo K aglutinando bem culturas homólogas vivas e aquecidas, que resultem reações rápidas. Polivalente B, contendo anticorpos contra as E.coli: 086,0126,0127e0128. No rótulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	1	209,86	209,86
27	1	SWAB ESTÉRIL COM MEIO STUART PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.COMPOSIÇÃO: TIOGLICOLATO DE SÓDIO: 0,5 G/L; GLICEROFOSFATO DE SÓDIO: 10,0 G/L; CISTEÍNA HCL 0,5 G/L; CLORETO DE CÁLCIO: 0,1 G/L; AZUL DE METILENO: 0,001 G/L; ÁGAR BACTERIOLOGICO: 5,0 G/L; ÁGUA PURIFICADA: 1000 ML. NO ROTULO N DO LOTE, VALIDADE, REG. M S. TUBOS. UNIDADES. (ENTREGA PROGRAMADA.) - Swab estéril com meio stuart paratransporte e conservação de amostra biológica composição: Tioglicolato de sódio; 0,5 g/l; glicerofosfato de sódio; 10,0g/l; cisteína HCl 0,5 g/l; Cloreto de cálcio; 0,1 g/l; azul de metileno: 0,001g/l; Agar bacteriológico; 5,0 g/l; Água purificada: 1000 ml. no rótulo n do lote, validade, reg.M.S. tubos.(Entrega programada).	UN	6.000	2,15	12.900,00
28	1	ÓLEO PARA MICROSCOPIA ÓTICA EM OBJETIVA DE IMERSO (100X). ARMAZENAMENTO: 15 A 30C FRASCO COM 100 ML. - Frasco com 100 ml, óleo para microscopia ótica em objetiva de imerso (100x).Armazenamento; 15 a 30 C.	FR	4	21,15	84,60
29	1	BHI Caldo - Meio de cultura nutritivo, no seletivo, para isolamento e manutenção de microrganismos em geral, incluindo bactérias, leveduras e fungos filamentosos provenientes de amostras clínicas. Tubos de vidro transparente no tamanho 16,5X92mm, com tampa de rosca. com 5 ml de meio de cultura líquido.	UN	1.125	5,52	6.210,00
30	1	Placa de kline - Placa de vidro com 12 cavidades para realização de teste de VDRL 60x80	UN	38	29,29	1.113,02
31	1	PONTEIRAS DESCARTÁVEIS ATÉ 200UL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS DE COR AMARELA OU BRANCA FOSCA, TIPO GILSON, COM VOLUME ATÉ 200 MICROLITROS PACOTE COM 1000 UNIDADES	PCT	15	17,00	255,00
32	1	TUBO TIPO EPPENDORF- DE PROLIPIPILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 1,5 A 2,0 ML PCT C/ 1000 UNID. - Tubo de prolipropileno 1,5 a 2,0ml com tampa,Pacote 1000 unidades.	PC	8	82,64	661,12
33	1	TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN. TRMOM ETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE REFRIGERADOR E FREEZER. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM AS SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA FABRICADO EM PLÁSTICO ABS: DEVE POSSUIR SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR DE PELO MENOS 180 CENTÍMETROS: DEVE POSSUIR DISPLAY LCD DE TRS DÍGITOS; DEVE PERMITIR VISUALIZAÇÃO DAS DUAS	UN	3	84,03	252,09

		TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA; DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E MÍNIMA PARA ALERTA DE ALARME SONORO A CADA 1 MINUTO. INTERVALO DE MEDIÇÃO: 50 A 70 °C; RESOLUÇÃO: °C; PRECISO: +/- °C; ALIMENTAÇÃO POR PILHA; PESO INFERIOR A 60 GRAMAS COM PILHA.				
34	1	VDRL TESTE FLOCULAÇÃO EM PLACA -250 TESTES (5ML) - Vdri teste floculação em placa -250 teste(5 ml) n lote, validade e reg.MS	FR	30	34,22	1.026,60
35	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMOXICILINA 10 MCG FR C/ 50 UNID. - Em papel de filtro Amoxicilina 10mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS.	UN	750	0,39	292,50
36	1	DISCO ANTIBIOGRAMA -CEFALOTINA 30MCG - Em papel de filtro Cefalotina 30 mcg - codificado c/trs letras e dosagem. N, lote, validade e registro M.S	UN	750	0,36	270,00
37	1	DISCO ANTIBIOGRAMA - CLORANFENICOL 30 MCG - Em papel de filtro Cloranfenicol 30 mcg - codificado c/ trs letras e dosagem N lote, validade e registro no M.S	UN	750	0,37	277,50
38	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMICACINA 30 MCG FR C/ 50 UNID. - Em papel de filtro Amicacina 30mcg - codificados c/ trs letras e dosagem codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS.	FR	750	21,02	15.765,00
39	1	PONTEIRAS DESCARTÁVEIS 200 a 1000ui - Ponteiras descartáveis, cor azul siliconizada, perfeitamente ajustável e autoclavável para micropipeta e multicanal. Volume de200 a 1000 microlitros. Pacote com 1000 unidades.	PCT	8	42,99	343,92
40	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Aztreonam 30 mcg	UN	750	0,36	270,00
41	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Cefalotina 30 mcg	UN	750	0,36	270,00
42	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Rifampicina 30 mcg	UN	375	0,35	131,25
43	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Ofloxacina 05 mcg	UN	375	0,48	180,00
44	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Piperacilina/Tazobactam 100/10mcg	UN	750	0,42	315,00
45	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Amoxicilina/ácido clavulânico 30mcg	UN	750	0,44	330,00
46	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Imipenem 10 mcg	UN	225	0,41	92,25
47	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Ceftriaxona 30 mcg	UN	750	0,42	315,00
48	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Clindamicina 300 mcg	UN	375	0,43	161,25
49	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Eritromicina 15 mcg	UN	375	0,32	120,00
50	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Gentamicina 10 mcg	UN	750	0,40	300,00
51	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Norfloxacin 10 mcg	UN	750	0,43	322,50
52	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Nitrofurantoina 300 mcg	UN	750	0,41	307,50
53	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Tetraciclina 30 mcg	UN	750	0,38	285,00
54	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Meropenem 10 mcg	UN	188	0,44	82,72
55	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Vancomicina 15 mcg	UN	375	0,44	165,00
56	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Oxacilina 01 mcg	UN	375	0,44	165,00
57	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Cefoxitina 30 mcg	UN	750	0,48	360,00
58	1	DISCO ANTIBIOGRAMA claritromicina 15mcg	UN	750	0,38	285,00
59	1	DISCO ANTIBIOGRAMA fosfomicina 200mcg	UN	750	0,39	292,50
60	1	AGAR MULLER HINTON - Meio de cultura Agar muller hinton pronto para uso. Para testes de sensibilidade a antibióticos (in vitro) Composição: Hidrolisado ácido de caseína: 17,5 g/L; Extrato de carne: 2,0 g/L; Amido de batata:1,5 g/L; Agar bacteriológico: 17,0 g/L; Água purificada: 1000 mL. . No rótulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (140x 15mm). Unidade (Entrega programada) - Meio de cultura Agar muller hinton pronto para uso. Para testes de sensibilidade a antibióticos(in vitro).Composição: Hidrolisado ácido de caseína: 17,5 g/L; Extrato de carne: 2,0 g/L; Amido de batata: 1,5 g/L; Agar bacteriológico: 17,0; Água purificada: 1000mL. No rótulo n do lote, validade, reg. M.S Placas(140 x 15mm). Unidade (Entrega programada)	UN	3.750	10,16	38.100,00
61	1	DISCO ANTIBIOGRAMA - Em papel de filtro Ceftazidina 30mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS. - Em papel de filtro ceftazidina 30mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,37	277,50
		DISCO DE BACITRACINA 0,04 U - Discos em papel de filtro impregnados com uma solução estabilizada de Bacitracina (0,04U				

62	1	por disco). Para identificação presuntiva de Streptococcus Beta Hemolítico do grupo A. No rótulo n do lote, validade, reg. M.S. - Discos em papel de filtro impregnados com uma solução estabilizada de Bacitracina (0,04U por disco). Para identificação presuntiva de Streptococcus Beta Hemolítico do grupo A. No rótulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	15	0,62	9,30
63	1	DISCO DE NOVOBIOCINA 5 MCG - Disco de papel de filtro impregnado em uma solução estabilizada de Novobiocina 5mcg, Para identificação presuntiva de Cocos gram positivos (Staphylococcus saprophyticus). No rótulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	188	0,59	110,92
64	1	DISCO OPTOQUINA 5 MCG - Disco de papel de filtro impregnado com 5 microgramas de cloridrato de etihidrocupreína. Utilizado p/ identificação preventiva de cocos gram positivos (Pneumococos) No rótulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	15	0,62	9,30
65	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AZITROMICINA 15 MCG - Em papel de filtro Azitromicina 15mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,43	322,50
66	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMPICILINA 10 MCG - Em papel de filtro Ampicilina 10mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,44	330,00
67	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM SULFAMETRI (SULFADIAZINA /TRIMETOPRIN) 25 MCG -Em papel de filtro Sulfametrim 25mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,42	315,00
68	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFOTAXIMA 30 MCG - Em papel de filtro Cefotaxima 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,42	315,00
69	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFALEXINA 30 MCG - Em papel de filtro Cefalexina 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem N lote, validade e reg. MS.	UN	750	0,42	315,00
70	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM ACIDO NALIDIXICO 30 MCG - Em papel de filtro Acido nalidixico 30mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,41	307,50
71	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM LEVOFLOXACINA 05 MCG - Em papel de filtro Levofloxacin 05mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,38	285,00
72	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CIPROFLOXACIM 5 MCG - Em papel de filtro Ciprofloxacina 05mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,41	307,50
73	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFEPIME 30 MCG - Em papel de filtro Cefepime 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	750	0,54	405,00
74	1	DISCO ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300MCG - EM PAPEL DE FILTRO POLINIXINA B 300MCG- CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	750	0,48	360,00
75	1	DISCO DE ANTIBIOGRAMA SUFAZOTRIM 25 MCG EM PAPEL DE FILTRO SUFAZOTRIM 25MCG (SULFAMETAXAZOL +TRIMETOPRIM) - CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	750	0,39	292,50
76	1	DISCO DE ANTIBIOGRAMA METRONIDAZOL 50MCG EM PAPEL DE FILTRO METRONIDAZOL 50 MCG- CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	750	0,51	382,50
77	1	MEIO DE CULTURA - Para enriquecer e isolar membros do grupo Salmonella em material infeccioso. Pronto para uso. No rótulo: n lote , data de validade e reg. MS . Tubos de 3,0ml cada. Unidade	UN	2	5,33	10,66
78	1	LUGOL FORTE 2% - Corante para uso em microscopia. Composição: Iodo metálico- 50g, Iodeto de Potássio 100g, Água Purificada USP q.s.p 1000 ml. Estocado em frasco âmbar. Pronto para uso. No rótulo: N Lote, validade e reg. MS. Frasco com 500 ml	FR	3	97,33	291,99
79	1	AGAR MAC CONKEY - Meio de cultura Agar mac conkey pronto para uso para identificação de bactérias gram negativas (entrobactérias) composição: digesto péptico de tecido animal, caseína enzimática hidrolisada, digesto pancreática de gelatina, lactose, sais biliares, cloreto de sódio, vermelho neutro, cristal violeta. Agar, no rótulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entrega programada.)	UN	1.500	5,42	8.130,00
80	1	AGAR CROMOGNICO - Meio de cultura Agar cromogenico pronto para uso, para urocultura. Composição: petona especial, mistura cromognica, agar bacteriológico e água purificada. No rótulo n do lote, validade, reg. M.S. (90x 15mm) (Entrega programada.)	UN	4.125	8,46	34.897,50
		AGAR SS - Meio pronto para uso. ágar S.S. é um meio moderadamente seletivo que tem por finalidade isolar bacilos entéricos patogênicos, especialmente do gênero Salmonella, e algumas Shigella. Foi formulado para diferenciar bactérias fermentadoras de não fermentadoras de lactose e para inibir ao máximo o desenvolvimento de bactérias gram-positivas e				

81	1	coliformes, sem restrição ao crescimento de bacilos gram negativos patogênicos. COMPOSIÇÃO Proteose-peptona: 5,0 g/L; Extrato de carne: 5,0 g/L; Lactose: 10,0 g/L; Sais biliares n 3: 8,5 g/L; Citrato de sódio: 8,5 g/L; Tiosulfato de sódio: 8,5 g/L; Citrato férrico: 1,0 g/L; Verde brilhante: 0,33 mg/L; Vermelho neutro: 0,025 g/L; Agar bacteriológico: 13,5 g/L. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entregaprogramada)	UN	23	8,27	190,21
82	1	AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO - Meio de cultura Agar chocolate suplemento pronto para uso. Meio de cultura rico, adicionado de sangue de cavalo desfibrinado estéril, em temperatura adequada para lise das hemácias e liberação de componentes essenciais para cultivo e isolamento de microrganismos fastidiosos. Além destes fatores naturais do sangue, é adicionado ao meio o suplemento VX para otimizar a recuperação de bactérias exigentes e/ou estressadas. No rotulo n do lote, validade, reg. M S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entrega programada.)	UN	1.500	5,34	8.010,00
83	1	AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO - Meio de cultura pronto para uso. Meio de cultura enriquecido com suplemento VX, para cultivo e isolamento de microrganismos fastidiosos. No rotulo n do lote, validade, reg. M S. TUBOS. Unidade (Entrega programada.)	UN	48	5,80	278,40
84	1	LAMINULA 24 X 24 MM - De borosilicato, alta pureza, espessura entre 0,13 a 0,16 classe eletrolítica1, segundo as normas DIN 12111, baixo teor alcalino, altíssima resistência ao ataque químico e excepcional grau de transparência. Na embalagem n lote, reg. ,MS	UN	5.625	0,10	562,50
85	1	LAMINA EXTREMIDADE FOSCA 24 X 76 MM - Lâmina de vidro, extremidade fosca, 24x 76 mm no lapidada, espessura de 1 a 1,2 mm p/ microscopia, Que conste na embalagem: n lote , validade e reg.MS, Caixa com 50 unidades.	CX	150	7,40	1.110,00
86	1	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO LISO - 10ML - TUBO DE ENSAIO DE VIDRO LISO - 10 ML	UN	75	0,78	58,50
87	1	PIPETA MULTICANAL SIMPLES COM 8 CANAIS DE VOLUME VARIÁVEL DE 20 A 200 MICROLITROS - Aquisicao Mat.uso Tec. hosp.com Notific/registro; Agrupamento de Itens; Pregao Eletronico; Lote - 17; (descricao Detalhada, Vide Edital); BEC: 4008251.	UN	1	1.877,90	1.877,90
88	1	PLACA DE PETRI COM TAMPA - 90X15 VIDRO NEUTRO TRANSPARENTE;;TAMPA E FUNDO SUPERFÍCIES PLANAS; INDICADO PARA USO EM MICROBIOLOGIA;AUTOCLAVÁVEIS.	UN	75	8,21	615,75
89	1	Cabo de coli + alça calibrada de níquel 1ui - Cabo de coli + alça calibrada de níquel 1ui	UN	2	52,79	105,58
90	1	Pipeta de vidro graduada 25 ml - Pipete de vidro graduada 25 ml	UN	3	19,86	59,58
91	1	MASCARA BICO DE PATO - NF 95 EFICIENCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA P/ PARTÍCULAS DE 0,3 MICRON, DESCARTÁVEL ,UTILIZADA NO PREPARO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE. COMPOSTA DE 6 CAMADAS, SENDO 4 DE ELEMENTOS FILTRANTES.(DUAS CAMADAS DE POLIPROPILENO,SENDO A INTERNA DE 20G/M2 E A EXTERNA DE 50G/M2. INTERNAMENTE ÀS CAMADAS DE POLIPROPILENO, POSSUI 4 ELEMENTOS FILTRANTES (MELT-BLOWN) N LOTE, VALIDADE, REG. MS. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - NF 95 eficiencia em filtragem bacteriana p/ partículas de 0,3 micron, descartável , utilizada no preparo de exames para diagnostico de Tuberculose. Composta de 6 camadas, sendo 4 de elementos filtrantes.(Duas camadas de polipropileno,sendo a interna de 20g/m2 e a externa de 50g/m2. Internamente às camadas de polipropileno, possui 4 elementos filtrantes (Melt-blown) N lote, validade, reg. MS. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	UN	338	4,42	1.493,96
92	1	RUGAI COM LISINA. - Meio de cultura, triagem bioquímica para identificação de Enterobactérias. Composição ParteSuperior: meio de rugai : tripton 10,0g/l, extrato de carne 2,0g/l, cloreto de sódio 5,0g /l, fosfato dissódico 2,0g/l; L- triptofano 1,0g/l, solução de substratos de rugai: 17,5 mL/L; Azul de bromotimol: 0,03g/L;Agar bacteriológico: 11g/l. Parte Central : cera de carnaúba: 100G/L; vaselina líquida 900 mL/L.ParteInferior : meio de lisina-motilidade : extrato de levedura :3,0g/l, L-lisina: 5,0g/l; glicose: 0,5g/l; púrpura de bromocresol: 0,02 g/l; nitrato de potássio: 0,5 g/l; agar bacteriológico: 4,0 g/l. Embalagem apropriada, com rotulo que conste o n do lote, data de fabricação, e data de validade, bula com instruções de uso e Reg. no M.S. (ENTREGA PROGRAMADA), unidade.	UN	750	4,46	3.345,00
93	1	SACO PARA AUTOCLAVAGEM - Cartucho plástico autoclavável , capacidade p/ 20 litros (40x60cm), resistentes que possibilitem uma descontaminação higinica e esterilização segura. Que conste no rotulo n do lote e data de fabricação.Pacote com 20 unidades	PCT	12	19,59	235,08
94	1	CLORETO DE SÓDIO, NA CONCENTRAÇÃO DE 0,85% TUBO COM 3 ML, ESTÉRIL É UMA SOLUÇÃO AMPLAMENTE UTILIZADA EM LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA.	UN	2.500	5,61	14.025,00
95	1	SWAB PLASTICO - Haste plástica com algodão de alta absorção para coleta de material biológico. Embalados individualmente.	PCT	37	25,01	925,37

		Pacote com 100 unidades. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.				
96	1	AVENTAL DESCARTAVEL - Com elástico no punho, em falso tecido, manga longa com 1,20 cm e comprimento, fechando se nas costas com amarras na altura do pescoço e na cintura, acabamento em overlock, embalagem única com dados de identificação e procedncia, unidades	UN	250	2,53	632,50
97	1	TIRAS DE OXIDASE - P/ DETECTAR INDOFENOL Tiras de papel absorvente impregnadas com p. fenelindiamina, acondicionadas em frasco escuro e opaco contendo agente dessecante. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instrução de uso.	UN	1	41,08	41,08
98	1	ANTI-HIV 1+2 ELISA - REAGENTE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA EXCLUSIVA DE ANTICORPOS ANTI- HIV1+2 (INCLUSIVE O SUBTIPO "O") DO HIV- 1, ANTIGENO P24 EM AMOSTRAS DE SORO OU PLASMA HUMANO; METODOLOGIA INUMOENSIMATICA (ELISA) EM MICROPLACA QUE UTILIZA EM FASE SOLIDA PEPTÍDIO SINTÉTICO E OU ANTÍGENO RECOMBINANTE E OU ANTICORPO MONOCLONAL, SEM PRÉ-DILUIÇÃO DA AMOSTRA EM TUBO, SENSIBILIDADE 100% ESPECIFICIDADE MÍNIMO 98% IMUNOENSAIO SEMI-AUTOMATIZADO: QUE DEVERÁ INCLUIR CONTROLES POSITIVOS E NEGATIVOS E DEMAIS REATIVOS NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DOS TESTES; ARMAZENAR EM TEMPERATURA DE (+) 4C A (+)8C; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/ VALIDADE, COMPOSIÇÃO E PROCEDNCIA. A QUANTIDADE DO PRODUTO OFERECIDO SERÁ AVALIADA SE NECESSÁRIO, ATRAVÉS DE TAXAS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO FRENTE A UM PAINEL DE AMOSTRAS CONHECIDAS. CABERÁ FIRMA VENCEDORA A RESPONSABILIDADE PARA QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERECIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA SEJAM INSTALADOS NA UNIDADE EXECUTORA, ACOMPANHADO DE RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO SUBSTANCIADO E CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO/ CALIBRAÇÃO QUE ATENDAM AOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA FORMA NORMA NIT-DICLA- 083/I TEM 7.3, DO INMETRO. CABERÁ Á FIRMA VENCEDORA APRESENTAR PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, SENDO QUE ESTA DEVERÁ UTILIZAR PADRES RASTREÁVEIS A ÓRGÃO NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE CALIBRAÇÃO. CABERÁ FIRMA VENCEDORA REALIZAR TREINAMENTO NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO EM COMODATO E ACOMPANHAR A ROTINA NO MÍNIMO 5 (CINCO) DIAS, CASO O LABORATÓRIO NECESSITE. A VALIDADE MÍNIMA DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO. NO ROTULO DO CONJUNTO DIAGNÓSTICO DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO NO M.S. A EMPRESA DEVERÁ PRESTAR ASSISTNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA AO LABORATÓRIO QUE ADQUIRIR O CONJUNTO DIAGNÓSTICO. A BULA DEVERÁ ESTAR ESCRITA EM LÍNGUA PORTUGUESA	UN	2.400	17,70	42.480,00
99	1	DETERGENTE NAO IONICO - Detergente concentrado, biodegradável para uso em laboratório, que produza pouca espuma, para limpeza óptica e química.Litro 1000ml. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	LT	10	43,35	433,50
100	1	STAPHY TEST- CAIXA COM DOIS FRASCOS COM 3,0 ML CADA . - Hemácias de carneiro previamente sensibilizadas com hemolisina (proteína A) e fibrinogênio (clumping factor) do Staphylococcus aureus determinam aglutinação imediata das hemácias sensibilizadas. Teste p/ aglutinação em lâmina para identificação de Staphylococcus aureus. Um frasco para Controle e outro frasco para Teste. No rotulo: n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. (ENTREGA PROGRAMADA), Caixa com 02 frascos de 3.0 ml cada.	UN	1	89,99	89,99
101	1	AGAR SABOURAUD DEXTROSE - Agar inclinado para isolamento de fungos. Pronto p/ uso. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Tubos. Unidade	UN	187	6,30	1.178,10
102	1	TIRAS PARA LEITURA DE URINA - Fitas impregnadas para determinação semi- quantitativa de 10 parâmetros (PH, densidade, glicose, proteínas, corpos cetônicos, urobilinogênio, sangue oculto, hemoglobina, nitrito e leucócitos) .Frasco com 100 tiras.No rotulo: n do lote, validade, reg. M.S. Bula com instruções de uso. (ENTREGA PROGRAMADA	FR	45	28,96	1.303,20
103	1	PESQUISA DIRETA - meio cromogenico para strepto B - meio seletivo para identificação de streptococcus do grupo B apresentação: Placas de 90 x 15 mm.. N rotulo N do Lote,validade,registro M.S	UN	875	6,51	5.696,25
104	1	ALCOOL ACIDO 3% - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen - descorante p/ BAAR - Frasco 1000 ml. No rotulo n do lote, data de validade e reg. M.S.	FR	12	35,62	427,44
105	1	FUCSINA FENICADA ZIEHL - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen Fucsina básica: 10 g/L; Fenol fundido: 50 mL/L; Alcool etílico: 100 mL/L; Água purificada: 850 mL/L. Frasco 1000 ml	FR	10	58,88	588,80

106	1	AZUL DE METILENO PARA ZIEHL - Pronto para uso para coloração de Ziehl Neelsen Azul de metileno: Azul de metileno: 3 g /L; Fenol fundido: 50 mL/L; Álcool etílico: 100 mL/L; Água purificada: 850 mL/L. Frasco 1000 ml	FR	10	45,49	454,90
107	1	ALÇA 10ul DESCARTAVEL ESTERIL - Alça 10ul. descartável estéril individual. Alça plástica, cor azul. Confeccionadas em polipropileno (PP). Hastes flexíveis. Comprimento aproximado de 19cm.	UN	1.250	0,32	400,00
108	1	ALÇA 01ul DESCARTAVEL ESTERIL - Alça 01ul. descartável estéril individual. Alça plástica, cor azul. Confeccionadas em polipropileno (PP). Hastes flexíveis. Comprimento aproximado de 19cm.	UN	1.250	0,31	387,50
109	1	CALDO TODD HEWITT - CALDO TODD HEWITT -MEIO DE CULTURA PARA ISOLAMENTO DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM AMOSTRAS GENITAIS, TUBOS , N LOTE, VALIDADE E REG. MS. - CALDO TODD HEWITT -MEIO DE CULTURA PARA ISOLAMENTO DE ESTREPTOCOCOS DO GRUPO B EM AMOSTRAS GENITAIS, TUBOS , N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	875	4,73	4.138,75
110	1	SWAB ESTÉRIL COM MEIO STUART PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS.COMPOSIÇÃO: TIOGLICOLATO DE SÓDIO: 0,5 G/L; GLICEROFOSFATO DE SÓDIO: 10,0 G/L; CISTEÍNA HCL 0,5 G/L; CLORETO DE CÁLCIO: 0,1 G/L; AZUL DE METILENO: 0,001 G/L; ÁGAR BACTERIOLÓGICO: 5,0 G/L; ÁGUA PURIFICADA: 1000 ML. NO ROTULO N DO LOTE, VALIDADE, REG. M S. TUBOS. UNIDADES. (ENTREGA PROGRAMADA.) - Swab estéril com meio stuart paratransporte e conservação de amostra biológica composição: Tioglicolato de sódio; 0,5 g/l; glicerofosfato de sódio; 10,0g/l; cisteína HCl 0,5 g/l; Cloreto de cálcio; 0,1 g/l; azul de metileno: 0,001g/l; Agar bacteriológico; 5,0 g/l; Água purificada: 1000 ml. no rotulo n do lote, validade, reg.M.S. tubos.(Entrega programada).	UN	2.000	2,15	4.300,00
111	1	ÓLEO PARA MICROSCOPIA ÓTICA EM OBJETIVA DE IMERSO (100X). ARMAZENAMENTO: 15 A 30C FRASCO COM 100 ML. - Frasco com 100 ml, óleo para microscopia ótica em objetiva de imerso (100X). Armazenamento; 15 a 30 C.	FR	1	21,15	21,15
112	1	BHI Caldo - Meio de cultura nutritivo, no seletivo, para isolamento e manutenção de microrganismos em geral, incluindo bactérias, leveduras e fungos filamentosos provenientes de amostras clínicas. Tubos de vidro transparente no tamanho 16,5X92mm, com tampa de rosca. com 5 ml de meio de cultura líquido.	UN	375	5,52	2.070,00
113	1	Placa de kline - Placa de vidro com 12 cavidades para realização de teste de VDRL 60x80	UN	12	29,29	351,48
114	1	PONTEIRAS DESCARTÁVEIS ATÉ 200UL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS DE COR AMARELA OU BRANCA FOSCA, TIPO GILSON, COM VOLUME ATÉ 200 MICROLITROS PACOTE COM 1000 UNIDADES	PCT	5	17,00	85,00
115	1	TUBO TIPO EPPENDORF- DE PROLIPROPILENO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 1,5 A 2,0 ML PCT C/ 1000 UNID. - Tubo de prolipropileno 1,5 a 2,0ml com tampa, Pacote 1000 unidades.	PC	2	82,64	165,28
116	1	TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN. TRMOM ETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE REFRIGERADOR E FREEZER. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO PRECISA DA TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA COM AS SUAS MÁXIMAS E MÍNIMAS. VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO - TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA FABRICADO EM PLÁSTICO ABS: DEVE POSSUIR SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO EXTENSOR DE PELO MENOS 180 CENTÍMETROS: DEVE POSSUIR DISPLAY LCD DE TRS DÍGITOS; DEVE PERMITIR VISUALIZAÇÃO DAS DUAS TEMPERATURAS DE MANEIRA SIMULTÂNEA; DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E MÍNIMA PARA ALERTA DE ALARME SONORO A CADA 1 MINUTO. INTERVALO DE MEDIÇÃO: 50 A 70 °C; RESOLUÇÃO: °C; PRECISO: +/- °C; ALIMENTAÇÃO POR PILHA; PESO INFERIOR A 60 GRAMAS COM PILHA.	UN	1	84,03	84,03
117	1	VDRL TESTE FLOCULAÇÃO EM PLACA -250 TESTES (5ML) - Vdri teste floculação em placa -250 teste(5 ml) n lote, validade e reg.MS	FR	10	34,22	342,20
118	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMOXICILINA 10 MCG FR C/ 50 UNID. - Em papel de filtro Amoxicilina 10mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS.	UN	250	0,39	97,50
119	1	DISCO ANTIBIOGRAMA -CEFALOTINA 30MCG - Em papel de filtro Cefalotina 30 mcg - codificado c/trs letras e dosagem. N, lote, validade e registro M.S	UN	250	0,36	90,00
120	1	DISCO ANTIBIOGRAMA - CLORANFENICOL 30 MCG - Em papel de filtro Cloranfenicol 30 mcg - codificado c/ trs letras e dosagem N lote, validade e registro no M.S	UN	250	0,37	92,50
		DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMICACINA 30 MCG FR C/ 50				

121	1	UNID. - Em papel de filtro Amicacina 30mcg - codificados c/ trs letras e dosagem codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS.	FR	250	21,02	5.255,00
122	1	PONTEIRAS DESCARTAVEIS 200 a 1000ui - Ponteiras descartáveis, cor azul siliconizada, perfeitamente ajustável e autoclavável para micropipeta e multicanal. Volume de200 a 1000 microlitros. Pacote com 1000 unidades.	PCT	2	42,99	85,98
123	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Aztreonam 30 mcg	UN	250	0,36	90,00
124	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Cefalotina 30 mcg	UN	250	0,36	90,00
125	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Rifampicina 30 mcg	UN	125	0,35	43,75
126	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Ofloxacin 05 mcg	UN	125	0,48	60,00
127	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Piperacilina/Tazobactam 100/10mcg	UN	250	0,42	105,00
128	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Amoxicilina/ácido clavulânico 30mcg	UN	250	0,44	110,00
129	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Imipenem 10 mcg	UN	75	0,41	30,75
130	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Ceftriaxona 30 mcg	UN	250	0,42	105,00
131	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Clindamicina 300 mcg	UN	125	0,43	53,75
132	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Eritromicina 15 mcg	UN	125	0,32	40,00
133	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Gentamicina 10 mcg	UN	250	0,40	100,00
134	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Norfloxacin 10 mcg	UN	250	0,43	107,50
135	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Nitrofurantoina 300 mcg	UN	250	0,41	102,50
136	1	DISCO ANTIBIOGRAMATetraciclina 30 mcg	UN	250	0,38	95,00
137	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Meropenem 10 mcg	UN	62	0,44	27,28
138	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Vancomicina 15 mcg	UN	125	0,44	55,00
139	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Oxacilina 01 mcg	UN	125	0,44	55,00
140	1	DISCO ANTIBIOGRAMA Cefoxitina30 mcg	UN	250	0,48	120,00
141	1	DISCO ANTIBIOGRAMA claritromicina 15mcg	UN	250	0,38	95,00
142	1	DISCO ANTIBIOGRAMA fosfomicina 200mcg	UN	250	0,39	97,50
143	1	AGAR MULLER HINTON - Meio de cultura Agar muller hinton pronto para uso. Para testes de sensibilidade a antibióticos (in vitro) Composição: Hidrolisado ácido de caseína: 17,5 g/L; Extrato de carne: 2,0 g/L; Amido de batata:1,5 g/L; Ágar bacteriológico: 17,0 g/L; Água purificada: 1000 mL. . No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (140x 15mm). Unidade (Entrega programada) - Meio de cultura Agar muller hinton pronto para uso.Para testes de sensibilidade a antibióticos(in vitro).Composição: Hidrolisado ácido de caseína: 17,5 g/L; Extrato de carne: 2,0 g/L; Amido de batata: 1,5 g/L; Ágar bacteriológico: 17,0; Água purificada: 1000mL. No rotulo n do lote,validade, reg. M.S Placas(140 x 15mm). Unidade (Entrega programada)	UN	1.250	10,16	12.700,00
144	1	DISCO ANTIBIOGRAMA - Em papel de filtro Ceftazidina 30mcg-codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS. - Em papel de filtro ceftazidina 30mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,37	92,50
145	1	DISCO DE BACITRACINA 0,04 U - Discos em papel de filtro impregnados com uma solução estabilizada de Bacitracina (0,04U por disco). Para identificação presuntiva de Streptococcus Beta Hemolítico do grupo A. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. - Discos em papel de filtro impregnados com uma solução estabilizada de Bacitracina (0,04U por disco).Para identificação presuntiva de Streptococcus Beta Hemolítico do grupo A. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	5	0,62	3,10
146	1	DISCO DE NOVOBIOCINA 5 MCG - Disco de papel de filtro impregando em uma solução estabilizada de Novobiocina 5mcg, Para identificação presuntiva de Cocos gram positivos (Staphylococcus saprophyticus). No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	62	0,59	36,58
147	1	DISCO OPTOQUINA 5 MCG - Disco de papel de filtro impregnado com 5 microgramas de cloridrato de etihidrocupreína. Utilizado p/ identificação preventiva de cocos gram positivos (Pneumococos) No rotulo n do lote, validade, reg. M.S.	UN	5	0,62	3,10
148	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AZITROMICINA 15 MCG - Em papel de filtro Azitromicina 15mcg - codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,43	107,50
149	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM AMPICILINA 10 MCG - Em papel de filtro Ampicilina 10mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N	UN	250	0,44	110,00

		lote, validade e reg. MS				
150	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM SULFAMETRI (SULFADIAZINA /TRIMETOPRIN) 25 MCG - Em papel de filtro Sulfametrim 25mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,42	105,00
151	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFOTAXIMA 30 MCG - Em papel de filtro Cefotaxima 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,42	105,00
152	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFALEXINA 30 MCG - Em papel de filtro Cefalexina 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem N lote, validade e reg. MS.	UN	250	0,42	105,00
153	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM ACIDO NALIDIXICO 30 MCG - Em papel de filtro Acido nalidixico 30mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,41	102,50
154	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM LEVOFLOXACINA 05 MCG - Em papel de filtro Levofloxacina 05mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,38	95,00
155	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CIPROFLOXACIM 5 MCG - Em papel de filtro Ciprofloxacina 05mcg- codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,41	102,50
156	1	DISCO ANTIBIOGRAMA COM CEFEPIME 30 MCG - Em papel de filtro Cefepime 30mcg -codificados c/ trs letras e dosagem. N lote, validade e reg. MS	UN	250	0,54	135,00
157	1	DISCO ANTIBIOGRAMA POLIMIXINA B 300MCG - EM PAPEL DE FILTRO POLINIXINA B 300MCG- CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	250	0,48	120,00
158	1	DISCO DE ANTIBIOGRAMA SUFAZOTRIM 25 MCG EM PAPEL DE FILTRO SUFAZOTRIM 25MCG (SULFAMETAXAZOL +TRIMETOPRIM) - CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	250	0,39	97,50
159	1	DISCO DE ANTIBIOGRAMA METRONIDAZOL 50MCG EM PAPEL DE FILTRO METRONIDAZOL 50 MCG- CODIFICADOS C/ TRS LETRAS E DOSAGEM. N LOTE, VALIDADE E REG. MS.	UN	250	0,51	127,50
160	1	LUGOL FORTE 2% - Corante para uso em microscopia. Composição: Iodo metálico- 50g, Iodeto de Potássio 100g, Água Purificada USP q.s.p 1000 ml. Estocado em frasco âmbar. Pronto para uso. No rótulo: N Lote, validade e reg. MS. Frasco com 500 ml	FR	1	97,33	97,33
161	1	AGAR MAC CONKEY - Meio de cultura Agar mac conkey pronto para uso para identificação de bactérias gram negativas (entrobactérias) composição: digesto péptica de tecido animal, caseína enzimática hidrolisada, digesto pancreática de gelatina, lactose, sais biliares, cloreto de sódio, vermelho neutro, cristal violeta, Agar, no rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entrega programada.)	UN	500	5,42	2.710,00
162	1	AGAR CROMOGNICO - Meio de cultura Agar cromogenico pronto para uso, para urocultura. Composição: petona especial, mistura cromognica, agar bacteriológico e agua purificada. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S . (90x 15mm) (Entrega programada.)	UN	1.375	8,46	11.632,50
163	1	AGAR SS - Meio pronto para uso. ágar S.S. é um meio moderadamente seletivo que tem por finalidade isolar bacilos entéricos patognicos, especialmente do gnero Salmonella, e algumas Shigella. Foi formulado para diferenciar bactérias fermentadoras de no fermentadoras de lactose e para inibir ao máximo o desenvolvimento de bactérias gram-positivas e coliformes, sem restrição ao crescimento de bacilos gram negativos patognicos. COMPOSIÇÃO Proteose-peptona: 5,0 g/L; Extrato de carne: 5,0 g/L; Lactose: 10,0 g/L; Sais biliares n 3: 8,5 g/L; Citrato de sódio: 8,5 g/L; Tiosulfato de sódio: 8,5 g/L; Citrato férrico: 1,0 g /L; Verde brilhante: 0,33 mg/L; Vermelho neutro: 0,025 g/L; Ágar bacteriológico: 13,5 g/L. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. No rotulo n do lote, validade, reg. M.S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entregaprogramada)	UN	7	8,27	57,89
164	1	AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO - Meio de cultura Agar chocolate suplemento pronto para uso. Meio de cultura rico, adicionado de sangue de cavalo desfibrinado estéril, em temperatura adequada para lise das hemácias e liberação de componentes essenciais para cultivo e isolamento de microrganismos fastidiosos. Além destes fatores naturais do sangue, é adicionado ao meio o suplemento VX para otimizar a recuperação de bactérias exigentes e/ou estressadas. No rotulo n do lote, validade, reg. M S. Placas (90x 15mm). Unidade (Entrega programada.)	UN	500	5,34	2.670,00
165	1	AGAR CHOCOLATE SUPLEMENTADO - Meio de cultura pronto para uso. Meio de cultura enriquecido com suplemento VX, para cultivo e isolamento de microrganismos fastidiosos. No rotulo n do lote, validade, reg. M S. TUBOS. Unidade (Entrega programada.)	UN	16	5,80	92,80
166	1	LAMINULA 24 X 24 MM - De borosilicato, alta pureza, espessura entre 0,13 a 0,16 classe eletrolítica1, segundo as normas DIN 12111, baixo teor alcalino, altíssima resistncia ao ataque químico e	UN	1.875	0,10	187,50

		excepcional grau de transparncia. Na embalagem n lote, reg. ,MS				
167	1	LAMINA EXTREMIDADE FOSCA 24 X 76 MM - Lâmina de vidro, extremidade fosca, 24x 76 mm no lapidada, espessura de 1 a 1,2 mm p/ microscopia, Que conste na embalagem: n lote , validade e reg.MS, Caixa com 50 unidades.	CX	50	7,40	370,00
168	1	TUBO DE ENSAIO DE VIDRO LISO - 10ML - TUBO DE ENSAIO DE VIDRO LISO - 10 ML	UN	25	0,78	19,50
169	1	PLACA DE PETRI COM TAMP - 90X15 VIDRO NEUTRO TRANSPARENTE;;TAMPA E FUNDO SUPERFÍCIES PLANAS; INDICADO PARA USO EM MICROBIOLOGIA;AUTOCCLAVÁVEIS.	UN	25	8,21	205,25
170	1	MASCARA BICO DE PATO - NF 95 EFICINCIA EM FILTRAGEM BACTERIANA P/ PARTÍCULAS DE 0,3 MICRON, DESCARTÁVEL .UTILIZADA NO PREPARO DE EXAMES PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE. COMPOSTA DE 6 CAMADAS, SENDO 4 DE ELEMENTOS FILTRANTES.(DUAS CAMADAS DE POLIPROPILENO,SENDO A INTERNA DE 20G/M2 E A EXTERNA DE 50G/M2. INTERNAMENTE ÀS CAMADAS DE POLIPROPILENO, POSSUI 4 ELEMENTOS FILTRANTES (MELT-BLOWN) N LOTE, VALIDADE, REG. MS. CERTIFICADO DE APROVAÇO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - NF 95 eficincia em filtragem bacteriana p/ partículas de 0,3 micron, descartável , utilizada no preparo de exames para diagnostico de Tuberculose. Composta de 6 camadas, sendo 4 de elementos filtrantes.(Duas camadas de polipropileno,sendo a interna de 20g/m2 e a externa de 50g/m2. Internamente às camadas de polipropileno, possui 4 elementos filtrantes (Melt-blown) N lote, validade, reg. MS. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	UN	112	4,42	495,04
171	1	RUGAI COM LISINA. - Meio de cultura, triagem bioquímica para identificação de Enterobactérias. Composiço ParteSuperior: meio de rugai : triptona 10,0g/l, estrato de carne 2,0g/l, cloreto de sódio 5,0g /l, fosfato dissódico 2,0g/l; L- triptofano 1,0g/l, soluço de substratos de rugai: 17,5 ml/L; Azul de bromotimol: 0,03g/l;Ágar bacteriológico: 11g/l. Parte Central : cera de carnaúba: 100G/L; vaselina líquida 900 ml/L.ParteInferior : meio de lisina-motilidade : extrato de levedura :3,0g/l, L-lisina: 5,0g/l; glicose: 0,5g/l; púrpura de bromocresol: 0,02 g/l; nitrato de potássio: 0,5 g/l; agar bacteriológico: 4,0 g/l. Embalagem apropriada, com rotulo que conste o n do lote, data de fabricaço, e data de validade, bula com instruções de uso e Reg. no M.S. (ENTREGA PROGRAMADA), unidade.	UN	250	4,46	1.115,00