

**TERMO DE RETIFICAÇÃO**  
**EDITAL Nº. 050/2024–HU-UEL**  
**ePROTOCOLO nº21.926.296-5/2024**

**OBJETO:** Contratação para o fornecimento parcelado de órteses e próteses - OPME (balão para dilatação, prótese biliar, clips para hemostrasias, stent metálico auto – expansível biliar, entre outros), sob forma de consignação, de uso em procedimentos de endoscopia e broncoscopia do Setor de Endoscopia do Hospital Universitário de Londrina, pelo período de 12 meses.

Pelo presente **Termo de Retificação**, informamos que ficam as alteradas as informações como segue:

**1) Tabela dos itens no Termo de Referência e Contrato Administrativo:**

| Lote | Cód. SICOR | Descrição do Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Tipo  |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 1    | 45511      | <b>Cód.GMS: 6522.81356      Cód. CATMAT: 461247      Unid. Padrão: PECA</b><br>BALÃO DE DILATAÇÃO BILIAR DE 4MM/12FR DE DIÂMETRO DO BALÃO X 3CM DE COMPRIMENTO, DUPLO LÚMEN, COM CATETER DE 180CM DE COMPRIMENTO, CANAL AUXILIAR PARA FIO GUIA 0,035, COMPATÍVEL COM MANOPLA DA MARCA WILSON COOK E COM O CANAL OPERADOR DE 2,8MM, RESISTENTE, REPROCESSÁVEL, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10</b>  | 925,83      | 9.258,30    | Ampla |
| 2    | 52870      | <b>Cód.GMS: 6522.81293      Cód. CATMAT: 0428293      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO ENDOSCÓPICA DE ESÔFAGO, PILÓRICO, COLÔNICO, BILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: Com controle de expansão radial. Diâmetro inicial do balão de 6 mm, podendo insuflar para 7mm, chegando até 8 mm. O comprimento do balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240 cm de comprimento. Compatível com canal operador de 2,8 mm da marca Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon ou Pentax. Compatível com Dispositivo de Insuflação Alliance II, marca Boston Scientific ou manopla da marca Wilson Cook Medical. Embalado individualmente, estéril. | <b>20</b>  | 890,00      | 17.800,00   | Ampla |
| 3    | 52871      | <b>Cód.GMS: 6522.91260      Cód. CATMAT: 0428294      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20</b>  | 785,00      | 15.700,00   | Ampla |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |           |       |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------|
|   |       | ENDOSCOPICA DE ESÔFAGO, PILORICO, COLONICO, BILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: Com controle de expansão radial. Diâmetro inicial do balão de 8 mm, podendo insuflar para 9 mm, chegando até 10 mm. O comprimento do balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240 cm de comprimento. Compatível com canal operador de 2,8 mm da marca Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon ou Pentax. Compatível com Dispositivo de Insuflação Alliance II, marca Boston Scientific ou manopla da marca Wilson Cook Medical. Embalado individualmente, estéril.                                                                                                                 |    |        |           |       |
| 4 | 52872 | <b>Cód.GMS: 6522.91261</b> <b>Cód. CATMAT: 0428295</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO ENDOSCOPICA DE ESÔFAGO, PILORICO, COLONICO, BILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: Com controle de expansão radial. Diâmetro inicial do balão de 10 mm, podendo insuflar para 11 mm, chegando até 12 mm. O comprimento do balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240 cm de comprimento. Compatível com canal operador de 2,8 mm da marca Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon ou Pentax. Compatível com Dispositivo Alliance II, marca Boston Scientific ou manopla da marca Wilson Cook Medical. Embalado individualmente, estéril.                 | 10 | 880,00 | 8.800,00  | Ampla |
| 5 | 52874 | <b>Cód.GMS: 6522.91262</b> <b>Cód. CATMAT: 0428296</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO ENDOSCOPICA DE ESÔFAGO, PILORICO, COLONICO, BILIAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO A SEGUIR: Com controle de expansão radial. Diâmetro inicial do balão de 12 mm, podendo insuflar para 13,5 mm, chegando até 15 mm. O comprimento do balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240 cm de comprimento. Compatível com canal operador de 2,8 mm da marca Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon ou Pentax. Compatível com Dispositivo de Insuflação Alliance II, marca Boston Scientific ou manopla da marca Wilson Cook Medical. Embalado individualmente, estéril. | 20 | 803,33 | 16.066,60 | Ampla |
| 6 | 52875 | <b>Cód.GMS: 6522.91263</b> <b>Cód. CATMAT: 0428300</b> <b>Unid. Padrão:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 785,00 | 15.700,00 | Ampla |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            |       |
|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------|
|   |       | <b>UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO<br>ENDOSCOPICA DE ESÔFAGO,<br>PILORICO, COLONICO, BILIAR<br>CONFORME ESPECIFICAÇÃO A<br>SEGUIR: Com controle de expansão<br>radial. Diâmetro inicial do balão de 15<br>mm, podendo insuflar para 16,5 mm,<br>chegando até 18 mm. O comprimento do<br>balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240<br>cm de comprimento. Compatível com<br>canal operador de 2,8 mm da marca<br>Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon<br>ou Pentax. Para uso em vias biliares,<br>apenas compatível com canal terapêutico<br>4.2 mm. Compatível com Dispositivo de<br>Insuflação Alliance II, marca Boston<br>Scientific ou manopla da marca Wilson<br>Cook Medical. Embalado individualmente,<br>estéril.                                                                          |     |        |            |       |
| 7 | 52876 | <b>Cód.GMS: 6522.91264 Cód.</b><br><b>CATMAT: 0428301 Unid. Padrão:</b><br><b>UNIDADE</b><br>BALÃO PARA DILATAÇÃO<br>ENDOSCOPICA DE ESÔFAGO,<br>PILORICO, COLONICO, BILIAR<br>CONFORME ESPECIFICAÇÃO A<br>SEGUIR: Com controle de expansão<br>radial. Diâmetro inicial do balão de 18<br>mm, podendo insuflar para 19 mm,<br>chegando até 20 mm. O comprimento do<br>balão é de 5,5 cm e o cateter possui 240<br>cm de comprimento. Compatível com<br>canal operador de 2,8 mm da marca<br>Olympus ou 3.2 mm das marcas Fujinon<br>ou Pentax. Para uso em vias biliares,<br>apenas compatível com canal terapêutico<br>4.2 mm. Compatível com Dispositivo de<br>Insuflação Alliance II, marca Boston<br>Scientific ou manopla da marca Wilson<br>Cook Medical. Embalado individualmente,<br>estéril. | 10  | 992,50 | 9.925,00   | Ampla |
| 8 | 47491 | <b>Cód.GMS: 6522.91259 Cód.</b><br><b>CATMAT: 0448450 Unid. Padrão:</b><br><b>UNIDADE</b><br>CLIP PARA HEMOSTASIA,<br>DESCARTAVEL. clip para hemostasia,<br>descartável, estéril, pré-carregado com 01<br>(um) clip radiopaco, em aço inox,<br>apreensão em sistema de aplicação<br>flexível, cateter em polietileno, medindo<br>235 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | 600,00 | 120.000,00 | Ampla |
| 9 | 52837 | <b>Cód.GMS: 6522.81296 Cód.</b><br><b>CATMAT: 0442247 Unid. Padrão:</b><br><b>CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35  | 582,48 | 20.386,80  | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |           |       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------|
|    |       | RADIOPACO; MEDIDA 10FR X 05CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, FIO GUIA E PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.                                                                                                                  |           |        |           |       |
| 10 | 52838 | <b>Cód.GMS: 6522.73830</b> <b>Cód. CATMAT: 0442247</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 10FR X 07CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.       | <b>30</b> | 605,00 | 18.150,00 | Ampla |
| 11 | 52839 | <b>Cód.GMS: 6522.91265</b> <b>Cód. CATMAT: 0442247</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 10FR X 09 OU 10CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | <b>10</b> | 605,00 | 6.050,00  | Ampla |
| 12 | 52836 | <b>Cód.GMS: 6522.87093</b> <b>Cód. CATMAT: 0442247</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 10FR X 15CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.       | <b>5</b>  | 569,90 | 2.849,50  | Ampla |
| 13 | 52842 | <b>Cód.GMS: 6522.91359</b> <b>Cód. CATMAT: 0442246</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 8,5FR X 05CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE       | <b>10</b> | 603,99 | 6.039,90  | Ampla |
| 14 | 52843 | <b>Cód.GMS: 6522.75786</b> <b>Cód. CATMAT: 0442246</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 8,5FR X 07CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE       | <b>10</b> | 597,98 | 5.979,80  | Ampla |
| 15 | 52840 | <b>Cód.GMS: 6522.91167</b> <b>Cód. CATMAT: 0442246</b> <b>Unid. Padrão: CONJUNTO</b>                                                                                                                                                                                      | <b>15</b> | 597,98 | 8.969,70  | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------|
|    |       | PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 8,5FR X 10CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |       |
| 16 | 52841 | <b>Cód.GMS: 6522.91168 Cód. CATMAT: 0442246 Unid. Padrão: CONJUNTO</b><br>PRÓTESE BILIAR DE POLIETILENO RADIOPACO; MEDIDA 8,5FR X 15CM DE COMPRIMENTO; COMPOSTA DE INTRODUTOR, INTERMEDIÁRIO, PRÓTESE NÃO DOBRÁVEL; ESTÉRIL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 | 572,19   | 5.721,90  | Ampla |
| 17 | 52853 | <b>Cód.GMS: 6522.91171 Cód. CATMAT: 0407556 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO- EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível, totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido, construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 80 mm. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4  | 6.024,29 | 24.097,16 | Ampla |
| 18 | 52852 | <b>Cód.GMS: 6522.91170 Cód. CATMAT: 0407555 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO- EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível, totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido, construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos na porção distal do Stent que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 4.026,83 | 16.107,32 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |           |       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | permite visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 60 mm. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |           |       |
| 19 | 47574 | <b>Cód.GMS: 6522.80430 Cód. CATMAT: 0460537 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO- EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível, totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido, construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento de 60 mm. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 5.374,82 | 21.499,28 | Ampla |
| 20 | 52851 | <b>Cód.GMS: 6522.91169 Cód. CATMAT: 0407554 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO- EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível, totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido, construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 6.618,75 | 26.475,00 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |          |           |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 40 mm. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |           |       |
| 21 | 52850 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91172      Cód. CATMAT: 0460538      Unid. Padrão: UNIDADE</b></p> <p>STENT METÁLICO AUTO- EXPANSÍVEL BILIAR: Stent metálico biliar, auto-expansível, totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido, construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento de 80 mm. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.</p> | 4 | 5.852,80 | 23.411,20 | Ampla |
| 22 | 52856 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91181      Cód. CATMAT: 0407543      Unid. Padrão: UNIDADE</b></p> <p>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 100 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e</p>                                                                                                                                                                                             | 4 | 5.038,50 | 20.154,00 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |           |       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |           |       |
| 23 | 52855 | <b>Cód.GMS: 6522.91180</b> <b>Cód. CATMAT: 0407548</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 60 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 6 | 3.000,00 | 18.000,00 | Ampla |
| 24 | 52882 | <b>Cód.GMS: 6522.91184</b> <b>Cód. CATMAT: 0407546</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento de 80 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 4.533,51 | 18.134,04 | Ampla |
| 25 | 52881 | <b>Cód.GMS: 6522.91183</b> <b>Cód. CATMAT: 407546</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 5.205,63 | 20.822,52 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |           |       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | prótese expandida de 8 mm e comprimento de 100 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |           |       |
| 26 | 47577 | <b>Cód.GMS: 6522.91173 Cód. CATMAT: 407546 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento de 40 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 4.461,50 | 17.846,00 | Ampla |
| 27 | 52880 | <b>Cód.GMS: 6522.91182 Cód. CATMAT: 407545 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento de 60 mm. Diâmetro do cateter de 8.0fr / 2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 4.294,13 | 17.176,52 | Ampla |
| 28 | 52854 | <b>Cód.GMS: 6522.91179 Cód. CATMAT: 407546 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e não revestido. Construção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 4.991,18 | 19.964,72 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |          |           |       |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do catéter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194cm, diâmetro da prótese expandida de 8mm e comprimento de 80mm. Diâmetro do catéter de 8.0fr/2.67mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |           |       |
| 29 | 47579 | <b>Cód.GMS: 6522.91174 Cód. CATMAT: 407551 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário e abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração, sendo 5,0 mm descoberto de cada lado. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194 cm. Diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento 60 mm, sendo 40 mm coberto pelo polímero de silicone. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 3.325,10 | 13.300,40 | Ampla |
| 30 | 47581 | <b>Cód.GMS: 6522.91177 Cód. CATMAT: 0407552 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário e abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração, sendo 5,0 mm descoberto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 | 3.466,78 | 13.867,12 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |           |       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | <p>cada lado. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194 cm. Diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento 40 mm, sendo 20 mm coberto pelo polímero de silicone. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |           |       |
| 31 | 47582 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91176      Cód. CATMAT: 0407553      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br/>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário e abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração, sendo 5,0 mm descoberto de cada lado. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194 cm. Diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento 80 mm, sendo 60 mm coberto pelo polímero de silicone. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.</p> | 4 | 3.466,78 | 13.867,12 | Ampla |
| 32 | 47580 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91175      Cód. CATMAT: 407551      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br/>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário e abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 3.325,10 | 13.300,40 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |           |       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-------|
|    |       | migração, sendo 5,0 mm descoberto de cada lado. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194 cm. Diâmetro da prótese expandida de 8 mm e comprimento 80 mm, sendo 60 mm coberto pelo polímero de silicone. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |           |       |
| 33 | 52857 | <b>Cód.GMS: 6522.81288 Cód. CATMAT: 0407551 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO AUTO-EXPANSÍVEL BILIAR Stent metálico biliar, auto-expansível e parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol e platina. Deve possuir um anel para reposicionamento do Stent caso necessário e abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração, sendo 5,0 mm descoberto de cada lado. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento de 194 cm. Diâmetro da prótese expandida de 10 mm e comprimento 60 mm, sendo 40 mm coberto pelo polímero de silicone. Diâmetro do cateter de 8.5fr/2.8mm, para fio guia 0,035". Atende a troca rápida de acessórios utilizando dispositivo que permite a fixação do fio guia para a troca de acessórios rapidamente. Descartável e estéril. | 4 | 3.150,04 | 12.600,16 | Ampla |
| 34 | 52864 | <b>Cód.GMS: 6522.91287 Cód. CATMAT: 0460712 Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 3.972,22 | 7.944,44  | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |          |          |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|
|    |       | mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal e distal de 23 mm e comprimento de 10 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |          |          |       |
| 35 | 52865 | <b>Cód.GMS: 6522.91288</b> <b>Cód. CATMAT: 0460712</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal e distal de 23 mm e comprimento de 12 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril. | 2 | 3.972,22 | 7.944,44 | Ampla |
| 36 | 52866 | <b>Cód.GMS: 6522.91289</b> <b>Cód. CATMAT: 0460712</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 4.275,00 | 8.550,00 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |          |       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|
|    |       | Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal e distal de 23 mm e comprimento de 15 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |          |          |       |
| 37 | 52868 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91291      Cód. CATMAT: 0460711      Unid. Padrão: UNIDADE</b></p> <p>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm e comprimento de 12 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.</p> | 2 | 4.137,50 | 8.275,00 | Ampla |
| 38 | 52867 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91290      Cód. CATMAT: 0460711      Unid. Padrão: UNIDADE</b></p> <p>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm e comprimento de 10 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.</p> | 2 | 4.137,50 | 8.275,00 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |          |          |       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|
| 39 | 52869 | <b>Cód.GMS: 6522.91292</b> <b>Cód. CATMAT: 0460711</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível parcialmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm e comprimento de 15 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.              | 2 | 4.137,50 | 8.275,00 | Ampla |
| 40 | 47576 | <b>Cód.GMS: 6522.91186</b> <b>Cód. CATMAT: 0455612</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal de 25 mm e flare distal de 23 mm e comprimento de 10 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril. | 2 | 4.300,00 | 8.600,00 | Ampla |
| 41 | 52859 | <b>Cód.GMS: 6522.91187</b> <b>Cód. CATMAT: 0455612</b> <b>Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 4.647,59 | 9.295,18 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |          |       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|
|    |       | <p>Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal de 25 mm e flare distal de 23 mm e comprimento de 12 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |          |       |
| 42 | 52860 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91283      Cód. CATMAT: 0455612      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br/>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 18 mm, com flare proximal de 25 mm e flare distal de 23 mm e comprimento de 15 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.</p> | 2 | 4.647,59 | 9.295,18 | Ampla |
| 43 | 52861 | <p><b>Cód.GMS: 6522.91284      Cód. CATMAT: 0443162      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br/>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 | 4.279,85 | 8.559,70 | Ampla |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |          |       |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-------|
|    |       | cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm e comprimento de 10 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |          |       |
| 44 | 52862 | <b>Cód.GMS: 6522.91285      Cód. CATMAT: 0443162      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm e comprimento de 12 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril. | 2 | 4.279,85 | 8.559,70 | Ampla |
| 45 | 52863 | <b>Cód.GMS: 6522.91286      Cód. CATMAT: 0443162      Unid. Padrão: UNIDADE</b><br>STENT METÁLICO ESOFÁGICO AUTO-EXPANSÍVEL Stent metálico esofágico auto-expansível totalmente revestido por um polímero de silicone translúcido. Construção do metal da prótese em nitinol. Deve possuir uma sutura de remoção de poliéster revestida de teflon para facilitar a retirada do Stent. Abas mais largas nas extremidades do Stent para evitar a migração. Deve possuir 4 marcadores radiopacos ao longo do cateter que permitem visualizar o disparo por fluoroscopia. Deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do Stent para reposicionamento. Comprimento do cateter de 120 cm. Diâmetro da prótese expandida de 23 mm, com flare proximal e distal de 28 mm                                                                                                                                  | 2 | 4.279,85 | 8.559,70 | Ampla |

|  |  |                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | e comprimento de 15 cm. Diâmetro do cateter de 18.5fr/6.17mm. Pode ser usado com fio guia 0,035 ou 0.038. Descartável e estéril. |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

As demais condições do Edital e seus anexos permanecem inalterados.

Londrina, 11 de setembro de 2024.

Enfª. Dra. Vivian Biazon El Redá Feijó  
Diretora Superintendente

Daiane Vieira Cardoso  
Diretora Administrativa

Amanda Pinto Ranuci  
Divisão de Material