

Maxxion R

Cimento de ionômero de vidro para restauração.



Biocompatível.



Excelente adesão.



Pode ser utilizado também como forramento de restaurações.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Kit A2 e A3: 1 frasco de cimento em pó com 10g, 1 frasco de líquido com 8g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação.

Unitário pó A2 ou A3: 1 frasco de cimento em pó com 10g e 1 dosador de pó.

Unitário líquido: 1 frasco de líquido com 8g.

Maxxion C

Cimento de ionômero de vidro para cimentação.



Com flúor: previne a desmineralização dental.



Baixa solubilidade: longevidade da cimentação.



Indicado para cimentação de bandas ortodônticas, zircônia e metais.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Kit: 1 frasco de cimento em pó com 15g, 1 frasco de líquido com 10g, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação.