

PE 114/2025 – MATERIAL AMBULATORIAL MATERIAIS DIVERSOS E SOLUÇÕES – 2º ETAPA

ITEM	DESCRIÇÃO	AValiação
21	TESTE TIPO BOWIE DICK - PACOTE PRONTO: UM TESTE QUÍMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, QUE AGE COMO BARREIRA AO AGENTE ESTERILIZANTE LIVRE DE CHUMBO, QUE CONTÉM REATIVO QUÍMICO ATÓXICO, COM APRESENTAÇÃO EM PACOTES PRONTOS PARA O USO. A FOLHA TESTE DENTRO DO PACOTE DEVERÁ MUDAR DE COR DE MANEIRA UNIFORME APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. DE USO DIÁRIO, REALIZA A LEITURA DOS TRÊS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO – QUALIDADE DE VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO – EM CICLOS ESPECÍFICOS A 121°C POR 15 MINUTOS OU 134°C POR 3,5 MINUTOS. TESTE BOWIE & DICK ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA AAMI/ISO 11140-1 E AAMI/ISO 11140-5. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES. CAIXA COM 25 PACOTES PRONTOS.	APROVADO
22	TESTE TIPO BOWIE DICK - PACOTE PRONTO: UM TESTE QUÍMICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, QUE AGE COMO BARREIRA AO AGENTE ESTERILIZANTE LIVRE DE CHUMBO, QUE CONTÉM REATIVO QUÍMICO ATÓXICO, COM APRESENTAÇÃO EM PACOTES PRONTOS PARA O USO. A FOLHA TESTE DENTRO DO PACOTE DEVERÁ MUDAR DE COR DE MANEIRA UNIFORME APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. DE USO DIÁRIO, REALIZA A LEITURA DOS TRÊS PARÂMETROS CRÍTICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO – QUALIDADE DE VAPOR, TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSIÇÃO – EM CICLOS ESPECÍFICOS A 121°C POR 15 MINUTOS OU 134°C POR 3,5 MINUTOS. TESTE BOWIE & DICK ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NORMA AAMI/ISO 11140-1 E AAMI/ISO 11140-5. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES. CAIXA COM 25 PACOTES PRONTOS.	APROVADO