

PAD®SECO BACTER

FICHA TÉCNICA

MARCA: PAD

VERSÃO: SECO BACTER

Pad® Bacter é uma toalha aditivada com sabão ANTIBACTERIANO SECO indicado para a higiene corporal diária, que higieniza de forma rápida e simples, gerando uma limpeza da pele eficaz e agradável. Formulado com sabonete BACTER com clorexidina, contém Glicerina , Extrato de Malva, Aloe Vera e Vitamina E, desinfeta, umecta, hidrata e suaviza a pele (sem ação terapêutica). Possui um perfume fresco e suave. É um produto hipoalergênico, condicionado ao pH natural da pele, testada microbiologicamente. SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE.

- Elimina 99,9% dos germes e bactérias.
- Testado clínica e dermatologicamente.
- Fragrância livre de alérgenos.
- Água desmineralizada e purificada por osmose reversa.
- Condicionado ao pH natural da pele.
- Hipoalergênico.

Características

ASPECTO	Manta 100% poliéster de 90 g / m2, cor amarelo claro.
PESO	4 +/- 0,5 gr
MEDIDAS	20 x 20 +/- 1 cm
EMBALAGEM PRIMARIA	Hermético, perfeitamente selado.
SUBSTÂNCIA ATIVA	Sabonete corporal antibacteriano pH 7,0 (+/- 0,4) x 1 gr

Ingredientes

Álcool etílico, água. N-óxido de laurildimetilamina, cocoamido propil betaína, glicerina, decil Glucosídeo, Cocoamida DEA, Cloreto de Cetrimonim, Fenoxietanol, Etilhexilglicerina, Digluconato de clorexidina, fragrância, alantoína, extrato de folha de Aloe Barbadensis, tocoferil Acetato. Pode conter CI 19140.

Modo de uso

1. Umedeça a toalha higienizadora PAD com um pouco de água.

2. Massageie suavemente para ensaboar e higienizar a pele.
3. Seque com um pano seco.

Avisos e recomendações

Evitar o contato direto com os olhos, caso ocorra enxágue com água em abundância. Mantenha fora do alcance de crianças. Se após a higiene quiser enxaguar, deixe agir por 2 minutos. Não aplicar em áreas de pele irritadas ou abrasivas, em caso de irritação interromper o uso e consulte o médico. Apenas uso externo. Armazenar em local fresco e seco. Não use se a embalagem estiver danificada. Não ingerir. Indicado para adultos e crianças acima de 03 anos.

Estudos laboratoriais realizados

- a) Teste de segurança e hipoalergenicidade (técnica de teste de adesivo epicutâneo aberto e fechado com Insulto Repetido).
- b) Estabilidade.
- c) Microbiológico.
- d) Potência germicida.

Armazenamento

Conservar em local fresco e seco (de preferência entre 10°C e 30°C). Não exponha ao sol.

Vida útil

03 anos a partir da data de fabricação. Veja na embalagem.

Apresentação

ENV. PRIMARIO	CAIXA	TAMANHO CAIXA (CM)	PESO
10 unidades	700 unidades	43 (largura) x 29 (altura) x 54 (comprimento)	4,35 kg
1 unidade	300 unidades	31,5 (largura) x 50 (altura) x 33 (comprimento)	2,25kg

Fabricante:

SIGMA LINE S.R.L.
La Roche, 867/1708 – Mórón
Buenos Aires-Argentina
Telefone 54 11 44834640-44891770
www.sigmaline.com.ar

Importador/Distribuidor:

CQC QUIMICA LTDA
Rua Fernandes Vieira, 192 - Centro
Estância Velha-RS - Brasil
Telefone 55 51 3561 9001- 99113 6774
www.cqcquimica.com.br